


2023-2024

# 総合検査案内



## 取得認定類

### ISO15189 認定証



株式会社 保健科学研究所

### プライバシーマーク使用許諾証



株式会社 保健科学研究所

### 医療関連サービスマーク



## 個人情報保護方針

### 〈理 念〉

保健科学グループでは、検体検査業を通じて国民の健康の保持増進に寄与することを目的として事業活動を行っております。この検体検査の受託にあたっては、検査結果の高い信頼性と迅速な提供を確保するために、検査を受ける方の個人情報を取得いたしますが、これらの情報は、個人の人格尊重の理念のもと、慎重に取り扱われるべきものと深く認識いたしております。

保健科学グループでは、個人情報における重要性の認識に立ち、その適切な取り扱いを確保するため、以下の個人情報保護方針を制定いたします。

- 臨床検査の受託および検査分析のためなど、特定された目的以外での個人情報の取得、利用及び提供は行いません。なお、それを確実にするための措置を講じます。
- 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、並びに日本衛生検査所協会をはじめとする規範を遵守いたします。
- 個人情報の漏えい、紛失または毀損の防止に努め改善・是正を行います。
- 個人情報保護に関する苦情及び相談に対応いたします。
- 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善を実施いたします。

2007年4月1日 制定  
2021年4月1日 最終改訂

■ ご利用の手引き … 1~X  
 ■ 索引 …… XI~XXII

123456789101112131415161718192021222324

## 生化学

蛋白質関連検査 ……	1	有機酸 ……	12
糖関連検査／脂質関連検査 ……	3	電解質・金属 ……	13
蛋白・含窒素成分関連検査 ……	6	産薬学関連 ……	17
色素 ……	7	ビタミン関連検査 ……	18
酵素 ……	8	特殊分析検査 ……	19
アミンザイム ……	11	クリアランステスト ……	22

## 生化学的検査

1  
 5  
 24

## 内分泌学

下垂体関連検査 ……	25	性腺関連検査 ……	33
甲状腺関連検査 ……	27	胎盤機能検査 ……	35
副甲状腺関連検査 ……	27	その他 ……	36
膵・消化管関連検査 ……	28	心臓関連検査 ……	38
副腎髄質関連検査 ……	28		
副腎皮質関連検査 ……	31		

## 内分泌学的検査

25  
 5  
 38

## 内分泌負荷・糖負荷

内分泌負荷試験 ……	39
糖負荷試験 ……	40

## 内分泌負荷試験・糖負荷試験

39  
 5  
 40

## 腫瘍マーカー

胎児性蛋白 ……	41
糖鎖抗原 ……	41
腫瘍関連抗原 ……	43

## 腫瘍マーカー

41  
 5  
 48

## 免疫学

免疫血液学的検査 ……	49	自己抗体検査 ……	64
感染症血清反応 ……	51	肝・肩関連自己抗体検査 ……	68
抗原検査 ……	57	糖尿病関連自己抗体検査 ……	68
尿素呼吸試験 ……	61	免疫グロブリン ……	69
リウマトイド因子・RA 関連検査 ……	62	補体関連物質 ……	69
甲状腺関連自己抗体検査 ……	63	血漿蛋白免疫学的検査 ……	70

## 免疫学的検査

49  
 5  
 73

## アレルギー

アレルギー関連検査 ……	74
IgE 特異的アレルゲン (疾患別セット) ……	75
IgE アレルゲン一覧表 ……	76

## アレルギー

74  
 5  
 77

## ウイルス

B 型肝炎ウイルス関連検査 ……	78	ウイルス中和抗体検査 (NT) ……	85
A 型肝炎ウイルス関連検査 ……	79	ウイルス抗体検査 (FA) ……	88
C 型肝炎ウイルス関連検査 ……	80	ウイルス抗体検査 (EIA) ……	88
レトロウイルス検査 ……	81	ウイルス分離・同定 ……	90
ウイルス抗体検査 (CF) ……	83	抗原検査 ……	91
ウイルス抗体検査 (HI) ……	84		

## ウイルス

78  
 5  
 93

## 血液学

血液形態・機能検査 ……	94
凝固系一般検査 ……	97
凝固因子関連検査 ……	97
凝固・線溶系検査 ……	99
血小板機能検査 ……	101

## 血液学的検査

94  
 5  
 101

## 薬物

抗てんかん剤 ……	102	解熱鎮痛剤消炎剤 ……	106
精神神経用剤 ……	103	抗悪性腫瘍剤 ……	106
抗炎症、リウマチ剤 ……	104	抗生物質 ……	106
強心剤 ……	104	免疫抑制剤 ……	107
不整脈用剤 ……	104	その他 ……	107

## 薬物検査

102  
 5  
 109

## 一般

尿中一般物質定性・半定量検査 ……	110	精液一般検査 ……	114
尿中特殊物質定性定量検査 ……	110	髄液一般検査 ……	115
尿沈渣顕微鏡検査 ……	112	その他の穿刺液・採取液検査 ……	116
糞便検査 ……	112		

## 一般検査

110  
 5  
 119

## 染色体・遺伝子/ 細胞性免疫 HLA 検査

先天性疾患 染色体検査 ……	120	HLA・移植関連検査 ……	127
血液疾患 染色体検査 ……	121	細胞機能検査 ……	128
細胞表面マーカー ……	123	癌関連遺伝子検査 ……	129
細胞表面マーカーセット検査 ……	126	薬剤関連遺伝子検査 ……	131

## 染色体・遺伝子/ 細胞性免疫 HLA 検査

120  
 5  
 131

## 微生物学

塗抹鏡検／培養検査／特殊培養 ……	132	衛生 (保菌検査) ……	139
真菌培養 ……	133	環境検査 ……	140
原虫・アメーバ／免疫学的細菌検査 ……	134	微生物・輸送培地・輸送容器一覧 ……	141
薬剤感受性検査 ……	135	保健科学研究所薬剤セット内容 ……	142
抗酸菌検査 ……	136	感受性薬剤一覧 ……	143
衛生 (検便検査) ……	138		

## 微生物学的検査

132  
 5  
 153

## 病理学

病理組織顕微鏡検査 ……	154
細胞診検査 ……	154
腫瘍関連免疫組織検査 ……	156

## 病理学的検査

154  
 5  
 158

## その他・研究検査

肝炎検診 ……	159
その他特殊検査 ……	160
自己抗体 ……	161
感染症遺伝子検査 ……	163

## その他・研究検査

159  
 5  
 163

# ご利用の手引き

## 検査の依頼方法

●当社専用の依頼書、検体容器及び検体ラベルをご使用下さい。

### 臨床検査総合依頼書4Aの記入例

カルテNo.をご記入下さい。

**(必須)**  
患者氏名をカタカナ(大文字)でご記入下さい。

**(必須)**  
採取日時をご記入下さい。

医師名をカタカナでご記入下さい。  
至急報告の場合は「至急」と、報告方法(TEL・FAX)を○で囲んで下さい。

必要に応じ蓄尿量、時間、身長、体重をご記入下さい。

入院・外来のいずれかを○印で囲んで下さい。

**(必須)**  
性別を○印で囲んで下さい。

**(必須)**  
年齢をご記入下さい。

診療科目、病棟欄は該当するものを○印で囲み、該当しない場合は( )内にご記入下さい。

依頼書に記載されていない項目については、項目コードと項目名をご記入下さい。

The image shows a sample of the 'Clinical Examination General Request Form 4A'. Key fields are highlighted with blue circles and lines pointing to explanatory text. The form includes sections for patient ID (333-33), hospital name (保健科学病院), patient name (ケンコウ), doctor name (マツサカ), and date/time (2018年4月2日 10:00). It also features a grid for test selection with checkboxes and a '4141: 抗Sm抗体半定量' entry circled in red. The right side of the form contains a 'Hospital Control Sheet' with checkboxes for various test materials.

院内セットをご利用の際は、担当営業までご相談下さい。

**(必須)**  
依頼項目の項目コードを○印で囲んで下さい。  
取り消しの場合は、×印で抹消して下さい。

**(必須)**  
材料欄に提出本数を記入し、合計本数を最下欄にご記入下さい。

### 【依頼書記入に関する注意事項】

※複写となっておりますので、**下敷きを敷いて、ボールペンで強くお書き下さい。**

※カナ氏名欄は誤読しやすい文字がありますので、明確に分かる様にご記入下さい。

『ア、マ、ヤ、セ』、『カ、サ』、『ク、ワ』、『コ、ゴ』、『シ、ツ、フ』、『シ、ミ』、『ス、ヌ』、『チ、テ』

※依頼時の注意点につきましては、各検査項目該当ページの備考欄に赤色の文字で記しておりますのでご確認下さい。

例) eGFR creat (項目コード: 1152) についての特記事項

血清クレアチニン (項目コード: 1006) との同時依頼、及び「年齢、性別」の依頼書への記載が必要条件となります。

なお、年齢が18才未満の場合、クレアチニンの依頼、年齢、性別の記載が無い場合には、「不能」とご報告させていただきます。

※依頼書1枚目をご依頼元控えとし、検体受領書とさせていただきます。

※当社では「遺伝学的検査受託に関する倫理指針(一般社団法人日本衛生検査所協会)」その他関連する倫理指針に基づき、受託を行っております。倫理指針対象の遺伝学的検査をご依頼の際には「遺伝学的検査汎用依頼書」をご利用下さい。

## 臨床微生物検査依頼書6Aの記入例

カルテ No. をご記入下さい。

**(必須)**  
患者氏名をカタカナでご記入下さい。

**(必須)**  
採取日時をご記入下さい。

医師名をカタカナでご記入下さい。

至急報告の場合は「至急」と、報告方法を (TEL・FAX) を〇で囲んで下さい。

抗菌薬を使用している場合は「有」に〇印をして下さい。

検査目的を〇印で囲んで下さい。

**(必須)**  
検査材料は該当する検査材料の●部分を一つだけ〇印で囲んで下さい。  
※一つの材料につき依頼書1枚が必要です。

対象となる検査材料は皮膚・爪・毛などの固形物のみです。

血液と便の場合は実施しておりません。

対象となる検査材料は髄液のみです。

培養同定の同時依頼が必須です。

培養同定と大腸菌血清型別の同時依頼が必要です。

ヘリコバクター・ピロリ培養の同時依頼が必須です。

**(必須)**  
年齢をご記入下さい。

入院・外来のいずれかを〇印で囲んで下さい。

**(必須)** 性別を〇印で囲んで下さい。

診療科目、病棟欄は該当するものを〇印で囲み、該当しない場合は ( ) 内にご記入下さい。

依頼書に記載されていない項目や追加薬剤は、追加項目・コメント欄にご記入下さい。

動物検体の場合は〇印で囲んでください。

**(必須)**  
提出形態を〇印で囲んで下さい。複数提出される場合は「本数」に合計本数を記して下さい。

臨床症状がある場合は●部分を〇印で囲んで下さい。

集菌塗抹法と直接塗抹法のどちらか一方のみ依頼して下さい。同時依頼は出来ません。

小川培地と液体培地のどちらか一方のみ依頼して下さい。同時依頼は出来ません。

上記「2. 培養」が必須です。

培養同定の同時依頼は不要です。その他の原虫検査は「コメント」欄にご記入下さい。

院内セットをご依頼する場合にご利用下さい。その際は、担当営業までご相談下さい。

単独での依頼も可能です。

検査のご依頼は、検査式ですの部を沿って〇印をお付け下さい。

# ご利用の手引き

## 取引の申込方法

- 最寄りの営業所、又は本社営業部へご連絡下さい。
- 担当者がお伺いし、ご依頼の詳細についてご説明、ご相談申し上げます。  
(裏表紙の営業所一覧をご参照下さい)

## お問い合わせ

検査内容等のお問い合わせ、ご意見、ご指摘等につきましては最寄りの営業所又はラボへお問い合わせ下さい。


## 料金請求とお支払い方法

- 原則として検査料金は一ヶ月分をまとめてご請求申し上げます。
- 請求書の検査項目名は当社請求略号によって記載されますのでご了承下さい。
- お支払いの方法は契約にしたがってお支払いいただきます。
- 銀行振込の場合は振込金受取書をお持ちして領収書に代えさせていただきますのでご了承下さい。

## 依頼書

### 依頼書種類

1. 臨床検査総合依頼書 4A
2. アレルギー関連検査依頼書
3. 感染症・ウイルス検査依頼書
4. 検診総合依頼書
5. 臨床微生物検査依頼書 6A
6. 衛生・環境検査依頼書 6B
7. 薬剤によるリンパ球刺激試験(DLST)依頼書
8. 遺伝学的検査汎用依頼書



## 検体ラベル

- 検体貼付ラベルには患者名、性別、年齢、採取日時、材料、依頼項目、依頼施設名、透析前・後、保存方法等をご記入下さい。
- 特に同一患者で複数材料の場合や、時系列検査の場合は必ず明確にご記入下さい。



## 検査項目名称

- 既に日本語化しているドイツ語はそのままとし、それ以外のはアメリカ英語読みに従いました。ただし、CA19-9等略号が通称化しているものは、略号をもって検査項目名称といたしました。
- 検査依頼書及び検査報告書においての検査項目名称は文字スペースに限りがある関係で略語等を使用させていただく場合がありますので、ご了承下さい。

## 検体必要量

- 検体必要量は、原則として再検査に応じられるように設定してあります。検体量不足にならないようご注意ください。
- 血清又は血漿を検査材料とする項目の単独での依頼では、基礎必要量として本文各項目欄記載量に0.2mL程度を加算して下さい。

## 容器

- ご依頼項目によって所定の容器をご使用下さい。
- 本文各項目欄・ページ下説明欄及び巻末の容器一覧をご参照下さい。

## 採取・保存方法

- 保存方法により測定値が変動する項目がありますので本文各項目欄、ページ下説明欄をご参照下さい。
- 原則として24時間以内の保存方法を記入してありますので、採取当日にご提出下さいますようお願い致します。なお、長期間保存される場合の保存方法につきましては営業担当にお問い合わせ下さい。

## 検査方法・参考文献

- 検査方法につきましては本文各項目欄及び巻末の検査方法概略を、参考文献につきましては巻末の測定法参考文献一覧をご参照下さい。

## 所要日数

- 原則的には検体をお預かりした翌日を起算日とし、報告書をお手元にお届けするまでの日数です（日曜・祭日は含まず）。
- 依頼項目の組み合わせにより、所要日数の長い項目に準ずることがありますのでご了承下さい。
- 再検査の場合、及び一部地域では、更に若干の日数を要することがありますのでご了承下さい。

## 平均搬送時間

貴院から\_\_\_\_\_までの平均搬送時間は約\_\_\_\_\_時間です。

貴院から保健科学総合研究所までの平均搬送時間は約\_\_\_\_\_時間です。

保健科学総合研究所から最終委託先までの平均搬送時間は次の通りです。

- |                  |          |                     |             |
|------------------|----------|---------------------|-------------|
| * ア, イ, C, I     | : 1 時間以内 | * Q                 | : 1 日以内     |
| * 1, 4, 5, 6, P  | : 3 時間以内 | * 8, 9, O, R, S,    | : 2 ~ 3 日以内 |
| * 7, D, E, K, L, | : 6 時間以内 | F, U, V, W, X, Y, Z |             |
| M, T             |          |                     |             |

## 結果のご報告

原則として当社集配員が報告書を直接お届けいたします。

至急のご指示のある場合は検査終了しだい電話又はファクシミリでご報告いたします。

コンピューター端末へのオンライン送信をご要望の場合は当社営業担当にご相談下さい。

## 報告書

報告書は検査の種類により当社指定の報告書にてご報告いたします。

## 再検査

当社再検査基準に基づき再検査をいたします。

検体量が必要量に満たずに再検査ができない場合はその旨ご報告いたします。

## 検体の保管

●お預かりいたしました検体の保管期間は、血清検体につきましては、原則 1 週間（所要日数が 5 日以上必要とする場合は 3 週間）とし、再検査や追加検査のご要望にお応えします。保管期間の終了後は、当社にて適正に廃棄いたします。

なお、腐敗・変性の著しい材料につきましては、検査実施後すみやかに処分させていただきますので、予めご了承下さい。

●検査済み検体の返却を希望される場合は、すみやかに返却いたします。又、医療機関以外又は医師個人から学術研究等の目的で検査済み検体の提供を求められたとしても、第三者への提供は行いません。

●プール化及び匿名化が可能なものについては、個人情報保護法その他関係法規及びガイドラインに従い検査精度維持、向上等のために使用することがあります。

## 検体受領方法

貴院への集配は、\_\_\_\_\_ 曜日、\_\_\_\_\_ 時頃に  
\_\_\_\_\_ へお伺いします。

## 検査実施施設及び最終委託先

検査実施施設及び最終委託先につきましては本文各項目備考欄及び報告書に下記の記号で表示してあります。

無印 保健科学 総合研究所

略号	委託先名称
*ア	保健科学 第2ラボラトリー
*イ	保健科学 第3ラボラトリー
*K	保健科学 西日本
*P	保健科学 東日本
*1	LSIメディエンス
*4	エスアールエル
*5	北里大塚バイオメディカルアッセイ研究所
*6	組織科学研究所
*7	常盤特殊分析センター
*8	Quest Diagnostics Incorporated(QD)
*9	Mayo Medical Laboratories
*C	カイシン株式会社
*E	ビー・エム・エル
*F	SMCLセンター(積水メディカル株式会社)

各項目備考欄に略号を表示していない項目を中心として、一部は当社グループラボにて検査を実施させていただきます。なお、その場合は報告書上に実施ラボ名を表記いたします。


略号	委託先名称
*I	ケーアイイー細胞病理研究所
*L	遠州予防医学研究所
*M	日本微生物研究所
*O	ラボコープ・ジャパン合同会社
*Q	ファルコバイオシステムズ
*R	昭和電工マテリアルズ
*S	シノテスト サイエンス・ラボ
*T	アミンファーマ研究所
*U	Oncomics
*V	京都工場保健会
*W	Athena Diagnostics
*X	伏見製薬所衛生検査センター
*Y	第一岸本臨床検査センター
*Z	MILS インターナショナル

# ご利用の手引き

## 検査報告書

### 報告書種類

1. 総合報告書
2. 生化学検査報告書
3. 蛋白分画報告書
4. 一般検査報告書
5. 梅毒検査報告書
6. 血液検査報告書
7. 特殊検査報告書
8. HIV 検査報告書
9. TM 関連検査報告書
10. 肝炎関連検査報告書
11. アレルギー関連検査報告書
12. 甲状腺機能検査報告書
13. 負荷試験検査報告書
14. 特殊健康診断検査報告書
15. 細菌学検査報告書
16. 衛生・環境検査報告書
17. 抗酸菌検査報告書
18. 血液型検査報告書



## 保険点数について

### [検体検査料]

- 検体検査料は「検体検査判断料」と「検体検査実施料」に分かれています。実施料につきましては、各項目欄をご参照下さい。
- 包括算定の検査につきましては実施料を青色で表示しました。判断料につきましては、各項目欄に略号で表示いたしました（下表参照）。又、特定薬剤治療管理料は※印で表示いたしました。本文 109 ページをご参照下さい。

### (注意事項)

- 注 1. 検体検査判断料は該当する検体検査の種類、回数に依らず各々月 1 回に限り算定できるものとする。
- 注 2. 上記 1. の規定に依らず、尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については、尿・糞便等検査判断料は算定しない。

検体検査判断料		
尿・便	尿・糞便等検査判断料	34点
遺伝子	遺伝子関連・染色体検査判断料	100点
血液	血液学的検査判断料	125点
生化Ⅰ	生化学的検査(Ⅰ)判断料	144点
生化Ⅱ	生化学的検査(Ⅱ)判断料	144点
免疫	免疫学的検査判断料	144点
微生物	微生物学的検査判断料	150点

病理診断・判断料		
病理	組織診断料	450点
	細胞診断料	200点
	病理判断料	150点

### 負荷試験等

負荷試験等の点数につきましては本文 22 ページ及び 39・40 ページをご参照下さい。  
なお負荷試験等の点数は「検体検査料」ではございませんので、判断料の別途算定はできません。

### 輸血に関する検査

輸血に関する検査につきましては本文 49 ページをご参照下さい。なお輸血に関する検査の点数は「検体検査料」ではございませんので、判断料の別途算定はできません。



## ■生化学的検査 I (血液化学検査)

<ul style="list-style-type: none"> <li>●総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ (ALP)、コリンエステラーゼ (ChE)、<math>\gamma</math>-グルタミルトランスフェラーゼ (<math>\gamma</math>-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ (LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)、クレアチンキナーゼ (CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄 (Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査 (試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、不飽和鉄結合能 (UIBC) (比色法)、総鉄結合能 (TIBC) (比色法)</li> <li>●リン脂質</li> <li>●HDL-コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT)</li> <li>●LDL-コレステロール、蛋白分画</li> <li>●銅 (Cu)</li> <li>●リパーゼ</li> <li>●イオン化カルシウム</li> <li>●マンガン (Mn)</li> </ul>
--

項目数	実施料
5項目以上 7項目以下	93
8項目又は 9項目	99
10項目以上	106

## ■内分泌学的検査

<ul style="list-style-type: none"> <li>●成長ホルモン (GH)、卵巣刺激ホルモン (FSH)、C-ペプチド (CPR)、黄体形成ホルモン (LH)</li> <li>●アルドステロン、テストステロン</li> <li>●遊離サイロキシニン (FT4)、遊離トリヨードサイロニン (FT3)、コルチゾール、サイロキシニン結合グロブリン (TBG)</li> <li>●抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体 (抗 GAD 抗体)</li> <li>●脳性Na利尿ペプチド (BNP)</li> <li>●サイログロブリン</li> <li>●サイロキシニン結合能 (TBC)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント (NT-proBNP)</li> <li>●カルシトニン</li> <li>●ヒト絨毛性ゴナドトロピン (HCG) 定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン (HCG) 半定量</li> <li>●腺グルカゴン</li> <li>●プロゲステロン</li> <li>●I型コラーゲン架橋 N-テロペプチド (NTx)、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ (TRACP-5b)</li> <li>●骨型アルカリホスファターゼ (BAP)</li> <li>●低カルボキシル化オステオカルシン (ucOC)</li> <li>●オステオカルシン (OC)</li> <li>●遊離テストステロン</li> <li>●インタクト I型プロコラーゲン-N-プロペプチド (Intact P I NP)</li> <li>●I型コラーゲン架橋C-テロペプチド - <math>\beta</math> 異性体 (<math>\beta</math>-CTX) (尿)</li> <li>●セクレチン、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン (HCG) 半定量、I型コラーゲン架橋C-テロペプチド - <math>\beta</math> 異性体 (<math>\beta</math>-CTX)、I型プロコラーゲン-N-プロペプチド (P I NP)</li> <li>●サイクリック AMP (cAMP)、副甲状腺ホルモン (PTH)、カテコールアミン分画</li> <li>●デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体 (DHEA-S)</li> <li>●エストロゲン半定量、エストロゲン定量、副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント (C-PTHrP)</li> <li>●エストラジオール (E2)</li> <li>●デオキシビリジノリン (DPD) (尿)</li> <li>●副甲状腺ホルモン関連蛋白 (PTHrP)</li> <li>●副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)、カテコールアミン</li> <li>●エリスロポエチン</li> <li>●17-ケトステロイド分画 (17-KS分画)、抗 I A-2抗体、プレグナンジオール</li> <li>●メタネフリン</li> <li>●ソマトメジシンC</li> <li>●心房性Na利尿ペプチド (ANP)、メタネフリン・ノルメタネフリン分画</li> <li>●抗利尿ホルモン (ADH)</li> <li>●プレグナントリオール</li> <li>●ノルメタネフリン</li> <li>●インスリン様成長因子結合蛋白3型 (IGFBP-3)</li> </ul>
--

項目数	実施料
3項目以上 5項目以下	410
6項目又は 7項目	623
8項目以上	900

## ■腫瘍マーカー

<ul style="list-style-type: none"> <li>●癌胎児性抗原 (CEA)</li> <li>●<math>\alpha</math>-フェトプロテイン (AFP)、組織ポリペプチド抗原 (TPA)、扁平上皮癌関連抗原 (SCC 抗原)</li> <li>●DUPAN-2、NCC-ST-439、CA15-3</li> <li>●エラスターゼ I</li> <li>●前立腺特異抗原 (PSA)、CA19-9</li> <li>●PIVKA-II 半定量、PIVKA-II 定量</li> <li>●CA72-4、SPan-1、シアリルTn抗原 (STN)、神経特異エノラーゼ (NSE)</li> <li>●CA125</li> <li>●塩基性フェトプロテイン (BFP)、CA50</li> <li>●核マトリックスプロテイン 22 (NMP22) 定量 (尿)、核マトリックスプロテイン 22 (NMP22) 定性 (尿)</li> <li>●シアリル Lex-i 抗原 (SLX)</li> <li>●遊離型PSA比 (PSA F/T比)</li> <li>●サイトケラチン 8・18 (尿)</li> <li>●抗p53抗体</li> <li>●BCA225</li> <li>●サイトケラチン 19フラグメント (シフラ)</li> <li>●シアリルLex抗原 (CSLEX)</li> <li>●I型コラーゲン-C-テロペプチド (I CTP)</li> <li>●ガストリン放出ペプチド前駆体 (ProGRP)</li> <li>●CA54/61、癌関連ガラクトース転移酵素 (GAT)</li> <li>●CA602、<math>\alpha</math>-フェトプロテインレクチン分画 (AFP-L3%)</li> <li>●<math>\gamma</math>-セミノプロテイン (<math>\gamma</math>-Sm)</li> <li>●癌胎児性抗原 (CEA) 定性 (乳頭分泌液)、癌胎児性抗原 (CEA) 半定量 (乳頭分泌液)</li> <li>●HER2蛋白</li> <li>●可溶性インターロイキン-2レセプター (sIL-2R)</li> </ul>
--

項目数	実施料
2項目	230
3項目	290
4項目以上	396

## ■肝炎ウイルス関連検査

<ul style="list-style-type: none"> <li>●HBs抗原、HBs抗体</li> <li>●HBe抗原、HBe抗体</li> <li>●HCV抗体定性・定量、HCVコア蛋白</li> <li>●HBc抗体半定量・定量</li> <li>●HCVコア抗体</li> <li>●HA-IgM 抗体、HA 抗体、HBc-IgM 抗体</li> <li>●HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量</li> <li>●HE-IgA抗体定性</li> <li>●HCV血清群別判定</li> <li>●HBVコア関連抗原 (HBcrAg)</li> <li>●デルタ肝炎ウイルス抗体</li> <li>●HCV特異抗体価、HBVジェノタイプ判定</li> </ul>
--

項目数	実施料
3項目	290
4項目	360
5項目以上	425

# ご利用の手引き

## ■自己抗体検査

- 抗サイログロブリン抗体、抗 RNP 抗体定性、抗 RNP 抗体半定量、抗 RNP 抗体定量、抗Jo-1抗体定性、抗Jo-1抗体半定量、抗Jo-1抗体定量
- 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体
- 抗Sm抗体定性、抗Sm抗体半定量、抗Sm抗体定量
- 抗SS-B/La抗体定性、抗SS-B/La抗体半定量、抗SS-B/La抗体定量、C1q結合免疫複合体
- 抗Scl-70抗体定性、抗Scl-70抗体半定量、抗Scl-70抗体定量
- 抗SS-A/Ro抗体定性、抗SS-A/Ro抗体半定量、抗SS-A/Ro抗体定量
- 抗RNAポリメラーゼIII抗体
- 抗ARS抗体
- 抗MDA5抗体、抗TIF1-γ抗体、抗Mi-2抗体

項目数	実施料
2 項目	320
3 項目以上	490

## ■出血・凝固検査

- Dダイマー定性
- プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)、Dダイマー半定量
- von Willebrand因子(VWF)活性
- Dダイマー
- α<sub>2</sub>-マクログロブリン
- 凝固因子インヒビター
- von Willebrand 因子(VWF)抗原
- プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC)、プロテインS抗原
- プロテインS活性
- β-トロンボグロブリン(β-TG)
- 血小板第4因子(PF4)
- トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)
- トロンボモジュリン
- 凝固因子(第II因子、第V因子、第VII因子、第VIII因子、第IX因子、第X因子、第XI因子、第XII因子、第XIII因子)
- フィブリンモノマー複合体
- プロテインC抗原
- tPA・PAI-1複合体
- プロテインC活性

項目数	実施料
3 項目又は 4 項目	530
5 項目以上	722

## 緊急異常値報告対象項目と基準について

下記の検査項目につきましては当社緊急異常値報告基準に基づき、測定後ファクシミリにてご報告いたします。

対象項目	基準	対象項目	基準
<b>生化学的検査</b>		<b>微生物学的検査</b>	
ナトリウム(血清)	110 以下、170 以上 (mEq/L)	塗抹鏡検、培養、免疫学的検査	・血液・髄液・穿刺液など無菌的部位由来の検体からの菌検出時
カリウム(血清) *1 *4 *5	2.5 以下、7.0 以上 (mEq/L)		・1~3類感染症原因菌及び、感染対策として重要且つ緊急性が高い菌種などの検出時
カルシウム(血清) *2	6.0 以下、13.0 以上 (mg/dL)	抗酸菌検査	抗酸菌塗抹鏡検及び、抗酸菌分離培養で陽性結核菌群同定時
クレアチニン(血清) *2	8.00 以上 (mg/dL)	結核菌DNA [PCR] (TB-PCR)	(+)
浸透圧(血清)	255 以下、330 以上 (mOsm/kgH <sub>2</sub> O)	<b>薬物検査</b>	
尿素窒素(血清) *2	80 以上 (mg/dL)	フェノバルビタール	60 以上 (μg/mL)
AST *5	500 以上 (U/L)	フェニトイン	30 以上 (μg/mL)
ALT *5	500 以上 (U/L)	カルバマゼピン	15 以上 (μg/mL)
LD (IFCC) *5	1000 以上 (U/L)	プリミドン	15 以上 (μg/mL)
アミラーゼ(血清)	500 以上 (U/L)	バルプロ酸	150 以上 (μg/mL)
血糖(グルコース)	50 以下、500 以上 (mg/dL)	エトスクシミド	120 以上 (μg/mL)
アンモニア	320 以上 (μg/dL)	炭酸リチウム	2.00 以上 (mEq/L)
<b>一般</b>		サリチル酸	300 以上 (μg/mL)
糖定性(尿) *3	(4+)	ジゴキシン	2.5 以上 (ng/mL)
ケトン体定性(尿) *3	(3+)	プロカインアミド	16 以上 (μg/mL)
<b>血液学</b>		リドカイン	6.0 以上 (μg/mL)
白血球数	1,500 以下、20,000 以上 (/μL)	メトトレキサート	1.0 以上 (μmol/L)
赤血球数	200以下、600 以上 (×10 <sup>4</sup> /μL)	バンコマイシン	60.0 以上 (μg/mL)
ヘモグロビン(血色素量)	5.0 以下、20.0 以上 (g/dL)	テイコブラニン	60 以上 (μg/mL)
血小板数	3.0以下、100.0 以上 (×10 <sup>4</sup> /μL)	テオフィリン	25 以上 (μg/mL)
白血球像	Blastoid cell (+)	*1 血清で提出の検体に限る	
PT	INR	*2 透析検体は除外	
	活性	*3 新生児のみ	
	時間	*4 透析前検体の高値は除外	
APTT	60.0 以上 (秒)	*5 溶血検体の高値は除外	
フィブリノゲン定量	100 以下 (mg/dL)		
血漿FDP	60.0 以上 (μg/mL)		
Dダイマー	40.0 以上 (μg/mL)		
<b>免疫血液学的検査</b>			
直接クームス試験 *3	(+)		

## 検査方法の略号

<b>BCP改良法</b>	ブロムクレゾールパープル改良法 Bromcresol Purple	<b>LAMP法</b>	ループ介在等温増幅法 Loop-Mediated Isothermal Amplification
<b>BLEIA法</b>	生物化学発光免疫測定法 Bioluminescent Enzyme Immunoassay	<b>LA法</b>	ラテックス凝集比濁法 Latex Agglutination Immunoassay
<b>CF法</b>	補体結合反応 Complement Fixation Test	<b>LC-MS/MS法</b>	液体クロマトグラフィータンデム質量分析法 Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry
<b>CLEIA法</b>	化学発光酵素免疫測定法 Chemiluminescent Enzyme Immunoassay	<b>LIA法</b>	ラインプロット法 Line Immunoassay
<b>CLIA法</b>	化学発光免疫測定法 Chemiluminescent Immunoassay	<b>LPIA法</b>	ラテックス近赤外免疫比濁法 Latex Photometric Immunoassay
<b>ECLIA法</b>	電気化学発光免疫測定法 Electro Chemi Luminescence Immunoassay	<b>MO法</b>	二重免疫拡散法 Micro Ouchterlony
<b>EIA法</b>	酵素免疫測定法 Enzyme Immunoassay	<b>NT法</b>	中和反応 Neutralization Test
<b>ELISPOT法</b>	Enzyme - Linked ImmunoSpot	<b>PA法</b>	粒子凝集法 Particle Agglutination Test
<b>EMIT法</b>	多元酵素免疫測定法 Enzyme Multiplied Immunoassay Technique	<b>※PCR法</b>	ポリマーゼ連鎖反応 Polymerase Chain Reaction
<b>FA法</b>	蛍光抗体法 Fluorescent Antibody Method	<b>PHA法</b>	受身赤血球凝集反応 Passive Hemagglutination Test
<b>FEIA法</b>	蛍光酵素免疫測定法 Fluorescence Enzymes Immunoassay	<b>RPLA法</b>	逆受身ラテックス凝集反応法 Reversed Passive Latex Agglutination Test
<b>FISH法</b>	蛍光 in situ ハイブリダイゼーション法 Fluorescent In Situ Hybridization	<b>RT-PCR法</b>	逆転写ポリマーゼ連鎖反応 Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction
<b>FPIA法</b>	蛍光偏光免疫測定法 Fluorescence Polarization Immunoassay	<b>SDA法</b>	Strand Displacement Amplification
<b>GC法</b>	ガスクロマトグラフィー法 Gas Chromatography	<b>TIA法</b>	免疫比濁法 Turbidimetric Immunoassay
<b>GC/MS法</b>	ガスクロマト質量分析計法 Gas Chromatography / Mass Spectrometer	<b>UV法</b>	紫外吸光度分析法 Ultraviolet Absorption Spectrophotometry
<b>HA法</b>	赤血球凝集反応 Hemagglutination Test	<b>WB法</b>	ウエスタンブロット法 Western Blot Method
<b>HEIA法</b>	ホモジニアスエンザイムイムノアッセイ Homogeneous Enzyme Immunoassay	<b>比濁法</b>	Turbidimetry
<b>HI法</b>	赤血球凝集抑制反応 Hemagglutination Inhibition Test	<b>比濁法：ネフェロメトリー法</b>	Nephelometry
<b>HPLC法</b>	高速液体クロマトグラフィー法 High Performance Liquid Chromatography	<b>フローサイトメトリー法</b>	Flow Cytometry
<b>イオン電極法</b>	Ion Electrode Method	<b>ラテックス凝集免疫比濁法</b>	Latex Agglutination Turbidimetric Immunoassay
<b>イムノクロマトグラフィー法</b>	Immuno chromatography	<b>リアルタイムPCR法</b>	Real Time Polymerase Chain Reaction
<b>金コロイド法</b>	Gold Colloid Method	<b>蛍光光度法</b>	Fluorometry
<b>酵素法</b>	Enzymatic Method	<b>原子吸光法</b>	Atomic Absorption Method
<b>電気泳動法</b>	Electrophoresis	<b>MALDI-TOF-MS</b>	マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析法 Matrix-Assisted Laser Desorption / Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry
<b>ハイブリッドキャプチャー法</b>	Hybrid Capture Method	<b>IFE法</b>	免疫固定法 Immunofixation Electrophoresis
<b>比色法</b>	Colorimetry	<b>MBP-QP法</b>	Mutation-Biased PCR and Quenching Probe
<b>IFA法</b>	間接蛍光抗体法 Indirect Fluorescent Antibody Technique	<b>PCR-rSSO法</b>	PCR-Reverse Sequence Specific Oligonucleotide

※ PCR 法はエフ・ホフマン・ラ・ロシュ社のライセンスに基づいて実施しております。

## 基準値

正常参考値及び判定基準値は、当社では基準値で表示しております。基準値欄の略号及び単位は次の通りです。

略号	M	Male : 男性	桁記号	k	kilo :	10 <sup>3</sup>	単位記号	AU	Arbitrary Unit	Eq	Equivalent	Osm	osmol
	F	Female : 女性		d	deci :	10 <sup>-1</sup>		B.U	Bethesda Unit	g	gram	ppm	parts per million
	RBC	Red blood cell : 赤血球		m	milli :	10 <sup>-3</sup>		BCE	Bone Collagen Equivalent	HPF	High-Power Field	S.I.	Stimulation Index
	d	day : 日		μ	micro :	10 <sup>-6</sup>		CAI	Corrected Absorbance Index	IU	International Unit	U	unit
	h	hour : 時間		n	nano :	10 <sup>-9</sup>		CFU	Colony Forming Unit	L	Liter	%	percent
	min	minute : 分		p	pico :	10 <sup>-12</sup>		cpm	count per minute	M	mol/L	‰	permill
		f	femto :	10 <sup>-15</sup>	EIU	Enzyme Immunounits	mol	mole					

# ご利用の手引き

## 本文の検査項目欄の記載例

本文では、検体必要量、容器・保存方法、検査方法、基準値・単位、所要日数、検体検査実施料・判断料等検査のご依頼に当たってご注意いただきたい事項を表記しています。

下記の例をご参照の上、正確な検体の管理にご協力下さい。

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
<b>蛋白関連検査</b>								
1001 3A010	総蛋白 (TP) 3A010-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (21日)	Biuret 法	6.7 ~ 8.3 g/dL	1 2	11 生化 I	蛋白分画、総蛋白及びアルブミンを同時に測定した場合は、主たるもの2つを算定する。
1195 5C065	β <sub>2</sub> -マイクログロブリン (β <sub>2</sub> -MG) 5C065-0000-023-062 5C065-0000-001-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集比濁法	2.0 以下 mg/L	1 2	104 免疫	PH5.5以上を確認し、提出して下さい。
1196 5C065		尿 1.0	C-3 冷蔵	ラテックス凝集比濁法	289 以下 μg/L	2 4	104 免疫	

容器記号：A1 (普通試験管：分離剤入り) に採取し、遠心操作後、そのままご提出下さい。(但し、採血当日のご提出が不可能な場合、容器記号：G (凍結用ポリ試験管) に移しての保存をお願いします)

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
<b>凝固系一般検査</b>								
2029 2B030	プロトロンビン時間 (PT) 2B030-0000-022-311	血漿 0.5	D-1 G 凍結	Quick 変法	PT INR 値 0.88 ~ 1.17 PT 活性 66.0 ~ 127.6 % PT 時間 9.4 ~ 12.2 秒 ※1	1 3	18 血液	緊急 トロンボテストと同時算定不可

容器記号：D (凝固検査用試験管) に血液を採取し、遠心操作後、血漿を容器記号：G (凍結用ポリ試験管) に移して凍結しご提出下さい。なお、検査材料の移し替えが不可欠な場合、『採取容器→提出容器』で表記しております。

赤の表示は検体取扱上の注意事項を表します。

青の表示は保険取扱上の留意事項を表します。

### 【マーク一覧】

受付・報告関連	緊急異常値報告対象	<b>緊急</b>	緊急異常値の報告範囲 (ご利用の手引き VII 頁参照) が設定されております。この範囲を超えた場合には、測定後すみやかに電話またはファクシミリでご報告いたします。	検体の取扱	常温	<b>常温</b>	15~25℃で保存してご提出して下さい。
	予約検査	<b>予約検査</b>	検体採取前に、最寄の営業所へご連絡下さい。		冷蔵	<b>冷蔵</b>	2~8℃で保存してご提出して下さい。なお、数日以上に渡って保存される場合は、凍結して保存していただくをお願いします。凍結不可の材料につきましては、その旨、記載いたします。
	曜日指定	<b>曜日指定</b>	受託可能日をご確認の上、ご依頼下さい。		凍結	<b>凍結</b>	凍結 (-18℃以下) で保存してご提出して下さい。なお、凍結保存指定の検査項目につきましては、原則として単独検体での出検をお願いいたします。
	倫理指針対象検査項目	<b>倫理指針対象</b>	ヒト遺伝子倫理指針対象項目です。ご依頼に当たっては、先天性疾患染色体分析依頼書によってご依頼下さい。		遮光	<b>遮光</b>	直射日光又は蛍光灯等を避け、遮光保存して下さい。
					保温	<b>保温</b>	孵卵器等で保温 (35~39℃) して下さい。

## 検体採取に当たっての注意事項

### RIA・RA・RRA 等・アイソトープを用いる測定項目

- シンチグラフィ等で *in vivo* に投与したアイソトープが残存すると異常値発生の原因となることがありますのでご注意ください。

### 血液

#### 【採血時間について】

- 採血は安静空腹時静脈採血を原則とします。
- 食事や運動が異常値発生の原因となることがありますのでご注意ください。

#### 【採血量等について】

- 採血量は必要血清量の 3~4 倍、必要血漿量の 2~3 倍を目安にして下さい。
- 採血量が厳密に決められている採血容器は、検査結果に影響を及ぼすために、必ず規定量を守って下さい。
- 翼状針を用いる場合、必要に応じてダミーの採血管に少量の血液を採取し正確な採血量を確保して下さい。

## 【溶血を避けるための注意事項】

- 採血時に溶血を避けるために、無理な圧力や泡立ちを避けて下さい。特に、シリンジ採血の場合、内筒を強く引きすぎると無理な圧力を避け、又、針とシリンジがしっかりと接続されていることを確認し気泡の混入などを避けるなど、注意願います。
- 転倒混和の際、血液を泡立てないようにして下さい。
- 真空採血管の場合、採血量が規定量よりも少ない場合は、容器内部が陰圧状態のままとなり、溶血の原因となります。陰圧を解除して下さい。
- シリンジ採血の場合、各採血管の間でのコンタミネーションや血液の注入量などに注意の上、注射針を外し採血管の側面に沿わせてゆっくりと注入して下さい。

## 【採血後の注意】

- 抗凝固剤・凝固促進剤入り採血管に採血された場合は、採血後すみやかに、泡立てないように緩やかに転倒混和させて下さい。

## 【血清・血漿分離の際の注意事項】

- 血清は、採血後常温で凝固させ、凝固完了後遠心分離して下さい。
- 特に指定がない場合は1,200～1,700Gで5～10分遠心分離して下さい。

遠心力換算一覧表

半径 (cm)	1,200G	1,500G	1,700G
	回転数	回転数	回転数
6	4,200	4,700	5,000
8	3,700	4,100	4,400
10	3,300	3,700	3,900
11	3,100	3,500	3,700
12	3,000	3,300	3,600
13	2,900	3,200	3,400
14	2,800	3,100	3,300
15	2,700	3,000	3,200
16	2,600	2,900	3,100
19	2,400	2,700	2,800
20	2,300	2,600	2,800

## 【遠心力の計算式】

回転数とローター半径より遠心力を求める場合

$$RCF (Xg) = 11.18 \times (N/1000)^2 \times R$$

遠心力とローター半径より回転数を求める場合

$$N (rpm) = 299 \times \sqrt{RCF/R}$$

RCF：遠心力 (× g)

R：ローター半径 (cm)

N：毎分回転数 (rpm)

## 【その他】

- 凍結する場合は破損のおそれがありますので、ガラス容器は避けて下さい。
- 採血の手技等に関しては、日本臨床検査標準協議会 (JCCLS) の標準採血法ガイドライン (GP4-A3) を参考して下さい。

## 尿

- 尿による検査は部分尿・早朝尿・時間指定蓄尿・24時間蓄尿等がありますので本文各項目欄をご参照下さい。

### ●24時間蓄尿の注意事項

1. 冷暗所にて蓄尿終了後、尿量を確認し必要量を検体容器に移し提出して下さい。
2. 防腐・安定化などの目的で添加薬剤を必要とすることがありますので本文各項目欄をご参照下さい。
3. 必ず依頼書に尿量を記入して下さい。

### ●酸性蓄尿の注意事項

1. 検査項目により、防腐・安定化などの目的で蓄尿時に尿の酸性化を必要とすることがあります。
2. 酸性化した尿検体ではデータに影響がある検査項目もありますので、本文各項目欄をご参照下さい。
3. 規定量の6N塩酸を予め蓄尿容器に入れて蓄尿して下さい。(添加する詳細な規定量や注意事項は本文各項目欄をご参照下さい。)

## 採血と保存に関する参考資料

### ○採血管の順序

複数の採血管に採血する場合、各採血管の間でおこる内容物によるコンタミネーションによる検査結果への影響を防ぐ為に以下の手順が推奨されております。

但し、確実なエビデンスが得られているものは少ないため、個々の状況に応じて検査項目の優先度などを考慮して順序を変更することは許容されております。

#### 1) 真空管採血の場合

- ①凝固検査用採血管
- ②赤沈用採血管
- ③血清用採血管
- ④ヘパリン入り採血管
- ⑤EDTA入り採血管
- ⑥解糖阻害剤入り採血管
- ⑦その他

又は

- ①血清用採血管
- ②凝固検査用採血管
- ③赤沈用採血管
- ④ヘパリン入り採血管
- ⑤EDTA入り採血管
- ⑥解糖阻害剤入り採血管
- ⑦その他

#### 2) シリンジ採血の場合 (分注の順序)

- ①凝固検査用採血管
- ②赤沈用採血管
- ③ヘパリン入り採血管
- ④EDTA入り採血管
- ⑤解糖阻害剤入り採血管
- ⑥血清用採血管
- ⑦その他

参考文献：標準採血法ガイドライン 2011年

### ○溶血の検査成績に及ぼす影響

健常人の血清ヘモグロビン (Hb) 濃度は1mg/dL以下とされ、肉眼的に血清中に溶血を検出できるのは、Hb30～50mg/dL以上です。血液の35～50%は赤血球からなり、各種の生化学成分は、その血球と血漿とにおける含有比から次の3種類に分けられます。

(カッコ内は血球：血漿含有比)

#### 1) 血球中と血漿中にほぼ同濃度に存在するもの

グルコース (血糖)、尿素、重炭酸塩、無機リン、総コレステロール

#### 2) 血球中濃度が血漿中濃度より高いもの

カリウム (23倍)、LD (200倍)、AST (80倍)、ALT (15倍)


#### 3) 血球中濃度が血漿中より低いもの

ナトリウム (0.1倍)、クロール (0.5倍)、カルシウム (0.1倍)、LAP (0.2倍)、ALP (0.2倍)、コレステロールエステル (0)、CK (0)

参考文献：臨床検査法提要 改訂第31版

### ○未遠心分離検体の経時変化

未遠心分離の検体は、保存条件 (冷蔵又は常温) により著しくデータに影響が出る場合があります。



# 索引 (50音)

ア	頁	保険点数	保険区分
亜鉛(Zn)	15	136	D007 37
悪性リンパ腫解析検査(MLA)CD45ゲーティング	126	1940	D005 15
亜硝酸塩(尿)	110	(26)	D000
アスコルビン酸→ビタミンC	18	305	D007 60
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ→AST	8	17	D007 03
アスピリン→サリチル酸	104	※	B001 02
アスペノン→アプリンジン	105	※	B001 02
アスペルギルス抗原	57	157	D012 29
アセタゾラミド	102	※	B001 02
アセチルコリン受容体抗体→抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)	66	798	D014 43
アセトアミノフェン	106	185	D007 46
アセトン体→ケトン体(アセトン体)定性(尿)	110	(26)	D000
アセリオ→アセトアミノフェン	106	185	D007 46
アデノ(ウイルス抗体)	83-85	79	D012 11
アデノシンデアミナーゼ(ADA)	10	32	D007 11
アトピー鑑別試験	74	194	D015 21
アトピー性皮膚炎(成人)【IgE特異的アレルギー疾患別セット】	75	75頁参照	
アドレナリン→カテコールアミン分画	28	165	D008 33
アフニトール→エペロリムス	107	※	B001 02
アプリンジン	105	※	B001 02
アポリポ蛋白	5	※	
アミオダロン	105	※	B001 02
アミカシン	106	※	B001 02
アミカマイシン→アミカシン	106	※	B001 02
アミサリン→プロカインアミド	104	※	B001 02
アミノ酸分析(血漿)	20	1141	D010 04口
アミノ酸分析(尿)	20	1141	D010 04口
アミラーゼ(AMY)	9	11	D007 01
アミラーゼアイソザイム(AMY アイソザイム)	12	48	D007 14
アミロイドA蛋白→血清アミロイドA蛋白	70	47	D015 06
アラニンアミノトランスフェラーゼ→ALT	8	17	D007 03
アルカリホスファターゼ染色(ALP染色)	96	96頁参照	D005 06
アルカリホスファターゼアイソザイム→ALPアイソザイム(IFCC)	11	48	D007 14
アルカリホスファターゼ→ALP/IFCC	8	11	D007 01
アルギニンバソプレシン→AVP	26	230	D008 47
アルドステロン	32	125	D008 16
アルドステロン/レニン活性比(PAC/PRA比)	32	-	
アルドステロン/レニン定量比(PAC/ARC比)	32	-	
アルドラーゼ(ALD)	9	11	D007 01
アルブミン(血清)	1	11	D007 01
アルブミン・グロブリン比→A/G比	1	-	
アルブミン定量(尿)→尿中アルブミン定量	111	99	D001 08
アルベカシン	106	※	B001 02
アルミニウム(AI)	15	112	D007 29
アレピアチン→フェニトイン	102	※	B001 02
アレルギー→IgEシグナル・マルチアレルゲン	74	110	D015 13
アンカロン→アミオダロン	105	※	B001 02
アンギオテンシンⅠ転換酵素(ACE)	10	140	D007 38
アンチトロンピン活性(AT-III)	99	70	D006 10
アンチプラスミン(プラスミンインヒビター)	99	128	D006 15
アンモニア(NH <sub>3</sub> )	7	50	D007 16

イ	頁	保険点数	保険区分
イオン化カルシウム	13	26	D007 07
イーケブラ→レベチラセタム	103	※	B001 02
胃がんリスク層別化検査(ABC分類)	55		
胃がんリスク層別化検査(ABC分類)(除菌歴あり)	55		
胃癌HER2遺伝子(FISH)	156	2700	N005 01
イマチニブ	106	※	B001 02
インスリン(IRI)	28	103	D008 10
インスリン抗体→抗インスリン抗体	68	110	D014 06

インターロイキン2受容体(IL-2R)	46	438	D009 30
インデラル→プロプラノロール	105	-	
インフルエンザ(ウイルス抗体)	83-84	79	D012 11
インプロメン→プロムペリドール	103	※	B001 02

ウ	頁	保険点数	保険区分
運動率(精液)	114	70	D004 05
ウイルス同定	90	-	
ウイルス分離	90	-	
ウロビリノーゲン定性	110	(26)	D000
ウロパルフィリン定量(尿)	111	105	D001 10

エ	頁	保険点数	保険区分
衛生検査(検便検査)(保菌検査)	138-139	-	
エオジン細胞鏡検→鼻汁中、喀痰中好酸球	117	15	D005 03
エクセグラン→ゾニサミド	103	※	B001 02
エコー(ウイルス抗体)	84-86-87	79	D012 11
エステラーゼ染色	97	97頁参照	D005 06
エストラジオール(血清)(E <sub>2</sub> )	33	172	D008 36
エストロゲンレセプター	156	720	N002 01
エタノール	18	108	D007 27
エチオコロン→17-ケトステロイド分画	31	213	D008 43
エトスクシミド	102	※	B001 02
エピレオプチマル→エトスクシミド	102	※	B001 02
エペロリムス	107	※	B001 02
エラスターゼ 1	43	123	D009 08
エリスロロエチン	37	209	D008 41
エルシニア培養	133	133頁参照	
エルタシン→ゲンタマイシン	106	※	B001 02
塩基性フェトプロテイン→BFP	41	150	D009 16
塩酸ピルジカイニド	104	※	B001 02
エンテロ(ウイルス抗体)	87	-	
エンドトキシン	56	236	D012 50

オ	頁	保険点数	保険区分
黄体形成ホルモン(LH)	26	108	D008 13
オステオカルシン(BGP)	37	157	D008 28
オスポロット→スルチアム	102	※	B001 02
オーム病クラミジア抗体	52	79	D012 11
オリゴクローナルバンド(等電点電気泳動法)	115	522	D004 11
オリベス→リドカイン	105	※	B001 02

カ	頁	保険点数	保険区分
喀痰中好酸球(エオジン細胞鏡検)	117	15	D005 03
下垂体後葉負荷試験	39	39頁参照	D287 02
下垂体前葉負荷試験	39	39頁参照	D287 01
ガストリン放出ペプチド前駆体→Pro GRP	44	175	D009 21
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)	97	29	D006 07
カテコールアミン分画	28	165	D008 33
カドミウム(Cd)	15	-	
ガバペン→ガバペンチン	103	※	B001 02
ガバペンチン	103	※	B001 02
花粉症【IgE特異的アレルギー疾患別セット】	75	75頁参照	
可溶性インターロイキン2レセプター→インターロイキン2受容体	46	438	D009 30
可溶性フィブリンモノマー複合体(SFMC)	99	93	D006 12
カリウム(K)	13	11	D007 01
カリウム(K)(髄液)	115	11	D007 01
顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)	118	119	D004 08

カルシウム(Ca)	13	11	D007 01
カルシウムイオン→イオン化カルシウム	13	26	D007 07
カルシトニン	27	133	D008 20
カルニチン	19	190	D007 23
カルバマゼピン	102	※	B001 02
カロナール→アセトアミノフェン	106	185	D007 46
肝細胞増殖因子(HGF)	2	227	D007 52
カンジダ・マンナン抗原	57	134	D012 21
関節液結晶(ピロリン酸Ca、尿酸Na)	117	50	D004 02
間接クームス試験	49	47	D011 02 口
癌胎児性抗原→CEA	41	99	D009 02
癌胎児性フィブロンクチン定性(頸管腔分泌液)	118	204	D015 23
カンピロバクター培養	133	133頁参照	
寒冷凝集反応	52	11	D014 01

<b>キ</b>	頁	保険点数	保険区分
奇形精子率	114	70	D004 05
キシロカイン→リドカイン	105	※	B001 02
キニジン	105	※	B001 02
巨核細胞数(穿刺液)	117	-	

<b>ク</b>	頁	保険点数	保険区分
グアナゼ(GU)	10	35	D007 12
空中浮遊菌検査(環境検査)	140	-	
クームス試験(間接)	49	47	D011 02 口
クームス試験(直接)	49	34	D011 02 イ
クームス定量試験	49	-	
グラセプター→タクロリムス	107	※	B001 02
クラミジア・トラコマチスDNA(PCR)	59	193	D023 02
クラミジア・トラコマチス核酸増幅→クラミジア・トラコマチスDNA(PCR)	59	193	D023 02
クラミジアトラコマチスIgG・IgA抗体	53	200	D012 40
クラミドフィラ(クラミジア)・ニューモニエIgA抗体	52	75	D012 10
クラミドフィラ(クラミジア)・ニューモニエIgG抗体	52	70	D012 09
クラミドフィラ(クラミジア)・ニューモニエIgM抗体	52	152	D012 27
クリオグロブリン定性	70	42	D015 05
グリコアルブミン(GA)	3	55	D007 17
グリコヘモグロビン→HbA1c	3	49	D005 09
クリプトコッカス抗原定性	57	174	D012 35
クリプトコッカス培養	133	133頁参照	
グリバック→イマチニブ	106	※	B001 02
グルカゴン(IRG)→膵グルカゴン	28	150	D008 25
グルカゴン負荷試験	40	40頁参照	D288 02
グルコース→血糖(グルコース)	3	11	D007 01
クレアチニン	6	11	D007 01
クレアチンクリアランス	22	-	
クレアチン	6	11	D007 01
クレアチンキナーゼ→CK	9	11	D007 01
クレアチンキナーゼアイソザイム→CKアイソザイム	12	55	D007 17
クロール(Cl)	13	11	D007 01
クロール(髄液)	115	11	D007 01
クロストリウム・テフィシル(嫌気培養)→クロストリオイデス・テフィシル(嫌気培養)	133	133頁参照	
クロストリウム・テフィシル抗原(トキソA・B)→クロストリオイデス・テフィシル抗原(トキソA・B)	134	80	D012 12
クロスマッチ→交差適合試験	49	30+47	
クロナゼパム	102	※	B001 02
クロバザム	103	※	B001 02
グロブリン反応→ノンネアペルト反応	115	62	D004 04
グロブリン反応→パンディ反応	115	62	D004 04
クロム(Cr)	16	-	

<b>ケ</b>	頁	保険点数	保険区分
血液・穿刺液(培養検査)	132	220	D018 03
血液型(ABO)→ABO血液型	49	24	D011 01
血液型(Rh(D))→Rh(D)血液型	49	24	D011 01
血液浸透圧→浸透圧(血清)	95	15	D005 03
血液像→白血球像	94	15	D005 03
結核菌DNA(PCR)(TB-PCR)	58	410	D023 13
結核菌Nested PCR《髄液》・《胸水》	162	-	
結核菌群抗原定性	137	291	D012 47
結核菌特異的インターフェロン-γ産生能(T-SPOT.TB)(QFTプラス)	58	594	D015 30
血色素量→ヘモグロビン	94	21	D005 05
結晶証明→関節液結晶	117	50	D004 02
血漿FDP→フィブリン・フィブリノゲン分解産物	99	80	D006 11
血小板関連 IgG(PA-IgG)	50	193	D011 06
血小板抗体→抗血小板抗体	49	261	D011 08
血小板数(PLT)	94	21	D005 05
血小板第4因子(PF4)	101	178	D006 26
血小板第4因子・ヘパリン複合体抗体→HIT抗体	50	390	D011 10
血清アミロイドA蛋白(SAA)	70	47	D015 06
血清鉄→鉄(Fe)血清	14	11	D007 01
血清補体価(CH <sub>50</sub> )	69	38	D015 04
結石分析	20	117	D010 02
血中微生物→フィラリア・マラリア原虫	95	40	D005 07
血沈→赤血球沈降速度	95	(9)	D005 01
血糖(グルコース)	3	11	D007 01
ケトン体(アセトン体)定性(尿)	110	(26)	D000
ケトン体分画	12	59	D007 19
嫌気培養	132	132頁参照	
ゲンタシン→ゲンタマイシン	106	※	B001 02
ゲンタマイシン	106	※	B001 02
検便検査→衛生(検便検査)	138	-	

<b>コ</b>	頁	保険点数	保険区分
抗AChR抗体→抗アセチルコリンレセプター抗体	66	798	D014 43
抗BP180抗体(抗BP180NC16a抗体)	67	270	D014 33
抗CCP抗体定量(抗シトルリン化ペプチド抗体)	62	198	D014 24
抗CL-β <sub>2</sub> GPI 抗体→抗カルジオリピン-β <sub>2</sub> -グリコプロテイン1複合体抗体	66	223	D014 27
抗DNA抗体定量	64	163	D014 17
抗ds-DNA-IgM抗体	64	-	
抗ds-DNA-IgG抗体定量	64	163	D014 17
抗Dsg1抗体→抗デスモグレイン1抗体	67	300	D014 37
抗Dsg3抗体→抗デスモグレイン3抗体	67	270	D014 33
抗GAD抗体(抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体)	68	134	D008 21
抗GBM抗体→抗糸球体基底膜抗体	67	262	D014 32
抗IA-2抗体	68	213	D008 43
抗Jo-1抗体定量	65	140	D014 09
抗LKM1抗体	68	215	D014 25
抗MuSK抗体→抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体	66	1000	D014 45
抗p53抗体	46	163	D009 19
抗RNAポリメラーゼIII抗体	64	170	D014 18
抗RNP抗体定量	64	144	D014 11
抗Scl-70抗体定量	65	157	D014 14
抗Sm抗体定量	65	151	D014 12
抗SS-A/Ro抗体定量	65	161	D014 16
抗SS-B/La抗体定量	65	158	D014 15
抗ss-DNA-IgM抗体	64	-	
抗ss-DNA-IgG抗体定量	64	163	D014 17
抗Tg抗体→抗サイログロブリン抗体	63	140	D014 09
抗TPO抗体→抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	63	142	D014 10
抗アクアポリン4抗体	66	1000	D014 45
抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)	66	798	D014 43
抗胃壁細胞抗体	68	-	

# 索引 (50音)

抗インスリン抗体	68	110	D014 06
抗核抗体半定量(ANA)	64	102	D014 05
抗ガラクトース欠損IgG抗体(CA・RF)	62	114	D014 07
抗カルジオリピン-β <sub>2</sub> -グリコプロテイン1複合体抗体(抗CL-β <sub>2</sub> GP1抗体)	66	223	D014 27
抗カルジオリピンIgG抗体	66	226	D014 28
抗カルジオリピンIgM抗体	66	226	D014 28
高感度HCVコア蛋白→HCVコア抗原	80	105	D013 05
高感度PSAタンデム	43	124	D009 09
高感度PSAタンデムF/T比	43	150	D009 16
抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体(抗MuSK抗体)	66	1000	D014 45
抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体→抗GAD抗体	68	134	D008 21
抗血小板抗体	49	261	D011 08
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体)	63	142	D014 10
抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体→PR3-ANCA	67	259	D014 31
抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体→MPO-ANCA	67	258	D014 30
口腔・気道・呼吸器からの検体(培養検査)	132	170	D018 01
抗サイログロブリン抗体(抗Tg抗体)	63	140	D014 09
交差適合試験	49	30+47	
抗酸菌同定(質量分析法)	137	361	D021
抗酸菌塗抹鏡検 蛍光染色(集菌塗抹)	136	50+35	D017 01+注
抗酸菌塗抹鏡検 蛍光染色(直接塗抹)	136	50	D017 01
抗酸菌塗抹鏡検 チールネルゼン染色	136	64	D017 03
抗酸菌分離培養検査1	136	300	D020 01
抗酸菌分離培養検査2	136	209	D020 02
抗酸菌薬剤感受性検査	137	400	D022
好酸球数	95	17	D005 04
抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)	67	262	D014 32
抗シトルリニ化ペプチド抗体→抗CCP抗体定量	62	198	D014 24
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	26	101	D008 09
甲状腺負荷試験	39	39頁参照	D287 03
抗ストレプトリジンO定量(ASO)	51	15	D012 01
抗セントロメア抗体(ELISA)	64	174	D014 19
抗デスモグレイン1抗体(抗Dsg1抗体)	67	300	D014 37
抗デスモグレイン3抗体(抗Dsg3抗体)	67	270	D014 33
抗皮膚抗体	67	-	
抗平滑筋抗体	68	-	
酵母様真菌培養	133	133頁参照	
抗ミトコンドリアM2抗体(AMA-M2)	68	189	D014 21
抗ミトコンドリア抗体(AMA)	68	181	D014 20
抗ミューラー管ホルモン(AMH)	34	600	D008 52
抗ランゲルハンス島細胞抗体(ICA)	161	-	
抗利尿ホルモン(ADH) → AVP	26	230	D008 47
コカール→アセトアミノフェン	106	185	D007 46
コクサッキーA群・B群(ウイルス抗体)	83+86	79	D012 11
骨型アルカリホスファターゼ→BAP	11	161	D008 30
骨髄像	96	788	D005 14
コプロポルフィリン定性(尿)	110	-	
コプロポルフィリン定量(血液)→赤血球コプロポルフィリン	7	210	D007 50
コプロポルフィリン定量(尿)	111	131	D001 14
コリンエステラーゼ(ChE)	8	11	D007 01
コルチゾール	31	124	D008 15
コレステロール→総コレステロール(T-Chol)	3	17	D007 03
コレステロール分画	3	57	D007 18

## サ

	頁	保険点数	保険区分
細菌顕微鏡検査	132	64	D017 03
細菌培養検査→培養検査	132	132頁参照	
細菌培養検査(環境検査)	140	-	
細菌薬剤感受性検査→薬剤感受性検査	135	135頁参照	
サイクリックAMP(cAMP)	36	170	D008 35
サイトケラチン19フラグメント→シフラ	43	158	D009 17
サイトメガロ(ウイルス抗体)(CMV)	83	79	D012 11
サイトメガロウイルス(CMV) IgG抗体	89	206	D012 42
サイトメガロウイルス(CMV) IgM抗体	89	206	D012 42

サイトメガロウイルスpp65抗原定性(C10,C11)	91	366	D012 54
細胞種類(髄液)	115	62	D004 04
細胞種類(穿刺液)	116	-	
細胞診検査(婦人科材料)	154	150	N004 01
細胞診検査(その他一般材料)	154	190	N004 02
細胞数(髄液)	115	62	D004 03
細胞数(穿刺液)	116	-	
サイロキシン(T <sub>4</sub> )	27	108	D008 12
サイロキシン結合グロブリン(TBG)	27	130	D008 17
サイログロブリン(Tg)	27	131	D008 18
サーティカン→エペロリムス	107	※	B001 02
サリチル酸	104	※	B001 02
サルソニン→サリチル酸	104	※	B001 02
サルモネラ(検便検査)	138	-	
ザロンチン→エトクシミド	102	※	B001 02
三塩化(トリクロル)酢酸(TCA)	17	-	
サンディミュン→シクロスポリン	107	※	B001 02
サンリズム→塩酸ピルジカイニド	104	※	B001 02

## シ

	頁	保険点数	保険区分
シアルリルLe <sup>x</sup> 抗原→CSLEX	42	160	D009 18
シアルリルLe <sup>x</sup> -i抗原→SLX	42	144	D009 14
シアルリルTn抗原(STN)	42	146	D009 15
シアル化糖鎖抗原KL-6→KL-6	22	111	D007 28
ジアゼパム	103	※	B001 02
ジアパックス→ジアゼパム	103	※	B001 02
ジェノタイプHCV-RNA-PCR	80	-	
子宮頸管粘液→顆粒球エラスターゼ	118	119	D004 08
シクロスポリン	107	※	B001 02
ジゴキシン	104	※	B001 02
ジゴシン→ジゴキシン	104	※	B001 02
糸状菌培養	133	133頁参照	
シスタチンC	6	115	D007 30
ジソピラン→ジソピラミド	105	※	B001 02
ジソピラミド	105	※	B001 02
ジフテリア菌培養	133	133頁参照	
シフラ(CYFRA21-1)(サイトケラチン19フラグメント)	43	158	D009 17
シベンゾリン	104	※	B001 02
シベンゾリン	104	※	B001 02
脂肪酸4分画	19	405	D010 07
酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ→TRACP-5b定量	45	156	D008 27
消化管からの検体(培養検査)	132	190	D018 02
小児アレルギー【IgE特異的アレルギー疾患別セット】	75	75頁参照	
常用負荷試験	40	40頁参照	D288 01
食物アレルギー【IgE特異的アレルギー疾患別セット】	75	75頁参照	
心筋トロポニンT(TnT)	2	112	D007 29
神経特異性エノラーゼ→NSE	44	142	D009 12
心室筋ミオシン軽鎖 I	2	184	D007 45
浸透圧(血清)	95	15	D005 03
浸透圧(尿)	111	16	D001 03

## ス

	頁	保険点数	保険区分
脾アミラーゼ(P-AMY)	9	48	D007 14
髄液一般検査	115	115頁参照	
水銀(Hg)	16	-	
脾グルカゴン	28	150	D008 25
推算GFR→eGFR	22	-	
水痘・帯状ヘルペス(ウイルス抗体)	83	79	D012 11
水痘・帯状ヘルペス(VZV)抗原	91	227	D012 48
水痘・帯状ヘルペス(VZV) IgG 抗体	89	206	D012 42
水痘・帯状ヘルペス(VZV) IgM 抗体	89	206	D012 42
脾ホスホリパーゼA <sub>2</sub> (PLA <sub>2</sub> )	11	204	D007 49



髄膜炎菌培養	133	133頁参照	
スルチアム	102	※	B001 02
スロービット→テオフィリン	107	※	B001 02

セ	頁	保険点数	保険区分
精液一般検査	114	70	D004 05
精子不動化抗体	67	-	
精子数→精子濃度	114	70	D004 05
精子濃度	114	70	D004 05
精子量	114	70	D004 05
性腺負荷試験	39	39頁参照	D287 06
成長ホルモン(GH)	25	108	D008 13
赤痢(衛生検査)	138	-	
赤痢アメーバ	134	134頁参照	
赤血球コプロポルフィリン	7	210	D007 50
赤血球数(RBC)	94	21	D005 05
赤血球像	94	-	
赤血球遊離プロトポルフィリン→プロトポルフィリン定量(血中)	8	272	D007 56
赤血球沈降速度(ESR)	95	(9)	D005 01
セルシン→ジアゼパム	103	※	B001 02
セルセプト→ミコフェノール酸	107	※	B001 02
セルロプラスミン(CP)	1	90	D015 09
セレナミン→ジアゼパム	103	※	B001 02
セレニカR →パルプロ酸	102	※	B001 02
セレネース→ハロペリドール	103	※	B001 02
セロトニン	36	-	
線維素分解産物(血漿 FDP)→フィブリン・フィブリノゲン分解産物	99	80	D006 11
線維素分解産物(尿中FDP)	111	72	D001 07
潜血反応(尿)	110	(26)	D000
全血比重(GB)	95	-	
全脂質構成脂肪酸分画	20	405	D010 07
前立腺特異抗原→PSA、高感度PSAタンデム	43	124	D009 09

ソ	頁	保険点数	保険区分
総コレステロール(T-Cho)	3	17	D007 03
総三塩化物(TTC)	17	-	
総脂質(TL)	4	-	
総胆汁酸(TBA)	5	47	D007 13
総蛋白(TP)	1	11	D007 01
総鉄結合能(TIBC)(直接比色法/ニトロソPSAP法(計算法))	14	11	D007 01
総ビリルビン(T-Bil)	7	11	D007 01
総分岐鎖アミノ酸 / チロシンモル比→BTR	20	283	D010 05
総ホモシステイン	20	279	D010 02 イ
組織ポリペプチド抗原→TPA	44	110	D009 05
ソニサミド	103	※	B001 02
その他の部位からの検体(培養検査)	132	170	D018 05
ソマトメジンC(IGF-1)	25	212	D008 42

タ	頁	保険点数	保険区分
大腸癌HER2遺伝子(FISH)	156	2700	N005 01
大腸菌血清型別	134	175	D012 36
大腸菌ベロトキシン	134	189	D023 23
耐糖能精密検査	40	40頁参照	D288 02
ダイアモックス→アセタゾラミド	102	※	B001 02
第II因子	97	223	D006 30
第V因子	97	223	D006 30
第V II因子	97	223	D006 30
第V III因子	97	223	D006 30
第V III因子インヒビター(第VIII因子-INH)	99	144	D006 20
第IX因子	98	223	D006 30

第IX因子インヒビター(第IX因子-INH)	99	144	D006 20
第X因子	98	223	D006 30
第X I因子	98	223	D006 30
第X II因子	98	223	D006 30
第X III因子	98	223	D006 30
タクロリムス	107	※	B001 02
タゴシッド→テイコプラニン	107	※	B001 02
炭酸リチウム	103	※	B001 02
胆汁酸→総胆汁酸(TBA)	5	47	D007 13
単純ヘルペス(HSV) IgG抗体	89	206	D012 42
単純ヘルペス(HSV) IgM抗体	89	206	D012 42
単純ヘルペスウイルス(HSV) 抗原	91	180	D012 37
単純ヘルペス(ウイルス抗体)(HSV)	83・85	79	D012 11
蛋白→総蛋白(TP)	1	11	D007 01
蛋白定性(尿)	110	(26)	D000
蛋白定量クレアチニン換算値(尿蛋白/クレアチニン比)	110	7	
蛋白定量(尿)	110	7	D001 01
蛋白定量(髄液)	115	11	D007 01
蛋白定量(穿刺液)	117	11	D007 01
蛋白分画	1	18	D007 04
タンボコール→フレカイニド	105	※	B001 02

チ	頁	保険点数	保険区分
チアミン→ビタミンB <sub>1</sub>	18	239	D007 53
腫トリコモナス/マイコプラズマジェニタリウム 同時測定DNA(PCR)(初尿)	60	350	D023 10
腫トリコモナス/マイコプラズマジェニタリウム 同時測定DNA(PCR)(産物検出及び子宮頸部擦過細胞)	60	350	D023 10
チミジンキナーゼ活性(TK活性)	95	233	D005 12
チルミール→メキシレチン	105	※	B001 02
チルミン→テオフィリン	107	※	B001 02
中性脂肪(TG)	4	11	D007 01
虫体検出	113	23	D003 03
虫卵→虫卵(集卵)(浮遊・沈殿)	112	15	D003 01
虫卵→虫卵(塗抹)	112	20	D003 02
虫卵(集卵)(沈殿法)	112	15	D003 01
虫卵(集卵)(浮遊法)	112	15	D003 01
虫卵(塗抹)	112	20	D003 02
直接クームス試験	49	34	D011 02 イ
直接ビリルビン(D-Bil)	7	11	D007 01
沈渣(穿刺液)	116	-	
沈渣(尿)→尿沈渣(尿沈渣顕微鏡検査)	112	(27)	D002
沈渣(尿)染色した場合→尿沈渣(尿沈渣顕微鏡検査)(染色した場合)	112	(27+9)	D002

ツ	頁	保険点数	保険区分
ツツガ虫(Gilliam,Kato,Karp) IgG抗体	54	207	D012 43
ツツガ虫(Gilliam,Kato,Karp) IgM抗体	54	207	D012 43

テ	頁	保険点数	保険区分
低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)	37	154	D008 26
テイコプラニン	107	※	B001 02
デオキシビリジノリン(DPD)	45	191	D008 39
テオドール→テオフィリン	107	※	B001 02
テオフィリン	107	※	B001 02
テオロング→テオフィリン	107	※	B001 02
テグレートール→カルバマゼピン	102	※	B001 02
テストステロン	34	122	D008 14
鉄(Fe)	14	11	D007 01
鉄染色	96	96頁参照	D005 06
テハイドロエピアンドロステロンサルフェート(DHEA-S)	32	169	D008 34
テパケン→パルプロ酸	102	※	B001 02
テヒドロエピアンドロステロン→17-ケトステロイド分画	31	213	D008 43

# 索引 (50音)

デルタアミノレブリン酸→δ-アミノレブリン酸	111	109	D001 11
テルバンズ→テオフィリン	107	※	B001 02
デルタアミノレブリン酸(産業医学関連)→δ-アミノレブリン酸(産業医学関連)	17	-	
デルタアミノレブリン酸定量→δ-アミノレブリン酸	111	109	D001 11

ト	頁	保険点数	保険区分
糖→血糖(グルコース)	3	11	D007 01
透析液エンドトキシン	56	-	
透析液細菌検査(生菌数)(環境検査)	140	-	
透析液細菌検査(同定検査)(環境検査)	140	-	
糖定性(尿)	110	(26)	D000
糖定量(髄液)	115	11	D007 01
糖定量(穿刺液)	117	11	D007 01
糖定量(尿)	111	9	D001 02
銅(Cu)	15	23	D007 05
糖負荷試験	40	40頁参照	D288
ドーパミン→カテコールアミン分画	28	165	D008 33
ドーパミン総	29	-	
塗抹鏡検→細菌顕微鏡検査	132	64	D017 03
トキソプラズマIgG抗体	53	93	D012 14
トキソプラズマIgM抗体	53	95	D012 15
トコフェロール→ビタミンE	19	-	
トピナ→トピラマート	103	※	B001 02
トピラマート	103	※	B001 02
トブラシン→トブラマイシン	106	※	B001 02
トブラマイシン	106	※	B001 02
トランスサイレチン→プレアルブミン	1	104	D015 12
トランスフェリン(血清)	70	60	D015 07
トリグリセリド→中性脂肪	4	11	D007 01
トリクロル酢酸→三塩化(トリクロル)酢酸	17	-	
トリコスポン・アサヒ抗体	52	847	D012 59
トリコモナス培養	134	134頁参照	
トリプシン	10	189	D007 47
トリプトファン反応(髄液)	115	62	D004 03
トリメタジオン	102	※	B001 02
トリヨードサイロニン(T <sub>3</sub> )	27	99	D008 07
トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)	100	176	D006 25
トロンボモジュリン	100	204	D006 28

ナ	頁	保険点数	保険区分
ナイアシン→ニコチン酸	19	-	
内分泌負荷試験	39	39頁参照	D287
ナトリウム(Na)	13	11	D007 01
ナトリウム(髄液)	115	11	D007 01
鉛(Pb)	15	-	

ニ	頁	保険点数	保険区分
ニコチン酸(ナイアシン)	19	-	
ニッケル(Ni)	16	-	
ニトラゼパム	103	※	B001 02
日本脳炎(ウイルス抗体)	83-84	79	D012 11
乳癌HER2遺伝子(FISH)	156	2700	N005 01
乳酸	12	47	D007 13
乳酸脱水素酵素→LD/IFCC	8	11	D007 01
乳酸脱水素酵素アイソザイム→LDアイソザイム	11	48	D007 14
尿酸(UA)	6	11	D007 01
尿酸クリアランス	22	-	
尿素呼吸試験(UBT)(クービット)	61	70	D023-2 02
尿素窒素(UN)	6	11	D007 01
尿中免疫電気泳動(免疫固定法によるベンス・ジョーンズ蛋白(BJP)同定)	70	201	D015 22

尿中アルドステロン	32	125	
尿中アルブミン定量	111	99	D001 08
尿中コルチゾール	31	124	P008 15
尿中トランスフェリン	112	101	D001 09
尿中肺炎球菌莢膜抗原定性→肺炎球菌莢膜抗原定性	58	193	D012 39
尿中硫酸抱合型胆汁酸(USBA)	4	57	D007 18
尿中レジオネラ抗原定性	58	211	D012 45
尿中FDP→線維素分解産物(尿中FDP)	111	72	D001 07
尿中NMP22定量	46	143	D009 13
尿中IV型コラーゲン	112	184	D001 15
尿沈渣(尿沈渣顕微鏡検査)	112	(27)	D002
尿沈渣(尿沈渣顕微鏡検査)(染色した場合)	112	(27+9)	D002
尿糖→糖定量(尿)	111	9	D001 02

ネ	頁	保険点数	保険区分
ネオラル→シクロスポリン	107	※	B001 02
ネオペリドール→ハロペリドール	103	※	B001 02
ネルボン→ニトラゼパム	103	※	B001 02

ノ	頁	保険点数	保険区分
脳梗塞リスク評価(A6C)	160	-	
ノルアドレナリン→カテコールアミン分画	28	165	D008 33
ノロウイルス抗原(BLEIA)	91	-	
ノロウイルス抗原定性	91	150	D012 26
ノンネアペルト反応(髄液)	115	62	D004 04

ハ	頁	保険点数	保険区分
肺炎球菌莢膜抗原定性《尿》・《髄液》	58	193	D012 39
肺サーファクタントプロテインA → SP-A	22	130	D007 35
肺サーファクタントプロテインD → SP-D	22	136	D007 37
梅毒血清反応→梅毒定性・半定量	51	51頁参照	
培養検査	132	132頁参照	
白血球数(WBC)(血液)	94	21	D005 05
白血球定性(尿)	110	(26)	D000
白血球像	94	15	D005 03
白血病・リンパ腫解析検査(LLA)CD45ゲーティング	126	1940	D005 15
パス染色→PAS染色	96	96頁参照	D005 06
馬尿酸(HA)	17	-	
パニールマンデル酸(VMA)	30	90	D008 04
パニールマンデル酸(VMA)定性(尿)→VMA定性(尿)	110	9	D001 02
ハプトグロビン(型判定含む)・(型判定なし)	7	132	D015 14
ハフトロン→サリチル酸	104	※	B001 02
ハベカシン→アルベカシン	106	※	B001 02
パラインフルエンザ(ウイルス抗体)	84	79	D012 11
バルプロ酸	102	※	B001 02
パレリン→バルプロ酸	102	※	B001 02
ハロステン→ハロペリドール	103	※	B001 02
ハロペリドール	103	※	B001 02
ハロマンズ→ハロペリドール	103	※	B001 02
バンコマイシン	107	※	B001 02
パンディ反応(髄液)	115	62	D004 04
反応(pH)(髄液)→pH(髄液)	115	62	D004 04
反応(pH)(精液)→pH(精液)	114	70	D004 05
反応(pH)(穿刺液)→pH(穿刺液)	116	-	
反応(pH)(尿)→pH(尿)	110	(26)	D000

ヒ	頁	保険点数	保険区分
ヒアルロン酸	12	179	D007 43
鼻炎・喘息・結膜炎【IgE特異的アレルギー疾患別セット】	75	75頁参照	
比重(穿刺液)	116	-	
比重(髄液)	115	62	D004 04
比重(全血)→全血比重	95	-	
比重(尿)	110	(26)	D000
鼻汁中好酸球(エオジン細胞鏡検)	117	15	D005 03
ビタミンA(レチノール)	18	-	
ビタミンB <sub>1</sub> (チアミン)	18	239	D007 53
ビタミンB <sub>12</sub>	18	140	D007 38
ビタミンB <sub>2</sub> (リボフラビン)	18	242	D007 54
ビタミンB <sub>6</sub>	18	-	
ビタミンC(アスコルビン酸)	18	305	D007 60
ビタミンD→1α-25-(OH) <sub>2</sub> ビタミンD	19	388	D007 62
ビタミンE(トコフェロール)	19	-	
ビタミンK分画	19	-	
ヒダントール→フェニトイン	102	※	B001 02
ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量(HCG)	35	134	D008 21
ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白→H-FABP定量	2	135	D007 36
ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド→HNP	38	221	D008 46
ヒト精巢上体蛋白4(HE4)	42	200	D009 25
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド→BNP	38	133	D008 20
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント→NT-proBNP	38	136	D008 22
ヒトパピローマウイルスDNA(HPV-DNA)	92	92頁参照	
ヒトパルボB19IgG抗体	88	-	
ヒトパルボB19IgM抗体	88	206	D012 42
泌尿器・生殖器からの検体(培養検査)	132	180	D018 04
ピブカII→PIVKA II 定量(腫瘍マーカー)	44	135	D009 10
ピブリオ(検便検査)	138	-	
ピメノール→ピルメノール	105	※	B001 02
百日咳菌抗体	53	257	D012 51
百日咳菌培養	132	132頁参照	
表面付着菌検査(環境検査)	140	-	
病理組織顕微鏡検査	154	154頁参照	
病理組織電子顕微鏡検査	154	154頁参照	
ビリルビン(血清)→総ビリルビン、直接ビリルビン	7	11	D007 01
ビリルビン定性(尿)	110	(26)	D000
ピルシカイニド塩酸塩→塩酸ピルジカイニド	104	※	B001 02
ピルピン酸	12	47	D007 13
ピルメノール	105	※	B001 02
ピレチノール→アセトアミノフェン	106	185	D007 46

フ	頁	保険点数	保険区分
フィブリノゲン定量(Fib)	97	23	D006 04
フィブリン・フィブリノゲン分解産物(血漿FDP)	99	80	D006 11
フィラデルフィア染色体→BCR-ABL1 t(9;22)転座	122	2553	D006-5 01
フィラリア原虫	95	40	D005 07
風疹(ウイルス抗体)	84	79	D012 11
風疹IgG抗体(CLEIA)	89	206	D012 42
風疹IgG抗体	89	206	D012 42
風疹IgM抗体	89	206	D012 42
フェニトイン	102	※	B001 02
フェノバル→フェノバルピタール	102	※	B001 02
フェノバルピタール	102	※	B001 02
フェリチン定量	1	105	D007 25
フォン・ウィルブラント因子抗原定量(v.W因子抗原定量)	98	147	D006 21
フォン・ウィルブラント因子活性(v.W因子活性)	98	129	D006 16
不規則抗体	49	159	D011 04
副甲状腺負荷試験	39	39頁参照	D287 04
副甲状腺ホルモン	27	165	D008 33
副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)	27	189	D008 38

副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	26	189	D008 38
副腎皮質負荷試験	39	39頁参照	D287 05
ブドウ糖(血糖)→血糖(グルコース)	3	11	D007 01
不飽和鉄結合能(UIBC)(ニトロソPSAP法)	14	11	D007 01
プラスミノゲンアクチベーターインヒビター-1(PAI-1)	100	240	D006 33
プラスミノゲン活性	99	100	D006 13
プラスミノゲン抗原	99	100	D006 13
プラスミンインヒビター→アンチプラスミン	99	128	D006 15
プラスミンインヒビター・プラスミン複合体(PIC)	99	154	D006 22
プリミドン	102	※	B001 02
プレアルブミン(トランスサイレチン)	1	104	D015 12
フレカイニド	105	※	B001 02
プレグナンジオール(P <sub>2</sub> )	34	213	D008 43
プレグナントリオール(P <sub>3</sub> )	34	232	D008 48
プロカインアミド	104	※	B001 02
プロカルシトニン定量(PCT)	56	284	D007 58
プログラフ→タクロリムス	107	※	B001 02
プロゲステロン	33	147	D008 24
プロゲステロンレセプター	156	690	N002 02
プロコラーゲン-III-ペプチド(P-III-P)	1	136	D007 37
プロステートヘルスインデックス(phi)	43	281	D009 27
プロテインC(抗原量)	100	232	D006 31
プロテインC活性	100	234	D006 32
プロテインS(抗原量)	100	158	D006 23
プロテインS(遊離型抗原量)	100	158	D006 23
プロテインS活性	100	163	D006 24
プロトポルフィリン(血中)	8	272	D007 56
プロトロンビン時間(PT)	97	18	D006 02
プロノン→プロパフェノン	104	※	B001 02
プロパフェノン	104	※	B001 02
プロプラノロール	105	-	
プロムペリドール	103	※	B001 02
プロラクチン(PRL)	26	98	D008 06
糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原定性	61	142	D012 24

ヘ	頁	保険点数	保険区分
ペーハー→pH(精液)	114	70	D004 05
ペーハー→pH(髄液)	115	62	D004 04
ペーハー→pH(穿刺液)	116	-	
ペーハー→pH(尿)	110	(26)	D000
ヘパルス→サリチル酸	104	※	B001 02
ペプシノゲンI・II(PGI・II)	11	-	
ペプリコール→ペプリジル	105	※	B001 02
ペプリジル	105	※	B001 02
ヘマトクリット(Ht)	94	21	D005 05
ヘモグロビン(Hb)	94	21	D005 05
ヘモグロビン(潜血LA)定性(糞便)	113	37	D003 05
ヘモグロビン(潜血LA)定量(糞便)	113	41	D003 07
ヘモグロビン(潜血金コロイド)定性(糞便)	113	37	D003 05
ヘモグロビン(潜血金コロイド)定量(糞便)	113	41	D003 07
ヘモグロビン・トランスフェリン(Hb・Tf)定性(糞便)	113	56	D003 08
ヘモグロビン・トランスフェリン(Hb・Tf)定量(糞便)	113	56	D003 08
ヘモグロビンA <sub>1c</sub> →HbA <sub>1c</sub>	3	49	D005 09
ヘリコバクター・ピロリ感受性検査	135	135頁参照	
ヘリコバクター・ピロリ抗原(糞便)→糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原	61	142	D012 24
ヘリコバクター・ピロリIgG抗体/国内株	55	80	D012 12
ヘリコバクター・ピロリ抗体/国内株	55	80	D012 12
ヘリコバクター・ピロリ培養	133	133頁参照	
ペルオキシダーゼ染色	96	96頁参照	D005 06
ベンザリン→ニトラゼパム	103	※	B001 02
ペンスジョーンズ蛋白定性(尿)	110	9	
ペンスジョーンズ蛋白同定→尿中免疫電気泳動	70	201	D015 22
扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)	43	104	D009 04
便潜血	113	113頁参照	

# 索引 (50音)

ホ	頁	保険点数	保険区分
補体蛋白C <sub>3</sub> →C <sub>3</sub>	69	70	D015 08
補体蛋白C <sub>4</sub> →C <sub>4</sub>	69	70	D015 08
ホモシステイン→総ホモシステイン	20	279	D010 02 I
ホモバニリン酸 (HVA)	29	69	D008 03
ホリゾン→ジアゼパム	103	※	B001 02
ポルフォビリノーゲン定量 (尿)	111	191	D001 17

マ	頁	保険点数	保険区分
マイクロサテライト不安定性検査 (HNPCC・リン症候群)	131	2100	D004-2 01 I
マイクロサテライト不安定性 (MSI) 検査 (CDX)	131	2500	D004-2 01 I
マイクロトランスフェリン→尿中トランスフェリン	112	101	D001 09
マイコクテリウム・アビウム及びイントラセラー核酸検出→MAC DNA (PCR)	58	421	D023 14
マイコプラズマ培養	133	133頁参照	
マイコプラズマ抗体半定量	51	32	D012 04
マイスタン→クロバザム	103	※	B001 02
マグネシウム (Mg)	14	11	D007 01
麻疹 (ウイルス抗体)	85	79	D012 11
麻疹IgG抗体	89	206	D012 42
麻疹IgM抗体	89	206	D012 42
末梢血液一般検査	94	21	D005 05
マトリックスメタロプロテイナーゼ -3→MMP-3	62	116	D014 08
マラリア原虫	95	40	D005 07
マンガン (Mn)	16	27	D007 08
マンデル酸及びフェニルグリオキシル酸総量 (MA 及び PGA 総量)	17	-	

ミ	頁	保険点数	保険区分
ミオグロビン定量	2	135	D007 36
ミオシン→心室筋ミオシン軽鎖 I	2	184	D007 45
マイクロフィラリア→フィラリア原虫	95	40	D005 07
ミコフェノール酸	107	※	B001 02
ミトコンドリア抗体→抗ミトコンドリア抗体	68	181	D014 20
ミノアレ→トリメタジオン	102	※	B001 02

ム	頁	保険点数	保険区分
無機リン (IP)	14	17	D007 03
無菌試験 (環境検査)	140	-	
ムチン塊形成試験	116	-	
ムンプス (ウイルス抗体)	83・84・85	79	D012 11
ムンプスIgG抗体	89	206	D012 42
ムンプスIgM抗体	89	206	D012 42

メ	頁	保険点数	保険区分
メキシチール→メキシレチン	105	※	B001 02
メキシレチン	105	※	B001 02
メソトレキサート→メトトレキサート	106	※	B001 02
メタネフリン・ノルメタネフリン分画	30	220	D008 45
メチル馬尿酸 (MHA)	17	-	
メトトレキサート	106	※	B001 02
免疫グロブリン→IgA	69	38	D015 04
免疫グロブリン→IgE	74	100	D015 10
免疫グロブリン→IgG	69	38	D015 04
免疫グロブリン→IgM	69	38	D015 04
免疫抗体法による病理組織顕微鏡検査	154	154頁参照	
免疫電気泳動 (抗ヒト全血清による定性)	70	170	D015 17
免疫電気泳動 (免疫固定法によるM蛋白同定)	70	218	D015 24

免疫複合体→モノクローナルRF結合免疫複合体	62	194	D014 23
------------------------	----	-----	---------

モ	頁	保険点数	保険区分
網赤血球数	95	12	D005 02
モノクローナルRF結合免疫複合体 (mRF-IC)	62	194	D014 23
モノクローナル抗体によるリンパ球表面マーカーの自動解析	124	-	

ヤ	頁	保険点数	保険区分
薬剤感受性検査	135	135頁参照	
薬剤血中濃度	102~109	102~109頁参照	
薬剤によるリンパ球刺激試験 (DLST)	128	128頁参照	D016 07

コ	頁	保険点数	保険区分
有核細胞数 (穿刺液)	117	-	
有機モノカルボン酸定量→ピルビン酸	12	47	D007 13
有機モノカルボン酸定量→乳酸	12	47	D007 13
遊離コレステロール (F-Cho)	4	11	D007 01
遊離サイロキシン (F-T <sub>4</sub> )	27	124	D008 15
遊離脂肪酸 (FFA・NEFA)	4	59	D007 19
遊離テストステロン	34	159	D008 29
遊離トリヨードサイロニン (F-T <sub>3</sub> )	27	124	D008 15
遊離L鎖κ/λ比 (FLC)	70	388	D015 29
遊離β HCG (HCGβサブユニット)	35	132	D008 19
ユービット→尿素呼吸試験	61	70	D023-2 02
ユニコン→テオフィリン	107	※	B001 02
ユニフィル→テオフィリン	107	※	B001 02

コ	頁	保険点数	保険区分
葉酸	18	150	D007 41

ラ	頁	保険点数	保険区分
ラミクタール→ラモトリギン	103	※	B001 02
ラモトリギン	103	※	B001 02
卵巣悪性腫瘍推定値→ROMA	42	-	
卵巣刺激ホルモン (FSH)	26	108	D008 13
ランドセン→クロナゼパム	102	※	B001 02

リ	頁	保険点数	保険区分
リウマトイド因子 (RF) 定性	62	-	
リウマトイド因子 (RF) 定量	62	30	D014 02
リストセチンコファクター→フォン・ウィルブランド因子活性	98	129	D006 16
リスモダン→ジソピラミド	105	※	B001 02
リゾチーム	10	-	
リチウム→炭酸リチウム	103	※	B001 02
リドカイン	105	※	B001 02
リパーゼ	9	24	D007 06
リバルタ反応 (穿刺液)	116	-	
リポ蛋白分画	4	49	D007 15
リポ蛋白リパーゼ (LPL)	9	219	D007 51
リポ蛋白 (a) (LP(a))	5	107	D007 26
リポトリール→クロナゼパム	102	※	B001 02
リポフラビン→ビタミンB <sub>2</sub>	18	242	D007 54
リポ蛋白 (a) →リポ蛋白 (a)	5	107	D007 26
リーマス→炭酸リチウム	103	※	B001 02

硫酸キニジン→キニジン	105	※	B001 02
緑膿菌(保菌検査)	139	-	
燐→無機リン	14	17	D007 03
淋菌核酸増幅→淋菌DNA[PCR]	59	204	D023 03
淋菌/クラミジア・トラコマチス同時測定DNA[PCR]	59	270	D023 05
淋菌DNA[PCR]	59	204	D023 03
淋菌培養	133	133頁参照	
リン脂質(PL)	4	15	D007 02
リンパ球混合培養試験→MLC	127	-	
リンパ球幼若化検査(Con-Aによるリンパ球幼若化検査)	128	345	D016 07
リンパ球幼若化検査(PHAによるリンパ球幼若化検査)	128	345	D016 07

ル	頁	保険点数	保険区分
ループスアンチコアグラント(LA)	66	273	D014 35
ルンベルグ反応(穿刺液)	116	-	

レ	頁	保険点数	保険区分
レジオネラ抗原定性→尿中レジオネラ抗原定性	58	211	D012 45
レジオネラ培養	133	133頁参照	
レチクロ→網赤血球数	95	12	D005 02
レチノール→ビタミンA	18	-	
レチノール結合蛋白(RBP)	18	136	D015 15
レニン活性(PRA)	36	100	D008 08
レニン定量(ARC)	36	105	D008 11
レベチラセタム	103	※	B001 02
レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C)	4	179	D007 43

ロ	頁	保険点数	保険区分
ロイシンアミノペプチダーゼ→LAP	9	11	D007 01
ロイシンリッチ $\alpha_2$ グリコプロテイン(LRG)	67	276	D007 57

# 索引 (アルファベット)

A	頁	保険点数	保険区分
ABO血液型	49	24	D011 01
ACE→アンギオテンシン I 転換酵素	10	140	D007 38
ACTH→副腎皮質刺激ホルモン	26	189	D008 38
ADA→アデノシンデアミナーゼ	10	32	D007 11
ADAMTS13活性	98	400	D006 34
ADAMTS13インヒビター定量	98	1000	D006 35
ADH→ AVP	26	230	D008 47
AFP→α-フェトプロテイン	41	101	D009 03
AFP-L3%→α-フェトプロテインレクチン分画	41	190	D009 23
A/G比	1	-	
AI→アルミニウム	15	112	D007 29
ALD→アルドラーゼ	9	11	D007 01
ALP(アルカリホスファターゼ)→ALP/IFCC(アルカリホスファターゼ)	8	11	D007 01
ALPアイソザイム→ALP アイソザイム(IFCC)	11	48	D007 14
ALP染色→アルカリホスファターゼ染色	96	96頁参照	D005 06
ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)(GPT)	8	17	D007 03
AMA→抗ミトコンドリア抗体	68	181	D014 20
AMA-M2→抗ミトコンドリアM2抗体	68	189	D014 21
AMH→抗ミュラー管ホルモン	34	600	D008 52
AML1-ETO t(8;21)転座→RUNX1-RUNX1T1(AML1-MTG8) t(8;21)転座	122	2553	D006-5 01
AMY→アミラーゼ	9	11	D007 01
AMYアイソザイム→アミラーゼアイソザイム	12	48	D007 14
ANA→抗核抗体半定量	64	102	D014 05
Angelman症候群(15番染色体D15S10)→15染色体(アンジェルマン症候群)	120	2553	D006-5 01
APTT→活性化部分トロンボプラスチン時間	97	29	D006 07
ARC→レニン定量	36	105	D008 11
ASO→抗ストレプトリジンO定量	51	15	D012 01
AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)(GOT)	8	17	D007 03
AT-III→アンチトロンピン活性	99	70	D006 10
ATLA→HTLV- I 抗体(第3世代)	81	163	D012 31
ATLA→HTLV- I 抗体(ラインプロット法・LIA法)	81	425	D012 56
AVP(アルギニンバソプレシン)	26	230	D008 47
AZF欠失→Y染色体微小欠失	160		
A6C→脳梗塞リスク評価	160	-	

B	頁	保険点数	保険区分
B型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)	79	259	D013 12
B群連鎖球菌(GBS)培養	133	133頁参照	
B細胞表面免疫グロブリン(Sm-Ig)IgG、IgA、IgM、IgD、K、L	123	157	D016 01
BAP(骨型アルカリホスファターゼ)	11	161	D008 30
BCA225	42	158	D009 17
BCR-ABL1 t(9;22)転座(フィラデルフィア染色体)	122	2553	D006-5 01
BFP(塩基性フェトプロテイン)	41	150	D009 16
BGP→オステオカルシン	37	157	D008 28
B-J蛋白定性→ベンスジョーンズ蛋白定性(尿)	110	9	
B-J蛋白同定→尿中免疫電気泳動	70	201	D015 22
BNP(ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド)	38	133	D008 20
BTR(総分岐鎖アミノ酸 / チロシンモル比)	20	283	D010 05

C	頁	保険点数	保険区分
C反応性蛋白(CRP)定性	70	16	D015 01
C反応性蛋白(CRP)定量	70	16	D015 01
C-ペプチド	28	108	D008 13
Ca→カルシウム	13	11	D007 01
c-AMP→サイクリックAMP	36	170	D008 35
CA15-3	41	115	D009 06
CA19-9	41	124	D009 09
CA72-4	42	146	D009 15
CA125	41	140	D009 11
CA・RF→抗ガラクトース欠損IgG抗体定量	62	114	D014 07
C-ANCA → PR3-ANCA	67	259	D014 31

CCR4タンパク(FCM)	126	10000	D006-10
CCR4蛋白(IHC)	156	10000	N002 05
Cd→カドミウム	15	-	
CD45ゲーティング	126	1940	D005 15
CEA(癌胎児性抗原)	41	99	D009 02
CH <sub>50</sub> →血清補体価	69	38	D015 04
ChE→コリンエステラーゼ	8	11	D007 01
CK(クレアチンキナーゼ)	9	11	D007 01
CKアイソザイム	12	55	D007 17
CK-MB	9	90	D007 22
CKS1B 1q21 増幅	122	2553	D006-5 01
Cl→クロール	13	11	D007 01
Cl→クロール(髄液)	115	11	D007 01
CMV(C10,C11)→サイトメガロウイルスpp65抗原定性(C10,C11)	91	366	D012 54
CMV→サイトメガロ(ウイルス抗体)	83	79	D012 11
CMV→サイトメガロウイルスIgG抗体	89	206	D012 42
CMV→サイトメガロウイルスIgM抗体	89	206	D012 42
Con-Aによるリンパ球幼若化検査	128	345	D016 07
CP→セルロプラスミン	1	90	D015 09
CPR→C-ペプチド	28	108	D008 13
Cr→クロム	16	-	
CRE(カルバペネム耐性腸内細菌科)(保菌検査)	139	-	
CRP定性→C反応性蛋白定性	70	16	D015 01
CRP定量→C反応性蛋白定量	70	16	D015 01
CSLEX(シアリルLe <sup>x</sup> 抗原)	42	160	D009 18
Cu→銅	15	23	D007 05
CYFRA21-1→シフラ	43	158	D009 17
C1インアクチベーター活性(C1エステラーゼインヒビター活性)	100	260	D015 25
C1q	69	-	
C <sub>3</sub> (β <sub>1</sub> C/β <sub>1</sub> Aグロブリン)	69	70	D015 08
C <sub>4</sub> (β <sub>1</sub> Eグロブリン)	69	70	D015 08

D	頁	保険点数	保険区分
Dダイマー	99	130	D006 17
D-Bil→直接ビリルビン	7	11	D007 01
DHEA-S→デヒドロエピアンドロステロンサルフェート	32	169	D008 34
DLST→薬剤によるリンパ球刺激試験(DLST)	128	128頁参照	D016 07
DOC→11-デオキシコルチコステロン	31	-	
DPD→デオキシピリジノリン	45	191	D008 39
DUPAN-2	41	118	D009 07
D13S319 del(13)長腕欠失	122	2553	D006-5 01

E	頁	保険点数	保険区分
EBウイルス(ウイルス抗体)	88	206	D012 42
EBウイルス(ウイルス抗体)	88	79	D012 11
EGFR遺伝子変異解析[リアルタイム PCR法]	130	2500	D004-2 1-1
EGFR遺伝子変異解析[血漿]	129	2100	D006-12
EGFRタンパク	158	690	N002 04
eGFRcreat	22	-	
eGFRcys	22	-	
EHEC O157(検便検査)	138	-	
ESBL(基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ)産性菌(保菌検査)	139	-	
ESR→赤血球沈降速度	95	(9)	D005 01
E <sub>2</sub> →エストラジオール(血清)	33	172	D008 36

F	頁	保険点数	保険区分
F-Cho→遊離コレステロール	4	11	D007 01
FDP→フィブリン・フィブリノゲン分解産物(血漿FDP)	99	80	D006 11
FDP→線維素分解産物(尿中FDP)	111	72	D001 07
Fe→鉄	14	11	D007 01
FFA→遊離脂肪酸	4	59	D007 19
Fib→フィブリノゲン定量	97	23	D006 04
FLC→遊離L鎖κ / λ比	70	388	D015 29

FSH→卵巣刺激ホルモン	26	108	D008 13
F-T <sub>3</sub> →遊離トリヨードサイロニン	27	124	D008 15
F-T <sub>4</sub> →遊離サイロキシニン	27	124	D008 15
FTA-ABS試験 定性	51	134	D012 21
FTA-ABS試験 半定量	51	134	D012 21

**G**

	頁	保険点数	保険区分
--	---	------	------

GA→グリコアルブミン	3	55	D007 17
GB→全血比重	95	-	
G-band法(血液疾患)	121	2553+397	D006-5(02)+注
G-band法(先天性疾患)	120	2553+397	D006-5(02)+注
GBM→抗糸球体基底膜抗体	67	262	D014 32
GBS→B群連鎖球菌(GBS)培養	133	133頁参照	
GH→成長ホルモン	25	108	D008 13
GOT→AST	8	17	D007 03
GPT→ALT	8	17	D007 03
GU→グアナーゼ	10	35	D007 12

**H**

	頁	保険点数	保険区分
--	---	------	------

HA→馬尿酸	17	-	
HA-IgG抗体	79	146	D013 08
HA-IgM抗体	79	146	D013 08
HANP(ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド)	38	221	D008 46
Hb→ヘモグロビン	94	21	D005 05
HbA1c	3	49	D005 09
HBs抗原定性	78	29	D013 01
HBs抗原	78	88	D013 03
HBs抗体定性	78	32	D013 02
HBs抗体半定量	78	32	D013 02
HBs抗体	78	88	D013 03
HbC抗体	78	133	D013 06
HbC-IgM抗体	78	146	D013 08
HbCrAg→B型肝炎ウイルスコア関連抗原	79	259	D013 12
HBe抗原	78	101	D013 04
HBe抗体	78	101	D013 04
HBVゲノタイプ(判定)	79	340	D013 14
HBVプロモーター変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査(HBV-DNAPC・CP)	79	450	D023 16
HBV-DNA定量(リアルタイムPCR法)	79	263	D023 04
HCG→ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量	35	134	D008 21
HCG-β→ヒト絨毛性ゴナドトロピン-β-サブユニット	35	132	D008 19
HCV検診セット(C型肝炎ウイルス検診)	159	-	
HCV群別	80	221	D013 11
HCVコア抗原	80	105	D013 05
HCV抗体	80	105	D013 05
HCV-RNA定量(リアルタイムPCR法)	80	424	D023 15
HDL-コレステロール(HDL-C)	3	17	D007 03
HDL-C→HDL-コレステロール	3	17	D007 03
HER2/neuタンパク(病理組織)	157	690	N002 03
HER2/neuタンパク(大腸癌)	157	690	N002 03
HE4 → ヒト精巣上体蛋白4	42	200	D009 25
H-FABP定量(ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白)	2	135	D007 36
Hg→水銀	16	-	
HGF→肝細胞増殖因子	2	227	D007 52
HIT抗体(血小板第4因子・ヘパリン複合体抗体)	50	390	D011 10
HIV-1RNA定量(リアルタイムPCR法)	81	520	D023 17
HIV-1/2抗体確認検査	81	660	D012 58
HIV抗原・抗体	81	127	D012 19
HLA-A(DNAタイピング)	127	-	
HLA-A,B(血清対応型タイピング)	127	-	
HLA-B(DNAタイピング)	127	-	
HLA-C(DNAタイピング)	127	-	
HLA-DPB1(DNAタイピング)	127	-	
HLA-DQB1(DNAタイピング)	127	-	
HLA-DR(血清対応型タイピング)	127	-	

HLA-DRB1(DNAタイピング)	127	-	
HP抗体→ヘリコバクター・ピロリ抗体	55	80	D012 12
HPV-DNA検出(高リスク)	92	350	D023 10
HPV-DNA簡易ジェノタイプ(16型,18型,その他ハイリスクグループ)	92	352	D023 11
HPV-DNAジェノタイプ(ハイリスク13種)	92	2000	D023 22
HPV-DNA型別	92	-	
HSV→単純ヘルペス(ウイルス抗体)	83+85	79	D012 11
HSV→単純ヘルペスIgG抗体	89	206	D012 42
HSV→単純ヘルペスIgM抗体	89	206	D012 42
HSV→単純ヘルペスウイルス(HSV)抗原	91	180	D012 37
Ht→ヘマトクリット	94	21	D005 05
HTLV-I抗体(第3世代)(ATLA)	81	163	D012 31
HTLV-I抗体(ATLV)[ラインプロット法・LIA法]	81	425	D012 56
HVA→ホモバニリン酸	29	69	D008 03

**I**

	頁	保険点数	保険区分
--	---	------	------

ICA→抗ランゲルハンス島細胞抗体	161	-	
IEP→免疫電気泳動(抗ヒト全血清による定性)	70	170	D015 17
IEP→免疫電気泳動(免疫固定法によるM蛋白固定)	70	218	D015 24
IgA	69	38	D015 04
IgE(非特異的 IgE)	74	100	D015 10
IgEシングルアレルゲン	74	110	D015 13
IgE特異的アレルゲン(疾患別セット)・10アレルゲンセット	75	1100	D015 13
IgE特異的アレルゲン(疾患別セット)・13アレルゲンセット	75	1430	D015 13
IgEマルチアレルゲン	74	110	D015 13
IGF-1→ソマトメジンC	25	212	D008 42
IgG	69	38	D015 04
IgG型リウマトイド因子(IgG-RF)	62	198	D014 24
IgG-RF→IgG型リウマトイド因子	62	198	D014 24
IgG2	69	239	D014 29
IgG4/LA	69	377	D014 39
IgM	69	38	D015 04
IGH-CCND1 t(11;14)転座	122	2553	D006-5 01
IGH-MYC t(8;14)転座	122	2553	D006-5 01
IGH-FGFR3 t(4;14)転座	122	2553	D006-5 01
IGH-MAF t(14;16)転座	122	2553	D006-5 01
IL-2R→インターロイキン2受容体	46	438	D009 30
IP→無機リン	14	17	D007 03
IRI→インスリン	28	103	D008 10

**K**

	頁	保険点数	保険区分
--	---	------	------

K→カリウム	13	11	D007 01
K→カリウム(髄液)	115	11	D007 01
KL-6	22	111	D007 28

**L**

	頁	保険点数	保険区分
--	---	------	------

L型脂肪酸結合蛋白→L-FABP	112	210	D001 19
L-ドーパ	29	-	
LA→ループスアンチコアグラント	66	273	D014 35
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	9	11	D007 01
LD(乳酸脱水素酵素)→LD / IFCC(乳酸脱水素酵素)	8	11	D007 01
LD アイソザイム	11	48	D007 14
LDL-C→LDL-コレステロール	3	18	D007 04
LDL-コレステロール(LDL-C)	3	18	D007 04
L-FABP	112	210	D001 19
LH→黄体形成ホルモン	26	108	D008 13
LP(a)→リポ蛋白(a)	5	107	D007 26
LPL→リポ蛋白リパーゼ	9	219	D007 51
LST→薬剤によるリンパ球刺激試験(DLST)	128	128頁参照	D016 07
LRG→ロイシンリッチ α <sub>2</sub> グロブリン	67	276	D007 57

# 索引 (アルファベット)

M	頁	保険点数	保険区分
M2BPGi (MAC2結合蛋白糖鎖修飾異性体)	20	194	D007 48
MA→マンデル酸及びフェニルグリオキシ酸総量	17	-	
MAC DNA(PCR)(マイココクテリウム・アピウム及びマイコプラズマ種検出)	58	421	D023 14
MAC抗体	52	116	D012 17
MAC2結合蛋白糖鎖修飾異性体→ M2BPGi	20	194	D007 48
MBL (メタロβ - ラクターラーゼ)産生菌 (保菌検査)	139	-	
MDRA (多剤耐性アシネトバクター) (保菌検査)	139	-	
MDRP (多剤耐性緑膿菌) (保菌検査)	139	-	
Mg→マグネシウム	14	11	D007 01
MHA→メチル馬尿酸	17	-	
MLC (リンパ球混合培養試験)	127	-	
MMP-3 (マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	62	116	D014 08
Mn→マンガン	16	27	D007 08
MPO-ANCA (P-ANCA) (抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体)	67	258	D014 30
mRF-IC→モノクローナルRF結合免疫複合体	62	194	D014 23
MRSA (保菌検査)	139	-	
MRSA培養	132	132頁参照	

N	頁	保険点数	保険区分
N-メチルホルムアミド	17	-	
Na→ナトリウム	13	11	D007 01
Na→ナトリウム(髄液)	115	11	D007 01
NAG	111	41	D001 05
NCC-ST-439	41	115	D009 06
NEFA →遊離脂肪酸	4	59	D007 19
NH <sub>3</sub> →アンモニア	7	50	D007 16
Ni→ニッケル	16	-	
NK細胞活性	128	-	
NMP22定量→尿中NMP22定量	46	143	D009 13
non-HDL-コレステロール (non-HDL-C)	3	-	
NSE (神経特異エノラーゼ)	44	142	D009 12
NT-proBNP (ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体 N 端フラグメント)	38	136	D008 22
NT <sub>x</sub> (I 型コラーゲン架橋N-テロペプチド)	45	156	D008 27

P	頁	保険点数	保険区分
P型アミラーゼ→膵アミラーゼ (P-AMY)	9	48	D007 14
P <sub>2</sub> →プレグナンジオール	34	213	D008 43
P <sub>3</sub> →プレグナントリオール	34	232	D008 48
P-III -P→プロコラーゲン-III - ペプチド	1	136	D007 37
PAC/ARC比→アルドステロン/レニン定量比	32	-	
PAC/PRC比→アルドステロン/レニン定量比	32	-	
PAI-1→プラスミノゲンアクチベーターインヒビター 1	100	240	D006 33
PA-IgG→血小板関連IgG	50	193	D011 06
P-AMY→膵アミラーゼ	9	48	D007 14
P-ANCA→MPO-ANCA (P-ANCA) (抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体)	67	258	D014 30
PAS染色	96	96頁参照	D005 06
Pb→鉛	15	-	
PCT→プロカルシトニン定量	56	284	D007 58
PF→蛋白分画	1	18	D007 04
PF4→血小板第4因子	101	178	D006 26
PFD (PABA 排出率) (膵機能)	22	100	D289 01
PG I・II→ペプシノゲン I・II	11	-	
pH (髄液)	115	62	D004 04
pH (精液)	114	70	D004 05
pH (穿刺液)	116	-	
pH (尿)	110	(26)	D000
PHAによるリンパ球幼若化検査	128	345	D016 07
phi (プロステートヘルスインデックス)	43	281	D009 27
PIC→プラスミンインヒビター・プラスミン複合体	99	154	D006 22
PIVKA II 定量 (腫瘍マーカー)	44	135	D009 10
PL→リン脂質	4	15	D007 02

PLA <sub>2</sub> →膜ホスホリパーゼA <sub>2</sub>	11	204	D007 49
PLT→血小板数	94	21	D005 05
PML-RARA t(15;17)転座	122	2553	D006-5 01
PR3-ANCA (C-ANCA) (抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体)	67	259	D014 31
Prader-Willi症候群 (15番染色体SNRPN)→15 染色体(プラーダーウィリ症候群)	120	2553	D006-5 01
PRA→レニン活性	36	100	D008 08
PRL→プロラクチン	26	98	D008 06
Pro GRP (ガストリン放出ペプチド前駆体)	44	175	D009 21
PSA (前立腺特異抗原)	43	124	D009 09
PSA-ACT	43	124	D009 09
PT→プロトロンビン時間	97	18	D006 02
PTH-Intact→副甲状腺ホルモン	27	165	D008 33
PTHrP→副甲状腺ホルモン関連蛋白	27	189	D008 38
p53 17p13 欠失→ TP53 del(17)短腕欠失	122	2553	D006-5 01

Q	頁	保険点数	保険区分
QFTプラス→結核菌特異的インターフェロン -γ産生能	58	594	D015 30

R	頁	保険点数	保険区分
RAS/BRAF変異解析	130	4000	D004-2 注工
RBC→赤血球数	94	21	D005 05
RBP→レチノール結合蛋白	18	136	D015 15
RF定性(リウマトイド因子)→リウマトイド因子定性	62	-	
RF定量(リウマトイド因子)→リウマトイド因子定量	62	30	D014 02
Rh (D)血液型	49	24	D011 02
Rh-Hr式血液型	49	148	D011 03
RLP-C→レムナント様リポ蛋白コレステロール	4	179	D007 43
ROMA (卵巣悪性腫瘍推定値)	42	-	
RPR (梅毒)定性	51	15	D012 01
RPR (梅毒)半定量	51	34	D012 05
RS (ウイルス抗体)	83-85	79	D012 11
RUNX1-RUNX1T1 (AML1-MTG8) t(8;21)転座	122	2553	D006-5 01

S	頁	保険点数	保険区分
SAA→血清アミロイドA蛋白	70	47	D015 06
SCC抗原→扁平上皮癌関連抗原	43	104	D009 04
SFMC→可溶性フィブリンモノマー複合体	99	93	D006 12
Single-color 解析によるリンパ球表面マーカー検査 →モノクローナル抗体によるリンパ球表面マーカーの自動解析	124	-	
SLX (シアリルLe <sup>x</sup> -i抗原)	42	144	D009 14
Span-1	42	144	D009 14
SP-A (肺サーファクタント蛋白A)	22	130	D007 35
SP-D (肺サーファクタント蛋白D)	22	136	D007 37
STN→シアリルTn抗原	42	146	D009 15

T	頁	保険点数	保険区分
T <sub>3</sub> →トリヨードサイロニン	27	99	D008 07
T <sub>4</sub> →サイロキシン	27	108	D008 12
TARC (Th2ケモカイン)	74	184	D015 19
TAT→トロンビン・アンチトロンビン複合体	100	176	D006 25
TBA→総胆汁酸	5	47	D007 13
TBG→サイロキシン結合グロブリン	27	130	D008 17
T-Bil→総ビリルビン	7	11	D007 01
TB-PCR→結核菌DNA(PCR)	58	410	D023 13
TCA→三塩化(トリクロル)酢酸	17	-	
T-Cho→総コレステロール	3	17	D007 03
Tf →トランスフェリン	70	60	D015 07
TG→中性脂肪	4	11	D007 01
Tg→サイログロブリン	27	131	D008 18
Th2 ケモカイン→TARC	74	184	D015 19
TIBC→総鉄結合能(直接比色法/ニトロソPSAP法(計算法))	14	11	D007 01
TK活性→チミジンキナーゼ活性	95	233	D005 12
TL→総脂質	4	-	



TM→トロンボモジュリン	100	204	D006 28
TnT→心筋トロポニン T	2	112	D007 29
total P I NP (I型プロコラーゲン-N-プロペプチド)	11	164	D008 32
TP→総蛋白	1	11	D007 01
TPA (組織ポリペプチド抗原)	44	110	D009 05
TP抗体 (梅毒定性)	51	32	D012 04
TP抗体 (梅毒半定量)	51	53	D012 06
TP53 del(17)短腕欠失	122	2553	D006-5 01
TRAb (第3世代)→TSHレセプター抗体 (第3世代)	63	220	D014 26
TRACP-5b定量 (酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ)	45	156	D008 27
TSAAb (TSH刺激性レセプター抗体)	63	340	D014 38
TSH→甲状腺刺激ホルモン	26	101	D008 09
TSH刺激性レセプター抗体→ TSAAb	63	340	D014 38
TSHレセプター抗体 (第3世代)	63	220	D014 26
T-SPOT.TB→結核菌特異的インターフェロン - $\gamma$ 産生能	58	594	D015 30
TTC→総三塩化物	17	-	-
Two-color解析によるリンパ球表面マーカー検査	125	125頁参照	D016 02
T細胞サブセット (CD4,CD8)	123	190	D016 02
T細胞・B細胞百分率 (CD3,CD19)	123	198	D016 03

**U** 頁 保険点数 保険区分

UA→尿酸	6	11	D007 01
UBT→尿素呼吸試験	61	70	D023-2 02
ucOC→低カルボキシル化オステオカルシン	37	154	D008 26
UGT1A1 遺伝子多型解析	131	2004	D006-7
UIBC→不飽和鉄結合能 (ニトロソPSAP法)	14	11	D007 01
UN→尿素窒素	6	11	D007 01
USBA→尿中硫酸抱合型胆汁酸	4	57	D007 18

**V** 頁 保険点数 保険区分

Viewアレルギー-39	74	1430	D015 13
VMA→バニールマンデル酸	30	90	D008 04
VMA 定性 (尿)	110	9	D001 02
v.W因子活性	98	129	D006 16
v.W因子抗原定量	98	147	D006 21
VRE (バンコマイシン耐性腸球菌) (保菌検査)	139	-	-
VZV→水痘・帯状ヘルペス (ウイルス抗体)	83-89	79	D012 11
VZV抗原→水痘・帯状ヘルペス (VZV) 抗原	91	227	D012 48
VZV抗原→水痘・帯状ヘルペスIgG抗体	89	206	D012 42
VZV抗原→水痘・帯状ヘルペスIgM抗体	89	206	D012 42

**W** 頁 保険点数 保険区分

WBC→白血球数	94	21	D005 05
Whole-PTH	27	165	D008 33

**Y** 頁 保険点数 保険区分

Y染色体微小欠失 (AZF欠失)	160	-	-
------------------	-----	---	---

**Z** 頁 保険点数 保険区分

Zn→亜鉛	15	136	D007 37
-------	----	-----	---------

**$\alpha$**  頁 保険点数 保険区分

$\alpha$ -フェトプロテイン (AFP)	41	101	D009 03
$\alpha$ -フェトプロテインレクチン分画 (AFP - L3%)	41	190	D009 23
$\alpha$ FP → $\alpha$ -フェトプロテイン	41	101	D009 03
$\alpha_1$ -アシドグリコプロテイン→ $\alpha_1$ -酸性糖蛋白	44	-	-
$\alpha_1$ -アンチトリプシン	70	80	D006 11
$\alpha_1$ -マイクログロブリン ( $\alpha_1$ -MG)	2	132	D015 14
$\alpha_1$ -酸性糖蛋白 ( $\alpha_1$ -AGP)	44	-	-
$\alpha_1$ -AGP→ $\alpha_1$ -酸性糖蛋白	44	-	-

$\alpha_2$ -プラスミンインヒビター→アンチプラスミン	99	128	D006 15
$\alpha_2$ -プラスミンインヒビター・プラスミン複合体 (PIC)→ $\alpha_2$ -プラスミンインヒビター・プラスミン複合体	99	154	D006 22
$\alpha_2$ -PIC → プラスミンインヒビター・プラスミン複合体	99	154	D006 22

**$\beta$**  頁 保険点数 保険区分

$\beta$ -トロンボグロブリン ( $\beta$ -TG)	101	176	D006 25
$\beta$ -リポ蛋白 ( $\beta$ -LP)	4	-	-
$\beta$ -D-グルカン→(1→3)- $\beta$ -D-グルカン	56	201	D012 41
$\beta$ -LP→ $\beta$ -リポ蛋白	4	-	-
$\beta$ -TG→ $\beta$ -トロンボグロブリン	101	176	D006 25
$\beta_1$ C/ $\beta_1$ Aグロブリン→ $C_3$	69	70	D015 08
$\beta_1$ Eグロブリン→ $C_4$	69	70	D015 08
$\beta_2$ -マイクログロブリン ( $\beta_2$ -MG)	2	101	D015 11

**$\gamma$**  頁 保険点数 保険区分

$\gamma$ -GT ( $\gamma$ -グルタミルトランスペプチダーゼ)	8	11	D007 01
$\gamma$ -セミノプロテイン→ $\gamma$ -Sm	44	194	D009 24
$\gamma$ -Sm ( $\gamma$ -セミノプロテイン)	44	194	D009 24

**$\delta$**  頁 保険点数 保険区分

$\delta$ -アミノレブリン酸 ( $\delta$ -ALA) (産業医学関連)	17	-	D001 11
$\delta$ -アミノレブリン酸 ( $\delta$ -ALA)	111	109	D001 11
$\delta$ -ALA → $\delta$ -アミノレブリン酸 (産業医学関連)	17	-	D001 11
$\delta$ -ALA → $\delta$ -アミノレブリン酸	111	109	D001 11

**数字** 頁 保険点数 保険区分

(1→3)- $\beta$ -D-グルカン	56	201	D012 41
I CTP (I型コラーゲンCテロペプチド)	45	170	D009 20
I型コラーゲン架橋N-テロペプチド→NT <sub>x</sub>	45	156	D008 27
I型コラーゲンCテロペプチド→I CTP	45	170	D009 20
I型プロコラーゲン-N-プロペプチド→total P I NP	11	164	D008 32
1 $\alpha$ -25-(OH) <sub>2</sub> ビタミンD(1,25-ジヒドロキシビタミンD3)	19	388	D007 62
1,5-アンヒドロ-D-グルシトール (1,5-AG)	3	80	D007 21
1,5-AG→1,5-アンヒドロ-D-グルシトール	3	80	D007 21
2,5-ヘキサンジオン (2,5-HD)	17	-	-
IV型コラーゲン	1	135	D007 36
IV型コラーゲン7S	1	148	D007 40
5-ハイドロキシインドール酢酸 (5-HIAA)	29	95	D008 05
5-HIAA→5-ハイドロキシインドール酢酸	29	95	D008 05
11-ケトアンドロステロン→17-ケトステロイド分画	31	213	D008 43
11-ケトエチオコロン→17-ケトステロイド分画	31	213	D008 43
11-ハイドロキシコルチコステロイド	31	60	D008 02
11-ヒドロキシアンドロステロン→17-ケトステロイド分画	31	213	D008 43
11-ヒドロキシエチオコロン→17-ケトステロイド分画	31	213	D008 43
11-OHCS→11-ハイドロキシコルチコステロイド	31	60	D008 02
15染色体 (プラダーウィリ症候群) (アンジェルマン症候群)	120	2553	D006-5 01
17-ケトステロイド分画 (17-KS分画)	31	213	D008 43
22染色体 (22q11欠失)	120	2553	D006-5 01
25OHビタミンD (CLEIA)	19	117	D007 31

# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 蛋白関連検査

1001 3A010	総蛋白 (TP) 3A010-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (1月間)	Biuret 法	6.7 ~ 8.3 g/dL	1 2	11 生化 I	蛋白分画、総蛋白及びアルブミンを同時に測定した場合は、主たるもの2つを算定する。
1077 3A015	アルブミン 3A015-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (1月間)	BCP 改良法	3.8 ~ 5.3 g/dL	1 2	11 生化 I	ヒトアルブミンへの特異性が高いBCPを用いた方法です。
1003 3A020	蛋白分画 3A020-0000-023-232	血清 0.2	A1-1 冷蔵	セルロースアセテート膜 電気泳動法	A/G 1.36~2.26 Alb 57.5~69.2 α <sub>1</sub> 2.0~3.3 α <sub>2</sub> 5.9~9.7 β 8.0~12.2 γ 11.1~22.0 %	1 2	18 生化 I	
1002 3A016	A/G 比 3A016-0000-023-919	血清 0.4	A1-1 冷蔵	BCP 改良 /Biuret 法	1.20 ~ 2.00	1 2		
1197 5C095	フェリチン定量 5C095-0000-023-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (7日間)	ラテックス凝集 比濁法	M 13 ~ 277 F 5 ~ 152 ng/mL	1 2	105 生化 I	
4139 5C010	プレアルブミン (トランスサイレチン) 5C010-0000-023-061	血清 0.4	A1-1 冷蔵	TIA 法	22.0 ~ 40.0 mg/dL	2 4	104 免疫	
1175 5C045	セルロプラスミン (CP) 5C045-0000-023-063	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ネフェロメトリー法	21 ~ 37 mg/dL	4 6	90 免疫	* 4
4059 5C130	プロコラーゲン - III - ペプチド (P- III -P) 5C130-0000-023-051	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLIA 法	3.62 ~ 9.52 ng/mL	4 7	136 生化 I	カットオフ値 (肝に繊維化の みられる疾患) : 6.95ng/mL * 4
4413 5C135	IV型コラーゲン 7S 5C135-0000-023-001	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	4.4 以下 ng/mL	3 6	148 生化 I	IV型コラーゲン又はIV型コ ラーゲン・7Sは、プロコラー ゲン - III - ペプチド(P- III - P) 又は、M2BPGiと併せて 行った場合には、主たるも ののみ算定する。
4582 5C134	IV型コラーゲン 5C134-0000-023-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	150 以下 ng/mL	4 8	135 生化 I	* 4

下記の「生化学的検査」「免疫学的検査」等において、多項目を同時に依頼の場合、各グループの必要量算出式に基づいた血清量をおよその目安としてご提出下さい。

グループ 1 / 必要量算出式 = (0.4 + (0.05 × 依頼項目数)) mL : 依頼項目数 ≥ 2				
1001 総蛋白	1013 HDL コレステロール	1030 ALT	1043 リパーゼ	1049 無機燐
1077 アルブミン	1012 遊離コレステロール	1694 ALP/IFCC	1096 ADA	1050 銅
1002 A / G比	1016 中性脂肪	1034 LAP	1502 グリコアルブミン	1051 鉄
1005 尿素窒素	1018 燐脂質	1766 LD/IFCC	1316 1,5-AG	1089 UIBC(ニトロソPSAP法)
1006 クレアチニン	1019 遊離脂肪酸	1036 コリンエステラーゼ	1044 ナトリウム	1056 CRP 定性
1007 クレアチン	1015 β-リポ蛋白	1038 γ-GT	1046 クロール	1158 CRP 定量
1008 尿酸	1023 総ビリルビン	1039 アルドラーゼ	1045 カリウム	1058 抗ストレプトリジンO価
1010 総コレステロール	1024 直接ビリルビン	1040 CK	1047 カルシウム	1057 RF 定性
1115 LDL コレステロール	1029 AST	1042 アミラーゼ	1048 マグネシウム	1145 RF 定量

# 生化学的検査


項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 蛋白関連検査


1318 4Z315	肝細胞増殖因子 (HGF) 4Z315-0000-023-023	血清 0.5	A1 ↓ G-1 凍結	EIA 法	0.39 以下 ng/mL	4 ↓ 12	227 生化 I	肝炎にて劇症化が疑われる 場合又は劇症肝炎の経過 観察に用いた場合に限り算 定する。 * 1
1193 5C015	α <sub>1</sub> -マイクログロブリン (α <sub>1</sub> -MG) 5C015-0000-023-062 5C015-0000-001-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	12.7 ~ 27.3 mg/L	2 ↓ 4	132 免疫	
1194 5C015		尿 1.0	C-3 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	11.0 以下 mg/L	2 ↓ 4	132 免疫	
1195 5C065	β <sub>2</sub> -マイクログロブリン (β <sub>2</sub> -MG) 5C065-0000-023-062 5C065-0000-001-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	2.0 以下 mg/L	1 ↓ 2	101 免疫	
1196 5C065		尿 1.0	C-3 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	289 以下 μg/L	2 ↓ 4	101 免疫	PH5.5以上を確認し、提出 して下さい。
1169 5C090	ミオグロビン定量 5C090-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	85 以下 ng/mL	1 ↓ 2	135 生化 I	H-FABPと同時算定不可 * 4
1174 5C090	ミオグロビン定量-尿 5C090-0000-001-052	随時尿 8.0	A 冷蔵	CLEIA 法	2.0 未満 ng/mL	4 ↓ 7	135 生化 I	* E
1712 5C091	H-FABP 定量 (ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白) 5C091-0000-023-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	6.2 以下 ng/mL	1 ↓ 2	135 生化 I	急性心筋梗塞の診断に用い た場合に限り算定する。ミ オグロビンと同時算定不可。
1114 5C092	心室筋ミオシン軽鎖 I 5C092-0000-023-023	血清 0.4	A1 ↓ G-1 凍結	ELISA 法	2.5 以下 ng/mL	4 ↓ 8	184 生化 I	1日につき1回のみ算定す る。 * 1
1198 5C093	心筋トロポニン T (TnT) 5C093-0000-023-053	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ECLIA 法	0.014 以下 ng/mL	2 ↓ 4	112 生化 I	急性心筋梗塞診断のカット オフ値: 0.100ng/mL

生化学

**A1-1**  
血清分離  
冷蔵保存




**C-3**  
蓄尿又は部分尿  
必要量提出、冷蔵保存  
(尿量記載の必要なし)



**G-1**  
血清又は血漿分離  
(必ず凍結保存)  
ポリ試験管使用



**A**  
採尿した尿を入れ  
よく混和させ、  
冷蔵保存  
(凍結不可)



安定化剤

実施料について(生化 I)

一回に採取した血液を用いて  
青色で表記されている検査を  
5項目以上行った場合

- 5項目以上7項目以下の場合  
1. 生化 I 93点
- 8項目又は9項目の場合  
2. 生化 I 99点
- 10項目以上の場合  
3. 生化 I 106点

# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 糖関連検査

(1055) 3D010	血糖 (グルコース) 3D010-0000-022-272	血漿 1.0	J 冷蔵	酵素法	空腹時 70~109 mg/dL	1 2	11 生化I	緊急
1502 3D055	グリコアルブミン (GA) 3D055-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (7日間)	酵素法	11.0~16.0 %	1 2	55 生化I	HbA1c、グリコアルブミン又は1,5AGのうちいずれかを同一月中に合わせ2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して6月以内の患者、インスリン治療を開始して6月以内の患者等については、いずれか1項目を月1回に限り別に算定可。
1316 3D085	1,5-アンヒドロ-D- グルシトール (1,5-AG) 3D085-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (28日間)	酵素法	14.0以上 μg/mL	1 2	80 生化I	
2131 3D046	HbA1c (NGSP) 3D046-0000-019-271	全血 2.0	J 冷蔵	酵素法	4.6~6.2 %	1 2	49 血液	凍結不可

## 脂質関連検査

1010 3F050	総コレステロール (T-Cho) 3F050-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (7日間)	酵素法	130~219 mg/dL	1 2	17 生化I	
1115 3F077	LDL-コレステロール (LDL-C) 3F077-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (7日間)	酵素法	70~139 表1参照 mg/dL	1 2	18 生化I	HDLコレステロール、総コレステロール及びLDLコレステロールを併せて測定した場合は、主たるもの2つに限り算定する。
1013 3F070	HDL-コレステロール (HDL-C) 3F070-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (3日間)	酵素法	M 40~86 F 40~96 表1参照 mg/dL	1 2	17 生化I	
1695 3F069	non-HDL-コレステロール (non-HDL-C) 3F069-0000-023-919	血清 0.5	A1-1 冷蔵	酵素法・計算法	なし 表1 mg/dL	1 2		
(1596) 3F150	コレステロール分画 3F150-0000-023-233	血清 0.2	A1-2 冷蔵	アガロース電気泳動法	HDL 17.1~42.4 LDL 51.0~76.7 VLDL 1.3~18.6 %	2 4	57 生化I	凍結不可

(表1) 動脈硬化性疾患予防のためのスクリーニングにおける脂質異常症診断基準 (空腹時採血\*)

(動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年度版より)

LDLコレステロール	140mg/dL以上	高LDLコレステロール血症
	120~139mg/dL	境界域高LDLコレステロール血症**
HDLコレステロール	40mg/dL未満	低HDLコレステロール血症
トリグリセリド	150mg/dL以上	高トリグリセリド血症
non-HDLコレステロール	170mg/dL以上	高non-HDLコレステロール血症
	150~169mg/dL	境界域高non-HDLコレステロール血症**

- LDL-CはFriedewald式(TC-HDL-C-TG/5)または直接法で求める。
- TGが400mg/dL以上や食後採血の場合はnon-HDL-C(TC-HDL-C)かLDL-C直接法を使用する。但しスクリーニング時に高TG血症を伴わない場合はLDL-Cとの差が+30mg/dLより小さくなる可能性を念頭においてリスクを評価する。

\* 10時間以上の絶食を「空腹時」とする。但し、水やお茶などカロリーのない水分の摂取は可とする。

\*\* スクリーニングで境界域高LDL-C血症、境界域高non-HDL-C血症を示した場合は、高リスク病態がないか検討し、治療の必要性を考慮する。

(表2) 新生児・乳児におけるUSBA検査結果の見方

USBAクレアチニン補正值 (基準値: 55.00 μmol/g・CRE 以下)	判定	備考
55.00 μmol/g・CRE 以下	正常	黄疸の遷延、白色便などの肝・胆道系疾患の臨床症状がある場合、念のため経過観察を実施して下さい。
55.00 μmol/g・CRE 超		
但し、尿中クレアチニンが2.5mg/dL未満の場合はUSBA実測値のみで判定する。USBA実測値: 5.00 μmol/L以下	再検査 精査	肝・胆道系疾患が疑われます。

注) USBAは、胆道閉鎖症だけでなく他の肝疾患(新生児肝炎など)でも高値を示します。

# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 脂質関連検査

1945 3F126	尿中硫酸抱合型胆汁酸 (USBA) 3F126-0000-001-271	尿 3.0 ※1	C-3 冷蔵	酵素法	成人 (クレアチニン補正值) 8.00μmol/g・CRE以下 新生児・乳児 表2参照(3頁)	5 7	57 生化I	肝胆道疾患の診断の目的で 実施した場合、コレステロ ール分画に準じて算定する。 胆汁酸と同時算定不可。 *Q
1097 3F078	レムナント様リポ蛋白 コレステロール (RLP-C) 3F078-0000-023-271	血清 0.4	A1-2 冷蔵	酵素法	7.5 以下 mg/dL 糖尿病、冠動脈疾患等の既 往歴がある場合は、5.2mg/ dL 以上がハイリスク域とい われています。	2 4	179 生化I	凍結不可 3カ月に1回のみ算定できる。
1012 3F065	遊離コレステロール (F-Cho) 3F065-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵	酵素法	31 ~ 64 mg/dL	1 2	11 生化I	
1016 3F015	中性脂肪 (TG) 3F015-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (4日間)	酵素法	35 ~ 149 表1参照 mg/dL	1 2	11 生化I	
1017 3F010	総脂質 (TL) 3F010-0000-023-919	血清 0.4	A1-1 冷蔵	計算法	380 ~ 800 mg/dL	1 2		
1018 3F025	リン脂質 (PL) 3F025-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (7日間)	酵素法	150 ~ 250 mg/dL	1 2	15 生化I	
1019 3F035	遊離脂肪酸 (FFA・NEFA) 3F035-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵	酵素法	空腹時 0.14~0.85 mEq/L	1 2	59 生化I	
1015 3F130	β - リポ蛋白 (β -LP) 3F130-0000-023-292	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (1日間)	比濁法	170 ~ 500 mg/dL	1 2		
1065 3F135	リポ蛋白分画 3F135-0000-023-233	血清 0.2	A1-2 冷蔵	アガロース 電気泳動法	M α 26.9~50.5 Preβ 7.9~23.8 β 35.3~55.5 Origin 0.0~ 4.7 F α 32.6~52.5 Preβ 6.6~20.8 β 33.6~52.0 Origin 0.0~ 4.4 %	2 4	49 生化I	凍結不可 *I

※1 新生児肝胆道疾患スクリーニングとしての採尿時期は、生後3週間前後です。なお、採尿にあたっては、できるだけ大便が混入しないようにして下さい。

**A1-1**  
血清分離  
冷蔵保存

---

**A1-2**  
血清分離  
冷蔵保存  
(凍結不可)

**C-3**  
蓄尿又は部分尿  
必要量提出、冷蔵保存  
(尿量記載の必要なし)

**J**  
血液 2mL を入れ  
静かに約 10 回ほど  
転倒混和  
そのまま冷蔵保存  
(凍結不可)

フッ化ナトリウム

実施料について(生化I)	
一回に採取した血液を用いて 青色で表記されている検査を 5項目以上行った場合	
1.	5項目以上7項目以下の場合 生化I 93点
2.	8項目又は9項目の場合 生化I 99点
3.	10項目以上の場合 生化I 106点


# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 脂質関連検査

1176 3F180	アポリポ蛋白 A- I 3F180-0000-023-061	血清 0.4	A1-2 冷蔵	TIA 法	M F 119 ~ 155 126 ~ 165 mg/dL	2 3 4	※ 生化 I	凍結不可 アポリポ蛋白は、AⅠ、AⅡ、B、 CⅡ、CⅢ及びEのうち、測 定した項目数に応じて、以下 の所定点数を算定する。 イ 1項目の場合31 ロ 2項目の場合62 ハ 3項目以上の場合94
1177 3F185	アポリポ蛋白 A- II 3F185-0000-023-061	血清 0.4	A1-2 冷蔵	TIA 法	M F 25.9 ~ 35.7 24.6 ~ 33.3 mg/dL	2 3 4		
1178 3F190	アポリポ蛋白 B 3F190-0000-023-061	血清 0.4	A1-2 冷蔵	TIA 法	M F 73 ~ 109 66 ~ 101 mg/dL	2 3 4		
1179 3F195	アポリポ蛋白 C- II 3F195-0000-023-061	血清 0.4	A1-2 冷蔵	TIA 法	M F 1.8 ~ 4.6 1.5 ~ 3.8 mg/dL	2 3 4		
1180 3F200	アポリポ蛋白 C- III 3F200-0000-023-061	血清 0.4	A1-2 冷蔵	TIA 法	M F 5.8 ~ 10.0 5.4 ~ 9.0 mg/dL	2 3 4		
1181 3F205	アポリポ蛋白 E 3F205-0000-023-061	血清 0.4	A1-2 冷蔵	TIA 法	M F 2.7 ~ 4.3 2.8 ~ 4.6 mg/dL	2 3 4		
4378 3F156	リポ蛋白 (a) (LP (a)) 3F156-0000-023-061	血清 0.4	A1-2 冷蔵	TIA 法	(参考値) 30.0 以下 mg/dL	2 3 4	107 生化 I	凍結不可 3月に1回を限度として算 定できる。
1165 3F110	総胆汁酸 (TBA) 3F110-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵	酵素法	10.0 以下 μmol/L	2 3 4	47 生化 I	※1

※ 1 肝胆道疾患の診断の目的で尿中硫酸抱合型胆汁酸測定を酵素法により実施した場合は、コレステロール分画に準じて算定する。但し、胆汁酸を同時に測定した場合には、いずれか一方の所定点数のみを算定する。尿中硫酸抱合型胆汁酸と同時算定不可。



# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 蛋白・含窒素成分関連検査

1005 3C025	尿素窒素 (UN)  3C025-0000-023-272 3C025-0000-004-272	血清 0.4	<b>A1-1</b> 冷蔵 (7日間)	ウレアーゼ・ GLDH (アンモニア 除去) 法	8 ~ 22  mg/dL	1 2	11 生化 I	緊急 (対象: 血清)
1201 3C025		蓄尿 5.0	<b>C-1</b> 冷蔵	ウレアーゼ・ GLDH (アンモニア 除去) 法	6.5 ~ 13.0  g/day	1 2	11 生化 I	
1006 3C015	クレアチニン  3C015-0000-023-271 3C015-0000-004-271	血清 0.4	<b>A1-1</b> 冷蔵 (7日間)	酵素法	M 0.61 ~ 1.04 F 0.47 ~ 0.79  mg/dL	1 2	11 生化 I	緊急 (対象: 血清)
1202 3C015		蓄尿 5.0	<b>C-1</b> 冷蔵	酵素法	0.5 ~ 1.5  g/day	1 2	11 生化 I	
1962 3C016	シスタチン C  3C016-0000-023-062	血清 0.4	<b>A1-1</b> 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	M 0.63 ~ 0.94 F 0.52 ~ 0.85  mg/L	2 4	115 生化 I	※1
1007 3C010	クレアチン  3C010-0000-023-271 3C010-0000-004-271	血清 0.4	<b>A1-1</b> 冷蔵	酵素法	0.17 ~ 1.00  mg/dL	1 2	11 生化 I	
1203 3C010		蓄尿 5.0	<b>C-1</b> 冷蔵	酵素法	0.15 以下  g/day	1 2	11 生化 I	
1008 3C020	尿酸 (UA)  3C020-0000-023-271 3C020-0000-004-271	血清 0.4	<b>A1-1</b> 冷蔵 (7日間)	ウリカーゼ・ ペルオキシダーゼ法	M 3.7 ~ 7.0 F 2.5 ~ 7.0  mg/dL	1 2	11 生化 I	
1204 3C020		蓄尿 5.0	<b>C-1</b> 冷蔵	ウリカーゼ・ ペルオキシダーゼ法	※2 0.4 ~ 1.2  g/day	1 2	11 生化 I	

※ 1 尿素窒素又はクレアチニンにより腎機能低下が疑われた場合に、3月に1回に限り算定できる。但し、ペントシジンを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

※ 2 基準値上限は、日本痛風・核酸代謝学会「高尿酸血症・痛風の治療ガイド」における高尿酸血症の定義に基づいております。

### 実施料について(生化 I)

一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を5項目以上行った場合

- 5項目以上7項目以下の場合  
生化 I 93点
- 8項目又は9項目の場合  
生化 I 99点
- 10項目以上の場合  
生化 I 106点

# 生化学的検査





項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 蛋白・含窒素成分関連検査

1092 3C040	アンモニア (NH <sub>3</sub> ) 3C040-0000-031-271	全血 1.0 ↓ 除蛋白 上清 3.0	M ↓ G-1 凍結	酵素サイクリング法	12 ~ 66 μg/dL	1 ↓ 2	50 生化 I	緊急
---------------	---	------------------------------	---------------------	-----------	------------------	-------------	------------	----

## 色素

1023 3J010	総ビリルビン (T-Bil) 3J010-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (7日間)	バナジウム酸化法	0.2 ~ 1.1 mg/dL	1 ↓ 2	11 生化 I	
1024 3J015	直接ビリルビン (D-Bil) 3J015-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (7日間)	バナジウム酸化法	0.4 以下 mg/dL	1 ↓ 2	11 生化 I	
4058 5C041	ハプトグロビン (型判定含む) 5C041-0000-023-063	血清 0.6	A1-1 冷蔵	ネフェロメトリー法	1-1 型 83 ~ 209 2-1 型 66 ~ 218 2-2 型 25 ~ 176 mg/dL	4 ↓ 10	132 免疫	*4
4026 5C040	ハプトグロビン (型判定なし) 5C040-0000-023-061	血清 0.4	A1-1 冷蔵	TIA 法	19 ~ 170 mg/dL	2 ↓ 4	132 免疫	
5070 3J040	赤血球コプロポルフィリン 3J040-0000-019-204	全血 3.0	F-5 遮光 冷蔵	HPLC 変法	1 以下 μg/dL RBC	8 ↓ 14	210 生化 I	凍結不可 *E

 <p><b>A1-1</b> 血清分離 冷蔵保存</p>	 <p><b>F-5</b> 採血後静かに約 10 回ほど転倒混和 そのまま冷蔵保存 (凍結不可)</p> <p>ヘパリン5mL用 又は10mL用</p>	 <p><b>G-1</b> 血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用</p>	 <p><b>M</b> 血液を正確に 1mL 入れ十分に振とう 混和すみやかに遠心 分離後 (上清を直ちに) 凍結保存 保存はポリ試験管 容器に移すとき、沈 殿物が混ざらないよ う注意して下さい</p> <p>タングステン酸 ナトリウム4mL</p>
--	--	---	--



# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所 要 日 数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	------------------	------------	--------

## 色素

5894 3J055	プロトポルフィリン定量 (血中) 3J055-0000-019-204	全血 1.5	F-5 遮光 冷蔵	HPLC 法	(赤血球) 30 ~ 86 μg/dL RBC	5 12	272 生化 I	凍結不可 17頁参照 *4
---------------	--	--------	-----------------	--------	----------------------------	---------	-------------	---------------------

## 酵素

1029 3B035	AST (アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ) (GOT) 3B035-0000-023-272	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (7日間)	JSCC 標準化対応法	10 ~ 40 U/L	1 2	17 生化 I	緊急 溶血血清は高値を示す場合があります。
1030 3B045	ALT (アラニンアミノトランスフェラーゼ) (GPT) 3B045-0000-023-272	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (7日間)	JSCC 標準化対応法	5 ~ 45 U/L	1 2	17 生化 I	緊急 溶血血清は高値を示す場合があります。
1694 3B070	ALP / IFCC (アルカリホスファターゼ) 3B070-0000-023-275	血清 0.4	A1-1 冷蔵	IFCC 標準化対応法	38 ~ 113 U/L	1 2	11 生化 I	
1766 3B050	LD / IFCC (乳酸脱水素酵素) 3B050-0000-023-279	血清 0.4	A1-1 冷蔵	IFCC 標準化対応法	115 ~ 245 U/L	1 2	11 生化 I	緊急 凍結不可 溶血血清は高値を示す場合があります。
1036 3B110	コリンエステラーゼ (ChE) 3B110-0000-023-272	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (14日間)	JSCC 標準化対応法 (基質: BZTC)	M 235 ~ 494 F 196 ~ 452 U/L	1 2	11 生化 I	
1038 3B090	γ-GT (γ-グルタミルトランスペプチダーゼ) 3B090-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (1日間)	JSCC 標準化対応法	M 75 以下 F 45 以下 U/L	1 2	11 生化 I	

### 実施料について(生化 I)

一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を5項目以上行った場合

- 5項目以上7項目以下の場合  
1. 生化 I 93点
- 8項目又は9項目の場合  
2. 生化 I 99点
- 10項目以上の場合  
3. 生化 I 106点

# 生化学的検査





項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 酵素

1034 3B135	LAP (ロイシンアミノペプチダーゼ) 3B135-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵	L-ロイシル -P- ニトロ ロアニリド基質法	30 ~ 70 U/L	1 2	11 生化 I	
1039 3B100	アルドラーゼ (ALD) 3B100-0000-023-272	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (3日間)	UV 法	1.2 ~ 7.6 U/L	1 2	11 生化 I	
1040 3B010	CK (クレアチンキナーゼ) 3B010-0000-023-272	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (7日間)	JSCC 標準化対応法	M F 50 ~ 250 45 ~ 210 U/L	1 2	11 生化 I	
1117 3B015	CK-MB 3B015-0000-023-051	血清 0.6	A1-1 冷蔵	CLIA 法	0.9 ~ 5.9 ng/mL	1 2	90 生化 I	
1042 3B160	アミラーゼ (AMY) 3B160-0000-023-271 3B160-0000-001-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (1月間)	JSCC 標準化対応法 (G3-CNP 基質)	37 ~ 125 U/L	1 2	11 生化 I	緊急 (対象: 血清)
1290 3B160		尿 5.0	C-3 冷蔵	JSCC 標準化対応法 (G3-CNP 基質)	60 ~ 790 U/L	1 2	11 生化 I	
1320 3B175	膵アミラーゼ (P-AMY) 3B175-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵	G3-CNP 基質免疫阻害法	16 ~ 52 U/L	2 4	48 生化 I	アミラーゼアイソザイム
1043 3B180	リパーゼ 3B180-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (7日間)	酵素法	13 ~ 55 U/L	1 2	24 生化 I	
1319 3F160	リポ蛋白リパーゼ (LPL) 3F160-0000-022-023	血漿 0.5	F-3 G-1 凍結 注1	ELISA 法	164 ~ 284 ng/mL	4 11	219 生化 I	※1

注1 (リポ蛋白リパーゼ採血上の注意事項) 早朝空腹時にヘパリンを体重1kg当り30単位静注し、15分後に採血して下さい。

※1 高トリグリセライド血症及びLPL欠損症が疑われる場合の鑑別のために測定した場合に限り算定できる。又、ヘパリン負荷が行われた場合、投与したヘパリンは、薬剤として算定できるが、注射料は算定できない。

 <p><b>A1-1</b> 血清分離 冷蔵保存</p>	 <p><b>C-3</b> 蓄尿又は部分尿 必要量提出、冷蔵保存 (尿量記載の必要なし)</p>	 <p><b>F-3</b> 採血後静かに約10 回ほど転倒混和 血漿分離 (必ず凍結保存) 保存はポリ試験管使用</p> <p>ヘパリン5mL用 又は10mL用</p>	 <p><b>G-1</b> 血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用</p>
--	--	--	--

# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 酵素

1096 3B130	アデノシンデアミナーゼ (ADA) 3B130-0000-023-272	血清 0.4	A1-1 冷蔵	酵素法	10.0 ~ 31.0 U/L	1 2	32 生化 I	
1095 3B125	グアナーゼ (GU) 3B125-0000-023-271	血清 0.5	A1-1 冷蔵	酵素法	1.0 以下 U/L	4 7	35 生化 I	*4
4068 3B255	リゾチーム 3B255-0000-001-292 3B255-0000-001-292	血清 0.4	A1-1 冷蔵	比濁法	5.0 ~ 10.2 μg/mL	4 7		
4170 3B255		尿 0.4	C-3 冷蔵	比濁法	0.1 未満 μg/mL	4 7		*4
1170 3B325	アンギオテンシン I 転換酵素 (ACE) 3B325-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵	笠原法	8.3 ~ 21.4 U/L	2 4	140 生化 I	
1168 3B185	トリプシン 3B185-0000-023-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	210 ~ 570 ng/mL	2 4	189 生化 I	

### 実施料について(生化 I)

一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を5項目以上行った場合

- 5項目以上7項目以下の場合  
1. 生化 I 93点
- 8項目又は9項目の場合  
2. 生化 I 99点
- 10項目以上の場合  
3. 生化 I 106点

# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	-----

## 酵 素

1317 3B192	膵ホスホリパーゼ A <sub>2</sub> (PLA <sub>2</sub> ) 3B192-0000-023-005	血清 0.3	A1-1 冷蔵	RIA・固相法	130 ~ 400 ng/dL	4 ~ 6	204 生化 I	動物検体不可 *E
4675 3B339	ペプシノゲン I・II (PG I・II) 3B339-0000-023-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	表 1 参照	2 ~ 4		
1711 3B072	BAP (骨型アルカリホスファターゼ) 3B072-0000-023-052	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	M F 3.7 ~ 20.9 (閉経前) 2.9 ~ 14.5 (閉経後) 3.8 ~ 22.6 μg/L	2 ~ 4	161 生化 II	*1
5913 5C120	total P I NP (I型プロコラーゲン -N- プロペプチド) 5C120-0000-023-053	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ECLIA 法	M F 18.1 ~ 74.1 (閉経前) 16.8 ~ 70.1 (閉経後) 26.4 ~ 98.2 ng/mL	2 ~ 4	164 生化 II	*1


## アイソザイム





1067 3B055	LD アイソザイム 3B055-0000-023-233	血清 0.2	A1-4 常温	アガロース 電気泳動法	LD <sub>1</sub> 20.0 ~ 31.0 LD <sub>2</sub> 28.8 ~ 37.0 LD <sub>3</sub> 21.5 ~ 27.6 LD <sub>4</sub> 6.3 ~ 12.4 LD <sub>5</sub> 5.4 ~ 13.2 %	2 ~ 4	48 生化 I	凍結不可 溶血不可 *イ
1068 3B080	ALP アイソザイム (IFCC) 3B080-0000-023-233	血清 0.2	A1-1 冷蔵	アガロース 電気泳動法	ALP <sub>1</sub> 0.0 ~ 5.3 ALP <sub>2</sub> 36.6 ~ 69.2 ALP <sub>3</sub> 25.2 ~ 54.2 ALP <sub>5</sub> 0.0 ~ 18.1 %	2 ~ 4	48 生化 I	*イ

\*1 BAP、IntactP I NP、total P I NP 及び ALP アイソザイム (IFCC) (PAG 電気泳動法) のうち 2 項目以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(表 1) ペプシノゲン I・II 判定基準

判 定	ペプシノゲン I 値及び I/II 比
(3+)	30.0ng/mL 以下 且つ 2.0 以下
(2+)	50.0ng/mL 以下 且つ 3.0 以下
(1+)	70.0ng/mL 以下 且つ 3.0 以下
(-)	上記条件以外



 <p><b>A1-1</b> 血清分離 冷蔵保存</p> <p><b>A1-4</b> 血清分離 常温保存 (凍結不可)</p>	 <p><b>C-3</b> 蓄尿又は部分尿 必要量提出、冷蔵保存 (尿量記載の必要なし)</p>	 <p><b>G-1</b> 血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用</p>	 <p><b>L</b> 血液を正確に 1.0mL 入れ、激しく 10 数回 振とう混和すみやかに 遠心分離 (上清を直ちに) (凍結保存) 保存はポリ試験管</p> <p>過塩素酸 除蛋白液 1.0mL</p>
--	--	---	--

# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## アミラーゼ

1072 3B165	アミラーゼアミラーゼ (AMY アミラーゼ)	血清 0.2	A1-1 冷蔵	アガロース 電気泳動法	P-TOTAL :15.7 ~ 64.0 S-TOTAL :36.0 ~ 84.3 P/S比 :0.19 ~ 1.79 %	2 4	48 生化I	
1276 3B165		尿 0.5	C-3 冷蔵	アガロース 電気泳動法	P-TOTAL :38.7 ~ 82.3 S-TOTAL :17.7 ~ 61.3 P/S比 :0.63 ~ 4.65 %	2 4	48 生化I	*イ
1069 3B025	CK アミラーゼ	血清 0.2	A1 ↓ G-1 凍結	アガロース 電気泳動法	MM 92.4 ~ 100.0 MB 0.0 ~ 6.6 BB 0.0 ~ 1.9 %	2 4	55 生化I	溶血不可 *イ

## 有機酸

(5177) 3E045	ケトン体 分画	《静脈血》	血清 0.4	A1 ↓ G-1 凍結	酵素法	アセト酢酸 14~68 3-ヒドロキシ酢酸74以下 総ケトン体 28~120 μmol/L	2 4	59 生化I	
5521 3E045		《動脈血》	血清 0.4 (動脈血)	A1 ↓ G-1 凍結	酵素法	アセト酢酸/3-ヒドロキシ酢酸比 0.7以上	2 4	59 生化I	ブドウ糖投与下又は食後(血糖120mg/dL以上)に動脈採血して下さい。採血後はすみやかに冷却遠心にて分離し、凍結保存して下さい。
4060 3E010	乳酸		全血 1.0 ↓ 除蛋白 上清 0.8	L ↓ G 凍結	酵素法	5.0 ~ 20.0 mg/dL	2 4	47 生化I	
4061 3E015	ピルビン酸		全血 1.0 ↓ 除蛋白 上清 0.8	L ↓ G 凍結	酵素法	0.3 ~ 0.9 mg/dL	2 4	47 生化I	
4024 3D080	ヒアルロン酸		血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	(健常者) 50以下 ng/mL 肝硬変の判断基準 130 ng/mL以上(50~130 ng/mLの場合、肝の線維 化が疑われます)	2 4	179 生化I	慢性肝炎の患者に対して慢性肝炎の経過観察及び肝生検の適応の確認を行う場合に算定できる。

### 実施料について(生化I)

一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を5項目以上行った場合

- 5項目以上7項目以下の場合  
1. 生化I 93点
- 8項目又は9項目の場合  
2. 生化I 99点
- 10項目以上の場合  
3. 生化I 106点


# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 電解質・金属

1044 3H010	ナトリウム (Na)  3H010-0000-023-261 3H010-0000-004-261	血清 0.4	A1-1 冷蔵	電極法	135 ~ 147 mEq/L	1 2	(11) 生化I	緊急 (対象:ナトリウム血清)  ナトリウム及びクロールは 同時算定不可
1205 3H010		蓄尿 5.0	C-1 冷蔵	電極法	1.6 ~ 5.8 g/day	1 2	(11) 生化I	
1046 3H020	クロール (Cl)  3H020-0000-023-261 3H020-0000-004-261	血清 0.4	A1-1 冷蔵	電極法	98 ~ 108 mEq/L	1 2	(11) 生化I	
1207 3H020		蓄尿 5.0	C-1 冷蔵	電極法	2.5 ~ 8.9 g/day	1 2	(11) 生化I	
1045 3H015	カリウム (K)  3H015-0000-023-261 3H015-0000-004-261	血清 0.4	A1-1 冷蔵	電極法	3.6 ~ 5.0 mEq/L	1 2	11 生化I	緊急 (対象:血清) 全血で放置した場合、変動 します。
1206 3H015		蓄尿 5.0	C-1 冷蔵	電極法	1.0 ~ 3.9 g/day	1 2	11 生化I	
1047 3H030	カルシウム (Ca)  3H030-0000-023-271 3H030-0000-004-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (14日間)	アルセナゾIII法	8.6 ~ 10.1 mg/dL	1 2	11 生化I	緊急 (対象:カルシウム血清) イオン化カルシウムとカルシウム は同時算定不可
1208 3H030		蓄尿 5.0	C-1 冷蔵	アルセナゾIII法	0.1 ~ 0.3 g/day	1 2	11 生化I	
5112 3H035	イオン化カルシウム  3H035-0000-023-261	血清 1.0	A1 ↓ G-1 凍結	電極法	2.41 ~ 2.72 (37°C、PH7.4) mEq/L	4 8	26 生化I	動物検体不可

\* 4



# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
1048 3H025	マグネシウム (Mg)  3H025-0000-023-271 3H025-0000-004-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵	キシリジルブルー 比色法	1.8 ~ 2.6 mg/dL	1 2	11 生化 I	
1209 3H025		蓄尿 5.0	C-1 冷蔵	キシリジルブルー 比色法	0.02 ~ 0.13 g/day	1 2	11 生化 I	
1049 3H040	無機リン (IP)  3H040-0000-023-271 3H040-0000-004-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (7日間)	モリブデン酸直接法	2.5 ~ 4.6 mg/dL	1 2	17 生化 I	
1210 3H040		蓄尿 5.0	C-1 冷蔵	モリブデン酸直接法	0.5 ~ 1.0 g/day	1 2	17 生化 I	
1051 3I010	鉄 (Fe)  3I010-0000-023-271 3I010-0000-001-274	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (14日間)	直接比色法	M 45 ~ 200 F 40 ~ 170 μg/dL	1 2	11 生化 I	
1274 3I010		尿 5.0	C-3 冷蔵	原子吸光法	50 ~ 160 μg/L	5 13	11 生化 I	*E
1088 3I015	総鉄結合能 (TIBC)  3I015-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵	直接比色法/ ニトロソ PSAP 法 (計算法)	M 245 ~ 385 F 265 ~ 430 μg/dL	1 2	11 生化 I	
1089 3I020	不飽和鉄結合能 (UIBC)  3I020-0000-023-271	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ニトロソ PSAP 法	M 110 ~ 300 F 135 ~ 350 μg/dL	1 2	11 生化 I	※1

※ 1 総鉄結合能 (TIBC) (比色法) と不飽和鉄結合能 (UIBC) (比色法) を同時に実施した場合は、不飽和鉄結合能 (UIBC) (比色法) 又は総鉄結合能 (TIBC) (比色法) の所定点数を算定する。

実施料について(生化 I)	
一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を5項目以上行った場合	
1.	5項目以上7項目以下の場合 生化 I 93点
2.	8項目又は9項目の場合 生化 I 99点
3.	10項目以上の場合 生化 I 106点

# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 電解質・金属

1050 3I025	銅 (Cu)	血清 0.4	A1-1 冷蔵	直接法 (3,5-DiBr-PAESA)	M F 80 ~ 130 100 ~ 150 μg/dL	1 2	23 生化I	
1273 3I025		尿 5.0	C-3 冷蔵	原子吸光法	36 以下 μg/L	5 13	23 生化I	*E
1162 3K105	アルミニウム (Al)	全血 2.0	ソ 冷蔵	原子吸光法	1.0 以下 μg/dL	3 6	112 生化I	*イ
1163 3I030	亜鉛 (Zn)	血清 0.5	A1 ↓ G-2 冷蔵	原子吸光法	80 ~ 130 μg/dL	2 4	136 生化I	ゴム栓不可 *イ
1185 3I030		尿 5.0	C-3 冷蔵	原子吸光法	50 ~ 1000 μg/L	2 4	136 生化I	*イ
5059 3K110	鉛 (Pb)	全血 1.0	F-5 冷蔵	原子吸光法	μg/dL	3 6		凍結不可 *イ
5291 3K110		尿 2.0	C-3 冷蔵	原子吸光法	20 以下 μg/L	3 7		*イ
5062 3K120	カドミウム (Cd)	全血 1.0	F-5 冷蔵	ICP-MS 法	0.5 以下 μg/dL	5 10		凍結不可 *1
5295 3K120		尿 1.0	C-3 冷蔵	ICP-MS 法	3.8 以下 μg/L	5 13		*1

**A1-1**  
血清分離  
冷蔵保存

**C-3**  
蓄尿又は部分尿  
必要量提出、冷蔵保存  
(尿量記載の必要なし)

**F-5**  
採血後静かに約 10  
回ほど転倒混和  
そのまま冷蔵保存  
(凍結不可)

ヘパリン5mL用  
又は10mL用

**G-2**  
血清分離  
冷蔵保存  
(ゴム栓不可)  
ポリ試験管使用

**ソ**  
2mL 採血  
そのまま冷蔵保存  
(ガラス器具は絶対  
対使用しないで  
下さい)




# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所 要 日 数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	------------------	------------	--------

## 電解質・金属

5109 3K115	クロム (Cr)	全血 2.0	F-5 冷蔵	原子吸光分光光度法	1.0 以下 μg/dL	7 14		凍結不可 *E
5110 3K115		尿 1.0	C-3 冷蔵	原子吸光分光光度法	2 以下 μg/L	7 14		*E
5061 3K150	水銀 (Hg)	全血 0.5	F-5 冷蔵	原子吸光法	5 以下 μg/dL	6 13		凍結不可 *1
5293 3K150		尿 1.0	C-3 冷蔵	原子吸光法	25 以下 μg/L	6 13		*1
5060 3K125	マンガン (Mn)	全血 0.5	F-5 冷蔵	原子吸光法	0.4 ~ 2.0 μg/dL	6 14	27 生化I	凍結不可 *1
5554 3K125		血清 0.5	オ 冷蔵	原子吸光法	0.7 以下 μg/dL	6 14	27 生化I	他容器での受付不可 ※1 *1
5292 3K125		尿 1.0	C-3 冷蔵	原子吸光法	2.0 未満 μg/L	6 14	27 生化I	※1 *1
5374 3K130	ニッケル (Ni)	血清 0.5	オ 冷蔵	原子吸光法	0.6 以下 μg/dL	7 14		他容器での受付不可 *1

※1 1月以上(胆汁排泄能の低下している患者については2週間以上)高カロリー-静脈栄養法が行われている患者に対して、3月に1回に限り算定することができる。



実施料について(生化I)	
一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を5項目以上行った場合	
1.	5項目以上7項目以下の場合 生化I 93点
2.	8項目又は9項目の場合 生化I 99点
3.	10項目以上の場合 生化I 106点

# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
5125 3K010	総三塩化物 (TTC) 3K010-0000-001-202	尿 1.0	I-1 冷蔵 注1	GC 法	mg/L	3 ~ 6		防腐剤使用不可
5244 3K015	三塩化(トリクロル) 酢酸 (TCA) 3K015-0000-001-202	尿 1.0	I-1 冷蔵 注1	GC 法	mg/L	3 ~ 6		
5444 3K042	マンデル酸及び フェニルグリオキシル酸総量 (MA 及び PGA 総量) 3K042-0000-001-204	尿 1.0	I-1 冷蔵 注2	HPLC 法	g/L	3 ~ 5		
5082 3K025	馬尿酸 (HA) 3K025-0000-001-204	尿 1.0	I-1 冷蔵 注2	HPLC 法	g/L	3 ~ 5		
5083 3K030	メチル馬尿酸 (MHA) 3K030-0000-001-204	尿 1.0	I-1 冷蔵 注2	HPLC 法	g/L	3 ~ 5		
5067 3J075	δ - アミノレブリン酸 (δ -ALA) 3J075-0000-001-204	尿 1.0	I-1 避光 冷蔵	HPLC 法	mg/L	3 ~ 6		
5443 3K045	N- メチルホルムアミド 3K045-0000-001-202	尿 3.0	I-1 冷蔵 注2	GC 法	mg/L	3 ~ 8		
5445 3K050	2,5- ヘキサンジオン (2,5-HD) 3K050-0000-001-202	尿 5.0	I-1 冷蔵 注2	GC 法	mg/L	3 ~ 8		

注1 週末の作業終了後に採尿して下さい。作業終了2時間前に一度排尿を行い、その後2時間は排尿せずに採取するようにして下さい。  
注2 連続した作業日の最初の日以外の作業終了時に採尿して下さい。作業終了2時間前に一度排尿を行い、その後2時間は排尿せずに採取するようにして下さい。


(表 1) 特殊健康診断の検査分布

鉛健康診断結果報告書(鉛中毒予防規則、様式第3号)  
有機溶剤など健康診断結果報告書(有機溶剤中毒予防規則、様式第3号の2)より

項目コード	有機溶剤の名称	検査内容	単位	分 布				注
				1	2	3		
5083	キシレン	メチル馬尿酸	g/L	0.5以下	0.5超	1.5以下	1.5超	Ns
5443	N・N-ジメチルホルムアミド	N-メチルホルムアミド	mg/L	10以下	10超	40以下	40超	
5244	テトラクロルエチレン	トリクロル酢酸	mg/L	3以下	3超	10以下	10超	Ns
5125		総三塩化物	mg/L	3以下	3超	10以下	10超	Ns
5244		トリクロル酢酸	mg/L	3以下	3超	10以下	10超	Ns
5125	I・I・I-トリクロルエタン	総三塩化物	mg/L	10以下	10超	40以下	40超	Ns
5244		トリクロル酢酸	mg/L	30以下	30超	100以下	100超	Ns
5125		総三塩化物	mg/L	100以下	100超	300以下	300超	Ns
5082	トルエン	馬尿酸	g/L	1以下	1超	2.5以下	2.5超	B,Ns
5445	ノルマルヘキサン	2,5-ヘキサンジオン	mg/L	2以下	2超	5以下	5超	Ns
5059		鉛(血中)	μg/dL	20以下	20超	40以下	40超	B
5067	(鉛業務)	δ-ALA	mg/L	5以下	5超	10以下	10超	
5894		プロトポルフィリン定量(血中)	μg/dLRBC	100以下	100超	250以下	250超	B

注 B ; 測定対象物質は通常職業性の曝露を受けない人の試料にも明らかに存在しています。  
Ns ; 非特異的な測定対象物質。そのため他の化学物質の曝露後でも検出されます。したがって特異的検査よりも曝露の相関が高く、有効利用できます。

**I-1**



蓄尿又は部分尿  
必要量提出、冷蔵保  
存  
(避光保存)

# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----


## 産業医学関連

5124 3Z040	エタノール 3Z040-0000-019-202	全血 1.0	F-1 凍結	GC 法	0.1 未満 mg/mL	7 10	108 生化 I	*4
---------------	-----------------------------	--------	-----------	------	-----------------	---------	-------------	----


## ビタミン関連検査

5105 3G015	ビタミン A (レチノール) 3G015-0000-023-204	血清 0.4	A1-1 遮光 冷蔵	HPLC 法	97 ~ 316 IU/dL	4 9		*4
5317 5C030	レチノール結合蛋白 (RBP) 5C030-0000-023-062	血清 0.3	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	M 2.7 ~ 6.0 F 1.9 ~ 4.6 mg/dL	4 6	136 免疫	*1
5055 3G025	ビタミン B <sub>1</sub> (チアミン) 3G025-0000-019-204	全血 0.5	S 凍結	HPLC 蛍光法	30 ~ 70 ng/mL	3 5	239 生化 I	*イ
5077 3G030	ビタミン B <sub>2</sub> (リボフラビン) 3G030-0000-019-204	全血 0.5	S 遮光 凍結	HPLC 蛍光法	70.4 ~ 123.7 ng/mL	3 6	242 生化 I	*イ
5298 3G036	ビタミン B <sub>6</sub> 3G036-0000-023-204	血清 0.5	A1-1 遮光 冷蔵	HPLC 法	PAM 0.6 以下 PAL M 6.0 ~ 40.0 F 4.0 ~ 19.0 PIN 3.0 以下 ng/mL	4 8		*4
5056 3G040	ビタミン B <sub>12</sub> 3G040-0000-023-052	血清 1.0	A1-1 冷蔵 (7日)	CLEIA 法	180 ~ 914 pg/mL	1 2	140 生化 I	過剰な露光は、ビタミン B <sub>12</sub> の値を変化させることがあります。
5057 3G105	葉酸 3G105-0000-023-052	血清 1.0	A1-1 冷蔵 (7日)	CLEIA 法	3.1 ~ 19.9 ng/mL	1 2	150 生化 I	溶血の場合は高値となりますのでご注意ください。
5106 3G060	ビタミン C (アスコルビン酸) 3G060-0000-031-204	血清 0.5 ↓ 除蛋白 上清 0.5	Z ↓ G 遮光 凍結	HPLC 法	5.5 ~ 16.8 μg/mL	5 9	305 生化 I	*4

**A1-1**  
血清分離  
冷蔵保存



**F-1**  
採血後静かに約 10 回ほど 転倒混和そのまま (必ず凍結保存) (溶血してもよい) ガラス管の場合は ポリ試験管に移して凍結




ヘパリン 5mL 用  
又は 10mL 用

**G-1**  
血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用




**S**  
採血後静かに 約 10 回ほど 転倒混和 そのまま (必ず凍結保存) ガラス管の場合は ポリ試験管に移して凍結  
他の項目との同時依頼はできません。



EDTA-2K  
2mL 用

**Z**  
採血後、直ちに血清分離し、正確に血清 0.5mL を専用容器「Z」に加え、混和後、遠心分離し、その上清を遮光ポリスリットにてご提出下さい。(必ず凍結)



0.8N 過塩素酸 0.5mL

# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## ビタミン関連検査


5103 3G065	25OH ビタミン D 〔CLEIA〕 3G065-0000-023-052-01	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	ビタミンD充足状態 30.0以上 ビタミンD不足 20.0~29.9 ビタミンD欠乏 20.0未満 ng/mL	2 } 4	117 生化 I	※1
5316 3G070	1 $\alpha$ -25-(OH) <sub>2</sub> ビタミン D (1,25-ジヒドロキシビタミン D3) 3G070-0000-023-001	血清 1.0	A1 ↓ G-1 凍結	RIA・2抗体法	20 ~ 60 pg/mL	5 } 9	388 生化 I	動物検体不可 ※2 *E
5104 3G080	ビタミン E (トコフェロール) 3G080-0000-023-282	血清 0.5	A1 ↓ G-1 遮光 凍結	蛍光法	0.75 ~ 1.41 mg/dL	6 } 12		*7
5754 3G090	ビタミン K 分画 3G090-0000-022-204	血漿 2.0	D-1 ↓ G-1 遮光 凍結	HPLC 法	K <sub>1</sub> 0.15 ~ 1.25 K <sub>2</sub> 0.10 以下 ng/mL	4 } 12		*4
5701 3G055	カルニチン 3G055-0000-023-271	血清 0.5	A1-1 冷蔵	酵素サイクリング法	総カルニチン 45 ~ 91 遊離カルニチン 36 ~ 74 アシルカルニチン 6 ~ 23 $\mu$ mol/L	1 } 2	95+95 生化 I	総カルニチン : 95 遊離カルニチン : 95
5107 3G110	ニコチン酸 (ナイアシン) 3G110-0000-019-905	全血 1.5	F-5 冷蔵	Bioassay	4.7 ~ 7.9 $\mu$ g/mL	8 } 16		*4

## 特殊分析検査


5360 3F095	脂肪酸 4 分画 3F095-0000-023-202 3F095-0000-022-202	血清 0.5 又は 血漿 0.5	A1 ↓ G-1 凍結  F-3 ↓ G-1 凍結	GC 法	DHLA : 10.9 ~ 43.5 AA : 85.1 ~ 207.8 EPA : 11.6 ~ 107.2 DHA : 48.6 ~ 152.4 $\mu$ g/mL  EPA/AA 比 : 0.09 ~ 0.75	3 } 6	405 生化 II	*イ
---------------	--	------------------------	---	------	--	----------	--------------	----

※ 1 原発性骨粗鬆症の患者に対して測定した場合は、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に 1 回に限り算定できる。なお、本検査を実施する場合は関連学会が定める実施方針を遵守すること。ビタミン D 欠乏性くる病若しくはビタミン D 欠乏性骨軟化症の診断時又はそれらの疾患に対する治療中にした場合は、診断時においては 1 回を限度とし、その後は 3 月に 1 回を限度として算定できる。


※ 2 慢性腎不全、特異性及び偽性副甲状腺機能低下症、ビタミン D 依存症 I 型、低リン血症性ビタミン D 抵抗性くる病の診断時又はそれらの疾患に対する活性型ビタミン D3 剤による治療中に測定した場合に限り算定できる。なお、活性型ビタミン D3 剤による治療開始後 1 月以内においては 2 回を限度とし、その後は 3 月に 1 回を限度とする。




**A1-1**  
血清分離  
冷蔵保存



**D-1**  
血液を正確に 1.8mL 入れ静かに約 10 回ほど転倒混和 (血漿分離) (必ず凍結保存) ポリ試験管使用  
3.2% クエン酸ナトリウム 0.2mL



**E-2**  
採血後静かに約 10 回ほど転倒混和 (低温にて血漿分離、必ず凍結保存) 保存はポリ試験管使用  
**E-4**  
採血後静かに約 10 回ほど転倒混和、血漿分離 冷蔵保存  
EDTA-2Na 5mL用



**F-3**  
採血後静かに約 10 回ほど転倒混和 血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用  
**F-5**  
採血後静かに約 10 回ほど転倒混和 そのまま冷蔵保存 (凍結不可)  
ヘパリン 5mL用 又は 10mL用

# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 特殊分析検査

5119 3Z065	結石分析 3Z065-0000-081-273	10mg 以上	X-4 常温	赤外線吸収スペクトロ フォトメトリー	%	7 9	117 生化II	サンプルは乾燥させてご提出 下さい。血液などの付いた サンプルは蒸留水で洗浄後、 乾燥させてご提出下さい。 *4
5173 3F095	全脂質脂肪酸分画 3F095-0000-023-205	血清 0.8	A1 ↓ G-1 凍結	LC-MS/MS 法	次頁表 1 参照	15 24	405 生化II	*1
5072 3C070	総ホモシステイン 3C070-0000-022-204	血漿 0.4	E-4 冷蔵	HPLC 法	M 6.3 ~ 18.9 F 5.1 ~ 11.7 nmol/mL	6 14	279 生化II	*E
5539 3C045	アミノ酸分析 〔血漿〕 3C045-0000-022-204	血漿 0.9	E-2 ↓ G-1 凍結	HPLC 法	次頁表 2 参照	6 13	1141 生化II	
5540 3C045	アミノ酸分析 〔尿〕 3C045-0000-001-204	尿 3.0	X-5 凍結					
5460 3C047	BTR (総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比) 3C047-0000-023-271	血清 0.5	A1 ↓ G-1 凍結	酵素法	BCAA 344 ~ 713 チロシン 51 ~ 98 μmol/L BCAA/Tyr 4.41 ~ 10.05	4 6	283 生化II	*1
7644 5C141	M2BPGi (MAC2 結合蛋白糖鎖修飾異性体) 5C141-0000-023-052	血清 0.4	A1 ↓ G-1 凍結	CLEIA 法	Cut off index 判定 1.00 未満 (-) 表1参照	2 7	194 生化I	*1、*2 *ア

※1 慢性肝炎又は肝硬変の患者（疑われる患者を含む。）に対して、肝臓の線維化進展の診断補助を目的に実施した場合に算定する。  
 ※2 M2BPGi と P-II-P、IV型コラーゲン、IV型コラーゲン・7S 又はヒアルロン酸と併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(表1) M2BPGi 判定基準と意義

Cut off index	判定	意義
1.00 未満	陰性 (-)	非慢性肝炎
1.00 以上 ~ 3.00 未満	陽性 (1+)	慢性肝炎
3.00 以上	強陽性 (2+)	肝硬変

生検検査によって判定した肝臓の線維化ステージと良い一致率を示しますが、まれに両者で異なる結果を示すことがあります。  
 つきましては、測定結果に基づく診断については、他の検査及び臨床症状等により総合的な判断をお願いします。



実施料について(生化I)	
一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を5項目以上行った場合	
1.	5項目以上7項目以下の場合 生化I 93点
2.	8項目又は9項目の場合 生化I 99点
3.	10項目以上の場合 生化I 106点

# 生化学的検査

(表 1) 全脂質脂肪酸分画基準値一覧表

分画成分名	略号	基準値		分画成分名	略号	基準値	
		濃度 (μg/mL)	成分比 (weight %)			濃度 (μg/mL)	成分比 (weight %)
ラウリン酸	C12:0	4.2以下	0.16以下	5-8-11 エイコサトリエン酸	C20:3ω9	1.2~5.4	0.17以下
ミリスチン酸	C14:0	8.2~40	0.33~1.17	ジホモ-γ-リノレン酸	C20:3ω6	23~72	0.92~2.24
ミリストレイン酸	C14:1ω5	3.4以下	0.10以下	アラキドン酸	C20:4ω6	142~307	4.86~9.42
パルミチン酸	C16:0	451~898	18.38~22.80	エイコサペンタエン酸	C20:5ω3	12~112	0.36~3.42
パルミトレイン酸	C16:1ω7	25~112	0.90~3.05	ペヘニン酸	C22:0	1.3~2.6	0.08以下
ステアリン酸	C18:0	164~306	6.30~9.10	エルシン酸	C22:1ω9	1.4以下	0.04以下
オレイン酸	C18:1ω9	432~1069	17.53~26.82	ドコサテトラエン酸	C22:4ω6	2.9~7.6	0.11~0.23
リノール酸	C18:2ω6	697~1280	25.30~37.02	ドコサペンタエン酸	C22:5ω3	26~60	0.98~1.79
γ-リノレン酸	C18:3ω6	3.6~22	0.14~0.71	リグノセリン酸	C24:0	1.6~2.9	0.09以下
リノレン酸	C18:3ω3	10~41	0.31~1.06	ドコサヘキサエン酸	C22:6ω3	51~185	1.69~5.55
アラキジン酸	C20:0	1.2~2.7	0.07以下	ネルボン酸	C24:1ω9	2.1~4.0	0.13以下
エイコセン酸	C20:1ω9	3.2~8.2	0.12~0.23	T/T比 (C20:3ω9/C20:4ω6)		0.02以下*	—
エイコサジエン酸	C20:2ω6	3.6~10	0.17~0.29	EPA/AA比 (C20:5ω3/C20:4ω6)		0.06~0.44*	—

(表 2) アミノ酸分析基準値一覧表

アミノ酸名(英語)	アミノ酸名(日本語)	基準値		アミノ酸名(英語)	アミノ酸名(日本語)	基準値	
		血漿 (単位: nmol/mL)	尿 (単位: μmol/g・Cr)			血漿 (単位: nmol/mL)	尿 (単位: μmol/g・Cr)
Taurine	タウリン	46.4~128.2	280~2000	Isoleucine	イソロイシン	37.0~100.4	13~46
Phosphoethanolamine	ホスホエタノールアミン	TRA	7~70	Leucine	ロイシン	74.2~169.1	24~77
Aspartic acid	アスパラギン酸	TRA~7.2	TRA~12	Tyrosine	チロシン	38.4~89.4	49~230
Hydroxyproline	ヒドロキシプロリン	TRA~18.8	ND	Phenylalanine	フェニルアラニン	43.5~79.8	27~96
Threonine	トレオニン	74.2~216.1	70~390	β-Alanine	β-アラニン	TRA~11.8	2~110
Serine	セリン	91.5~186.4	120~630	β-Amino-iso-butyric acid	β-アミノイソ酪酸	5.9以下	TRA~830
Asparagine	アスパラギン	43.8~90.6	51~300	Homocystine	ホモシスチン	ND	ND
Glutamic acid	グルタミン酸	12.2~82.7	3~29	γ-Amino-n-butyric acid	γ-アミノ-n-酪酸	ND	ND
Glutamine	グルタミン	418.0~739.8	150~810	Ethanolamine	エタノールアミン	TRA~10.5	190~530
Sarcosine	サルコシン	TRA	ND	Hydroxylysine	ヒドロキシリジン	ND	8以下
α-Amino adipic acid	α-アミノアジピン酸	ND	5~52	Ornithine	オルニチン	42.6~141.2	TRA~35
Proline	プロリン	71.3~373.0	ND	Tryptophan	トリプトファン	36.2~79.3	22~110
Glycine	グリシン	140.4~427.3	380~3600	Lysine	リジン	125.7~281.9	78~800
Alanine	アラニン	258.8~615.2	89~560	1-Methylhistidine	1-メチルヒスチジン	9.1以下	25~2400
Citrulline	シトルリン	17.9~48.0	2~41	Histidine	ヒスチジン	63.0~105.2	400~2000
α-Amino-n-butyric acid	α-アミノ-n-酪酸	8.1~31.0	3~21	3-Methylhistidine	3-メチルヒスチジン	TRA~8.2	110~340
Valine	バリン	156.2~360.4	23~66	Anserine	アンセリン	ND	ND
Cystine	シスチン	4.7~34.8	13~76	Carnosine	カルノシン	ND	4~74
Methionine	メチオニン	15.5~38.6	11~58	Arginine	アルギニン	31.8~149.5	8~71
Cystathionine	シスタチオニン	ND	6~37	Fischer's ratio	フィッシャー比	2.2~4.3	---

(備考) ND: 検出感度以下 TRA: 痕跡

$$\text{フィッシャー比} = \frac{\text{分岐鎖アミノ酸 (BCAA)}}{\text{芳香族アミノ酸 (AAA)}} = \frac{\text{Val} + \text{Leu} + \text{Ile}}{\text{Phe} + \text{Tyr}}$$

# 生化学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 特殊分析検査

1710 5C210	KL-6  5C210-0000-023-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集法	500 未満  U/mL	1 2	111 生化 I	
1708 3F250	SP-A (肺サーファクタントプロテイン A)  3F250-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	43.8 未満  ng/mL	4 7	130 生化 I	SP-A (肺サーファクタントプロテインA) KL-6及びSP-D (肺サーファクタントプロテインD) のうちいずれかを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 *1
1709 3F253	SP-D (肺サーファクタントプロテイン -D)  3F253-0000-023-052	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	110 未満  ng/mL	2 4	136 生化 I	


## クリアランステスト

1063 8A020	クレアチンクリアランス  8A020-0000-098-271	血清 0.4 及び 尿 5.0 (同時提出)	A1-1 及び C-5 冷蔵	酵素法	90 以上  mL/min	1 2		23頁参照
1064 8A025	クレアチンクリアランス (24 時間内因性)  8A025-0000-098-271	血清 0.4 及び 蓄尿 5.0 (同時提出)	A1-1 及び C-5 冷蔵	酵素法	130 以上  ※1 L/day	1 2		23頁参照
1942 8A040	尿酸クリアランス  8A040-0000-098-271	血清 0.4 及び 尿 5.0 (同時提出)	A1-1 及び C-5 冷蔵	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法	  mL/min	1 2		23頁参照
4071 8A090	PFD (PABA 排出率) (膀胱機能)  8A090-0000-098-271	尿 3.0(投与前) 及び 蓄尿 3.0 (6 時間蓄尿) (同時提出)	C-5 冷蔵	DACA 法	73.4 ~ 90.4  %	5 8	100	24頁参照 *E
1152 8A065	eGFRcreat  8A065-0000-023-919			計算法	24 頁参照  mL/min/1.73m <sup>2</sup>	1 2		血清クレアチンを用いた 推算GFRです。 ※2
1155 8A066	eGFRcys  8A066-0000-023-919			計算法	24 頁参照  mL/min/1.73m <sup>2</sup>	2 4		血清シスタチンCを用いた 推算 GFRです。 ※3

※1 単位の変換式：Y (mL / min) = X (L/day) × 1000 ÷ 1440

※2 血清クレアチン (項目コード：1006) との同時依頼、及び「年齢、性別」の依頼書への記載が必要条件となります。  
なお、年齢が18 才未満の場合、クレアチンの依頼、年齢、性別の記載が無い場合には、「不能」とご報告させていただきます。

※3 血清シスタチンC (項目コード：1962) との同時依頼、及び「年齢、性別」の依頼書への記載が必要条件となります。  
なお、年齢が18 才未満の場合、シスタチンC の依頼、年齢、性別の記載が無い場合には、「不能」とご報告させていただきます




# 生化学的検査

## クリアランステスト検体採取方法


### クレアチニンクリアランス、尿酸クリアランス

- (1) 朝、身長・体重を測定記録し、依頼書に記載する。
- (2) 完全排尿させて捨てる。
- (3) 排尿後、温湯約 500mL を飲ませる。
- (4) 飲水後、約 60 分に完全に排尿させて排尿終了の時刻を 1 分以内の正確さで記録する。(試験開始)
- (5) 開始後 30 分後に 3mL 採血、血清分離、4～6℃に保存。
- (6) 開始 60 分後に完全排尿、排尿終了時刻及び尿量を正確に記録する。(約 5mL 保存)
- (7) (5) の血清、(6) の尿 5mL、身長・体重を記載の上提出する。
  - a 誤差の原因は不完全な排尿によるので、排尿時に十分な注意が必要である。
  - b 浮腫のある人は正常時の体重を記入して下さい。
  - c 正確を期待する場合は開始 1 時間半後 第 2 回目の採血、2 時間後 第 2 回目の採尿を行い (5) 以下の重複試験を実施、平均値を取る。
  - d 一回試験でも正確に実施すれば大きな誤差は生じない。



### クレアチニンクリアランス (24 時間内因性)

- (1) 朝 6 時に完全排尿させて捨てる。
- (2) 以後の尿は翌朝 6 時までに冷所に蓄尿する。蓄尿ビンには予め防腐剤としてトルエン 1～2mL を入れ、冷所に保存する。(時間を正確に)
- (3) 24 時間の尿量を正確に測る。その中の 5mL を採取、4～6℃保存。
- (4) 採血は昼食前に 3mL 採血。血清分離、4～6℃保存。
- (5) 身長・体重を測定記録する。
- (6) (3) の尿、(4) の血清、身長・体重、24 時間尿量を記載して提出する。
  - a 腎障害が著しく患者に水分負担ができない時。
  - b 尿量による誤差が無視できる。
  - c 患者の日常生活のまま実施できる等の利点がある。






## クリアランステスト検体採取方法

### PFD

- (1) 検査開始前に盲検用の尿を採尿する。
- (2) BTPABA0.5g を温湯 250mL とともに服用させる。
- (3) 服用 1 時間後に利尿のため温湯 200mL を飲ませる。
- (4) 検査開始後 3 時間後は絶食させ、その後は食事を摂らせてもよい。
- (5) 検査開始後 6 時間蓄尿する。
- (6) 蓄尿量を依頼書に記入し、5mL を容器に取り、盲検用の尿とともに提出して下さい。

**注意**

- ・早朝空腹時に開始して下さい。
- ・検査前 3 日間は消化酵素剤、分泌抑制剤、制酸剤などの投与は中止して下さい。



### ●推算 GFR 参考資料

1) 血清クレアチニン、及び血清シスタチン C を用いた日本人の GFR 推算式

男性  
 $eGFR_{creat}(mL/分/1.73m^2) = 194 \times Cr^{-1.094} \times 年齢^{-0.287}$   
 $eGFR_{cys}(mL/分/1.73m^2) = (104 \times Cys-C^{-1.019} \times 0.996^{年齢}) - 8$

女性  
 $eGFR_{creat}(mL/分/1.73m^2) = 194 \times Cr^{-1.094} \times 年齢^{-0.287} \times 0.739$   
 $eGFR_{cys}(mL/分/1.73m^2) = (104 \times Cys-C^{-1.019} \times 0.996^{年齢} \times 0.929) - 8$

2) CKD の重症度分類

原疾患	蛋白尿区分		A1	A2	A3
糖尿病	尿アルブミン定量 (mg/日) 尿アルブミン/Cr 比 (mg/gCr)		正常	微量アルブミン尿	顕性アルブミン尿
			30 未満	30 ~ 299	300 以上
高血圧 腎炎 腎多発性嚢胞腎 移植腎 不明 その他	尿蛋白定量 (g/日) 尿蛋白/Cr 比 (g/gCr)		正常	軽度蛋白尿	高度蛋白尿
			0.15 未満	0.15 ~ 0.49	0.50 以上
GFR 区分 (mL/分/1.73 m <sup>2</sup> )	G1	正常または高値 ≥ 90	緑	黄	赤
	G2	正常または軽度低下 60 ~ 89	黄	赤	黒
	G3a	軽度~中等度低下 45 ~ 59	黄	赤	黒
	G3b	中等度~高度低下 30 ~ 44	赤	黒	黒
	G4	高度低下 15 ~ 29	赤	黒	黒
	G5	末期腎不全 (ESKD) < 15	赤	黒	黒

重症度は原疾患・GFR 区分・蛋白尿区分を合わせたステージにより評価する。CKD の重症度は死亡、末期腎不全、心血管死亡発症のリスクを緑■のステージを基準に、黄■、オレンジ■、赤■の順にステージが上昇するほどリスクは上昇する。(KDIGO CKD guideline 2012 を日本人用に改変)

# 内分泌学的検査


項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 下垂体関連検査

5002 4A010	成長ホルモン (GH) 4A010-0000-023-053	血清 0.5	A1-1 冷蔵	ECLIA 法	M 2.47 以下 F 0.13 ~ 9.88 ng/mL	2 ~ 4	108 生化II	
5468 4A015	ソマトメジン C (IGF-1) 4A015-0000-023-053	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ECLIA 法	表 1 参照 ng/mL	2 ~ 4	212 生化II	

(表 1) ソマトメジン C (IGF-1) 基準値

《男 性》						《女 性》					
(単位 : ng/mL)						(単位 : ng/mL)					
年 齢	-2SD ~ +2SD	年 齢	-2SD ~ +2SD	年 齢	-2SD ~ +2SD	年 齢	-2SD ~ +2SD	年 齢	-2SD ~ +2SD	年 齢	-2SD ~ +2SD
0	11 ~ 149	26	119 ~ 329	52	86 ~ 242	0	15 ~ 154	26	146 ~ 336	52	78 ~ 213
1	14 ~ 148	27	116 ~ 322	53	85 ~ 240	1	23 ~ 186	27	141 ~ 328	53	77 ~ 212
2	18 ~ 154	28	114 ~ 315	54	84 ~ 239	2	32 ~ 213	28	137 ~ 320	54	76 ~ 211
3	24 ~ 164	29	111 ~ 309	55	84 ~ 238	3	40 ~ 227	29	133 ~ 312	55	75 ~ 210
4	32 ~ 176	30	109 ~ 303	56	83 ~ 237	4	48 ~ 238	30	129 ~ 304	56	74 ~ 208
5	44 ~ 193	31	107 ~ 297	57	82 ~ 236	5	56 ~ 252	31	126 ~ 297	57	73 ~ 207
6	55 ~ 215	32	105 ~ 292	58	81 ~ 235	6	69 ~ 287	32	122 ~ 290	58	72 ~ 205
7	63 ~ 247	33	103 ~ 287	59	80 ~ 233	7	89 ~ 357	33	119 ~ 283	59	71 ~ 203
8	72 ~ 292	34	102 ~ 283	60	79 ~ 232	8	111 ~ 438	34	115 ~ 277	60	70 ~ 201
9	84 ~ 350	35	100 ~ 279	61	77 ~ 230	9	133 ~ 517	35	112 ~ 271	61	69 ~ 198
10	99 ~ 423	36	99 ~ 275	62	76 ~ 228	10	155 ~ 588	36	109 ~ 265	62	68 ~ 196
11	113 ~ 499	37	97 ~ 272	63	75 ~ 226	11	175 ~ 638	37	106 ~ 260	63	66 ~ 194
12	125 ~ 557	38	96 ~ 269	64	73 ~ 224	12	188 ~ 654	38	103 ~ 254	64	65 ~ 191
13	133 ~ 579	39	95 ~ 266	65	72 ~ 221	13	193 ~ 643	39	100 ~ 250	65	64 ~ 188
14	138 ~ 570	40	94 ~ 263	66	70 ~ 219	14	193 ~ 625	40	98 ~ 245	66	62 ~ 186
15	141 ~ 552	41	94 ~ 261	67	68 ~ 216	15	192 ~ 614	41	95 ~ 240	67	61 ~ 183
16	142 ~ 543	42	93 ~ 259	68	66 ~ 213	16	192 ~ 611	42	93 ~ 236	68	60 ~ 180
17	142 ~ 540	43	92 ~ 257	69	65 ~ 209	17	191 ~ 599	43	90 ~ 233	69	59 ~ 177
18	142 ~ 526	44	92 ~ 255	70	63 ~ 206	18	188 ~ 574	44	88 ~ 229	70	57 ~ 175
19	143 ~ 501	45	91 ~ 253	71	61 ~ 202	19	182 ~ 539	45	87 ~ 226	71	56 ~ 172
20	142 ~ 470	46	90 ~ 250	72	58 ~ 198	20	175 ~ 499	46	85 ~ 224	72	55 ~ 170
21	139 ~ 436	47	90 ~ 250	73	56 ~ 194	21	168 ~ 459	47	83 ~ 221	73	54 ~ 167
22	135 ~ 405	48	89 ~ 248	74	54 ~ 190	22	161 ~ 425	48	82 ~ 219	74	53 ~ 165
23	131 ~ 379	49	88 ~ 246	75	52 ~ 185	23	155 ~ 397	49	81 ~ 218	75	52 ~ 163
24	128 ~ 356	50	87 ~ 245	76	50 ~ 181	24	151 ~ 375	50	80 ~ 216	76	50 ~ 160
25	125 ~ 337	51	87 ~ 243	77	48 ~ 177	25	147 ~ 358	51	79 ~ 215	77	49 ~ 158



# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----


## 下垂体関連検査

5001 4A055	甲状腺刺激ホルモン (TSH) 4A055-0000-023-051	血清 0.6	A1-1 冷蔵 (21日)	CLIA 法	0.350 ~ 4.940 μIU/mL	1 2	101 生化II	
5003 4A030	黄体形成ホルモン (LH) 4A030-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	表 2 参照 mIU/mL	1 2	108 生化II	
5004 4A035	卵胞刺激ホルモン (FSH) 4A035-0000-023-051	血清 0.6	A1-1 冷蔵	CLIA 法	表 2 参照 mIU/mL	1 2	108 生化II	
5005 4A025	副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) 4A025-0000-022-053	血漿 0.4	E-2 G-1 凍結	ECLIA 法	(早朝安静時) 7.2 ~ 63.3 pg/mL	2 4	189 生化II	
5006 4A020	プロラクチン (PRL) 4A020-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	M 3.46 ~ 19.40 F 5.18 ~ 26.53 ng/mL	1 2	98 生化II	
5007 4A070	AVP (アルギニンバゾプレシン) 4A070-0000-022-001	血漿 1.2	E-2 G-1 凍結	RIA 法	水制限 : 4.0 以下 自由飲水 : 2.8 以下 pg/mL	6 10	230 生化II	溶血の影響により測定値が 変動する可能性があります。 抗利尿ホルモン (ADH) *1

(表 2) LH・FSH 基準値 (単位: mIU/mL)

	LH	FSH
女性 卵胞期	1.80 ~ 11.78	3.03 ~ 8.08
中間期ピーク	7.59 ~ 89.08	2.55 ~ 16.69
黄体期	0.56 ~ 14.00	1.38 ~ 5.47
閉経後	5.16 ~ 61.99	26.72 ~ 133.41
男性	0.57 ~ 12.07	0.95 ~ 11.95

LH,FSH 中間期ピーク、エストラジオール中間期



**E-2**

採血後静かに約 10 回ほど転倒混和  
(低温にて血漿分離、  
必ず凍結保存)  
保存はポリ試験管使用

EDTA-2Na  
5mL用

**G-1**

血清又は血漿分離  
(必ず凍結保存)  
ポリ試験管使用

実施料について (内分泌)

一回に採取した血液を用いて  
青色で表記されている検査を  
3項目以上行った場合

- 3項目以上5項目以下の場合  
内分泌 410点
- 6項目又は7項目の場合  
内分泌 623点
- 8項目以上の場合  
内分泌 900点

# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------


## 甲状腺関連検査

5010 4B010	トリヨードサイロニン (T <sub>3</sub> ) 4B010-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (21日)	CLIA 法	0.57 ~ 1.52 ng/mL	1 2	99 生化II	
5097 4B015	遊離トリヨードサイロニン (F-T <sub>3</sub> ) 4B015-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (21日)	CLIA 法	1.68 ~ 3.67 pg/mL	1 2	124 生化II	
5011 4B030	サイロキシシン (T <sub>4</sub> ) 4B030-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (21日)	CLIA 法	4.87 ~ 11.72 μg/dL	1 2	108 生化II	
5086 4B035	遊離サイロキシシン (F-T <sub>4</sub> ) 4B035-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (21日)	CLIA 法	0.70 ~ 1.48 ng/dL	1 2	124 生化II	
5036 4B045	サイロキシシン結合グロブリン (TBG) 4B045-0000-023-052	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	14 ~ 31 μg/mL	4 7	130 生化II	*4
5161 4B040	サイログロブリン (Tg) 4B040-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	3.68 ~ 64.15 ng/mL	2 4	131 生化II	

## 副甲状腺関連検査


5018 4C035	カルシトニン 4C035-0000-023-053	血清 0.5	A1 ↓ G-1 凍結	ECLIA 法	M 5.15 以下 F 3.91 以下 pg/mL	2 4	133 生化II	
5088 4C025	副甲状腺ホルモ ン PTH-Intact 4C025-0000-022-053	血漿 0.4	E-1 冷蔵	ECLIA 法	10 ~ 65 pg/mL	2 4	165 生化II	血清(凍結)による検査も可能です。但し、急速凝固管のご使用は避け下さい。
5746 4C026	副甲状腺ホルモ ン Whole-PTH 4C026-0000-022-053	血漿 0.5	E-2 ↓ G-1 凍結	ECLIA 法	14.9 ~ 56.9 pg/mL	3 8		
5884 4C030	副甲状腺ホルモ ン関連蛋白 (PTHrP) 4C030-0000-022-006	血漿 0.5	ネ ↓ G-1 凍結	IRMA 法	1.1 以下 pmol/L	7 14	189 生化II	高カルシウム血症の鑑別並びに悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症に対する治療効果の判定のために測定した場合のみ算定する。 *4

**A1-1**  
血清分離  
冷蔵保存



**E-1**  
採血後静かに約10回ほど転倒混和  
そのまま冷蔵保存  
(凍結不可)

**E-2**  
採血後静かに約10回ほど転倒混和  
(低温にて血漿分離、必ず凍結保存)  
保存はポリ試験管使用




EDTA-2Na  
5mL用

**G-1**  
血清又は血漿分離  
(必ず凍結保存)  
ポリ試験管使用

**G-5**  
冷所に24時間蓄尿  
尿量測定、混和  
必要量を提出  
(尿量明記)  
(必ず凍結保存)



**ネ**  
採血後、静かに  
約10回ほど転倒混和  
(低温にて血漿分離、  
必ず凍結保存)  
(保存はポリ試験管  
使用)



トラジロール入り  
EDTA-2Na

# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 膵・消化管関連検査

5043 4G010	インスリン (IRI)  4G010-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	(空腹時負荷前) 2.7 ~ 10.4  μU/mL	2 } 4	103 生化II	溶血血清不可
5046 4G020	C-ペプチド (CPR)  4G020-0000-023-051 4G020-0000-004-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	(空腹時負荷前) 0.78 ~ 5.19  ng/mL	2 } 4	108 生化II	急速凝固管のご使用はお 避け下さい。  血中と尿中を同時測定した 場合、血液の点数のみ算 定する
5305 4G020		蓄尿 1.0 ※1	G-5 又は ナ 凍結	CLIA 法	23.74 ~ 206.96  μg/day	2 } 4	108 生化II	
5530 4G030	膵グルカゴン  4G030-0000-022-023	血漿 0.5	ネ ↓ G-1 凍結	EIA 法	(空腹時) 5.4 ~ 55.0  pg/mL	5 } 9	150 生化II	溶血の場合は低値となり ますのでご注意ください。  *E

## 副腎髄質関連検査

5019 4E016	カテコールアミン分画  4E016-0000-022-204 4E016-0000-041-204 4E016-0000-004-204	血漿 1.3	E-2 ↓ G-1 凍結	HPLC 法	安静時 アドレナリン (A) 100 以下 ノルアドレナリン (NA) 140 ~ 450 ドーパミン (DA) 20 以下  pg/mL	3 } 5	165 生化II	
5380 4E016		髄液 2.0	X-5 凍結	HPLC 法	   pg/mL	3 } 5	165 生化II	
5213 4E016		酸性蓄尿 2.0	I-3 凍結	HPLC 法	アドレナリン (A) 3.4 ~ 26.9 ノルアドレナリン (NA) 48.6 ~ 168.4 ドーパミン (DA) 365.0 ~ 961.5  μg/day	3 } 6	165 生化II	*イ

※1 他項目との重複依頼は避けて下さい。

**I-3**

6N 塩酸 20mL (小児 5 ~ 10mL) を予め入れた容器に 24 時間蓄尿  
尿量測定、混和と必要量提出  
(必ず凍結保存)  
(尿量明記)  
(市販の塩酸を水で 2 倍に希釈する)  
(6N 塩酸)

**X-5**

必要量採取  
(必ず凍結保存)

**ナ**

専用安定化剤

予め専用安定化剤を蓄尿容器に一袋全量 (10g/袋 最終濃度約 0.5%) を入れて 24 時間蓄尿を行って下さい。  
尿量測定、混和、凍結用容器に「尿 CPR 安定化剤入り」のラベルを貼り、必要量提出  
(凍結保存) (尿量明記)

■特長  
1. 予めの安定化剤添加により、常温蓄尿が可能  
2. 蓄尿サンプルで他項目の検査依頼は不可

尿CPR 安定化剤入り 有効期限3年

**実施料について (内分泌)**

一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を 3 項目以上行った場合

- 3 項目以上 5 項目以下の場合  
内分泌 410 点
- 6 項目又は 7 項目の場合  
内分泌 623 点
- 8 項目以上の場合  
内分泌 900 点

# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 副腎髄質関連検査


5250 4E050	ドーパミン総 4E050-0000-022-204	血漿 1.5	E-2 ↓ G-1 凍結	HPLC 法	1.8 ~ 7.7 ng/mL	6 ↓ 14		*4
5450 4E045	L - ドーパ 4E045-0000-022-204	血漿 1.5	E-2 ↓ G-1 凍結	HPLC 法	1.2 ~ 2.2 ng/mL	6 ↓ 21		*4
5356 4E070	5- ハイドロキシインドール 酢酸 (5-HIAA) 4E070-0000-022-204 4E070-0000-041-204 4E070-0000-004-204	血漿 1.1	E-2 ↓ G-1 凍結	HPLC 法	3.6 ~ 21.5 ng/mL	3 ↓ 8	95 生化II	
5257 4E070		髄液 2.0	X-5 凍結	HPLC 法	5.0 ~ 34.7 ng/mL	3 ↓ 8	95 生化II	
5022 4E070		酸性蓄尿 3.0	I-3 凍結	HPLC 法	1.7 ~ 7.2 mg/day	3 ↓ 8	95 生化II	*イ
5355 4E055	ホモバニリン酸 (HVA) 4E055-0000-022-204 4E055-0000-041-204 4E055-0000-004-204	血漿 1.1	E-2 ↓ G-1 凍結	HPLC 法	7.0 ~ 25.0 ng/mL	3 ↓ 8	69 生化II	
5111 4E055		髄液 2.0	X-5 凍結	HPLC 法	18.7 ~ 41.9 ng/mL	3 ↓ 8	69 生化II	
5021 4E055		酸性蓄尿 3.0	I-3 凍結	HPLC 法	1.0 ~ 10.3 mg/day	3 ↓ 8	69 生化II	*イ

**C-9**



6N 塩酸 20mL (小児 5 ~ 10mL) を予め入れた容器に 24 時間蓄尿、尿量測定、混和、必要量提出 (尿量明記)  
(市販の塩酸を水で 2 倍に希釈する (6N 塩酸))

**E-2**



採血後静かに約 10 回ほど転倒混和 (低温にて血漿分離、必ず凍結保存) 保存はポリ試験管使用

EDTA-2Na  
5mL用

**G-1**



血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用

**I-3**



6N 塩酸 20mL (小児 5 ~ 10mL) を予め入れた容器に 24 時間蓄尿、尿量測定、混和、必要量提出 (必ず凍結保存) (尿量明記)  
(市販の塩酸を水で 2 倍に希釈する (6N 塩酸))

**X-5**



必要量採取 (必ず凍結保存)

# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 副腎髄質関連検査

5354 4E060	バニールマンデル酸 (VMA)	血漿 1.1	E-2 ↓ G-1 凍結	HPLC 法	3.3 ~ 9.9 ng/mL	3 } 8	90 生化II	
5095 4E060		髄液 2.0	X-5 凍結	HPLC 法	1 以下 ng/mL	3 } 8	90 生化II	
5020 4E060		酸性蓄尿 3.0	I-3 凍結	HPLC 法	1.1 ~ 7.2 mg/day	3 } 8	90 生化II	
5481 4E040	メタネフリン・ノルメタネフリン分画	酸性蓄尿 2.0	C-9 冷蔵	LC/MS/MS 法	メタネフリン (MN) 0.04 ~ 0.19 ノルメタネフリン (NMN) 0.09 ~ 0.33 mg/day	4 } 8	220 生化II	*1 *4

※ 1 「メタネフリン」、「メタネフリン・ノルメタネフリン分画」、「ノルメタネフリン」又は「遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画」のうちいずれかを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

実施料について (内分泌)	
一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を3項目以上行った場合	
1.	3項目以上5項目以下の場合 内分泌 410点
2.	6項目又は7項目の場合 内分泌 623点
3.	8項目以上の場合 内分泌 900点

# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------




## 副腎皮質関連検査

5702 4D018	17- ケトステロイド分画 (17-KS 分画) 4D018-0000-004-203	蓄尿 12.0	<b>C-1</b> 冷蔵	GC / MS 法 (酵素水解法)	表 1 参照 mg/day	7 10	213 生化II	酸性蓄尿は避けて下さい。 * 4
5030 4D035	11- ハイドロキシ コルチコステロイド (11-OHCS) 4D035-0000-023-282	血清 0.5	<b>A1-1</b> 冷蔵	蛍光法 (De Moor 変法)	(午前 10 時採血) 7.0 ~ 23.0 μg/dL	4 11	60 生化II	* 4
5028 4D040	コルチゾール 4D040-0000-023-051	血清 0.4	<b>A1-1</b> 冷蔵 (7日)	CLIA 法	午前 (10 時以前) 3.7 ~ 19.4 μg/dL	1 2	124 生化II	
5016 4D045	尿中コルチゾール 4D045-0000-004-051	蓄尿 又は 随時尿 1.0	<b>C-3</b> 冷蔵	CLIA 法	蓄 尿 : 4.3 ~ 176.0 μg/day 随時尿 : なし μg/L	5 7	124 生化II	* E

(表1)

17- ケトステロイド分画基準値 単位: mg/day

	男 性	女 性	
11-deoxy 17-KS	アンドロステロン	1.10 ~ 4.20	0.40 ~ 3.00
	エチオコラノロン	0.55 ~ 2.60	0.30 ~ 2.50
11-oxo 17-KS	11- ケトエチオコラノロン	0.04 ~ 0.65	0.03 ~ 0.50
	11- ヒドロキシアンドロステロン	0.40 ~ 2.30	0.22 ~ 1.60
	11- ヒドロキシエチオコラノロン	0.03 ~ 0.65	0.02 ~ 0.65
	11- ケトアンドロステロン	0.12 以下	0.07 以下





# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
5369 4D090	デハイドロエピアンドロステロン サルフェート (DHEA-S) 4D090-0000-023-052	血清 0.5	A1 ↓ G-1 凍結	CLEIA 法	表 2 参照	2 ~ 4	169 生化II	
5024 4D115	アルドステロン 4D115-0000-023-005 4D115-0000-022-005	血清 0.3 又は 血漿 0.3	A1-1 冷蔵 又は E-2→G-1 凍結 31頁参照	CLEIA 法	4.0 ~ 82.1 pg/mL	2 ~ 4	125 生化II	
5533 4D115	尿中アルドステロン 4D115-0000-004-005	蓄尿 1.5	X-5 凍結	CLEIA 法	1.0 ~ 19.3 μg/day	6 ~ 10	125 生化II	*4
5784 4D120	アルドステロン/レニン活性比 (PAC / PRA 比) 4D120-0000-022-919	血漿 0.6 又は 血漿 0.3 血清 0.3 (同時提出)	E-2→G-1 凍結 又は E-2→G-1 凍結 A1-1 冷蔵 31頁参照	アルドステロン: CLEIA 法 レニン活性: EIA 法	200 以下	3 ~ 5		「アルドステロン」と「レニン 活性」の同時依頼が必要で す。(32、36頁参照) ※1※3 *ア
5785 4D122	アルドステロン/レニン定量比 (PAC / ARC 比) 4D122-0000-022-919	血漿 0.8 又は 血漿 0.5 血清 0.3 (同時提出)	E-2→G-1 凍結 又は E-2→G-1 凍結 A1-1 冷蔵 31頁参照	アルドステロン: CLEIA 法 レニン定量: CLEIA 法	40 以下	2 ~ 7		「アルドステロン」と「レニ ン定量」の同時依頼が必要 です。(32、36頁参照) ※2※3
5245 4D120	アルドステロン (CLEIA) / レニン活性比 4D120-0000-022-919	血漿 0.6 又は 血漿 0.3 血清 0.3 (同時提出)	E-2→G-1 凍結 又は E-2→G-1 凍結 A1-1 冷蔵 31頁参照	アルドステロン: CLEIA 法 レニン活性: EIA 法	100 未満	3 ~ 5		「アルドステロン」と「レニ ン活性」の同時依頼が必要で す。(32、36頁参照) ※1 *ア
5241 4D122	アルドステロン (CLEIA) / 活性型レニン定量 (レニン定量) 比 4D122-0000-022-919	血漿 0.6 又は 血漿 0.3 血清 0.3 (同時提出)	E-2→G-1 凍結 又は E-2→G-1 凍結 A1-1 冷蔵 31頁参照	CLEIA 法	20 未満	3 ~ 5		「アルドステロン」と「レニ ン定量」の同時依頼が必要 です。(32、36頁参照) ※2

注1 降圧剤(利尿剤)であるスピロラクトン及びその代謝物による交差反応が検査値に影響を与える可能性があり、当該薬剤投与時には測定の実施を避けて下さい。

※1 アルドステロン / レニン活性比では、「アルドステロン」、「レニン活性」の容器・保存方法及び両項目の検体量を掲載しています。

※2 アルドステロン / レニン定量比では、「アルドステロン」、「レニン定量」の容器・保存方法及び両項目の検体量を掲載しています。

※3 PAC RIA相当値の計算式 RIA相当値=アルドステロンCLEIA値×1.174+42.3

(表2)デハイドロエピアンドロステロンサルフェート  
(DHEA-S)基準値 (単位: μg/dL)

年齢(歳)	男性	女性
18 ~ 20	24 ~ 537	51 ~ 321
21 ~ 30	85 ~ 690	18 ~ 391
31 ~ 40	106 ~ 464	23 ~ 266
41 ~ 50	70 ~ 495	19 ~ 231
51 ~ 60	38 ~ 313	8 ~ 188
61 ~ 70	24 ~ 244	12 ~ 133
71 以上	5 ~ 253	7 ~ 177

## 実施料について(内分泌)

一回に採取した血液を用いて  
青色で表記されている検査を  
3項目以上行った場合




- 3項目以上5項目以下の場合  
内分泌 410点
- 6項目又は7項目の場合  
内分泌 623点
- 8項目以上の場合  
内分泌 900点

# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	-----

## 性腺関連検査

5091 4F025	エストラジオール (E <sub>2</sub> )  4F025-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	男性 11 ~ 44	1 2	172 生化II	妊娠の有無、妊娠週数を必ず記載して下さい。
					女性 卵胞期 21 ~ 251 中間期 38 ~ 649 黄体期 21 ~ 312 閉経後 10 ~ 28 26頁参照			
5038 4F045	プロゲステロン  4F045-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	男性 0.1 ~ 0.2	1 2	147 生化II	妊娠の有無、妊娠週数を必ず記載して下さい。
					女性 卵胞期 0.1 ~ 0.3 黄体期 1.2 ~ 15.9 閉経後 0.1 ~ 0.2 妊娠初期 2.8 ~ 147.3 妊娠中期 22.5 ~ 95.3 妊娠後期 27.9 ~ 242.5 ng/mL			

	<p><b>A1-1</b></p> <p>血清分離 冷蔵保存</p>
	<p><b>C-1</b></p> <p>冷所に24時間蓄尿 混和、必要量提出 冷蔵保存 (尿量明記)</p>
	<p><b>G-1</b></p> <p>血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用</p>

# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 性腺関連検査

5037 4F055	プレグナンジオール (P <sub>2</sub> ) 4F055-0000-004-203	蓄尿 12.0	C-1 冷蔵	GC / MS 法 (酵素水解法)	M 0.16 ~ 0.79 F (卵胞期) 0.28 ~ 1.42 (黄体期) 0.79 ~ 6.83 (妊娠前期) 1.29 ~ 6.08 (妊娠中期) 3.05 ~ 24.22 (妊娠後期) 9.10 ~ 60.51 mg/day	7 10	213 生化II	妊娠の有無、妊娠週数を必ず記載して下さい。 * 4
5009 4F060	プレグナントリオール (P <sub>3</sub> ) 4F060-0000-004-203	蓄尿 12.0	C-1 冷蔵	GC / MS 法 (酵素水解法)	M 0.13 ~ 1.60 F (卵胞期) 0.13 ~ 1.30 (分泌期) 0.13 ~ 1.90 (閉経期) 0.02 ~ 0.83 mg/day	7 10	232 生化II	妊娠の有無、妊娠週数を必ず記載して下さい。 * 4
5039 4F065	テストステロン 4F065-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵 (4日)	CLIA 法	表 1 参照 ng/dL	1 2	122 生化II	
5915 4F070	遊離テストステロン 4F070-0000-023-021	血清 0.2	A1 ↓ G-1 凍結	EIA 法	表 2 参照 pg/mL	3 5	159 生化II	*ア
5048 4F100	抗ミュラー管ホルモン (AMH) 4F100-0000-023-052	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	表 3 参照 ng/mL	2 4	600 生化II	

(表1)テストステロン基準値

(単位: ng/dL)

年齢	男性	女性
21 ~ 49	240.24 ~ 870.68	13.84 ~ 53.35
50以上	220.91 ~ 715.81	12.40 ~ 35.76

(表2)遊離テストステロン基準値

(単位: pg/mL)

年齢	男性	女性
20 ~ 29	8.8 ~ 31.7	1.5 ~ 4.9
30 ~ 39	7.3 ~ 28.9	0.8 ~ 4.1
40 ~ 49	6.2 ~ 24.9	0.5 ~ 4.0
50 ~ 59	6.1 ~ 25.0	
60 ~ 80	5.8 ~ 18.2	

(表3)抗ミュラー管ホルモンの参考基準値

AMH測定値の年齢別分布

年齢(歳)	n	中央値(ng/mL)	95%信頼区間(参考基準値)(ng/mL)
≤ 27	558	4.69	0.76 ~ 14.18
28	387	4.27	0.84 ~ 12.44
29	555	4.14	0.86 ~ 11.97
30	663	4.02	0.79 ~ 12.74
31	865	3.85	0.44 ~ 13.08
32	872	3.54	0.62 ~ 13.87
33	959	3.32	0.40 ~ 12.76
34	1,064	3.14	0.38 ~ 11.16
35	1,191	2.62	0.37 ~ 10.18
36	1,122	2.50	0.33 ~ 9.93
37	1,154	2.27	0.24 ~ 8.50
38	1,230	1.90	0.11 ~ 7.81
39	1,176	1.80	0.13 ~ 7.45
40	1,057	1.47	0.08 ~ 6.13
41	888	1.30	0.06 ~ 5.52
42	715	1.00	0.05 ~ 5.81
43	509	0.72	0.03 ~ 4.49
44	309	0.66	0.03 ~ 3.98
45	144	0.41	0.03 ~ 3.43
46 ≤	127	0.30	0.02 ~ 1.67
全群	15,545	2.36	0.12 ~ 10.67

※JISART (日本生殖補助医療標準化機関) の各施設に通院する不妊症患者で本品を用いて測定した 16,526 例のうち、多嚢胞性卵巣 (PCO) (939例) および早発卵巣不全 (POI) (42例) と診断された症例を除外した後の、女性 15,545 例のAMH 測定値の年齢別分布 (中央値) をノンパラメトリック法により求めました。(JISART多施設共同研究での国内検討データ)

### 【判定上の留意事項】

- 日本産科婦人科学会 生殖・内分泌委員会 生殖医療リスクマネージメント小委員会の報告では、AMH測定に際して留意すべき事項として次の 4 項目が挙げられています。
- ①AMHは卵子の質とは関連しない。
  - ②AMHの測定値は個人差が大きく、若年女性でも低い場合や高齢女性でも高い場合があり、測定値からいわゆる「卵巣年齢」の推定はできない。
  - ③測定値と妊娠する可能性とは直接的な関連はなく、測定値から「妊娠できる可能性」を判定するのは不適切と考えられる。
  - ④測定値が低い場合でも「閉経が早い」という断定はできない。

### 実施料について (内分泌)

- 一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を3項目以上行った場合
1. 3項目以上5項目以下の場合  
内分泌 410点
  2. 6項目又は7項目の場合  
内分泌 623点
  3. 8項目以上の場合  
内分泌 900点

# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------






## 胎盤機能検査

5040 4F080	ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量 (HCG)	血清 0.4	<b>A1-1</b> 冷蔵	ECLIA 法	表 1 参照 mIU/mL	1 2	134 生化II	妊娠の有無、妊娠週数を必ず記載して下さい。
5258 4F080		尿 1.0	<b>C-3</b> 冷蔵	ECLIA 法	3.0 以下 mIU/mL	1 2	134 生化II	
5350 4F090	遊離βHCG (HCGβサブユニット)	血清 0.5	<b>A1-1</b> 冷蔵	CLIA 法	0.28 未満 ng/mL	5 7	132 生化II	*E

※1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット (HCG-β) 又は、ヒト絨毛性ゴナドトロピン (HCG) 定量を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

(表1) ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量(HCG)《血清》基準値  
(単位: mIU/mL)

男 性		1.0 以下
女 性	閉経前非妊婦	4.9 以下
	閉経後非妊婦	8.1 以下
	妊 婦	
	3 週	5.4 ~ 72.0
	4 週	10.2 ~ 708
	5 週	217 ~ 8254
	6 週	152 ~ 32177
	7 週	4059 ~ 153767
	8 週	31366 ~ 149094
	9 週	59109 ~ 135901
	10 週	44186 ~ 170409
	12 週	27107 ~ 201615
	14 週	24302 ~ 93646
15 週	12540 ~ 69747	
16 週	8904 ~ 55332	
17 週	8240 ~ 51793	
18 週	9649 ~ 55271	

 <p><b>A1-1</b> 血清分離 冷蔵保存</p>	 <p><b>C-3</b> 蓄尿又は部分尿 必要量提出、冷蔵保存 (尿量記載の必要なし)</p>	 <p><b>E-2</b> 採血後静かに約 10 回ほど転倒混和 (低温にて血漿分離、 必ず凍結保存) 保存はポリ試験管使用</p> <p>EDTA-2Na 5mL用</p>	 <p><b>E-5</b> 採血後静かに約 10 回ほど転倒混和 低温にて 180G 20 分間遠心 多血小板血漿を分取し (必ず凍結保存) 保存はポリ試験管使用 遠心機回転数については巻末「容器一覧」参照</p>	 <p><b>G-1</b> 血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用</p> <p><b>G-7</b> トルエン 1 ~ 2mL を 加え冷所に 24 時間 蓄尿 尿量測定、混和 必要量を提出 (尿量明記) (必ず凍結保存)</p>
--	--	---	---	--

# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
その他								
5157 4Z255	サイクリック AMP (c-AMP)	血漿 0.3	E-2 ↓ G-1 凍結	RIA 法	11 ~ 21 pmol/mL	要 確 認	170 生化II	
5297 4Z255		蓄尿 1.0	G-7 凍結	RIA 法	1.8 ~ 6.3 μmol/day	要 確 認	170 生化II	*4
5023 4E065	セロトニン	全血 2.0	S 凍結	LC-MS/MS 法	52.8 ~ 200 ng/mL	4 ↓ 12		
5320 4E065		多血小板 血漿 0.6	E-5 ↓ G-1 凍結	LC-MS/MS 法	623 以下 ng/mL	4 ↓ 12		*1
5025 4Z010	レニン活性 (PRA)	血漿 0.3	E-2 ↓ G-1 凍結	EIA 法	臥位 0.2 ~ 2.3 座位 0.2 ~ 3.9 立位 0.2 ~ 4.1 ng/mL/h	3 ↓ 6	100 生化II	同時算定不可 *ア
5367 4Z020	レニン定量 (ARC)	血漿 0.5	E-2 ↓ G-1 凍結	CLEIA 法	2.21 ~ 39.49 pg/mL	2 ↓ 7	105 生化II	*イ



**S**

採血後静かに  
約 10 回ほど  
転倒混和  
そのまま  
(必ず凍結保存)  
ガラス管の場合は  
ポリ試験管に移して  
凍結  
他の項目との同時依  
頼はできません。

EDTA-2K  
2mL用

実施料について (内分泌)	
一回に採取した血液を用いて 青色で表記されている検査を 3項目以上行った場合	
1.	3項目以上5項目以下の場合 内分泌 410点
2.	6項目又は7項目の場合 内分泌 623点
3.	8項目以上の場合 内分泌 900点





# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## その他

5042 4Z275	エリスロポエチン 4Z275-0000-023-052	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	4.2 ~ 23.7 mIU/mL	2 } 4	209 生化II	※1
5451 4Z280	オステオカルシン (BGP) 4Z280-0000-023-023	血清 0.3	A1 ↓ G-1 凍結	FEIA 法	8.3 ~ 32.7 ng/mL	4 } 8	157 生化II	※2、※3 * 1
4704 4Z282	低カルボキシル化 オステオカルシン (ucOC) 4Z282-0000-023-053	血清 0.3	A1 ↓ G-1 凍結	ECLIA 法	4.50 未満 ※4 ng/mL	4 } 8	154 生化II	※5 溶血血清は低値を示す場 合があります。 * F

- ※ 1 以下のいずれかの目的で行った場合に算定する。  
 ア) 赤血球増加症の鑑別診断  
 イ) 重度の慢性腎不全患者又はエリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンペータベゴル若しくは HIF-PH 阻害薬投与前の透析患者における腎性貧血の診断  
 ウ) 骨髄異形成症候群に伴う貧血の治療方針の決定
- ※ 2 続発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定及び原発性又は続発性の副甲状腺機能亢進症による副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術後の治療効果判定に際して実施した場合のみ算定できる。
- ※ 3 NTX、デオキシピリジノリン（尿）、TRACP-5b を併せて実施した場合は、いずれか 1 つのみ算定する。
- ※ 4 骨粗鬆症患者におけるビタミン K 不足状態判定のカットオフ値です。
- ※ 5 低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC）は、骨粗鬆症におけるビタミン K<sub>2</sub> 剤の治療選択目的で行った場合、又は治療経過観察を行った場合に算定できる。但し、治療開始前においては 1 回、その後は 6 月以内に 1 回に限り算定できる。

 <p><b>A1-1</b> 血清分離 冷蔵保存</p>	 <p><b>E-2</b> 採血後静かに約 10 回ほど転倒混和 (低温にて血漿分離、 必ず凍結保存) 保存はポリ試験管使用</p> <p>EDTA-2Na 5mL用</p>	 <p><b>G-1</b> 血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用</p>	 <p><b>ネ</b> 採血後静かに約 10 回ほど転倒混和 (低温にて血漿分離、 必ず凍結保存) ポリ試験管使用</p>
--	---	---	--

# 内分泌学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 心臓関連検査

5063 4Z270	HANP (ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド) 4Z270-0000-022-052	血漿 0.4	ネ ↓ G-1 凍結	CLEIA 法	43.0 以下 pg/mL	2 〜 4	221 生化II	※2、※4 溶血の場合は低値となり ますのでご注意ください。 *ア
5570 4Z271	BNP (ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド) 4Z271-0000-022-051	血漿 0.4	E-2 ↓ G-1 凍結	CLIA 法	18.4 以下 pg/mL	2 〜 4	133 生化II	溶血の場合は低値となり ますのでご注意ください。 ※2、※3、※4
5777 4Z272	NT-proBNP (ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド) 前駆体 N 端フラグメント 4Z272-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	125 以下 pg/mL ※1	2 〜 4	136 生化II	

※1 基準値はメーカー設定による基準値（心不全除外のカットオフ値）です。

※2 BNP、NT-proBNP 及び HANP のうち 2 項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して 1 週間以内に併せて実施した場合は、主たるもの 1 つに限り算定する。

※3 心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月 1 回に限り算定する。

※4 BNP、NT-proBNP 及び HANP のうち 2 項目以上を実施した場合は、各々の検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

実施料について (内分泌)	
一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を3項目以上行った場合	
1.	3項目以上5項目以下の場合 内分泌 410点
2.	6項目又は7項目の場合 内分泌 623点
3.	8項目以上の場合 内分泌 900点

# 内分泌負荷試験

## 内分泌負荷試験

負荷試験名	測定ホルモン	内容	保険点数
下垂体前葉負荷試験	成長ホルモン(GH)	インスリン負荷、アルギニン負荷、L-DOPA負荷 クロニジン負荷、グルカゴン負荷、プロプラノロール負荷 プロモクリプチン負荷、睡眠負荷など	1200 (一連として) ※
	黄体形成ホルモン(LH)及び 卵胞刺激ホルモン(FSH)	LH-RH負荷、クロミフェン負荷など	1600 (一連として月一回)
	甲状腺刺激ホルモン(TSH)	TRH負荷など	1200 (一連として月一回)
	プロラクチン(PRL)	TRH負荷、プロモクリプチン負荷など	1200 (一連として月一回)
	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	インスリン負荷、メトピロン負荷、デキサメサゾン負荷、CRH負荷など	1200 (一連として月一回)
下垂体後葉負荷試験	アルギニンバソプレッシン(AVP) (抗利尿ホルモン)(ADH)	水制限、高張食塩水負荷(カーター・ロビンテスト)など	1200 (一連として月一回)
甲状腺負荷試験	T <sub>3</sub> 、T <sub>4</sub> 、FT <sub>3</sub> 、FT <sub>4</sub>	T <sub>3</sub> 抑制など	1200 (一連として月一回)
副甲状腺負荷試験	PTH	カルシウム負荷、PTH負荷(エルスワース・ハワードテスト)EDTA負荷など	1200 (一連として月一回)
副腎皮質負荷試験	鉱質コルチコイド(レニン、レニン定量、 アルドステロン)	フロセマイド負荷、アンギオテンシン負荷など	1200 (一連として月一回)
	糖質コルチコイド(コルチゾール、 DHEA-S)	ACTH負荷、デキサメサゾン負荷、メトピロン負荷など	1200 (一連として月一回)
性腺負荷試験	テストステロン	HCG負荷など	1200 (一連として月一回)
	エストラジオール(E <sub>2</sub> )	HMG負荷など	

※患者1人につき月2回に限り算定する。

### 保険点数について

- 1月に3600点を限度として算定する。
- 負荷試験に伴って行った注射(手技料)、採血及び検体測定のコスト(点数)は、採血回数及び測定回数に係らず、所定点数に含まれるものとする。



## 糖負荷試験

負荷試験名	測定項目・内容	保険点数
常用負荷試験	血糖（尿糖検査を含む）	200 ※
耐糖能精密検査 グルカゴン負荷試験	常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中 C-ペプチド（CPR）を測定した場合	900 ※

※注射（手技料）、採血及び検体測定の費用（点数）は、採血回数に係らず所定点数に含まれるものとする。

## 75g 経口ブドウ糖負荷試験（75gOGTT）実施上の注意

### 検査手順

- 朝まで 10 時間以上絶食の後、空腹のまま来院させる。この検査を午前 9 時頃に開始することが望ましい。
- 空腹のまま採血<sup>注1)</sup>し血糖値を測定する。次にブドウ糖（無水ブドウ糖末 75g を水に溶かしたもの、又はでんぷん分解産物の相当量、例えばトレーラン G）を飲用させる。
- ブドウ糖負荷後 30 分、1 時間<sup>注2)</sup>と 2 時間に採血し血糖値を測定する。
- 判定基準に従い、糖尿病型、正常型、境界型のいずれかに判定する。
- 検査終了まで喫煙、運動は控える。又、上部消化管造影 X 線検査や内視鏡検査後に本試験を行わない。

注 1) 75gOGTT 前後のインスリン反応を測定する場合には、負荷前及び負荷後 30 分にインスリン測定用のサンプルを採血する

注 2) 75gOGTT で、30 分、60 分の血糖値は糖尿病の診断には必要ないが、境界型を正確に判定し糖尿病高リスク群を見出すために役立つ。

## 糖尿病の診断方法および診断基準

### 型の判定（1 時点での高血糖の存在確認）

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ① 早朝空腹時血糖値 126mg/dL 以上        | } ①～④のいずれかが確認された場合は「 <b>糖尿病型</b> 」と判定する。 |
| ② 75gOGTT で 2 時間値 200mg/dL 以上 |  |
| ③ 随時血糖値 200mg/dL 以上           |  |
| ④ HbA1c が 6.5% 以上             |  |
| -----                         |  |
| ⑤ 早朝空腹時血糖値 110mg/dL 未満        | } ⑤および⑥の血糖値が確認された場合は「 <b>正常型</b> 」と判定する。 |
| ⑥ 75gOGTT で 2 時間値 140mg/dL 未満 |  |

●上記の「糖尿病型」「正常型」いずれにも属さない場合は「**境界型**」と判定する。

### 空腹時血糖値<sup>注1)</sup>および 75gOGTT による判定区分と判定基準

血糖値 (静脈血漿値)	血糖測定時間		判定区分
	空腹時	負荷後 2 時間	
126mg/dL 以上	← または →	200mg/dL 以上	糖尿病型
糖尿病型にも正常型にも属さないもの			境界型
110mg/dL 未満	← および →	140mg/dL 未満	正常型 <sup>注2)</sup>

注 1) 血糖値は、とくに記載のない場合には静脈血漿値を示す。

注 2) 正常型であっても 1 時間値が 180mg/dL 以上の場合は 180mg/dL 未満のものに比べて糖尿病に悪化する危険が高いため、境界型に準じた取り扱い（経過観察など）が必要である。また、空腹時血糖値が 100～109mg/dL は正常域ではあるが、「正常高値」とする。この集団は糖尿病への移行や OGTT 時の耐糖能障害の程度からみて多様な集団であるため、OGTT を行うことが勧められる。

日本糖尿病学会糖尿病診断基準に関する調査検討委員会：糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告（国際標準化対応版）．糖尿病 55：499，2012 より一部改変

# 腫瘍マーカー


項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 胎児性蛋白

4009 5D015	α-フェトプロテイン (AFP) 5D015-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	10.0 以下 ng/mL	1 2	101 生化II	
4587 5D018	α-フェトプロテイン レクチン分画 (AFP-L3%) 5D018-0000-023-024	血清 0.4	A1-1 冷蔵	LBA (LBA-EATA) 法	L3 分画 10.0 未満 %	2 5	190 生化II	*イ
4010 5D010	CEA (癌胎児性抗原) 5D010-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	5.0 以下 ng/mL	1 2	99 生化II	DUPAN-2と同時算定不可
4330 5D025	BFP (塩基性フェトプロテイン) 5D025-0000-023-023	血清 0.2	A2-1 冷蔵	EIA 法	7.5 未満 ng/mL	2 7	150 生化II	採血後2時間以内に血清分離して下さい。 溶血不可 分離剤入りの容器での採血不可 *ア

## 糖鎖抗原

4332 5D200	NCC-ST-439 5D200-0000-023-023	血清 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法	M 4.5 未満 F (49才以下) 7.0 未満 (50才以上) 4.5 未満 U/mL	2 5	115 生化II	*ア
4365 5D170	DUPAN-2 5D170-0000-023-023	血清 0.4	A1-1 冷蔵	EIA 法	150 以下 U/mL	2 5	118 生化II	癌胎児性抗原(CEA) と同時算定不可 *ア
4103 5D130	CA19-9 5D130-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	37.0 以下 U/mL	1 2	124 生化II	
4049 5D120	CA15-3 5D120-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	31.3 以下 U/mL	1 2	115 生化II	CSLEXと同時算定不可
4106 5D100	CA125 5D100-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	35.0 以下 U/mL	1 2	140 生化II	



# 腫瘍マーカー

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
糖鎖抗原								
4331 5D110	ヒト精巢上体蛋白 4 (HE4) 5D110-0000-023-051-01	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLIA 法	閉経前：70.0 以下 閉経後：140.0 以下 pmol/L	2 ┌ 7	200 生化II	
(4828)	ROMA (卵巣悪性腫瘍推定値)	血清 0.4	A1-1 冷蔵	計算法	閉経前：7.4 未満 閉経後：25.3 未満 %	2 ┌ 7		※ 1、2
4394 5D125	BCA225 5D125-0000-023-052	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	160.0 未満 U/mL	2 ┌ 4	158 生化II	
4359 5D175	SLX (シアリル Le <sup>x</sup> -i 抗原) 5D175-0000-023-006	血清 0.4	A1-1 冷蔵	IRMA 法 (RIA・固相法)	38.0 以下 U/mL	5 ┌ 8	144 生化II	溶血不可 動物検体不可 *E
4765 5D177	CSLEX (シアリル Le <sup>x</sup> 抗原) 5D177-0000-023-023	血清 0.5	A1-1 冷蔵	EIA 法	8.0 未満 U/mL	4 ┌ 9	160 生化II	診療及び他の検査の結果から乳癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。 CA15-3と同時算定不可 *E
4447 5D153	シアリル Tn 抗原 (STN) 5D153-0000-023-005	血清 0.3	A1-1 冷蔵	RIA 固相法	45 以下 U/mL	4 ┌ 7	146 生化II	*4
4033 5D150	CA72-4 5D150-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	11.97 以下 U/mL	2 ┌ 4	146 生化II	
4034 5D220	SPan-1 5D220-0000-023-006	血清 0.4	A1-1 冷蔵	IRMA 法 (RIA・固相法)	30.0 以下 U/mL	4 ┌ 6	144 生化II	動物検体不可 *E

注 1 フケ、毛髪、皮膚（表皮）、爪等の混入により異常高値を示す場合がありますので、検体の取り扱いには十分ご注意ください。

※ 1 閉経前・後で計算式、基準値が異なるため、閉経前・後両方の結果値を報告いたします。

※ 2 ROMA は、HE4 と CA125 の測定結果から計算で算出します。なお、HE4、および、CA125（ROMA 用）を併せて報告いたします。

青色で表記された腫瘍マーカー検査の保険点数の算定及び悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定については、47～48 頁をご参照下さい。

# 腫瘍マーカー

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 腫瘍関連抗原

4388 5D325	シフラ (CYFRA21-1) (サイトケラチン 19 フラグメント) 5D325-0000-023-053	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	2.08 以下 ng/mL	2 3 4	158 生化II	※ 1
4050 5D300	扁平上皮癌関連抗原 (SCC 抗原) 5D300-0000-023-051	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLIA 法	2.0 以下 ng/mL	1 2	104 生化II	注 1
4027 3B195	エラストラーゼ 1 3B195-0000-023-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	300 以下 ng/dL	2 3 4	123 生化II	
4088 5D305	PSA (前立腺特異抗原) 5D305-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	4.000 以下 ng/mL	1 2		
4397 5D305	高感度 PSA タンデム 5D305-0000-023-052	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	4.00 以下 ng/mL	1 2	124 生化II	※ 2
4446 5D306	PSA-ACT 5D306-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	3.40 以下 ng/mL	2 3 4		
4781 5D308	高感度 PSA タンデム F/T 比 5D308-0000-023-052	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	F/T 比 : 25 % 総 PSA : 4.00 以下 ng/mL	1 2	150 生化II	※ 3
4281 5D309	プロステートヘルス インデックスセット (phi セット) 5D309-0000-023-052	血清 0.8	A1 G-1 凍結	CLEIA 法	表 1 参照	1 2	281 生化II	採血後 3 時間以内に血清分 離して下さい。 ※ 4、※ 5
4122 5D309	phi F/T 比同時依頼セット 5D309-0000-023-052				表 2 参照			

注 1 フケ、毛髪、皮膚 (表皮)、爪等の混入により異常高値を示す場合がありますので、検体の取り扱いには十分ご注意ください。

- ※ 1 悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌の場合に限り、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。
- ※ 2 前立腺特異抗原 (PSA) は、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に原則として、1 回を限度として算定する。但し、前立腺特異抗原 (PSA) の検査結果が 4.0ng/mL 以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3 月に 1 回に限り、3 回を上限として算定できる。なお、当該検査を 2 回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- ※ 3 PSA F/T 比のカットオフ値 25% は、高感度 PSA タンデムのグレーゾーン (4.01 ~ 10.0ng/mL) における前立腺癌と前立腺肥大症の判別に用いるカットオフ値です。25%以下 低値になる程、前立腺癌の確率が高くなります。25%超 高値になる程、良性前立腺疾患の確率が高くなります。
- ※ 4 F/T 比の報告が必要な場合は、(4122) phi F/T 比同時依頼セットをご依頼下さい。
- ※ 5 計算式 :  $\text{phi} = [-2] \text{proPSA} / \text{f-PSA} \times \sqrt{\text{t-PSA}}$

(表1)phiセット 基準値・単位

項目名	基準値	単位
phi	27.2未満	なし
t-PSA	4.00以下	ng/mL
f-PSA	なし	ng/mL
[-2]proPSA	なし	pg/mL


(表2)phi F/T比同時依頼セット 基準値・単位

項目名	基準値	単位
phi	27.2未満	なし
t-PSA	4.00以下	ng/mL
f-PSA	なし	ng/mL
[-2]proPSA	なし	pg/mL
F/T比	25超	%

# 腫瘍マーカー

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
<b>腫瘍関連抗原</b>								
4043 5D310	$\gamma$ -Sm ( $\gamma$ -セミノプロテイン) 5D310-0000-023-052	血清 0.4	A1 ↓ G-1 凍結	CLEIA 法	4.00 以下 ng/mL	4 〜 8	194 生化II	*1
4429 5D550	Pro GRP (ガストリン放出ペプチド前駆体) 5D550-0000-023-053	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ECLIA 法	81.0 未満 pg/mL	2 〜 4	175 生化II	
4048 5D410	NSE (神経特異エノラーゼ) 5D410-0000-023-053	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ECLIA 法	16.3 以下 ng/mL	2 〜 4	142 生化II	同時算定不可 溶血不可 赤血球や血小板中にある NSEが影響を与える恐れが ありますので、採血後、血 清分離は1時間以内に実施 して下さい。
4246 5C025	$\alpha_1$ -酸性糖蛋白 ( $\alpha_1$ -AGP) 5C025-0000-023-063	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ネフェロメトリー法	M 45 ~ 98 F 39 ~ 86 mg/dL	4 〜 7		*4
4104 5D320	TPA (組織ポリペプチド抗原) 5D320-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	75 未満 U/L	3 〜 5	110 生化II	*ア
4357 5D520	PIVKA II 定量 5D520-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	40 未満 mAU/mL	2 〜 4	135 生化II	急速凝固管のご使用は お避け下さい。

腫瘍マーカー



青色で表記された腫瘍マーカー検査の保険点数の算定及び悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定については、47～48頁をご参照下さい。

# 腫瘍マーカー

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 腫瘍関連抗原

4110 5C124	I CTP (I型コラーゲンCテロペプチド) 5C124-0000-023-001	血清 0.5	A1-1 冷蔵	RIA・2抗体法	(骨転移マーカーの カットオフ値として) 4.5 未満 ng/mL	4 6	※1	動物検体不可 ※2	*E
4012 3B222	TRACP-5b 定量 (酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ) 3B222-0000-023-023	血清 0.4	A1 ↓ G-1 凍結	EIA 法	表 1 参照 mU/dL	2 4	156 生化II	※2、※3	*ア
4540 5C123	NTx (I型コラーゲン架橋N-テロペプチド) (血清) 5C123-0000-023-021	血清 0.2	A1-1 冷蔵 注1	EIA 法	表 2 参照 nmol BCE/L	3 5	156 生化II	※2、※4	*ア
(4903) 5C123	NTx (I型コラーゲン架橋N-テロペプチド) 5C123-0000-001-021	尿 3.0 (午前第2尿)	C-2 冷蔵	EIA 法	表 3 参照 nmol BCE/mmol CRE	2 5			*ア
(5907) 5C146	デオキシピリジノリン (DPD) 5C146-0000-001-021	尿 3.0 (午前第2尿)	C-2 冷蔵	EIA 法	M 2.1 ~ 5.4 F 2.8 ~ 7.6 骨粗鬆症薬剤治療の指標 骨折リスクカットオフ値 7.6 骨量低下カットオフ値 5.9 骨代謝回転の低下 2.8 未満 nM/mMcr	2 5	191 生化II	※2、※4	*ア

注1 NTx値は夜間に高く午後に低値を示すことが報告されています。治療効果のモニター等、同一患者での比較を行う場合には第1回目と同時刻に採取して下さい。

※1 悪性腫瘍特異物質治療管理料としてのみ保険請求が認められます。

※2 乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料の「口」を算定する。

※3 代謝性骨疾患及び骨転移(代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る)の診断補助として実施した場合に1回、その後6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に1回に限り算定できる。又、治療方針を変更した際には変更後6月以内に1回に限り算定できる。本検査をNTx、オステオカルシン、又はデオキシピリジノリン(尿)を併せて実施した場合は、いずれか一つのみ算定する。

※4 原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択に際して実施された場合に算定する。なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、又、薬剤治療方針を変更したときは変更後6月以内に1回に限り算定できる。TRACP-5bとNTx、オステオカルシン又はデオキシピリジノリン(尿)を併せて実施した場合は、いずれか一つのみ算定する。

(表1) TRACP-5b定量基準値

単位: mU/dL

男性	170~590
女性(YAM)	120~420

YAM: 若年成人平均値

女性の基準値は、健常閉経前女性(30~44歳)が相当します。

なお、閉経後女性にも適用されます。

(表2) NTx《血清》基準値・判定基準


単位: nmol BCE/L

男性	9.5~17.7
女性(閉経前)	7.5~16.5
女性(閉経後)	10.7~24.0
骨粗鬆症薬剤 治療の指標	骨折リスク カットオフ値 16.5 骨量低下 カットオフ値 13.6

(表3) NTx《尿》基準値・判定基準

単位: nmol BCE/mmol CRE

男性	13.0~66.2
女性(閉経前)	9.3~54.3
女性(閉経後)	14.3~89.0
骨吸収亢進の指標	55以上
副甲状腺摘出術の適応	200以上
悪性腫瘍の骨転移の指標	100以上
骨粗鬆症薬剤 治療の指標	骨折リスク カットオフ値 54.3 骨量低下 カットオフ値 35.3




# 腫瘍マーカー

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 腫瘍関連抗原

4764 5D570	尿中 NMP22 定量 5D570-0000-001-023	尿 5.0	フ 冷蔵	ELISA 法	12.0 未満 U/mL	4 7	143 生化II	※1 核マトリックスプロテイン22 定量 *4
4702 5D560	抗 p53 抗体 5D560-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	1.30 以下 U/mL	3 5	163 生化II	※2
4379 5J095	インターロイキン 2 受容体 (IL-2R) 5J095-0000-023-052	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	156.6 ~ 474.5 U/mL	2 4	438 生化II	※3

- ※ 1 尿沈渣顕微鏡検査により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。なお、尿中 NMP22 定量については、尿路上皮癌の診断が確定した後にを行った場合であっても、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
- ※ 2 食道癌、大腸癌又は乳癌が強く疑われる患者に対して行った場合に月 1 回に限り算定できる。
- ※ 3 非ホジキンリンパ腫、ATL 又はメトトレキサート使用中のリンパ増殖性疾患の診断の目的で測定した場合に算定できる。又、非ホジキンリンパ腫又は ATL であることが既に確定診断された患者に対して、経過観察のために測定した場合は、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」により算定する。



**フ**

1. 自然排出の随時尿を用い、カテーテルによる採取は行わないで下さい。尿採取にあたりガラス製及び金属製の容器は使用しないで下さい。
2. 膀胱鏡検査実施後、又はカテーテル施行後、5 日以内の尿は用いないで下さい。
3. 肉眼的血尿検体は正誤差を生じますので、使用しないで下さい。
4. 採取した尿をすみやかに遠心し、その上清を専用容器に移し混和して下さい。(冷蔵保存)

青色で表記された腫瘍マーカー検査の保険点数の算定及び悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定については、47 ~ 48 頁をご参照下さい。

# 腫瘍マーカー

## 腫瘍マーカー検査の保険点数の算定について (留意事項)

### 検体検査実施料

- (1) 腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは原則として、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。但し、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
  - ア 急性及び慢性肺炎の診断及び経過観察のためにエラストラーゼ1を行った場合
  - イ 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、 $\alpha$ -フェトプロテイン(AFP)又はPIVKA-II半定量又は定量を行った場合(月1回に限る。)
  - ウ 子宮内膜癌の診断又は治療効果判定を目的としてCA125を行った場合(診断又は治療前及び治療後の各1回に限る。)
  - エ 家族性大腸腺腫症の患者に対して癌胎児性抗原(CEA)を行った場合
- (2) 尿中BTAは、膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して、膀胱癌再発の診断のために行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料の「イ」を算定する。
- (3) 前立腺特異抗原(PSA)は、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に原則として、1回を限度として算定する。但し、前立腺特異抗原(PSA)の検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を上限として算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- (4) 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)又は定量(尿)
  - ア 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)又は定性(尿)は、尿沈渣(鏡検法)により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
  - イ 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)又は定性(尿)については、尿路上皮癌の診断が確定した後にを行った場合であっても、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
- (5) 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)又は定性(尿)を同時に実施した場合は、いずれか一方の所定点数を算定する。
- (6) 遊離型PSA比(PSA F/T比)は、診療及び他の検査(PSA等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
- (7) 抗p53抗体は、食道癌、大腸癌又は乳癌が強く疑われる患者に対して行った場合に月1回に限り算定できる。
- (8) I型コラーゲン-C-テロペプチド(I CTP)、I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)又はデオキシピリジノリン(DPD)(尿)は、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
- (9) シアリルLe<sup>x</sup>抗原(CSLEX)
  - ア シアリルLe<sup>x</sup>抗原(CSLEX)は、診療及び他の検査の結果から乳癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。
  - イ シアリルLe<sup>x</sup>抗原(CSLEX)とCA15-3を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
- (10) サイトケラチン19フラグメント(シフラ)は、悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌の場合に限り、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。
- (11) ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)を神経特異エノラーゼ(NSE)と併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
- (12)  $\alpha$ -フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)は、電気泳動法及び抗体親和性転写法又はLBA法による。

- (13) 癌胎児性抗原(CEA)定性又は半定量(乳頭分泌液)は、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘍性乳癌を強く疑って、乳頭分泌液中のCEAを測定した場合に算定する。
- (14) 可溶性インターロイキン-2レセプター受容体(sIL-2R)は、非ホジキンリンパ腫、ATLの診断の目的で測定した場合に算定できる。又、非ホジキンリンパ腫又はATLであることが既に確定診断された患者に対して、経過観察のために測定した場合は、特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」により算定する。
- (15) 「注2」に係る規定は、本区分に掲げる血液を検体とする検査と癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)、半定量(乳頭分泌液)を同一日に行った場合にも、適用する。

### 悪性腫瘍特異物質治療管理料

- (1) 悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
- (2) 悪性腫瘍特異物質治療管理料には、腫瘍マーカー検査、当該検査に係る採血及び当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうち2回以上腫瘍マーカー検査を行っても、それに係る費用は別に算定できない。
- (3) 腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に記載する。
- (4) 「注3」に規定する初回月加算は、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って算定する。但し、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する当該初回月の前月において、区分番号「D009」腫瘍マーカーを算定している場合は、当該初回月加算は算定できない。
- (5) 区分番号「D009」腫瘍マーカーにおいて、併算定が制限されている項目を同一月に併せて実施した場合には、1項目とみなして、本管理料を算定する。
- (6) 当該月に悪性腫瘍特異物質以外の検査(本通知の腫瘍マーカーの項に規定する例外規定を含む。)を行った場合は、本管理料とは別に、検査に係る判断料を算定できる。
- (7) 特殊な腫瘍マーカー検査及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内話し、最も近似する腫瘍マーカー検査及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。



## 腫瘍マーカー検査の保険点数の算定について (実施料と管理料)

検査項目	検体検査実施料		悪性腫瘍特異物質 治療管理料	
	点数	項目数	点数	項目数
尿中 BTA ※ 1	(80点)		220点	
癌胎児性抗原(CEA)	102点	2項目 230点 3項目 290点 4項目以上 396点	1項目 360点 2項目以上 400点	150点 初回月加算
α-フェトプロテイン(AFP)	104点			
組織ポリペプチド抗原(TPA)	110点			
扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)				
DUPAN-2	118点			
NCC-ST-439				
CA15-3				
エラスターゼ 1	126点			
前立腺特異抗原(PSA)	127点			
CA19-9				
PIVKA-II 定量	139点			
CA125	144点			
CA72-4	146点			
SPan1				
シアリルTn抗原(STN)				
神経特異エノラーゼ(NSE)				
核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿) ※ 2	147点			
シアリルLe <sup>x</sup> -i 抗原(SLX)	148点			
塩基性フェトプロテイン(BFP)	150点			
遊離型PSA比(PSA F/T比)	154点			
BCA225	162点			
サイトケラチン19フラグメント(シフラ)				
抗p53抗体	163点			
シアリルLe <sup>x</sup> 抗原(CSLEX)	164点			
ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)	175点			
α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)	190点			
γ-セミノプロテイン(γ-Sm)	194点			
可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R)	438点			
I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)	※ 1			
I型コラーゲン-C-テロペプチド(ICTP)				
デオキシピリジノリン(DPD)(尿)				
TRACP-5b定量				

※ 1 悪性腫瘍特異物質治療管理料としてのみ算定 ※ 2 検体検査実施料としてのみ算定

# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 免疫血液学的検査

2017 5H010	ABO 血液型 5H010-0000-019-101	全血 2.0	B2-1 冷蔵	マイクロプレート法 又は、試験管法		2 4	24 免疫	凍結不可 年齢・輸血歴を明記して下さい。
2018 5H020	Rh (D) 血液型 5H020-0000-019-101	全血 2.0	B2-1 冷蔵	マイクロプレート法 又は、試験管法		2 4	24 免疫	凍結不可 年齢・輸血歴を明記して下さい。
2047 5H025	Rh-Hr 式血液型 5H025-0000-019-101	全血 2.0	B2-1 冷蔵	試験管法		2 4	148 免疫	凍結不可 CcDEe因子 同一検体による検査の場合は 因子の種類及び数に依らず、 所定点数を算定する。
2022 5H121	直接クームス試験 5H121-0000-019-101	全血 2.0	B2-2 常温	カラム凝集法 又は、試験管法 (直接抗グロブリン法)	(-)	1 2	34 免疫	<b>緊急</b> 凍結不可 年齢・輸血歴を明記して下さい。
2023 5H122	間接クームス試験 5H122-0000-018-101	全血 4.0	A2-3 冷蔵	カラム凝集法 (間接抗グロブリン法)	(-)	1 2	47 免疫	
2024 5H122	クームス定量試験 5H122-0000-018-101	全血 4.0	A2-3 冷蔵	カラム凝集法 ※1 (間接抗グロブリン法)	1 倍未満	2 4		凍結不可 年齢・輸血歴を明記して下さい。 抗凝固剤使用不可
2025 5H180	不規則抗体 5H180-0000-018-101	全血 10.0	A2-3 冷蔵	カラム凝集法 ※1 (間接抗グロブリン法、 ワイン法)	(-)	1 2	159 免疫	凍結不可 年齢・輸血歴を明記して下さい。 抗凝固剤使用不可 ※2
(2334) 5H160	交差適合試験 5H160-0000-018-101	全血 各 3.0	A2-4 常温	生理食塩液法 (主試験・副試験)、 間接抗グロブリン試験 (主試験：PEG)	(-)	2 3	30 + 47	※3、4
2027 5G520	抗血小板抗体 5G520-0000-023-103	血清 0.4	A1-1 冷蔵	MPHA 法	(-)	4 9	261 免疫	


\*4

※1 精査を必要とする場合は、試験管法も実施いたします。

※2 手術に際して輸血が行われた場合は、不規則抗体又は、輸血の「注6」に定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。輸血歴、妊娠歴があり、胸部手術、心・脈管手術、腹部手術、子宮全摘術、子宮悪性腫瘍手術、子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）、帝王切開術、子宮外妊娠手術が行われた場合に、手術の当日に算定する。診療報酬明細書の摘要欄に輸血歴又は妊娠歴がある旨を記載する。

※3 副試験は生理食塩液法のみとなるため、血液型は2回以上異なる時点で採血した検体で二重チェックにより確認してから提出して下さい。

※4 血液センターからの赤血球製剤のみを対象とします。






# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 免疫血液学的検査

2223 5G525	<b>曜日指定</b> <b>血小板関連 IgG</b> (PA-IgG) 5G525-0000-019-021	全血 7.5	<b>モ</b> 冷蔵	EIA 法	46 以下 ng/10 <sup>7</sup> cells	4 〜 8	193 免疫	凍結不可 休日の前日は受付できません。 月曜日～木曜日受付 ※1 ※2	*4
7750 5G530	<b>HIT 抗体</b> (血小板第 4 因子・ヘパリン複合体抗体) 5G530-0000-022-062	血漿 0.5	<b>D-1</b> ↓ <b>G-1</b> 凍結	ラテックス凝集法	1.0 未満 U/mL	4 〜 6	390 免疫	HIT抗体(IgG、A及びM)を 測定しています。グロブリン ングラス別での報告ではあ りません。 ※3	*1

- ※1 必ず採血当日にご依頼下さい。血小板数が3万/μL 以下の場合は、10mL 以上ご提出下さい。
- ※2 特発性血小板減少性紫斑病の診断又は経過判定の目的で行った場合に算定する。
- ※3 ヘパリン起因性血小板減少症の診断を目的として行った場合に算定する。

	<b>D-1</b> 血液を正確に 1.8mL 入れ静かに約 10 回 ほど転倒混和 (血漿分離) (必ず凍結保存) ポリ試験管使用
	<b>G-1</b> 血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用
	<b>モ</b> 採血後静かに約 10 回 ほど転倒混和 そのまま冷蔵保存 (凍結不可) (注) 末梢血の血小板 が 3 万 / μ L 以下の 場合は、専用容器を 2 本使用し必ず 10mL 以上採血して下さい。

# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 感染症血清反応

3463 5E074	梅毒定性	RPR 法 5E074-1351-023-116	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集比濁法 及び凝集法	(-)	1 2	15 免疫	梅毒血清反応(STS)定性
3004 5E075		TP 抗体 5E075-1351-023-116	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集比濁法 及びPA法		1 2	32 免疫	梅毒トレポネーマ抗体定性
3009 5E079		FTA-ABS 5E079-1351-023-161	血清 0.4	A1-1 冷蔵	FA法		2 3	134 免疫	梅毒トレポネーマ抗体 (FTA-ABS試験)定性
3470 5E074	梅毒半定量	RPR 法 5E074-1353-023-117	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集比濁法 及び凝集法	1 倍未満	1 2	34 免疫	梅毒血清反応(STS)半定量
3007 5E075		TP 抗体 5E075-1353-023-117	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集比濁法 及びPA法	80 倍未満	1 2	53 免疫	梅毒トレポネーマ抗体半定量
3027 5E079		FTA-ABS 5E079-1353-023-162	血清 0.4	A1-1 冷蔵	FA法	20 倍未満	2 3	134 免疫	梅毒トレポネーマ抗体 (FTA-ABS試験)半定量
1058 5E035	抗ストレプトリジンO定量 (ASO) 5E035-0000-023-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集比濁法	160 以下  IU/mL	1 2	15 免疫	*E	
4041 5E106	マイコプラズマ抗体半定量	5E106-0000-023-117 5E106-0000-023-141 5E106-0000-041-141	血清 0.2	A1-1 冷蔵	PA法	40 倍未満	2 4	32 免疫	*ア
4047 5E106			血清各 0.3 又は 髄液各 0.5	A1-1 又は X-2 冷蔵	CF法	血清 4 倍未満 髄液 1 倍未満	3 5	32 免疫	*E

	<b>A1-1</b> 血清分離 冷蔵保存		<b>G-1</b> 血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用		<b>X-2</b> 必要量採取 冷蔵保存
	<b>A1-3</b> 採血後血清分離まで (必ず保温) 血清分離 冷蔵保存				

# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
1060 5E105	寒冷凝集反応 5E105-0000-023-102	血清 0.2	A1-3 冷蔵 51頁参照	HA 法	64 倍未満	2 3	11 免疫	採血後、すみやかに血清分離 血清分離まで保温
7034 5E026	オーム病クラミジア抗体 5E026-0000-023-141 5E026-0000-041-141	血清各 0.3 又は 髄液各 0.5	A1-1 又は X-2 冷蔵	CF 法	血清 4 倍未満 髄液 1 倍未満	3 5	79 免疫	* E
7361 5E031	クラミドフィラ (クラミジア) ・ ニューモニエ IgG 抗体 5E031-0000-023-023	血清 0.3	A1-1 冷蔵	EIA 法	(-) 30 未満 表1参照	3 6	70 免疫	※1 *ア
7722 5E032	クラミドフィラ (クラミジア) ・ ニューモニエ IgA 抗体 5E032-0000-023-023	血清 0.3	A1-1 冷蔵	EIA 法	(-) 8 未満 表2参照	3 6	75 免疫	※1 *ア
7878 5E033	クラミドフィラ (クラミジア) ・ ニューモニエ IgM 抗体 5E033-0000-023-023	血清 0.3	A1-1 冷蔵	EIA 法	(-) 0.5 未満 表3参照	3 6	152 免疫	※1 *ア
4674 5E154	トリコスポロン・アサヒ抗体 5E154-0000-023-023	血清 0.3	A1 ↓ G-1 凍結	Antigen-captured ELISA 法	0.15 未満 表4参照	8 17	847 免疫	※2 *S
7607 5E069	MAC 抗体 5E069-0000-023-023	血清 0.2	A1-1 冷蔵	ELISA 法	判定 (-) 抗体濃度 0.7 未満 U/mL	5 12	116 免疫	* 1

※ 1 クラミドフィラ・ニューモニエ IgM 抗体を、クラミドフィラ・ニューモニエ IgG 抗体又はクラミドフィラ・ニューモニエ IgA 抗体と併せて実施した場合は、主たるもの 1 つに限り算定する。

※ 2 夏型過敏性肺炎の鑑別診断を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班による「過敏性肺炎の診断の手引と診断基準」により、夏型過敏性肺炎が疑われる患者とする。

(表1) クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体 判定基準

判定	EIU値
陰性(-)	EIU < 30
判定保留(±)	30 ≤ EIU ≤ 45
陽性(+)	EIU > 45

(表2) クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体 判定基準

判定	EIU値
陰性(-)	EIU < 8
判定保留(±)	8 ≤ EIU ≤ 12
陽性(+)	EIU > 12

(表3) クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体 判定基準

判定	S/CO
判定(-)	0.5未満
判定保留(±)	0.5～1.1
判定(+)	1.2以上

※EIU (Enzyme Immunounits) 単位

(表4) トリコスポロン・アサヒ抗体判定基準

判定	CAI (Corrected Absorbance Index)
陰性	0.15未満
判定保留	0.15～0.30未満
陽性	0.30以上

# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 感染症血清反応

4278 5E156	トキソプラズマ IgG 抗体 5E156-0000-023-052	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	7.5 未満 表 1 参照 IU/mL	2 ~ 4	93 免疫	
4279 5E157	トキソプラズマ IgM 抗体 5E157-0000-023-052	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	0.8 未満 表 2 参照 S/CO	2 ~ 4	95 免疫	
4766 5E054	百日咳菌抗体 5E054-0000-023-023	血清 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法	PT-IgG :10 未満 FHA-IgG:10 未満 図 1 参照 EU/mL	3 ~ 5	257 免疫	*ア
7151 5E020	クラミジアトラコマチス IgG・IgA 抗体 5E020-0000-023-023	血清 0.3	A1-1 冷蔵	EIA 法	IgG (-) IgA (-) 表 3、4 参照 cut off index	3 ~ 5	200 免疫	*1 *ア

※ 1 クラミジア・トラコマチス抗原検出不能又は検体採取の困難な疾患（骨盤内感染症、卵管炎、副睾丸炎、新生児・乳児肺炎等）の診断に際し、IgG 抗体価又は IgA 抗体価を測定した場合又は新生児・乳幼児肺炎の診断に際し、IgM 抗体価を測定した場合に算定する。なお、IgG 抗体価、IgA 抗体価及び IgM 抗体価のうち 2 項目以上を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(表1) トキソプラズマIgG抗体判定基準

IU/mL	判定
7.5未満	陰性
7.5以上～10.4	判定保留
10.5以上	陽性

(表2) トキソプラズマIgM抗体判定基準

S/CO	判定
0.8未満	陰性
0.8～0.9	判定保留
1.0以上	陽性

(表3) クラミジアトラコマチスIgG・IgA抗体判定基準


判定	cut off index
(-)	0.90未満
(±)	0.90～1.09*
(+)	1.10以上

(表4) クラミジアトラコマチスIgG・IgA抗体判定の解釈

IgG	IgA	判定の解釈
(+)	(+)	クラミジア感染の疑いがある
(-)	(+)	クラミジア感染の疑いがある
(+)	(-)	クラミジア感染の既応あるいは感染の疑いがある
(-)	(-)	抗体陰性

\*再度、7～10日後に新しく採血した血清により再検査するなど注意して判定して下さい。

(図1) 百日咳・血清診断の目安




# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
<b>感染症血清反応</b>								
4716 5E128	ツツガ虫 Gilliam	IgG 抗体 5E128-0000-023-162	血清 0.2	A1-1 冷蔵	FA 法	10 倍 未満	4 ┌ 9	207 免疫
4717 5E129		IgM 抗体 5E129-0000-023-162	血清 0.2	A1-1 冷蔵	FA 法	10 倍 未満	4 ┌ 9	
4718 5E125	ツツガ虫 Kato	IgG 抗体 5E125-0000-023-162	血清 0.2	A1-1 冷蔵	FA 法	10 倍 未満	4 ┌ 9	207 免疫 各株ごとに算定する。 ツツガムシ抗体半定量
4719 5E126		IgM 抗体 5E126-0000-023-162	血清 0.2	A1-1 冷蔵	FA 法	10 倍 未満	4 ┌ 9	
4720 5E122	ツツガ虫 Karp	IgG 抗体 5E122-0000-023-162	血清 0.2	A1-1 冷蔵	FA 法	10 倍 未満	4 ┌ 9	207 免疫
4721 5E123		IgM 抗体 5E123-0000-023-162	血清 0.2	A1-1 冷蔵	FA 法	10 倍 未満	4 ┌ 9	

免疫学

\*E



# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 感染症血清反応

4921 5E064	ヘリコバクター・ピロリ 抗体/国内株 5E064-0000-023-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集比濁法	10.0 未満 (-) U/mL	2 ~ 4	80 免疫	※1
(4176) 5E065	ヘリコバクター・ピロリ IgG 抗体/国内株 5E065-0000-023-023	血清 0.3	A1-1 冷蔵	EIA 法	10.0 未満 (-) U/mL	3 ~ 5	80 免疫	※1 *ア
1494 3B347	胃がんリスク層別化検査 (ABC 分類) 3B347-0000-023-920	血清 0.7	A1-1 冷蔵	ペプシノゲン I・II (PG I・II) ラテックス凝 集比濁法 ヘリコバクター・ピロ リ IgG 抗体/国内株: EIA 法	(陽性判定基準) ・ペプシノゲン: PG I 値が 70.0ng/mL 以下 且つ PG I / II 比 が 3.0 以下 ・H.ピロリ抗体: 3.0U/ mL 以上 表 1 参照	3 ~ 5		
1495 3B347	胃がんリスク層別化検査 (ABC 分類) (除菌歴あり) 3B347-1301-023-920							
1496 3B347	胃がんリスク層別化検査 (ABC 分類) [LA 法] 3B347-0000-023-920	血清 0.7	A1-1 冷蔵	ペプシノゲン I・II (PG I・II) ラテックス凝 集比濁法 ヘリコバクター・ピロ リ抗体/国内株: ラテッ クス凝集比濁法	(陽性判定基準) ・ペプシノゲン: PG I 値が 70.0ng/mL 以下 且つ PG I / II 比 が 3.0 以下 ・H.ピロリ抗体: 10.0U/mL 以上 表 2 参照	3 ~ 5		[ピロリ菌の除菌治療前] ペプシノゲン・H.ピロリ抗 体の検査結果と ABC 分類 (A~D 群) をご報告致しま す。
1482 3B347	胃がんリスク層別化検査 (ABC 分類) (除菌歴あり) [LA 法] 3B347-0000-023-920							[ピロリ菌の除菌治療後] 除菌治療を受けた方は、除 菌判定結果に関わらず、E 群 (除菌群) としてご報告い たします。

※1 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取り扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取り扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。

◇胃がんリスク層別化(ABC分類) [LA法]について

既存の胃がんリスク層別化検査(ABC分類)で検査しているヘリコバクター・ピロリ抗体(ヘリコバクター・ピロリ IgG 抗体/国内株)につきましては、現感染や既感染が混在する陰性高値が問題とされておりました。本検査は、その従来からの問題点を無視できるとして認定NPO法人日本胃がん予知・診断・治療研究機構で推奨されている試薬を使用する、より精度の高い検査です。(使用試薬: H.ピロリ-ラテックス「生研」)

(表1) 胃がんリスク層別化検査(ABC分類)の基準

		H.ピロリ抗体検査 (※1)	
		(-)	(+)
		3.0U/mL 未満	3.0U/mL 以上 10.0U/mL 未満 (※2)   10.0U/mL 以上
ペプシノゲン 検査	(-)	A 群	B 群
	(+)	D 群	C 群

胃がんリスク層別化検査(ABC分類)は、AからD群まで分類して報告します。但し、既にピロリ菌の除菌治療を受けた方につきましてはE群(除菌群)として報告します。

※1 「未感染」と「現感染」を診断する臨床診断と異なり、ABC分類ではリスクの低い「未感染」とリスクがある「過去感染と現感染」を診断するため、基準値が異なります。

※2 除菌する場合は、必ず尿素呼吸試験、便中H.ピロリ抗原測定などの検査を実施し、存在診断を行って下さい。

(表2) 胃がんリスク層別化検査(ABC分類) [LA法]の基準

		H.ピロリ抗体検査 [4921]	
		10.0U/mL 未満	10.0U/mL 以上
		(-)	(+)
ペプシノゲン 検査 [4675]	(-)	A 群	B 群
	(+)	D 群	C 群

胃がんリスク層別化検査(ABC分類)は、AからD群まで分類して報告します。但し、既にピロリ菌の除菌治療を受けた方につきましてはE群(除菌群)として報告します。

※E群は除菌により胃ガンになるリスクは低くなりますが、除菌後も内視鏡検査等による経過観察が必要です。

【ABC分類結果の解釈】

A 群: 概ね健康的な胃粘膜で、胃の病気になる危険性は低いと考えられます。未感染の可能性が高いですが、一部にはピロリ菌の感染や感染の既往がある方が含まれます。一度は内視鏡検査などの画像検査を受けることが理想的です。
B 群: 少し弱った胃粘膜です。胃潰瘍・十二指腸潰瘍などに注意し、内視鏡検査を受けましょう。ピロリ菌の除菌治療をお勧めします。尚、H.ピロリ抗体の検査結果が3.0~10.0U/mlの場合、除菌治療の前に他の検査で存在診断を実施することが必要です。
C 群: 萎縮の進んだ弱った胃粘膜と考えられます。胃がんになりやすいタイプと考えられますので、定期的に内視鏡検査を受けましょう。ピロリ菌の除菌治療をお勧めします。
D 群: 萎縮が非常に進んだ胃粘膜と考えられます。胃がんなどの病気になるリスクがありますので、ピロリ菌感染診断をお勧めします。必ず専門医療機関で内視鏡検査などの診断を受けてください。
E 群: ピロリ菌の除菌治療を受けた方は、除菌判定の結果に関わらず、E群として定期的に内視鏡検査を受けましょう。除菌により胃がんになるリスクは低くなりますが、決してゼロになるわけではありません。除菌後も内視鏡検査による経過観察が必要です。

B、C、D群の順にリスクが高くなります。

【胃がんリスク層別化検査(ABC分類)の注意事項】

《この検査に適さない方》

- ・ピロリ菌の除菌治療を受けた方
- ・明らかな上部消化器症状のある方
- ・上部消化管疾患治療中の方
- ・プロトンポンプ阻害剤服用中の方
- ・胃切除後の方
- ・腎不全の方



# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 感染症血清反応

5778 5C215	プロカルシトニン定量 (PCT) 5C215-0000-023-053	血清 0.4	A1 ↓ G-1 凍結	CLIA 法	0.05 未満 ng/mL	2 ~ 4	284 生化 I	敗血症(細菌性) 鑑別診断の カットオフ値: 0.50ng/mL 未満 重症度判定の カットオフ値: 2.00ng/mL 以上 ※1
5490 5E046	エンドトキシン 5E046-0000-019-297	全血 2.0	Y2 冷蔵	比濁時間分析法	1.0 以下 pg/mL	4 ~ 7	236 免疫	凍結不可 検体は無菌的に採取し採取 容器をご提出下さい。 必ず指定容器をご使用下さい。 *E
5247 5E151	(1→3) -β-D- グルカン 5E151-0000-019-271	全血 3.0	Y 冷蔵	発色合成基質法	20.0 以下 pg/mL	3 ~ 5	201 免疫	凍結不可 深在性真菌感染症が疑われる患者に 対する治療法の選択又は、治療効果 の判定に使用した場合に算定する。 ※2 *イ
下欄 参照 5E048	透析液エンドトキシン	透析液 4.0	ヤ2 冷蔵	発色合成基質法	EU/mL	3 ~ 5		材料ごとの項目コードでご 依頼下さい。 *イ


※1 プロカルシトニン (PCT) 定量又は半定量は、敗血症 (細菌性) を疑う患者を対象として測定した場合に算定できる。但し、エンドトキシンを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

※2 (1→3) - β - D - グルカンをカンジダ・マンナン抗原、クリプトコックス抗原定性、アスペルギルス抗原と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

材料種類	項目コード	項目名称
A 液	5547	透析液エンドトキシン A 液 5E048-0000-095-271
B 液	5548	透析液エンドトキシン B 液 5E048-0000-095-271
RO 水	5549	透析液エンドトキシン RO 水 5E048-0000-095-271
調整液	5550	透析液エンドトキシン 調整液 5E048-0000-095-271
その他	5551	透析液エンドトキシン その他 5E048-0000-095-271


**A1-1**

血清分離  
冷蔵保存




**G-1**

血清又は血漿分離  
(必ず凍結保存)  
ポリ試験管使用




**Y**

採血部位をよく消毒して専用真空採血  
管に直接採血。採血後直ちにゆっくり  
5～6回転倒混和して下さい。  
汚染を避けて冷蔵保存。  
(必ず採血当日に御依頼下さい。)




**Y2**

無菌的に採取して下  
さい。



**ヤ2**



容器のカラーキャップを矢印の方向に引き上げ、アルミ部分を切らないように、(カラーキャップが完全に外に落ちないように) 開け、ゴム栓部分を消毒用アルコール綿で拭きます。

自然に下がる

透析液を注射針付きのシリンジで無菌的に採取します。その後、容器のゴム栓部分に注射針を刺します。シリンジの中の透析液は陰圧により自動的に4 mL が注入されます。

パラフィルム

注入が終了したらカラーキャップを元通りに被せ、直ちに4回ほど容器を振り、安定化剤を均質に混ぜてください。カラーキャップの周りにはパラフィルムを巻いてください。提出まで、容器は速やかに冷蔵(2～8℃)で保存願います。

# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 抗原検査


4885 5E142	カンジダ・マンナン抗原 5E142-0000-023-023	血清 0.4	A1-1 冷蔵	EIA 法	0.05 未満 U/mL	4 〜 8	134 免疫	※1 ※2 * E
4538 5E140	クリプトコッカス抗原定性 5E140-0000-023-116 5E140-0000-041-116	血清 0.8 又は 髄液 0.8	A1-1 又は X-2 冷蔵	ラテックス凝集反応	(-)	4 〜 7	174 免疫	※1 * E
4788 5E148	アスペルギルス抗原 5E148-0000-023-023	血清 0.7	A1-1 冷蔵	EIA (ELISA) 法	Cut off index 判定 0.5 未満 (-) 0.5 以上 (+)	4 〜 7	157 免疫	下記、注意事項をご参照下さい。 侵襲性肺アスペルギルス症の診 断のために実施した場合に算定 する。 ※1 * E

※1 (1 → 3) - β-D-グルカンをカンジダ・マンナン抗原、クリプトコッカス抗原定性、アスペルギルス抗原と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

※2 高値傾向を示す恐れがありますので、フィブリン析出時の除去に竹串を使用しないでください。

### 【アスペルギルス抗原の結果判定に関する注意事項】

- 侵襲性アスペルギルス症の診断は、本品の判定結果のみではなく、臨床症状や培養検査、病理学的検査、画像診断などの結果を加味し、総合的に行ってください。
- 陽性を判定された場合には、再度採血を行った検体にて再測定を実施することをお勧めします。
- 陰性と判定された場合でも、侵襲性アスペルギルス症の可能性は否定できません。検体中の抗原濃度が、本品で検出できる濃度に達していなかった可能性もあります。感染が疑われる場合には、再測定を実施することをお勧めします。
- 慢性肉芽腫症 (CGD) や Job 症候群の患者では、検体のガラクトマンナン濃度が低かったとの報告があります。
- 抗真菌薬の投与を受けている患者では、検体のガラクトマンナン濃度が低くなる場合があります。
- 臨床症状がなく陽性と判定された場合、次の状況が考えられます。
  - 感染初期に、臨床症状や画像所見等よりも先に、アスペルギルス抗原 (ガラクトマンナン) が陽性を示すことがあります。
  - 幼児で、臨床症状を示さない陽性が報告されています。実際に血中にアスペルギルス抗原が存在した場合がありますが、ほとんどは、偽陽性と考えられています。
  - ガラクトマンナンは豆、種子、牛乳等に多く含まれており、食物繊維としても種々の食物に添加されています。また、わが国では多くの食品 (味噌、醤油など) でコウジカビ (アスペルギルス属) を利用しています。乳幼児や消化管粘膜に損傷のある患者では食物の影響により陽性を示す可能性があるとの報告がありますので、注意して診断して下さい。
  - 海外で、ピペラシリン / タゾバクタムの合剤及びアモキシシリンの投与により、本品の測定結果が陽性を示したという報告があります。したがって、上記薬剤で治療されている患者においては判定の際に注意が必要です。
  - ペニシリウム属等の菌種では抗ガラクトマンナン (ラット) モノクローナル抗体との交差反応性が認められます。
- 本製品はグレーゾーンを設定していないので、カットオフインデックス値 (0.5) 近辺の結果の場合は、侵入性アスペルギルス症の他の臨床症状、他の臨床検査結果及び画像診断結果も参照の上、注意深く総合的に判断して下さい。
- 自己免疫疾患患者の血清では、非特異的反応が起こりうるので測定結果に基づく診断は他の検査結果や臨床症状等を加味して総合的に判断して下さい。



# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考	
<b>抗原検査</b>									
5976 5E041	肺炎球菌 莢膜抗原 定性	《尿》 5E041-0000-001-190	尿 1.0 G-6 凍結	イムノクロマト法	(-)	2 4	193 免疫	肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・ 髄液)は、免疫クロマト法 により実施した場合に限り 算定できる。	
5988 5E041		《髄液》 5E041-0000-041-190	髄液 1.0 X-5 凍結	イムノクロマト法	(-)	2 4	193 免疫		*ア
4964 5E056	尿中レジオネラ抗原定性 5E056-0000-001-190	尿 1.0	G-6 凍結	イムノクロマト法	(-)	2 4	211 免疫	症状や所見からレジオネラ 症が疑われる患者に対して 実施した場合に限り1回を 限度として算定する。 *ア	
7374 6B620	結核菌 DNA [PCR] (TB-PCR) 6B620-0000-061-862	喀痰 1.0 ~2.0	ワ 冷蔵	リアルタイム PCR 法	(-)	3 5	410 微生物	<b>緊急</b> 結核患者の退院の可否を判 断する目的で、患者の病状 を踏まえ頻回に行われる場 合においても算定できる。 *ア	
7375 6B621	MAC DNA [PCR] (マイコバクテリウム・アビウム 及びイントラセルラー核酸検出) 6B621-0000-061-862	喀痰 1.0 ~2.0	ワ 冷蔵	リアルタイム PCR 法	アビウム (-) イントラセルラー (-)	3 5	421 微生物	他の検査により結核菌が陰 性であることが確認された 場合のみに算定できる。 なお、抗酸菌同定検査と同 時算定不可。 *ア	
7527 5E301	曜日指定 予約検査 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能 (T-SPOT.TB) 5E301-0000-019-031	全血 6.0 注1	F-6 常温 (18~25℃)	ELISPOT 法	(-) 表1 参照	3 5	594 免疫	※1 ※2 ※3 *ア	
7026 5E301	曜日指定 予約検査 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能 (QFT プラス) 5E301-0000-019-023	全血 6.0 注1	FL 冷蔵	ELISA 法	(-) 表2 参照	3 5	594 免疫	*ア	

注1 他項目との重複しないよう単独検体で提出して下さい。

※1 診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。

※2 予約検査。休日の前日は受付できません。凍結不可・開封厳禁。

※3 依頼に際しては、「採血時間」をご記入下さい。T-SPOT.TB、QFT プラスの判定基準は下表をご参照下さい。

(表1) ● T-SPOT.TB の判定基準

判定基準
パネルA (ESAT-6)とパネルB (CFP-10)のスポット数 (+) : 両方又は一方が8以上 判定保留: 両方又は一方の最大値が5 ~ 7 (-) : 両方が4以下 判定不可: 陰性コントロールのスポット数が10を超える場合 陽性コントロールのスポット数が20未満の場合

○報告対象は判定、パネルA、パネルBとなります。

判 定: (+)、(-)、判定保留、判定不可

パネルA: スポット数(整数)

パネルB: スポット数(整数)

※判定保留、判定不可の場合には、再度、採血して再提出することを推奨いたします。

(表2) ● QFT プラスの判定基準

Nil値 (IU/mL)	TB1値 (IU/mL)	TB2値 (IU/mL)	Mitogen値 (IU/mL)	判定	解釈
8.0以下	0.35以上かつ Nil値の25%以上	不問	不問	(+)	結核感染を疑う
	不問	0.35以上かつ Nil値の25%以上			
	0.35未満、あるいは0.35以上かつ Nil値の25%未満		0.5以上	(-)	結核感染していない
8.0を超える	不問		0.5未満	判定不可	結核感染の有無に ついて判定できない

○報告対象は、判定、Nil値、

TB1値、TB2値、Mitogen値

となります。

判定: (+)、(-)、判定不可

Nil値: 測定値

TB1値: 測定値

TB2値: 測定値

Mitogen値: 測定値



# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 抗原検査

7388 5E021		尿 (初尿) 4.5~6.3	Ⅰ2 冷蔵					
7728 5E021	クラミジア・トラコマチス DNA 〔PCR〕	うがい液 4.5~6.3	Ⅰ2 冷蔵	リアルタイム PCR 法	(-)	2 ~ 4	193 微生物	※1
7380 5E021	5E021-0000-001-862 5E021-0000-079-862 5E021-0000-085-862	子宮頸部 擦過細胞	Ⅰ1 冷蔵					*イ
7389 6B610		尿 (初尿) 4.5~6.3	Ⅰ2 冷蔵					
7729 6B610	淋菌 DNA 〔PCR〕	うがい液 4.5~6.3	Ⅰ2 冷蔵	リアルタイム PCR 法	(-)	2 ~ 4	204 微生物	細菌培養同定と同時算定不可 ※2
7387 6B610	6B610-0000-001-862 6B610-0000-079-862 6B610-0000-085-862	子宮頸部 擦過細胞	Ⅰ1 冷蔵					*イ
7507 6B615		尿 (初尿) 4.5~6.3	Ⅰ2 冷蔵					
7732 6B615	淋菌/クラミジア・トラコマチス 同時測定 DNA 〔PCR〕	うがい液 4.5~6.3	Ⅰ2 冷蔵	リアルタイム PCR 法	(-)	2 ~ 4	270 微生物	※3 ※4
7504 6B615	6B615-0000-001-862 6B615-0000-079-862 6B615-0000-085-862	子宮頸部 擦過細胞	Ⅰ1 冷蔵					*イ

- ※ 1 クラミジア・トラコマチス核酸検出とクラミジア・トラコマチス抗原定性を併用した場合は、主なもののみ算定する。
- ※ 2 淋菌核酸検出、淋菌抗原定性又は細菌培養同定検査（淋菌感染を疑って実施するもの）を併せて実施した場合は、主なもののみ算定する。淋菌核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体（尿検体を含む。）によるものである。
- ※ 3 クラミジア・トラコマチス感染症若しくは淋菌感染症が疑われる患者又はクラミジア・トラコマチスと淋菌による重複感染が疑われる患者であって、臨床所見、問診又はその他の検査によっては感染因子の鑑別が困難なものに対して治療法選択のために実施した場合及びクラミジア・トラコマチスと淋菌の重複感染者に対して治療効果判定に実施した場合に算定できる。ただし、淋菌抗原定性、クラミジア・トラコマチス抗原定性、細菌培養同定検査（淋菌及びクラミジアによる感染を疑って実施するもの）、淋菌核酸検出又はクラミジア・トラコマチス核酸検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- ※ 4 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体（尿検体を含む。）によるものである。

# 免疫学的検査


項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
<b>抗原検査</b>								
7372 6B643	腔トリコモナス/ マイコプラズマジェニタリウム 同時測定 DNA (PCR)  6B643-0000-001-862 6B643-0000-085-862	尿 (初尿) 4.5~6.3  注1	Ⅰ2 冷蔵	リアルタイム PCR 法	(-)	2 ~ 4	350 微生	※1
7381 6B643		腔擦過物 及び 子宮頸部 擦過細胞  注1	Ⅰ1 冷蔵					

注1 他の検査と重複しないよう、単独検体で提出してください。

※ 尿検体の場合、最後の排尿から少なくとも1時間以上経過していることを確認してください。

※1 腔トリコモナス核酸及びマイコプラズマ・ジェニタリウム同時核酸検出は、リアルタイム PCR 法により、腔トリコモナス感染症を疑う患者であって、鏡検が陰性又は実施できないもの若しくはマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して治療法選択のために実施した場合及び腔トリコモナス感染症又はマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して治療効果判定のために実施した場合に、本区分の「10」HPV 核酸検出の所定点数を準用して算定する。

免疫学



# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 抗原検査

4909 5E068	糞便中ヘリコバクター・ ピロリ抗原定性 5E068-0000-015-023	糞便	✕ 冷蔵	EIA 法	(-)	3 5	142 免疫	※1 *ア
---------------	--	----	---------	-------	-----	--------	-----------	----------

## 尿素呼気試験

5723 6Z100	尿素呼気試験 (UBT) (コービット) 6Z100-0000-098-273	呼気 前・後 (各 1 個)	UB 常温	IR 法 (赤外分光分析)	2.5 未満 △%	3 5	70 微生物	服用前および服用 20 分 後の呼気をそれぞれ採取し、 ペアで提出して下さい。 ※1 *C
---------------	--	----------------------	----------	------------------	--------------	--------	-----------	---

### UB



### 検査当日の 注意事項

空腹時に実施する検査ですので、午前中の検査の場合は朝食をとらずにお越し下さい。午後には検査の場合は、昼食をとらずにお越し下さい。


#### ※呼気採取方法のポイント

- 1) 呼気採取バックを口にあて、(鼻から)息を吸って、5~10秒程度息を止めて下さい。
- 2) その後呼気採取バックにゆっくりと息を入れて下さい。(バックには肺の中の息を入れて下さい)
- 3) 息止めが苦しい場合は2~3回に分けて入れても大丈夫です。

※呼気を採取する前に、呼気バックに“施設名”、“患者名”などの所定の内容を記入し、“服用前”又は“服用後”のいずれかにチェックを入れて下さい。

※呼気の採取後に記入するとバックを傷つける恐れがあります。又、記入にはペン先の鋭利でないものをご利用下さい。

※呼気を採取したバックには必ずしっかりとキャップをして下さい。




※1 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取り扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取り扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。

### ✕

提出日の当日又は前日に、下記のように大便を採って、なるべく早く提出して下さい。



容器の白ラベルを途中まではがし、図のように広げて、氏名・日付等を記入し、元のとおり巻き付けて下さい。



便器(水ため部以外の場所)にトイレットペーパーを敷くなどし、その上に排便して下さい。



採便棒先端の溝すべりが便でうまるように、便の表面をこすり取って下さい。



採便棒を容器にもどして、根元までねじ込んで下さい。


# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## リウマトイド因子・RA関連検査

1057 5G160	リウマトイド 因子 (RF)	定性	血清 0.4	A1-1 冷蔵	LA 法	(-)	1 2	
1145 5G160		定量	血清 0.4	A1-1 冷蔵	LA 法	15 以下 IU/mL	1 2	30 免疫 ※1、※2
4750 5G167	抗 CCP 抗体定量 (抗シトルリン化ペプチド抗体)		血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	4.5 未満 U/mL	2 4	198 免疫 ※3、※4
4581 5G161	IgG 型リウマトイド因子 (IgG-RF)		血清 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法	2.0 未満	2 7	198 免疫 ※1、※4 *ア
4579 5G166	抗ガラクトース欠損 IgG 抗体 (CA・RF)		血清 0.3	A1 ↓ G-1 凍結	ECLIA 法	6.0 未満 AU/mL	4 8	114 免疫 ※1、※2、※4 *F
4116 3B503	MMP-3 (マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)		血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	M 35.2 ~ 123.8 F 16.1 ~ 56.8 ng/mL	2 4	116 免疫 ※1、※4
4448 5G635	モノクローナル RF 結合 免疫複合体 (mRF-IC)		血清 0.3	A1 ↓ G-1 凍結	EIA 法	4.2 未満 μg/mL	4 11	194 免疫 ※1、※4 *E

- ※1 リウマトイド因子定量、MMP-3、抗ガラクトース欠損 IgG 抗体、モノクローナル RF 結合免疫複合体、IgG 型リウマトイド因子のうち 3 項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの 2 つに限り算定する。
- ※2 抗ガラクトース欠損 IgG 抗体と RF 定量を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
- ※3 以下のいずれかの場合に算定できる。
  - (イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として 1 回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3 月に 1 回に限り算定できる。なお、当該検査を 2 回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
  - (ロ) (イ) とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者 1 人につき原則として 1 回に限り算定する。ただし、当該検査結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、3 月に 1 回に限り算定できる。なお、当該検査を 2 回以上算定するに当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
- ※4 抗シトルリン化ペプチド抗体、IgG 型リウマトイド因子、モノクローナル RF 結合免疫複合体、抗ガラクトース欠損 IgG 抗体及びマトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3) のうち 2 項目以上を併せて実施した場合、主たるもの 1 つに限り算定する。



# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 甲状腺関連自己抗体検査


5538 5G290	抗サイログロブリン抗体 (抗 Tg 抗体) 5G290-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	4.11 未満 IU/mL	2 ~ 4	140 免疫	
5541 5G285	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (抗 TPO 抗体) 5G285-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	5.61 未満 IU/mL	2 ~ 4	142 免疫	※1
5783 5G310	TSH レセプター抗体 (第3世代) 5G310-0000-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	3.10 未満 IU/L	2 ~ 4	220 免疫	同時算定不可
5294 5G360	TSAb [バイオアッセイ法] 5G360-000-023-905	血清 0.3	A1-1 冷蔵	バイオアッセイ法	110 未満 %	5 ~ 7	340 免疫	溶血血清は低値を示す場合があります。 *E

※1 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を抗甲状腺マイクロソーム抗体半定量と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

※2 報告対象の染色型

	HOMOGENEOUS	SPECKLED	NUCLEOLAR	PERIPHERAL
CENTROMERE	GRANULAR	細胞周期関連型	核膜型	CYTOPLASM

※CYTOPLASMにつきましては、(-)または(+)でのご報告となります。





# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 自己抗体検査

4969 5G010	抗核抗体半定量 (ANA) 5G010-0000-023-162	血清 0.3	A1-1 冷蔵	蛍光抗体法 (FA 法)	40 倍 未満 (-)	2 4	102 免疫	※2 *イ
4807 5G087	抗 RNA ポリメラーゼIII抗体 5G087-0000-023-023	血清 0.3	A1 ↓ G-1 凍結	ELISA 法	index 28 未満 判定 28 以上 50 未満 (-) 50 以上 (+)	4 5 7	170 免疫	※1、※2 *4
4627 5G090	抗セントロメア抗体 5G090-0000-023-023	血清 0.6	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	10.0 未満 U/mL	4 8	174 免疫	抗セントロメア抗体定量 ※3 *4
4075 5G020	抗 DNA 抗体定量 5G020-0000-023-002	血清 0.3	A1-1 冷蔵	RIA・硫酸法	6.0 以下 IU/mL	4 6	163 免疫	動物検体不可 乳ビ血清不可 *E
4366 5G026	抗 ss-DNA-IgG 抗体定量 5G026-0000-023-023	血清 0.3	A1-1 冷蔵	EIA 法	25 以下 AU/mL	4 7		*4
4368 5G036	抗 ds-DNA-IgG 抗体定量 5G036-0000-023-023	血清 0.3	A1-1 冷蔵	EIA 法	12 以下 IU/mL	4 7		*4
4367 5G028	抗 ss-DNA-IgM 抗体 5G028-0000-023-023	血清 0.3	A1-1 冷蔵	EIA 法	17 未満 U/mL	4 11		*4
4369 5G038	抗 ds-DNA-IgM 抗体 5G038-0000-023-023	血清 0.3	A1-1 冷蔵	EIA 法	6 未満 U/mL	4 11		*4
4689 5G066	抗 RNP 抗体定量 5G066-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	U/mL 10.0 未満 判定 10.0 以上 (-) (+)	3 5	144 免疫	

- ※ 1 びまん性型強皮症の確定診断を目的として行った場合に、1 回を限度として算定できる。
- ※ 2 びまん性型強皮症の確定診断の際、陽性と認められた患者に関し、腎クリーゼのリスクが高い者については治療方針の決定を目的として行った場合に、又、腎クリーゼ発症後の者については病勢の指標として測定した場合に、それぞれ 3 月に 1 回を限度として算定できる。
- ※ 3 原発性胆汁性肝硬変又は強皮症の診断又は治療方針の決定を目的に用いた場合のみ算定できる。


### 実施料について(自己抗体)

一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を2項目以上行った場合

1. 2項目  
自己抗体 320点
2. 3項目以上  
自己抗体 490点

# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
自己抗体検査								
4667 5G065	抗 Sm 抗体定量 5G065-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	U/mL 10.0 未満 10.0 以上	判定 (-) (+)	3 } 5	151 免疫
4661 5G076	抗 SS-A/Ro 抗体定量 5G076-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	U/mL 10.0 未満 10.0 以上	判定 (-) (+)	3 } 5	161 免疫
4664 5G077	抗 SS-B/La 抗体定量 5G077-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	U/mL 10.0 未満 10.0 以上	判定 (-) (+)	3 } 5	158 免疫
4692 5G085	抗 Scl-70 抗体定量 5G085-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	U/mL 10.0 未満 10.0 以上	判定 (-) (+)	3 } 5	157 免疫
4883 5G120	抗 Jo-1 抗体定量 5G120-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	10.0 未満 U/mL		3 } 5	140 免疫



# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 自己抗体検査

4240 5G385	抗アセチルコリンレセプター抗体 (抗 AChR 抗体) 5G385-0000-023-007	血清 0.3	A1-1 冷蔵	RIA 法	0.2 以下 (-) 0.3 ~ 0.5 (+-) 0.6 以上 (+) nmol/L	5 9	798 免疫	※1、※2 *4
7616 5G821	抗アクアポリン 4 抗体 5G821-0000-023-023	血清 0.4	A1 ↓ G-1 凍結	ELISA 法	3.0 未満 (-) U/mL	4 11	1000 免疫	※3 *4
4266 5G386	抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体 (抗 MuSK 抗体) 5G386-0000-023-007	血清 0.3	A1 ↓ G-1 凍結	RIA 法	0.02 未満 nmol/L	4 12	1000 免疫	※2、※4 *E
4711 5G504	抗カルジオリピン-β <sub>2</sub> - グリコプロテイン 1 複合体抗体 (抗 CL-β <sub>2</sub> GP 1 抗体) 5G504-0000-023-023	血清 0.3	A1-1 冷蔵	ELISA 法	3.5 未満 U/mL	4 8	223 免疫	同時算定不可 *E
4038 5G508	抗カルジオリピン抗体 IgG [EIA] 5G508-0000-023-023	血清 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法	12.3 以下 U/mL	5 8	226 免疫	*E
4039 5G510	抗カルジオリピン抗体 IgM [EIA] 5G510-0000-023-023	血清 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法	20.8 以下 U/mL	5 8	226 免疫	*E
2091 5G501	ループスアンチコアグラント (LA) 5G501-0000-022-311 5G502-0000-022-311	乏血小板 血漿 0.7	D-3 ↓ G-1 凍結 下記参照	希釈ラッセル蛇毒 試験 (DRVVT) 法	下表参照	2 4	273 免疫	抗リン脂質抗体症候群の診 断を目的として行った場合 に限って算定する。
2436 5G502		乏血小板 血漿 1.0	D-3 ↓ G-1 凍結 下記参照	リン脂質中和法	1.16 以下	4 7		

- ※1 重症筋無力症の診断又は診断後の経過観察の目的で行った場合に算定できる。
- ※2 抗アセチルコリンレセプター抗体 (抗 AChR 抗体) と抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
- ※3 視神経脊髄炎の診断 (治療効果判定を除く) を目的として測定した場合に算定できる。なお、当該検査の結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、視神経脊髄炎が強く疑われる患者に対して、疾患の診断を行う必要があり、当該検査を再度実施した場合においても算定できる。但し、この場合、前回の検査実施日及びその結果並びに検査を再度実施する医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- ※4 重症筋無力症の診断又は診断後の経過観察を目的として測定した場合に算定できる。抗アセチルコリンレセプター抗体 (抗 AChR 抗体) を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

### ループスアンチコアグラント (DRVVT法) 結果の判定


T1 / T2	判定
1.3以上	(+)
1.1以上 1.3未満	(+-)
1.1未満	(-)

本試薬は凝固カスケードをバイパスして、第X因子を直接活性化  
するラッセル蛇毒を用い凝固時間を測定する試薬1と試薬1に過  
剰なリン脂質を加えた試薬2の凝固時間を測定し、凝固時間の比  
を求めてLAを検出します。

試薬1 (蛇毒) の凝固時間 (T1)

試薬2 (蛇毒+リン脂質) の凝固時間 (T2)

**D-3**



血液を正確に 1.8mL 入れ転倒混和後、  
すみやかに室温にて 1,500G 以上 15 分  
間遠心後、上清の表面よりやや下の部  
分を 1.0mL 採取し、凍結保存にてご提  
出下さい。血小板の混入は測定結果に  
影響しますので注意して下さい。  
※遠心機回転数の計算式  
 $G = 1.118 \times 10^{-5} \times r \times n^2$   
r = ローター半径 (cm)  
n = 回転数 (rpm)  
※遠心機回転数については巻末「容器一覧参照」

**G-1**



血清又は血漿分離  
(必ず凍結保存)  
ポリ試験管使用

### 実施料について (自己抗体)

一回に採取した血液を用いて  
青色で表記されている検査を  
2項目以上行った場合

- 2項目  
自己抗体 320点
- 3項目以上  
自己抗体 490点


# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 自己抗体検査

4558 5G551	PR3-ANCA (C-ANCA、抗好中球細胞質) プロテイナーゼ 3 抗体 5G551-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	3.5 未満 U/mL	3 5	259 免疫	
4384 5G552	MPO-ANCA (P-ANCA、抗好中球細胞質) ミエロペルオキシダーゼ抗体 5G552-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	3.5 未満 U/mL	3 5	258 免疫	急性進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合において算定する。
4907 5G396	抗デスマグレイン 1 抗体 (抗 Dsg1 抗体) 5G396-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	20.0 未満 U/mL	3 5	300 免疫	※1
4908 5G397	抗デスマグレイン 3 抗体 (抗 Dsg3 抗体) 5G397-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	20.0 未満 U/mL	3 5	270 免疫	※2
4945 5G398	抗 BP180 抗体 (抗 BP180NC16a 抗体) 5G398-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	9.0 未満 U/mL	3 5	270 免疫	※3
4432 5G395	抗皮膚抗体 5G395-0000-023-162	血清 0.5	A1 ↓ G-1 凍結	IFA 法	10 倍 未満 (-) U/mL	6 12		上皮基底膜抗体・ 上皮細胞間質抗体 *5
4381 5G420	抗糸球体基底膜抗体 (抗 GBM 抗体) 5G420-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	3.0 未満 U/mL	3 5	262 免疫	抗糸球体基底膜抗体腎炎及びグッドパスチャー症候群の診断又は治療方針の決定を目的として行った場合に限り算定する
4544 5G440	精子不動化抗体 5G440-0000-023-186	血清 0.5	A1 ↓ G-1 凍結	不動化法	判定 : (-) 不動化値 : 1.40 以下 (SIV 値) SI <sub>50</sub> : 1.0 未満	4 8		*E
5717	ロイシンリッチα <sub>2</sub> グリコпротеイン (LRG) 5C245-0000-023-062	血清 0.5	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	16.0 未満 μg/mL	4 7	276 生化 I	※4 *E

- ※1 ア ELISA 法又は CLEIA 法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。  
イ 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と抗デスマグレイン 3 抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
- ※2 ア ELISA 法又は CLEIA 法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。  
イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と抗デスマグレイン 1 抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
- ※3 ELISA 法又は CLEIA 法により、水疱性類天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。
- ※4 診療報酬算定について  
ア LRG を潰瘍性大腸炎またはクローン病の病態把握を目的として測定する場合は、3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由および検査結果を診療録および診療報酬明細書の摘要欄に記載する。  
イ 潰瘍性大腸炎またはクローン病の病態把握を目的として、カルプロテクチン（糞便）または「[D313] 大腸内視鏡検査」を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。



# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 肝・胃関連自己抗体検査

4115 5G555	抗 LKM1 抗体 5G555-0000-023-023	血清 0.3	A1-1 冷蔵	ELISA 法	index 17 未満 17 ~ 49 50 以上	判定 (-) (+-) (+)	5 11	215 免疫	※1 *4
4125 5G175	抗ミトコンドリア抗体 (AMA) 5G175-0000-023-162	血清 0.2	A1-1 冷蔵	FA 法	20 倍 未満		2 4	181 免疫	*イ
4399 5G176	抗ミトコンドリア M2 抗体 (AMA-M2) 5G176-0000-023-052	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	7.0 未満	Index値	3 5	189 免疫	
4126 5G180	抗平滑筋抗体 5G180-0000-023-162	血清 0.2	A1-1 冷蔵	FA 法	40 倍 未満		2 4		*イ
4297 5G185	抗胃壁細胞抗体 5G185-0000-023-162	血清 0.2	A1-1 冷蔵	FA 法	(-)		2 4		*イ

## 糖尿病関連自己抗体検査

5431 5G360	インスリン抗体 5G360-000-023-007	血清 0.5	A1-1 冷蔵	RIA 法	濃度 0.4 未満		5 10	110 免疫	動物検体不可 *E
5376 5G340	抗 GAD 抗体 (抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体) 5G340-0000-023-021	血清 0.2	A1-1 冷蔵	ELISA 法	5.0 未満		2 4	134 生化II	すでに糖尿病の診断が確定した患者に対して1型糖尿病の診断に用いた場合又は自己免疫介在性脳炎・脳症の診断に用いた場合に算定できる。 *ア
5945 5G342	抗 IA-2 抗体 5G342-0000-023-021	血清 0.6	A1-1 冷蔵	RIA 法	0.6 未満		5 12	213 生化II	※2 *4

※ 1 ウイルス肝炎、アルコール性肝障害及び薬剤性肝障害のいずれでもないことが確認され、且つ、抗核抗体陰性の自己免疫性肝炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に抗核抗体陰性である旨を記載すること。

※ 2 すでに糖尿病の診断が確定し、抗 GAD 抗体（抗グルタミン酸カルボキシラーゼ抗体）の結果、陰性が確認された患者に対し、1 型糖尿病の診断に用いた場合に算定する。算定に当たっては、抗 GAD 抗体の結果、陰性が確認された年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

### 実施料について(自己抗体)

一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を2項目以上行った場合

- 2項目  
自己抗体 320点
- 3項目以上  
自己抗体 490点

# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----




## 免疫グロブリン

4015 5A010	IgG 5A010-0000-023-061	血清 0.4	A1-1 冷蔵	TIA 法	870 ~ 1700 mg/dL	2 4	38 免疫	
4999 5A056	IgG2 5A056-0000-023-061	血清 0.4	A1-1 冷蔵	免疫比濁法	239 ~ 838 mg/dL	4 8	239 免疫	*1
4298 5A058	IgG4/LA 5A058-0000-023-062	血清 0.4	A1-1 冷蔵	LA 法	11 ~ 121 mg/dL	2 4	377 免疫	
4016 5A015	IgA 5A015-0000-023-061	血清 0.4	A1-1 冷蔵	TIA 法	110 ~ 410 mg/dL	2 4	38 免疫	
4017 5A020	IgM 5A020-0000-023-061	血清 0.4	A1-1 冷蔵	TIA 法	35 ~ 220 mg/dL	2 4	38 免疫	

## 補体関連物質

4021 5B023	C <sub>3</sub> (β <sub>1</sub> C/β <sub>1</sub> A グロブリン) 5B023-0000-023-061	血清 0.4	A1-1 冷蔵	TIA 法	65 ~ 135 mg/dL	2 4	70 免疫	
4022 5B024	C <sub>4</sub> (β <sub>1</sub> E グロブリン) 5B024-0000-023-061	血清 0.4	A1-1 冷蔵	TIA 法	13 ~ 35 mg/dL	2 4	70 免疫	
4025 5B040	C1q 5B040-0000-023-063	血清 0.4	A1 ↓ G-1 凍結	ネフエロメトリー法	8.8 ~ 15.3 mg/dL	4 11		*4
4031 5B010	血清補体価 (CH <sub>50</sub> ) 5B010-0000-023-142	血清 0.4	A1 ↓ G-1 凍結	Mayer 変法	30.0 ~ 46.0 CH <sub>50</sub> /mL	2 4	38 免疫	

※ 1 原発性免疫不全等を疑う場合に算定する。

	<p><b>A1-1</b> 血清分離 冷蔵保存</p> <p><b>A1-3</b> 採血後血清分離まで (必ず保温) 血清分離 冷蔵保存</p>		<p><b>C-3</b> 蓄尿又は部分尿 必要量提出、冷蔵保存 (尿量記載の必要なし)</p>		<p><b>G-1</b> 血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用</p>
---	--	---	--	---	---

# 免疫学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 血漿蛋白免疫学的検査

1056 5C070	C 反応性 蛋白 (CRP)	定性	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集比濁法	(-)	1 2	16 免疫	
1158 5C070		定量	血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集比濁法	0.30 以下 mg/dL	1 2	16 免疫	
1719 5C080	血清アミロイド A 蛋白 (SAA)		血清 0.4	A1-1 冷蔵	ラテックス凝集比濁法	3.0 以下 mg/L	2 4	47 免疫	
4127 5A160	クリオグロブリン定性		血清 0.5	A1-3 冷蔵	寒冷沈殿法	(-)	4 6	42 免疫	血清分離まで保温 *イ
4023 5C060	トランスフェリン (T f)		血清 0.4	A1-1 冷蔵	TIA 法	M 190 ~ 300 F 200 ~ 340 mg/dL	2 4	60 免疫	
4575 5A141	遊離 L 鎖 K / λ 比 (FLC)		血清 0.4	A1-1 冷蔵	LA 法	κ 鎖 3.3 ~ 19.4 λ 鎖 5.7 ~ 26.3 mg/L κ / λ 比 0.26 ~ 1.65	5 7	388 免疫	*1
1697 5A135	免疫電気泳動 (抗ヒト全血清による定性)		血清 0.5	A1-1 冷蔵	免疫電気泳動法	検出せず	5 10	170 免疫	病歴を必ず記載 動物検体不可 ※2、※3、※4
1691 5A135	免疫電気泳動 (免疫固定法による M 蛋白同定)		血清 0.3	A1-1 冷蔵	免疫固定電気泳動法	検出せず	4 8	218 免疫	*1
1692 5A145	尿中免疫電気泳動 (免疫固定法によるペンス・ジョーンズ蛋白 (BJP) 同定)		尿 5.0	C-3 冷蔵	免疫固定電気泳動法	検出せず	4 8	201 免疫	病歴を必ず記載 動物検体不可 ※4 *1
2225 5C020	α <sub>1</sub> - アンチトリプシン		血清 0.4	A1-1 冷蔵	ネフェロメトリー法	94 ~ 150 mg/dL	4 8	80 血液	*1


- ※ 1 免疫グロブリン L 鎖 κ / λ 比と免疫電気泳動法 (抗ヒト全血清による定性) 又は免疫電気泳動法 (免疫固定法による M 蛋白同定) を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- ※ 2 免疫電気泳動法 (抗ヒト全血清による定性) 及び免疫電気泳動法 (免疫固定法による M 蛋白同定) については、同一検体につき一回に限り算定する。
- ※ 3 同一検体について免疫電気泳動法 (抗ヒト全血清による定性) 及び免疫電気泳動法 (免疫固定法による M 蛋白同定) を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。
- ※ 4 泳動後の判読のため、年齢・性別・臨床診断名あるいは臨床症状・その他参考データ等を明記してください。ペンス・ジョーンズ蛋白同定には早朝尿が望ましいです。検査結果は「検出せず」もしくは「M 蛋白を検出」の場合、その M 蛋白の種類も併せて報告いたします。

# 免疫学的検査

淋菌/クラミジア・トラコモナスDNA〔PCR〕の検体採取方法と保存方法

## 子宮頸管擦過細胞


使用容器： **E1**



### 子宮頸部の粘液除去


スワブ検体採取セット付属の粘液除去用ドライスワブで子宮頸管とその周辺の過剰な粘液を充分拭い取ります。

**注意** 粘液を拭ったスワブは廃棄します。




### 子宮頸部検体の採取

付属されている検体採取用フロックスワブを子宮頸管内に挿入します。同じ方向にそっと5回スワブを回します。(回し過ぎないでください。)スワブを引き抜く際は膣の粘膜に触れないように注意して下さい。



### 子宮頸部検体の保存

専用容器のキャップを開けます。採取したフロックスワブを専用容器に入れ、柄に付けられた黒い線を容器の縁に合わせます。



専用容器の縁を利用して、キャップで黒い線をはさむようにして折ります。専用容器のキャップをしっかりと閉めます。

**注意** 手元に残った折られた柄は廃棄して下さい。スワブの柄を折る際は絶対にはさみを使用しないで下さい。




### 検体採取上の注意

- スワブ検体採取セット付属の検体採取スワブ以外は使用しないで下さい。
- 検体に大量の血液が混入した場合は正しい結果が得られない事があります。
- 粘液を十分除いてから検体を採取して下さい。
- 専用容器には検体を採取したスワブのみ入れて下さい。スワブを保存した専用容器は2~30℃で12ヶ月安定です。

### 一般的な注意

- 子宮頸管検体を採取する前にスワブを専用容器に浸さないで下さい。
- 専用容器の液体の飛散に十分ご注意下さい。
- 検体を採取したスワブは速やかに専用容器に入れて下さい。
- 専用容器は絶対に凍結させないで下さい。

## フロックスワブを上手に折る方法



\*折り目線の辺りが汚染されてキャップで押さえることが困難な場合には折り目線を出るだけ固定し鋭角に曲げると折りやすくなります。



### 尿


使用容器： **E2**




#### 尿検体の採取

滅菌済み容器に初尿を採取します。滅菌済みスポイトを用いて、初尿を専用容器に移します。

**注意** 初尿は採取後2～30℃で24時間以内に専用容器に移して下さい。




専用容器に記載されている2つのラインの間に収まるように初尿を加えて下さい。



#### 尿検体の保存

専用容器の蓋をしっかりと閉めて下さい。



専用容器を5回転倒混和させて下さい。

#### 検体採取上の注意

- 初尿は専用容器に記載されている 2つのラインの間に収まるように加えて下さい。
- 検体に大量の血液が混入した場合は正しい結果が得られないことがあります。
- 初尿は2～30℃で24時間以内に専用容器に移して下さい。
- 尿検体を保存した専用容器は2～30℃で12ヶ月安定です。

#### 一般的な注意


- 女性の尿を採取する前は消毒しないで下さい。
- 月経中の患者からは尿検体を採取しないで下さい。
- 最後の排尿から少なくとも1時間以上経過していることを確認して下さい。
- 専用容器の液体の飛散に十分ご注意下さい。
- 専用容器は絶対に凍結させないで下さい。

# 免疫学的検査

淋菌/クラミジア・トラコマチスDNA〔PCR〕の検体採取方法と保存方法

## うがい液


使用容器： **E2**



### うがいの仕方

生理食塩水(日局方など)をコップに15~20m L入れて下さい。生理食塩水15~20m Lを口に含み、顔を上に向けて10~20秒間、勢いよく"ガラガラ"とうがいを行います。


**注意** 口に含んで吐き出した液とうがい用容器に残した液を合わせて"うがい液"とします。



### 検体輸送液への懸濁

"うがい液" 全量とうがい用容器に回収し、スポイトで専用容器(尿・うがい用)に必要量添加します。

**注意** "うがい液"は専用容器に記載されている2つのラインの間に収まるように加えて下さい。



### 検体容器の保管

専用容器の蓋をしっかりと閉めて下さい。  
専用容器を5回転倒混和させて下さい。

### 検体採取上の注意

- うがい液は専用容器に記載されている 2つのラインの間に収まるように加えて下さい。
- 検体に大量の血液が混入した場合は正しい結果が得られない事があります。  
うがい液検体を保存した専用容器は2~30℃で12ヶ月安定です。  
うがい液を専用容器に入れない場合は2~8℃で輸送して下さい。採取から10日以内に専用容器に入れて下さい。

### 一般的な注意

- 検体採取前の食事・うがい・歯磨き・ガムを噛むことなどは避けて下さい。
- 専用容器の液体の飛散に十分ご注意下さい。
- 専用容器は絶対に凍結させないで下さい。

# アレルギー

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
4019 5A090	IgE 5A090-0000-023-023	血清 0.4	A1-1 冷蔵	FEIA 法	1歳未満 20 以下 1～3歳 30 以下 4～6歳 110 以下 7歳以上 170 以下 IU/mL	2 4	100 免疫	
( ) 5A100	IgE シングルアレルゲン	血清 0.4 ※1	A1-1 冷蔵	FEIA 法	0.35 未満 U <sub>A</sub> /mL	2 4	各110 免疫	※2 判定基準は表1、2 参照 アレルゲン種類 77頁参照
( ) 5A100	IgE マルチアレルゲン	血清 0.4 ※1	A1-1 冷蔵	FEIA 法	0.35 未満 U <sub>A</sub> /mL	2 4	各110 免疫	※2 判定基準は表1参照 アレルゲン種類 78頁参照
3921 5A100	View アレルギー 39 5A100-2808-023-023	血清 1.0	A1-1 冷蔵	FEIA 法	0.27 未満 index値	2 4	1430 免疫	判定基準は表3参照 Viewアレルギー 39に 含まれるアレルゲン種類 78頁参照
4483 5A100	アトピー鑑別試験 5A100-2820-023-023	血清 0.4	A1-1 冷蔵	FEIA 法	(-)	2 4	194 免疫	アトピー鑑別に含まれる アレルゲン種類 78頁参照
4943 5J228	TARC (Th2 ケモカイン) 5J228-0000-023-052	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	小児(6～12ヶ月) : 1367 未満 小児(1～2歳) : 998 未満 小児(2歳以上) : 743 未満 成人 : 450 未満 pg/mL	2 5	184 免疫	※3 重症度判定の目安は表4 参照

※1 アレルゲン検査において、多項目を同時に依頼の場合、下記算出式に基づいた必要量をおよその目安としてご提出下さい。

$$\text{アレルゲン必要量算出式} = [0.3 + (0.1 \times \text{依頼項目数})] \text{ mL}$$

※2 特異的 IgE 1430 点を限度として算定する。

※3 アトピー性皮膚炎の重症度評価の補助を目的として、血清中の TARC 量を測定する場合は、月 1 回を限度として算定できる。

COVID-19 と診断された患者（呼吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く。）の重症化リスクの判定補助を目的として、血清中の TARC 量を測定する場合は、一連の治療につき 1 回を限度として算定できる。

(表1) IgE シングルアレルゲン・マルチアレルゲン 判定基準

U <sub>A</sub> /mL	0.35 未満	0.35～0.69	0.70～3.49	3.50～17.49	17.50～49.99	50.00～99.99	100 以上
クラス	0	1	2	3	4	5	6
判定	陰性	疑陽性	陽性				

U<sub>A</sub>/mL : WHO の標準品 (U/mL) 検定。A はアレルゲン特異性を意味する。

(表3) View アレルギー 39 判定基準

index 値	0.27 未満	0.27 以上 ～0.50 未満	0.50 以上 ～1.80 未満	1.80 以上 ～7.05 未満	7.05 以上 ～17.35 未満	17.35 以上 ～29.31 未満	29.31 以上
クラス	0	1	2	3	4	5	6
判定	陰性	疑陽性	陽性				


(表2) Ara h 2 (ピーナッツ由来) 判定基準

U <sub>A</sub> /mL	0.35 未満	0.35～3.99	4.00 以上
判定	陰性	疑陽性	陽性

Ara h 2 (ピーナッツ由来) は、他の IgE シングルアレルゲンと異なり、判定基準にクラス設定はありません。判定フローは 78 頁参照 (IgE シングルアレルゲン ピーナッツ陽性者が対象となります)

(表4) アトピー性皮膚炎の重症度判定の目安

	TARC 測定値	アトピー性皮膚炎の重症度の目安
成人	700 pg/mL 未満	軽症
	700 pg/mL 以上	中等症以上
小児 (2歳以上)	760 pg/mL 未満	軽症
	760 pg/mL 以上	中等症以上



アレルギー

# アレルギー

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## IgE特異的アレルギー(疾患別セット)

1474 5A100	13 アレルギー セット	鼻炎・喘息・結膜炎	血清各 1.4 ※1	A1-1 冷蔵	FEIA 法	表1参照	2 ~ 4	1430 免疫	アレルギー種類 表4参照
1475 5A100		小児アレルギー							
1476 5A100		アトピー性皮膚炎 (成人)							
1477 5A100		食物アレルギー							
1478 5A100		花粉症							
1493 5A100		成人食物アレルギー							
1466 5A100	10 アレルギー セット	鼻炎・喘息・結膜炎	血清各 1.0 ※1	A1-1 冷蔵	FEIA 法	表1参照	2 ~ 4	1100 免疫	アレルギー種類 表4参照
1467 5A100		小児アレルギー							
1468 5A100		アトピー性皮膚炎 (成人)							
1469 5A100		食物アレルギー							
1470 5A100		花粉症							

※1 検体量が記載量に満たない場合、全アレルギーの検査ができないことがあります。

(表4) IgE 特異的アレルギー (疾患別セット) の対象アレルギー一覧

セット名称	鼻炎・喘息・結膜炎	小児アレルギー	アトピー性皮膚炎(成人)	食物アレルギー	花粉症	成人食物アレルギー	
セット構成 アレルギー一覧	ハウスダスト 1 ヤケヒョウヒダニ スギ ヒノキ ハンノキ (属) ガ フタクサ カモガヤ 動物上皮 ※1 カビ ※1	ヤケヒョウヒダニ スギ 動物上皮 ※1 卵白 ミルク 小麦 (食餌) ソバ ピーナッツ エビ カニ	ハウスダスト 1 ヤケヒョウヒダニ スギ ガ 小麦 (食餌) ピーナッツ エビ ソバ 動物上皮 ※1 カビ ※1, ※2	卵白 オボムコイド ミルク 小麦 (食餌) ソバ ピーナッツ エビ カニ イクラ 大豆	スギ ヒノキ ハンノキ (属) シラカンバ (属) コナラ (属) カモガヤ ギョウギシバ フタクサ ヨモギ カナムグラ	小麦 (食餌) ω-5 グリアジン エビ カニ サバ アニサキス ソバ キウイ Gly m 4 ハンノキ (属)	スギ カモガヤ ヤケヒョウヒダニ

※1 マルチアレルギーを使用  
※2 13セットでは対象外です。

疾患と年齢の組み合わせにより推奨する IgE 特異的アレルギー疾患別セット

年齢	年齢幼児 (0歳~就学前)	学童 (小学~中学)	成人
鼻炎・結膜炎	鼻炎・喘息・結膜炎 10, 13 セット		
気管支喘息	小児アレルギー 10, 13 セット		
アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎(成人) 10, 13 セット		
食物アレルギー	食物アレルギー 10, 13 セット		成人食物アレルギー 13 セット
花粉症	花粉症 10, 13 セット		

# IgE アレルゲン一覧表

## ● シングルアレルゲン

NO.	略号コード	アレルゲン名	NO.	略号コード	アレルゲン名	NO.	略号コード	アレルゲン名	NO.	略号コード	アレルゲン名
House dust(室内塵)			Occupational(職業性)			Foods(食餌性アレルゲン)			Foods(食餌性アレルゲン)		
4080	h1	ハウスダスト 1	4507	k72	オオパコ種子	4132	f1	卵白	4197	f87	メロン
4081	h2	ハウスダスト 2	4508	k75	イソシアネート TDI	4133	f2	ミルク	4198	f88	羊肉
Mites(ダニ)			4509	k76	イソシアネート MDI	4077	f3	タラ	4199	f89	マスタード
4078	d1	ヤケヒョウヒダニ	4510	k77	イソシアネート HDI	4287	f4	小麦	4200	f90	麦芽
4079	d2	コナヒョウヒダニ	4511	k78	エチレンオキサイド	4087	f5	ライ麦	4201	f91	マンゴ
4202	d70	アシプトコナダニ	4512	k79	無水フタル酸	4100	f6	大麦	4502	f92	バナナ
4203	d71	サヤアシニクダニ	4638	k80	ホルマリン	4101	f7	オート麦	4503	f93	カカオ
4204	d72	ケナガコナダニ	4635	k82	ラテックス	4392	f8	トウモロコシ	4504	f94	洋ナシ
Epithelia(動物上皮)			4655	k220	Hev b 6.02	4284	f9	米	4505	f95	モモ
4085	e1	ネコ皮膚	Trees(樹木花粉)			4386	f10	ゴマ	4506	f96	アボカド
4215	e3	ウマ皮膚	4250	t1	カエデ(属)	4292	f11	ソバ	4646	f97	ヤマイモ
4216	e4	ウシ皮膚	4316	t2	ハンノキ(属)	4102	f12	エンドウ	4651	f202	カシューナッツ
4217	e5	イヌ皮膚	4096	t3	シラカンバ(属)	4319	f13	ピーナッツ	4641	f207	アサリ
4218	e6	モルモット上皮	4256	t5	ブナ(属)	4249	f14	大豆	4631	f209	グレープフルーツ
4220	e70	ガチョウ羽毛	4257	t6	ビャクシン(属)	4113	f15	インゲン	4632	f214	ホウレンソウ
4227	e77	セキセイインコのふん	4269	t7	コナラ(属)	4120	f17	ハシバミ	4633	f225	カボチャ
4228	e78	セキセイインコの羽毛	4270	t8	ニレ(属)	4121	f18	ブラジルナッツ	4224	f233	オボムコイド
4230	e80	ヤギ上皮	4271	t9	オリーブ	4123	f20	アーモンド	4634	f254	カレイ
4231	e81	羊上皮	4272	t10	クルミ(属)	4374	f23	カニ	4644	f256	クルミ
4232	e82	家兎上皮	4274	t12	ヤナギ(属)	4371	f24	エビ	4642	f290	カキ(貝)
4233	e83	豚上皮	4310	t16	マツ(属)	4377	f25	トマト	4645	f329	スイカ
4234	e84	ハムスター上皮	4134	t17	スギ	4301	f26	豚肉	4643	f338	ホタテ
4235	e85	ニワトリ羽毛	4285	t19	アカシア(属)	4395	f27	牛肉	4639	f349	イクラ
4244	e86	アヒル羽毛	4517	t24	ヒノキ	4389	f31	ニンジン	4640	f350	タラコ
4247	e87	ラット	4288	t70	クワ(属)	4401	f33	オレンジ	4654	f353	Gly m 4
4248	e88	マウス	Weeds(雑草花粉)			4398	f35	ジャガイモ	4650	f416	ω-5 グリアジン
			4136	w1	ブタクサ	4144	f36	ココナッツ	4653	f423	Ara h 2
			4289	w2	ブタクサモドキ	4148	f37	ムラサキイガイ	4656	f441	Jug r 1
			4095	w3	オオブタクサ	4325	f40	マグロ	4657	f443	Ana o 3
			4294	w5	ニガヨモギ	4307	f41	サケ	Drugs(薬物)		
			4094	w6	ヨモギ	4167	f44	イチゴ	4513	c73	ヒトインスリン
			4295	w7	フランスギク	4168	f45	ビール酵母	4221	c74	ゼラチン
			4302	w8	タンポポ(属)	4383	f47	ニンニク	Other(その他)		
			4303	w9	ヘラオオパコ	4380	f48	タマネギ	4637	o1	綿
			4305	w10	シロザ	4169	f49	リンゴ			
			4313	w12	アキノキリンソウ	4516	f50	サバ			
			4314	w18	ヒメスイバ	4518	f51	タケノコ			
			4317	w20	イラクサ(属)	4519	f54	サツマイモ			
			4528	w22	カナムグラ	4520	f55	キビ			
			Grasses(イネ科植物花粉)			4521	f56	アワ			
			4090	g1	ハルガヤ	4523	f58	イカ			
			4091	g2	ギョウギシバ	4524	f59	タコ			
			4130	g3	カモガヤ	4515	f60	アジ			
			4318	g4	ヒロハウシノケグサ	4525	f61	イワシ			
			4320	g5	ホソムギ	4304	f75	卵黄			
			4093	g6	オオアワガエリ	4171	f76	α-ラクトアルブミン			
			4321	g7	アシ	4172	f77	β-ラクトグロブリン			
			4092	g8	ナガハグサ	4190	f78	カゼイン			
			4323	g9	コヌカグサ(属)	4191	f79	グルテン			
			4324	g10	セイバンモロコシ	4192	f80	ロブスター			
			4341	g15	小麦(属)	4193	f81	チーズ			
			4342	g16	オオスズメノテッポウ	4501	f82	モールドチーズ			
			4346	g17	スズメノヒエ	4322	f83	鶏肉			
						4194	f84	キウイ			
						4195	f85	セロリ			
						4196	f86	パセリ			

# IgE アレルゲン一覧表

## ● マルチアレルゲン

NO.	略号	項目名	内容
4020	g × 5	イネ科花粉	主なイネ科植物の花粉5種混合 ハルガヤ(g1)、ギョウギンバ(g2)、カモガヤ(g3)、オオアワガエリ(g6)、アシ(g7)
4029	w × 5	雑草花粉	主なキク科植物の花粉5種混合 フタクサ(w1)、ヨモギ(w6)、フランスギク(w7)、タンポポ属(w8)、アキノキリンソウ(w12)
4067	e × 2	動物上皮	強力なアレルゲンといわれる動物のフケ5種混合 ネコ皮膚(e1)、イヌ皮膚(e5)、モルモット上皮(e6)、ラット(e87)、マウス(e88)
4070	m × 2	カビ	日常生活での区別が困難で交差性も少ないとされるカビ6種混合 ペニシウム(m1)、クラドスポリウム(m2)、アスペルギルス(m3)、カンジダ(m5)、アルテルナリア(m6)、ヘルミントスポリウム(m8)
4064	f × 5	食物	幼児の代表的食物アレルゲン5種混合 卵白(f1)、ミルク(f2)、小麦(f4)、ピーナッツ(f13)、大豆(f14)
4065	f × 6	穀物	三大アレルゲン(卵白、ミルク、大豆)に次いで注目されている穀物5種混合 小麦(f4)、トウモロコシ(f8)、米(f9)、ゴマ(f10)、ソバ(f11)


## ● アトピー鑑別試験

含まれるアレルゲン
ヤケヒョウヒダニ
コナヒョウヒダニ
ネコの皮膚
イヌの皮膚
ギョウギンバ
カモガヤ
フタクサ
ヨモギ
シラカンバ(属)
スギ
カンジダ
アルテルナリア

## ● View アレルギー 39 に含まれるアレルゲン 一覧

アレルギー	アレルゲン	アレルゲン
室内塵	ハウスダスト1	エビ
ダニ	ヤケヒョウヒダニ	カニ
樹木花粉	スギ	ミルク
	ヒノキ	卵白
	ハンノキ(属)	オボムコイド
	シラカンバ(属)	ピーナッツ
イネ科花粉	カモガヤ	小麦
	オオアワガエリ	米
雑草花粉	フタクサ	大豆
	ヨモギ	ソバ
動物上皮	ネコ皮膚	ゴマ
	イヌ皮膚	サバ
真菌<カビ>	カンジダ	マグロ
	アスペルギルス	サケ
	アルテルナリア	牛肉
	マラセチア(属)	鶏肉
		豚肉
昆虫	ガ	キウイ
	ゴキブリ	リンゴ
職業性	ラテックス	バナナ

## ● ピーナッツアレルギー判定フロー (目安)




実際の診断には血液検査の結果だけでなく、詳細な問診を実施し総合的に評価します。

※ピーナッツアレルギーでも f423 Ara h 2 陰性となる場合があります。患者さんの状況に応じて経口負荷試験を考慮します。

サーモフィッシャーダイアグノスティックス社資料より引用

## ● カシューナッツアレルギー判定フロー (目安)




※大多数は摂取可能ですが、まれに症状を誘発するケースもあります。患者さんの状況に応じて経口負荷試験を考慮します。

Thermo Scientific™ イムノキャップ™ 特異的 IgE および Thermo Scientific™ イムノキャップ™ アレルゲンコンポーネントによる検査値からの目安です。

サーモフィッシャーダイアグノスティックス社資料より引用

## ● クルミアレルギー判定フロー (目安)



※大多数は摂取可能ですが、まれに症状を誘発するケースもあります。患者さんの状況に応じて経口負荷試験を考慮します。

※実際の診断には血液検査の結果だけでなく、詳細な問診を実施し総合的に評価します。Thermo Scientific™ イムノキャップ™ 特異的 IgE および Thermo Scientific™ イムノキャップ™ アレルゲンコンポーネントによる検査値からの目安です。

サーモフィッシャーダイアグノスティックス社資料より引用

# 免疫学的検査（ウイルス）

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所 要 日 数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	------------------	------------	--------

## B型肝炎ウイルス関連検査

4003 5F016	HBs 抗原定性 5F016-1411-023-116	血清 0.4	A1-1 冷蔵	RPHA 法	(-)	2 4	29 免疫	注1
4004 5F016	HBs 抗体定性 5F016-1491-023-103	血清 0.2	A1-1 冷蔵	PHA 法	(-)	2 4	32 免疫	
4035 5F016	HBs 抗体半定量 5F016-1493-023-103	血清 0.2	A1-1 冷蔵	PHA 法	8 倍 未満	2 4	32 免疫	
4001 5F016	HBs 抗原 5F016-1413-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	0.05 未満 (-) IU/mL	1 2	88 免疫	注1 ※1
4002 5F016	HBs 抗体 5F016-1430-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	10.0 未満 (-) mIU/mL	1 2	88 免疫	10.0mIU/mLはHBVワクチンの再接種基準のためのカットオフ値です(最小防御抗体価)。 ※1
4006 5F019	HBe 抗原 5F019-1410-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	S/CO 値 1.00 未満 (-) 1.00 以上 (+)	1 2	101 免疫	
4007 5F019	HBe 抗体 5F019-1430-023-051	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLIA 法	Inhibition% 50.0 未満 (-) 50.0 以上 (+)	1 2	101 免疫	
4005 5F018	HBc 抗体 5F018-1430-023-051	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLIA 法	S/CO 値 1.00 未満 (-) 1.00 以上 (+)	1 2	133 免疫	※1
4236 5F018	HBc-IgM 抗体 5F018-1432-023-051	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CLIA 法	S/CO 値 1.00 未満 (-) 1.00 以上 (+)	1 2	146 免疫	同時算定不可


注1 【HBV 感染の診断】 B型肝炎ウイルス（HBV）感染の診断は、他の免疫測定法等と同じく、本製品による陽性又は陰性の検査結果のみにより行わず、HBc 抗体測定、HBV-DNA 定量検査等、他の検査結果及び臨床経過を考慮して総合的に判断して下さい。特に下記の場合は使用方法にご留意下さい。

- 健康診断時のスクリーニング検査  
できるだけ検出感度の高い EIA 法/化学発光法などを用いた検出試薬を使用し、イムノクロマト法や凝集法で検出感度の低い検出試薬の使用にあたっては、十分にご留意下さい。
- 緊急検査  
緊急対応として実施される迅速・簡便な検出試薬において陰性と判定された場合でも、必要に応じてさらに検出感度の高い検出試薬で再検査をすることをお勧めします。
- B型肝炎と診断された患者の経過観察検査  
EIA 法/化学発光法、凝集法、イムノクロマト法等いずれの方法を用いた検出試薬でも使用できますが、陰性化した場合はより検出感度の高い方法で確認することをお勧めします。

(注) HBV 感染直後はウイルス量が極めて少なく、どのような高感度の検出試薬を用いてもウイルスを確認できません。この時期は「ウインドウ（空白）期間」と呼ばれており、ウインドウ期間に採取された血液では、HBs 抗原は必ず検出されるとは限りません。

【性能】 RPHA 法 最小検出感度 5.0IU/mL CLIA 法感度 0.05 IU/mL 以下

※1 免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者に対して、B型肝炎の再活性化を考慮し、当該治療開始前に「3」の HBs 抗原、HBs 抗体及び「6」の HBc 抗体半定量・定量を同時に測定した場合は、患者 1 人につきそれぞれ 1 回に限り算定できる。



実施料について（肝炎）	
一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を3項目以上行った場合	
1.	3項目 肝炎 290点
2.	4項目 肝炎 360点
3.	5項目以上の場合 肝炎 425点

# 免疫学的検査（ウイルス）

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## B型肝炎ウイルス関連検査

4740 5F015	HBV-DNA 定量 (リアルタイム PCR 法) 5F015-1441-023-862	全血 5.0 注1	カ 凍結 下記参照	リアルタイム PCR 法	表1 参照 Log IU/mL	3 } 5	263 微生物	※5 *ア
4183 5F018	B型肝炎ウイルスコア 関連抗原 (HBcrAg) 5F018-1410-023-052	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	3.0 未満 Log U/mL	4 } 12	259 免疫	※1 *E
4729 5F015	HBV ゲノタイプ (判定) 5F015-1405-023-023	血清 0.5	A1-1 冷蔵	EIA 法	型	4 } 11	340 免疫	注2 ※2 *E
4925 5F037	HBV プレコア変異及び コアプロモーター変異遺伝子同定検査 (HBV-DNA PC・CP) 5F037-0000-023-865	全血 2.0 注1	カ 凍結 下記参照	PCR ミニシーケンス法 /特異プローブ法	(-) ※3	4 } 9	450 微生物	※3 ※4 *1

## A型肝炎ウイルス関連検査

4485 5F350	HA-IgG 抗体 5F350-1431-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	S/CO 値 1.00 未満 1.00 以上 判定 (-) (+)	1 } 2	146 免疫	同時算定不可
4097 5F350	HA-IgM 抗体 5F350-1432-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	S/CO 値 0.80 未満 0.80 ~ 1.20 1.21 以上 判定 (-) (±) (+)	1 } 2	146 免疫	

注1 他の検査と重複しないよう、単独検体で提出して下さい。

注2 報告形式：A、B、C、Dまたは「検出されず」HBs抗原量が少なく、型判定が不可能な場合に「検出されず」とご報告いたします。国内ではまれな遺伝子型E、F、G、Hの検体における測定結果は検証されていません。

※1 HBV感染の診断の補助及び治療効果の判定の目的で、血清又は血漿中のHBcrAgを測定した場合に1月に1回に限り算定する。なお、HBV核酸定量を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

※2 HBVゲノタイプ(判定)は、B型肝炎の診断が確定した患者に対して、B型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回で算定できる。

※3 HBVDNA検出結果、プレコア変異型及び比率、コアプロモーター変異型についてご報告します。低ウイルス量(概ね2,000コピー/mL未満)の検体では、試薬の特性上、安定した判定結果を得られない場合があります。


※4 B型肝炎急性患者に対しては、劇症肝炎が疑われる場合に限り、患者1人につき1回算定できる。B型肝炎慢性患者に対しては、経過観察中にALT異常値などにより肝炎増悪が疑われ、且つ、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場合に限り算定できる。なお、本検査実施以降は、肝炎ウイルス関連検査のうちB型肝炎に関する検査(但し、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定に用いる検査を除く)は、算定できない。

※5 B型肝炎ウイルス既感染者であって、免疫抑制剤の投与や化学療法を行っている悪性リンパ腫等の患者に対して、B型肝炎の再活性化を考慮し行った場合は、当該治療中及び治療終了後1年以内に限り、月1回を限度として算定できる。

(表1)HBV-DNA定量(リアルタイムPCR法)の判定(単位: Log IU/mL)

	測定結果	判定
定量値	1.0~9.1以上	陽性
増幅反応シグナル	(+)	
定量値	1.0未満	陽性*
増幅反応シグナル	(+)	
定量値	1.0未満	陰性
増幅反応シグナル	(-)	

\*測定下限値が1.0未満であっても、増幅反応シグナルが(+)の場合はウイルスの存在を示しているため、判定は陽性となります。





# 免疫学的検査（ウイルス）

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所 要 日 数	実施料 判断料	備 考
<b>C型肝炎ウイルス関連検査</b>								
4541 5F360	HCV 抗体 5F360-1480-023-062	血清 0.6	A1-1 冷蔵	LPIA 法 及び CLEIA 法	cut off index 判定 ~ 0.9 (-) 1.0 ~ (+)	1 2	105 免疫	*1
4997 5F360	HCV コア抗原 5F360-1500-023-051	血清 0.6	A1-1 冷蔵	CLIA 法	3.0 未満 fmol/L	2 4	105 免疫	
4743 5F360	HCV 群別 5F360-1406-023-052	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	群判定 表 1 参照	2 7	221 免疫	C型肝炎の診断が確定した患者に対し、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。*ア
7001 5F360	HCV-RNA 定量 (リアルタイム PCR 法) 5F360-1453-023-875	全血 5.0 注 1	カ 凍結 下記参照	リアルタイム PCR 法	表 2 参照 Log IU/mL	3 5	424 微生物	急性C型肝炎の診断、C型肝炎の治療法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。*ア
7903 5F360	ジェノタイプ HCV-RNA-PCR 5F360-1405-023-875	全血 2.0 注 1	カ 凍結 下記参照	RT-PCR 法	I型 (1a) (-) II型 (1b) (-) III型 (2a) (-) IV型 (2b) (-) V型 (3a) (-)	4 7		*イ

注 1 他の検査と重複しないよう、単独検体で提出して下さい。

\* 1 [重要な基本的注意] C型肝炎ウイルス (HCV) 感染の診断は抗体検査による検査結果のみで行わず、HCV-RNA 測定等、他の検査結果及び臨床経過を考慮して総合的に判断して下さい。

(表1) HCV群別の判定と意義

判 定	意 義
グループ1	PCR法における I 型、II 型、に相当します。
グループ2	PCR法における III 型、IV 型、に相当します。
判定 保留	両グループの重複感染、あるいは過去の異なった時期にそれぞれのグループのウイルスに感染した可能性等が考えられます。どちらか一方のウイルスが排除されている可能性を否定しきれないので判定は保留とします。 (両グループの抗体が陽性)
判定 不能	本検査試薬に用いている抗原に対する抗体が存在しないため、本法によってウイルスのグループ判定を行うことはできません。 (両グループの抗体が陰性)

(表2) HCV-RNA定量(リアルタイムPCR法)の判定(単位: Log IU/mL)

	測 定 結 果	判 定
定量値	1.2 ~ 8.1 以上	陽 性
増幅反応シグナル	(+)	
定量値	1.2 未満	陽 性*
増幅反応シグナル	(+)	
定量値	1.2 未満	陰 性
増幅反応シグナル	(-)	

\* 測定結果が 1.2 未満であっても、増幅反応シグナルが (+) の場合はウイルスの存在を示しているため、判定は陽性となります。

## 実施料について (肝炎)

一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を3項目以上行った場合

1. 3項目  
肝炎 290点
2. 4項目  
肝炎 360点
3. 5項目以上の場合  
肝炎 425点

# 免疫学的検査 (ウイルス)


項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考	
<b>レトロウイルス検査</b>									
4265 5F450	HTLV- I 抗体 (第 3 世代) (ATLA) 5F450-1430-023-051	血清 0.6	A1-1 冷蔵	CLIA 法	(-)	2 ~ 4	163 免疫		
3663 5F450	HTLV- I (ATLV) 抗体 [ラインプロット法・LIA 法] 5F450-1430-023-833	血清 0.2	A1-1 冷蔵 注1	ラインプロット法 (LIA 法)	(-) 表 1 参照	5 ~ 8	425 免疫	*1  *4	
4057 5F560	HIV 抗原・抗体 5F560-1550-023-051	血清 0.6	A1-1 冷蔵 注1	CLIA 法	(-) 図 2 参照	2 ~ 4	127 免疫	HIVスクリーニング検査 診療報酬請求の項目名称は 「HIV-1、2 抗原・抗体同時 測定定量」としての算定となり ます。	
4562 5F560	HIV-1/2 抗体 確認検査 5F560-1430-023-190	血清 0.2	A1-1 冷蔵 注1	イムノクロマト法	(-)	3 ~ 7	660 免疫		
4737 5F500	HIV-1RNA 定量 (リアルタイム PCR 法) 5F500-1453-022-875	血漿 2.1	ホ 冷蔵 注1	リアルタイム PCR 法	2.0 × 10 <sup>1</sup> 未満 且つ 増幅反応シグナル(-)  コピー /mL	4 ~ 8	520 微生物	*2  *1	

注 1 他の検査と重複しないよう、単独検体で提出して下さい。

※ 1 HTLV- I 抗体定性又は半定量、又は HTLV- I 抗体によって陽性が確認された症例について、確定診断の目的で行われた場合にのみ算定する。



※ 2 HIV 感染者の経過観察に用いた場合又は HIV-1 抗体価又は HIV-1、2 抗体価が陽性の場合の確認診断に用いた場合にのみ算定する。本検査と HIV-1 抗体 (ウエスタンプロット法) を併せて実施した場合は、それぞれを加算することができる。

(図1) HTLV- I 抗体検査フローチャート




(表1) HTLV- I 抗体ラインプロット法の判定基準

ラインが認められない		
ラインが 1 本認められる (≧ ±)	gag p19か gag p24か env gp46のいずれかが認められる	陰 性
ラインが 2 本認められる (≧ ±)	env gp21が認められる	保 留
ラインが 3 本認められる (≧ ±)	env gp21が認められない env gp21が認められる	陽 性



# 免疫学的検査（ウイルス）

(図2) HIV 検査フローチャート・判定



①HIV-1/2抗体確認検査法			総合判定(可能性も含む)		②HIV-1核酸増幅検査法
HIV-1	HIV-2	判定	検出(定量下限値未満含む) 【陽性】	検出せず 【陰性】	
陽性	陽性	HIV感染者	HIV-1およびHIV-2重複感染者	HIV-1感染者(低ウイルス量感染または治療中患者)、HIV-2感染者	
	判定保留	HIV-1感染者	HIV-1感染者	HIV-1感染者(低ウイルス量感染または治療中患者)	
	陰性	HIV-1感染者	HIV-1感染者	HIV-1感染者(低ウイルス量感染または治療中患者)	
判定保留	陽性	HIV-2感染者	急性HIV-1感染者およびHIV-2重複感染者	HIV-2感染者	
	判定保留	HIV判定保留	急性HIV-1感染者	HIV-1/2判定保留(2週間後再検査)	
	陰性	HIV-1判定保留	急性HIV-1感染者	HIV-1判定保留(HIV-1抗体偽反応)<2週間後再検査>	
陰性	陽性	HIV-2感染者	急性HIV-1感染者およびHIV-2重複感染者	HIV-2感染者	
	判定保留	HIV-2判定保留	急性HIV-1感染者	HIV-2判定保留(HIV-1抗体偽反応)<2週間後再検査>	
	陰性	HIV陰性	急性HIV-1感染者	HIV非感染(リスクなし)またはHIV判定保留2週間後再検査(リスクあり)	

\*1 感染が強く疑われる場合、または急性感染を疑う症状がある場合は、数週間後に採血し再検査をすることをお勧めします。

\*2 HIV-1/2抗体確認試験では感染初期において(-)となることがあるため、HIV-1RNA定量(リアルタイムPCR法)との同時依頼をお勧めします。

《留意事項》

- スクリーニング検査は、非特異反応によって偽陽性を呈することがあります。スクリーニング検査が陽性の場合は、必ず確認検査を実施して下さい。
- スクリーニング検査が陽性でWB法(HIV-1抗体)が陰性又は判定保留の場合、感染初期あるいはHIV-2感染の可能性もあります。
- HIV-2抗体はHIV-1抗体との交差反応により、偽陽性を呈する場合があります。HIV-2抗体陽性あるいは判定保留時には、結果の解釈にご留意下さい。
- HIV-1RNA定量は、血中ウイルスが微量の場合、検出感度以下(定量下限値以下)且つ増幅反応シグナルが検出されない場合があります。

HIV-1RNA定量(リアルタイムPCR法)の測定範囲  
2.0×10<sup>1</sup>~1.0×10<sup>7</sup>コピー/mL

※ 測定結果が定量下限値以下であっても、増幅反応シグナルが検出の場合は、ウイルスの存在を示しているため、判定は陽性となります。

ウイルス


# 免疫学的検査（ウイルス）

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## ウイルス抗体検査（CF）

7035 5F190	単純ヘルペス (HSV)	5F190-1430-023-141	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CF法	5 8	79 免疫						
7113 5F190		5F190-1430-041-141-05	髄液 0.5	X-1 冷蔵					4 倍未満	1 倍未満			
7036 5F193	水痘・帯状 ヘルペス (VZV)	5F193-1430-023-141	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CF法	5 8	79 免疫						
7117 5F193		5F193-1430-041-141-05	髄液 0.5	X-1 冷蔵					4 倍未満	1 倍未満			
7037 5F194	サイトメガロ (CMV)	5F194-1430-023-141	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CF法	5 8	79 免疫						
7118 5F194		5F194-1430-041-141-05	髄液 0.5	X-1 冷蔵					4 倍未満	1 倍未満			
7040 5F432	ムンプス	5F432-1430-023-141	血清 0.3	A1-1 冷蔵	CF法	5 8	79 免疫						
7119 5F432		5F432-1430-041-141-05	髄液 0.5	X-1 冷蔵					4 倍未満	1 倍未満			
7041 5F150	アデノ	5F150-1430-023-141 5F150-1430-041-141	血清各 0.3 又は 髄液各 0.5	A1-1 又は X-2 冷蔵	CF法	3 5	79 免疫	*E					
7058 5F400	インフルエンザ	A 型 5F400-1430-023-141 5F400-1430-041-141					79 免疫						
7059 5F410		B 型 5F410-1430-023-141 5F410-1430-041-141					79 免疫						
7042 5F430	RS	5F430-1430-023-141 5F430-1430-041-141					79 免疫						
7043 5F385	日本脳炎	5F385-1430-023-141 5F385-1430-041-141					79 免疫						
7045 5F289	コクサッキー A 群	9 型 5F289-1430-023-141 5F289-1430-041-141					血清各 0.3 又は 髄液各 0.5		A1-1 又は X-2 冷蔵	CF法	3 5	79 免疫	*E
7046 5F301		1 型 5F301-1430-023-141 5F301-1430-041-141											
7047 5F302		2 型 5F302-1430-023-141 5F302-1430-041-141											
7048 5F303		3 型 5F303-1430-023-141 5F303-1430-041-141											
7049 5F304		4 型 5F304-1430-023-141 5F304-1430-041-141											
7050 5F305		5 型 5F305-1430-023-141 5F305-1430-041-141											
7051 5F306	コクサッキー B 群	6 型 5F306-1430-023-141 5F306-1430-041-141					血清各 0.3 又は 髄液各 0.5		A1-1 又は X-2 冷蔵	CF法	3 5	79 免疫	*E

ウイルス



# 免疫学的検査（ウイルス）

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所 要 日 数	実施料 判断料	備 考
<b>ウイルス抗体検査（HI）</b>								
7072 5F432	ムンプス 5F432-1430-023-111	血清 0.2	A1-1 冷蔵	HI 法	血清 8 倍未満	3 ~ 6	79 免疫	
7038 5F395	風疹 5F395-1430-023-111	血清 0.2	A1-1 冷蔵		血清 8 倍未満	3 ~ 5	79 免疫	
7224 5F400	インフル エンザ A 型 (H <sub>1</sub> N <sub>1</sub> ) (H <sub>3</sub> N <sub>2</sub> ) 5F400-1430-023-111 5F400-1430-041-111 B 型 (山形系統) (ピクトリア系統) 5F410-1430-023-111 5F410-1430-041-111	血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	A1-1 又は X-2 冷蔵		血清 10 倍未満 髄液 10 倍未満	4 ~ 9	79 免疫	
7227 5F410							79 免疫	
7061 5F421	1 型 5F421-1430-023-111	血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	A1-1 冷蔵		血清 10 倍未満	4 ~ 9	79 免疫	
7062 5F422	2 型 5F422-1430-023-111						79 免疫	
7063 5F423	3 型 5F423-1430-023-111						79 免疫	
7216 5F313	3 型 5F313-1430-023-111 5F313-1430-041-111	血清各 0.3 又は 髄液各 0.5	A1-1 又は X-2 冷蔵		血清 8 倍未満 髄液 8 倍未満	6 ~ 10	79 免疫	
7217 5F317	7 型 5F317-1430-023-111 5F317-1430-041-111							
7218 5F321	11 型 5F321-1430-023-111 5F321-1430-041-111							
7219 5F322	12 型 5F322-1430-023-111 5F322-1430-041-111							
7222 (依頼) 7296:ジャガー (報告) 5F385	日本脳炎 (JaGAr 株) 5F385-1430-023-111 5F385-1430-041-111	血清 0.2 又は 髄液 0.4	A1-1 又は X-2 冷蔵		血清 10 倍未満 髄液 10 倍未満	5 ~ 13	79 免疫	

ウイルス

- (注) (1) ウイルス感染症の診断は原則として急性期(発病初期)と回復期(2~3週間後)の血清について同時に検査し、その差が4倍以上の場合感染と考えられる。  
 (2) 検体検査実施料の算定にあたっては、同一検体につきウイルス抗体価測定を行った場合は、8項目を限度とする。  
 又、同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても所定点数のみ算定する。

\*E

# 免疫学的検査 (ウイルス)

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考							
ウイルス中和抗体検査 (NT)															
7110 5F191	単純ヘルペス (HSV)	1 型 5F191-1430-023-151 5F191-1430-041-151	血清各 0.3 又は 髄液各 0.5	NT 法		8 14	79 免疫								
7111 5F192		2 型 5F192-1430-023-151 5F192-1430-041-151													
7147 5F432	ムンプス	血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	8 16			79 免疫									
7196 5F151	アデノ	1 型 5F151-1430-023-151 5F151-1430-041-151	血清各 0.2 又は 髄液各 0.5			A1-1 又は X-2 冷蔵	血清 4 倍未満 髄液 1 倍未満		9 17	79 免疫					
7197 5F152		2 型 5F152-1430-023-151 5F152-1430-041-151													
7198 5F153		3 型 5F153-1430-023-151 5F153-1430-041-151													
7199 5F154		4 型 5F154-1430-023-151 5F154-1430-041-151													
7200 5F155		5 型 5F155-1430-023-151 5F155-1430-041-151													
7201 5F156		6 型 5F156-1430-023-151 5F156-1430-041-151													
7202 5F157		7 型 5F157-1430-023-151 5F157-1430-041-151													
7203 5F158		8 型 5F158-1430-023-151 5F158-1430-041-151										血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	12 19		*E
7204 5F161		11 型 5F161-1430-023-151 5F161-1430-041-151										血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	9 17		*1
7205 5F169		19 型 5F169-1430-023-151 5F169-1430-041-151										血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	9 17		
7441 5F171	21 型 5F171-1430-023-151 5F171-1430-041-151	血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	10 18			血清 4 倍未満 髄液 1 倍未満									
7731 5F177	37 型 5F177-1430-023-151 5F177-1430-041-151	血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	10 18			血清 4 倍未満 髄液 1 倍未満									
7215 5F430	RS	血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	8 16			79 免疫									
7214 5F431	麻疹	血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	8 16	79 免疫	*E										

(注) (1) ウイルス感染症の診断は原則として急性期(発病初期)と回復期(2~3週間後)の血清について同時に検査し、その差が4倍以上の場合感染と考えられる。

(2) 検体検査実施料の算定にあたっては、同一検体につきウイルス抗体価測定を行った場合は、8項目を限度とする。又、同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても所定点数のみ算定する。

# 免疫学的検査（ウイルス）

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所 要 日 数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	------------------	------------	--------

## ウイルス中和抗体検査（NT）

7402 5F282	コクサッキー A 群	2 型 5F282-1430-023-151 5F282-1430-041-151	血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	NT 法	血清 4 倍未満 髄液 1 倍未満	9 ~ 17		
7403 5F283		3 型 5F283-1430-023-151 5F283-1430-041-151						
7209 5F284		4 型 5F284-1430-023-151 5F284-1430-041-151						
7404 5F285		5 型 5F285-1430-023-151 5F285-1430-041-151						
7210 5F286		6 型 5F286-1430-023-151 5F286-1430-041-151						
7211 5F287		7 型 5F287-1430-023-151 5F287-1430-041-151						
7212 5F289		9 型 5F289-1430-023-151 5F289-1430-041-151						
7213 5F290		10 型 5F290-1430-023-151 5F290-1430-041-151						
7120 5F296		16 型 5F296-1430-023-151 5F296-1430-041-151						
7121 5F301		コクサッキー B 群						
7122 5F302	2 型 5F302-1430-023-151 5F302-1430-041-151							
7123 5F303	3 型 5F303-1430-023-151 5F303-1430-041-151							
7124 5F304	4 型 5F304-1430-023-151 5F304-1430-041-151							
7125 5F305	5 型 5F305-1430-023-151 5F305-1430-041-151							
7126 5F306	6 型 5F306-1430-023-151 5F306-1430-041-151							
7176 5F311	エコー	1 型 5F311-1430-023-151 5F311-1430-041-151	血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	NT 法	血清 4 倍未満 髄液 1 倍未満	9 ~ 17	79 免疫	
7177 5F313		3 型 5F313-1430-023-151 5F313-1430-041-151						
7178 5F314		4 型 5F314-1430-023-151 5F314-1430-041-151						
7179 5F315		5 型 5F315-1430-023-151 5F315-1430-041-151						

A1-1  
又は  
X-2  
冷蔵

ウイルス

(注) (1) ウイルス感染症の診断は原則として急性期（発病初期）と回復期（2～3週間後）の血清について同時に検査し、その差が4倍以上の場合感染と考えられる。

(2) 検体検査実施料の算定にあたっては、同一検体につきウイルス抗体価測定を行った場合は、8項目を限度とする。又、同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても所定点数のみ算定する。

# 免疫学的検査（ウイルス）

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
<b>ウイルス中和抗体検査（NT）</b>								
7180 5F316	エコー	6 型 5F316-1430-023-151 5F316-1430-041-151	血清各 0.2 又は 髄液各 0.5	A1-1 又は X-2 冷蔵	NT 法	血清 4 倍未満 髄液 1 倍未満	9 17	79 免疫
7181 5F317		7 型 5F317-1430-023-151 5F317-1430-041-151						
7182 5F319		9 型 5F319-1430-023-151 5F319-1430-041-151						
7183 5F321		11 型 5F321-1430-023-151 5F321-1430-041-151						
7184 5F322		12 型 5F322-1430-023-151 5F322-1430-041-151						
7185 5F323		13 型 5F323-1430-023-151 5F323-1430-041-151						
7186 5F324		14 型 5F324-1430-023-151 5F324-1430-041-151						
7187 5F326		16 型 5F326-1430-023-151 5F326-1430-041-151						
7188 5F327		17 型 5F327-1430-023-151 5F327-1430-041-151						
7189 5F328		18 型 5F328-1430-023-151 5F328-1430-041-151						
7190 5F329		19 型 5F329-1430-023-151 5F329-1430-041-151						
7191 5F331		21 型 5F331-1430-023-151 5F331-1430-041-151						
7192 5F332		22 型 5F332-1430-023-151 5F332-1430-041-151						
7193 5F334		24 型 5F334-1430-023-151 5F334-1430-041-151						
7194 5F335		25 型 5F335-1430-023-151 5F335-1430-041-151						
7195 5F340	30 型 5F340-1430-023-151 5F340-1430-041-151							
7136 5F270	エンテロ	70 型 5F270-1430-023-151 5F270-1430-041-151						
7137 5F271		71 型 5F271-1430-023-151 5F271-1430-041-151						

(注) (1) ウイルス感染症の診断は原則として急性期(発病初期)と回復期(2~3週間後)の血清について同時に検査し、その差が4倍以上の場合感染と考えられる。

(2) 検体検査実施料の算定にあたっては、同一検体につきウイルス抗体価測定を行った場合は、8項目を限度とする。又、同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても所定点数のみ算定する。

\*E



# 免疫学的検査（ウイルス）

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所 要 日 数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	------------------	------------	--------

## ウイルス抗体検査（FA）

7065 5F202	EB ウイルス	抗 VCA IgG 抗体 5F202-1431-023-162	血清各 0.3	A1-1 冷蔵	FA 法	血清 10 倍未満	4 ~ 8	206 免疫	*1
7067 5F202		抗 VCA IgM 抗体 5F202-1432-023-162							
7068 5F203		抗 EA-DR IgG 抗体 5F203-1431-023-16							
7070 5F204		抗 EBNA 抗体 5F204-1430-023-162	血清各 0.2 又は 髄液各 0.4	A1-1 又は X-2 冷蔵		血清 10 倍未満 髄液 1 倍未満	4 ~ 8	79 免疫	*1
7066 5F202		抗 VCA IgA 抗体 5F202-1433-023-162							
7069 5F203		抗 EA-DR IgA 抗体 5F203-1433-023-162 5F203-1433-041-162							
7074 5F203		抗 EA-DR IgM 抗体 5F203-1432-023-162 5F203-1432-041-162							*E

## ウイルス抗体検査（EIA）

7895 5F203	EB ウイルス	抗 EA IgG 抗体 5F203-1431-023-023	血清各 0.5	A1-1 冷蔵	EIA 法	抗体指数 0.5 未満 0.5 ~ 0.9 1.0 以上	判定 (-) (±) (+)	4 ~ 8	206 免疫
7896 5F204		抗 EBNA IgG 抗体 5F204-1431-023-023							
7897 5F202		抗 VCA IgG 抗体 5F202-1431-023-023							
7898 5F202		抗 VCA IgM 抗体 5F202-1432-023-023							
7167 5F011	ヒトパルボ B19	IgG 抗体 5F011-1431-023-023	血清 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法	表 1 参照		3 ~ 6	*ア
7250 5F011		IgM 抗体 5F011-1432-023-023	血清 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法				206 免疫


(注) 検体検査実施料の算定にあたっては、同一検体につきグロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定を行った場合は、2項目を限度とする。ウイルス抗体価と併せて実施した場合は、いずれか一方の点数を算定する。

(表1)ヒトパルボB19 IgG・IgM 抗体判定基準

判 定	指 数
(-)	0.80未満
(+-)	0.80~0.99
(+)	1.00以上

### 【ヒトパルボB19 IgG・IgM抗体判定上の留意事項】

- IgM型抗体検出とIgG型抗体検出を併用することにより、ヒトパルボB19感染においてどの時期にあるのか(未感染であるのか、最近の感染であるのか、過去における感染であるのか)を判定することができません。一般的にIgM型抗体とIgG型抗体共に陰性の場合にはヒトパルボB19未感染でありIgM型抗体が陽性の場合には、IgG型抗体の判定結果を問わず、ヒトパルボB19の最近の感染であると考えられます。IgM型抗体が陰性で、IgG型抗体が陽性の場合には、過去における感染の可能性が高いと考えられます。
- 判定保留となった場合、1~2週間後に再度採血するか、又はPCR法などの他の方法及び臨床症状などから総合的に判定を行って下さい。



# 免疫学的検査 (ウイルス)

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## ウイルス抗体検査 (EIA)

7022 5F395	風疹 IgG 抗体 [CLEIA] 5F395-1431-023-052	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	抗体価 (IU/mL) 判定 10 未満 (-) 10 ~ 15 (±) 15 以上 (+)	2 5	206 免疫	※実施料は2020年2月時点であり、今後、厚生労働省告示等により変更される可能性があります。
7654 5F395	風疹 IgG 抗体 5F395-1431-023-023	血清 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法	表 2 参照	3 5	206 免疫	
7238 5F395		血清 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法	表 3 参照			
7100 5F395	風疹ウイルス IgG 抗体 (CLEIA) クーポン 5F395-1431-023-052	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLEIA 法	20 未満 IU/mL	2 7		基準値はワクチン接種の対象となる抗体価を記載しております。 *イ
7657 5F431	麻疹 IgG 抗体 5F431-1431-023-023	血清 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法	表 2 参照	3 5	206 免疫	
7142 5F431		血清 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法	表 3 参照			
7139 5F190	単純ヘルペス (HSV) IgG 抗体 5F190-1431-023-023 5F190-1431-041-023	血清各 0.2 又は 髄液各 0.4	A1-1又は X-2 冷蔵	EIA 法	表 3 参照	3 6	206 免疫	
7241 5F190								
7140 5F193	水痘・ 帯状ヘルペス (VZV) IgG 抗体 5F193-1431-023-023	血清各 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法	表 3 参照	3 6	206 免疫	
7244 5F193								
7902 5F194	サイト メガロ ウイルス (CMV) IgG 抗体 5F194-1431-023-051	血清 0.4	A1-1 冷蔵	CLIA 法	表 4 参照	2 4	206 免疫	
7999 5F194								
7116 5F432	ムンプス IgG 抗体 5F432-1431-023-023	血清各 0.2	A1-1 冷蔵	EIA 法	表 3 参照	3 6	206 免疫	
7115 5F432								

(注) 検体検査実施料の算定にあたっては、同一検体につきグロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定を行った場合は、2項目を限度とする。ウイルス抗体価と併せて実施した場合は、いずれか一方の点数を算定する。

(表2) 風疹・麻疹 IgG 抗体 判定基準

判定	抗体価
(-)	2.0未満
(+-)	2.0~4.0未満
(+)	4.0以上

(表3) ウイルス抗体検査 判定基準

血清	IgG	判定	EIA値	髄液	IgG	判定	EIA値
		(-)	2.0 未満			(-)	0.20 未満
血清	IgM	(+-)	2.0~3.9	髄液	IgG	(+-)	0.20~0.39
		(+)	4.0 以上			(+)	0.40 以上
		判定 抗体指数	(-)			0.80 未満	
		(+-)	0.80~1.20			(+)	1.21 以上

(表4) サイトメガロウイルス IgG・IgM 抗体判定基準

血清	IgG	判定	AU/mL	IgM	判定	S/CO
		(-)	6.0 未満		(-)	0.85 未満
血清	IgM	(+-)	6.0 以上	(+-)	0.85~0.99	
		(+)	6.0 以上	(+)	1.00 以上	

# 免疫学的検査（ウイルス）

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## ウイルス分離・同定

7031 6B655	ウイルス分離  6B655-0000-099-920	下記参照	ト 下記参照	細胞変性効果、血球吸着現象、赤血球凝集反応		5 24		分離、同定検査は以下の細胞を使用しています。 PHfb(ヒト繊維芽細胞)、HEp-2(ヒト喉頭癌細胞)、Vero(ミドリザル腎細胞)、MA104(アカゲザル腎細胞)、RD-18S(ヒト横紋筋腫細胞)、MDCK(イヌ腎細胞)、B95a(マーモセットB細胞)、AGMK(アフリカミドリザル腎細胞)、A549(ヒト肺癌細胞)、Caco-2(ヒト結腸腺癌細胞)
7032 6B705	ウイルス同定  6B705-0000-099-920	下記参照	ト 下記参照	標準抗血清による中和反応・免疫蛍光抗体法・赤血球凝集抑制反応		14 32		*4

### 〈検査材料〉

ウイルス分離・同定検査を実施するためには適切な分離用検査材料と、同時に発病後できるだけ早期に採取することが大切です。ウイルス分離材料の選択は、分離率向上のため、できる限り複数の材料をご提出下さい。

臨床症状	分離可能ウイルス	主要検査材料
上気道感染症	ライノ、パラインフルエンザ	咽頭ぬぐい液、鼻分泌液
	アデノ、コクサッキー、エコー	咽頭ぬぐい液、糞便
下気道感染症	インフルエンザ、パラインフルエンザ、アデノ、RS、サイトメガロ	咽頭ぬぐい液、喀痰、気管支洗浄液
紅斑性発疹症	麻疹、風疹	咽頭ぬぐい液
	エコー、コクサッキー	咽頭ぬぐい液、糞便
水疱性発疹症	単純ヘルペス、水痘・帯状ヘルペス	水疱内容
	コクサッキー、エンテロ71	水疱内容、咽頭ぬぐい液、糞便
中枢神経系疾患	エコー、コクサッキー、ポリオ	咽頭ぬぐい液、髄液、糞便
	水痘・帯状ヘルペス、ムンプス	咽頭ぬぐい液、髄液
先天性異常	サイトメガロ、風疹	咽頭ぬぐい液、尿、髄液
	単純ヘルペス、水痘・帯状ヘルペス	水疱内容
嘔吐下痢症	エコー、コクサッキー、アデノ	咽頭ぬぐい液、糞便
出血性膀胱炎	アデノ	尿
耳下腺炎	ムンプス	咽頭ぬぐい液
眼疾患	アデノ、単純ヘルペス、水痘・帯状ヘルペス	結膜ぬぐい液



### 〈検体採取及び保存方法〉

検査材料	培養細胞試験管に採取する場合
患部ぬぐい液・水疱内容 糞便など	滅菌綿棒でぬぐい、右記の採取方法でウイルス専用保存液に採取し、冷蔵保存して下さい。
尿・髄液・胸水・鼻汁など	右記の採取方法でウイルス専用保存液と等量の検体を採取し、冷蔵保存して下さい。
組 織	組織小片(5mm角程度)をウイルス専用保存液に入れ冷蔵保存して下さい。

#### 患部ぬぐい液等

#### 糞便

#### 尿・液状検体等



# 免疫学的検査 (ウイルス)

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
<b>抗原検査</b>								
(7714) 5F194	<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">曜日指定</span> <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">予約検査</span> <b>サイトメガロウイルス</b> pp65 抗原定性 (C10, C11) CMV (C10, C11) 5F194-1421-019-173	全血 5.0	<b>E-1</b> <span style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">冷蔵</span> 注1	間接酵素抗体法 (免疫染色法)	(-) 注2	3 5	366 免疫	凍結不可 休日の前日は受付できません。 ※1 *ア
7033 5F190	<b>単純ヘルペスウイルス (HSV) 抗原</b> 5F190-1420-094-161	患部細胞	<b>U</b> <span style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">凍結</span>	FA 法	(-)	2 4	180 免疫	1型2型同定 ヘルペスウイルスの型別確 認を行った場合算定できる。 *ア
7019 5F193	<b>水痘帯状ヘルペス (VZV) 抗原</b> 5F193-1410-094-161	患部細胞	<b>T</b> <span style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">凍結</span>	FA 法	(-)	2 4	227 免疫	*ア
7790 5F630	<b>ノロウイルス抗原定性</b> 5F630-1410-015-190	糞便 0.5g	<b>イ</b> <span style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">凍結</span>	イムノクロマト法	(-)	2 4	150 免疫	※2 *ア
7844 5F630	<b>ノロウイルス抗原 [BLEIA]</b> 5F630-1410-015-054	糞便	<b>ニ</b> <span style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">冷蔵</span>	BLEIA 法	(-)			所要日数は時期によって 異なります。 4~9月: 3~8日 10~3月: 3~6日 *ア

注1 (サイトメガロウイルス抗原(C10, C11)検体採取提出上の注意事項)

用時調整試薬がありますので予めご連絡下さい。採血後すみやかに提出して下さい。採血後24時間以内の血液を使用しない場合、検出率の低下が認められます。休日の前日は受付できません。



注2 (サイトメガロウイルス抗原(C10, C11)検査結果の判定基準)

末梢白血球  $1.5 \times 10^6$  個について陽性細胞数の計数測定を二重測定 ( $3.0 \times 10^6$  個) で行い、1枚以上のスライドに1個以上の陽性細胞を認めるとき、判定は陽性 (+)、まったく認めないとき判定は陰性 (-) となります。所定量の白血球が回収できない場合を判定保留とします。

※1 臓器移植後もしくは造血幹細胞移植後の患者又はHIV感染者又は高度細胞性免疫不全の患者に対して行った場合のみ算定できる。但し、高度細胞性免疫不全の患者については、当該検査が必要であった理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

※2 ノロウイルス抗原定性は、以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイルス感染症が疑われる場合に算定する。

- ア 3歳未満の患者
- イ 65歳以上の患者
- ウ 悪性腫瘍の診断が確定している患者
- エ 臓器移植後の患者
- オ 抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者



# 免疫学的検査（ウイルス）

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所 要 日 数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	------------------	------------	--------

## 抗原検査

7405 5F101	HPV-DNA 検出 (高リスク) 5F101-1405-085-842	子宮頸部 擦過細胞	<b>キ</b> 冷蔵	ハイブリッドキャプ チャー法	index 1.00 未満 (-)	3 6	350 微生物	※1、※2、※5 *ア
7611 5F101	HPV-DNA 簡易ジェノタイプ (16型、18型その他ハイリスクグループ) 5F101-1405-085-862	子宮頸部 擦過細胞	<b>W4</b> 冷蔵 注1	リアルタイム PCR 法	16型 (-) 18型 (-) その他 ハイリスクグループ (-)	3 6	352 微生物	※1、※2、※5 血液が混入していると、デー タに影響を及ぼす場合があり ますので、ご注意ください。 *ア
7581 5F101	HPV-DNA ジェノタイプ (ハイリスク 13 種) 5F101-1405-085-898	子宮頸部 擦過細胞	<b>W4</b> 冷蔵 注1	PCR-rSSO 法	(-)	4 12	2000 微生物	※3、※4、※5 *イ
7541 5F100	HPV-DNA 型別 5F100-1405-085-898	子宮頸部 擦過細胞	<b>W4</b> 冷蔵 注1	PCR-rSSO 法	(-)	4 12		*イ

※1 予め行われた細胞診の結果、ペセスタ分類上 ASC-US (意義不明異型扁平上皮) と判定された患者又は過去に子宮頸部円錐切除若しくはレーザー照射治療を行った患者に対して行った場合に限り算定できる。なお、過去に子宮頸部円錐切除又はレーザー照射治療を行った患者以外の患者については、細胞診と同時に実施した場合は算定できない。

※2 HPV 核酸検出と HPV 核酸検出 (簡易ジェノタイプ判定) を併せて実施した場合は、主たるもの 1 つに限り算定する。

※3 予め行われた組織診断の結果、CIN1 又は CIN2 と判定された患者に対し、治療方針の決定を目的として、ハイリスク型 HPV のそれぞれの有無を確認した場合に算定する。

※4 当該検査を算定するに当たっては、あらかじめ行われた組織診断の実施日及び組織診断の結果、CIN1 又は CIN2 のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

同一の患者について、当該検査を 2 回目以降行う場合は、当該検査の前回実施日を上記に併せて記載する。


※5 HPV 核酸検出の施設基準を届け出ている保健医療機関のみ算定できる。

注1 コンタミネーションの影響がより大きい為、検体採取にあたっては取り扱いにご注意下さい。又、他項目との重複依頼は避けて下さい。

(表1) HPV-DNA検出対象HPV型一覧

項目コード	検査項目	検出対象HPV型	備考
7405	HPV-DNA検出(高リスク)	16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68型 の高リスク型HPVを検出します。	型別判定はできません。
7611	HPV-DNA簡易ジェノタイプ (16型、18型、その他ハイリスク)	16、18及び、その他高リスク型(31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68)のHPVを検出します。	16、18型については型別判定を行います。その他高リスクは型別判定ではありません。
7581	HPV-DNAジェノタイプ (ハイリスク13種)	16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68型 のHPVを検出します。	型別判定を実施し、検出された型のみをご報告します。
7541	HPV-DNA型別	6、11、16、18、26、31、33、35、39、42、44、45、51、52、53、54、55、56、58、59、61、62、66、68、70、71、73、82、84、90およびCP6108型のHPVを検出致します。	型別判定を実施し、検出された型のみをご報告します。なお、下線のあるHPV型は陽性と判定してご報告します。

## 単純ヘルペスウイルス抗原・水痘帯状ヘルペス抗原 検体採取保存方法



なるべく早期の水疱病巣から検体を採取して下さい。  
水疱内溶液は検体として不適当です。



① 水泡がある場合は、滅菌針を用いて上部の皮膚をはがし、水疱内溶液を除去して病巣基底部分を露出させます。

② ポリエステル綿棒を精製水で軽く湿らせます。病巣基底部分全面を強くぬぐいます。

- ・ウイルス感染細胞は病巣基底部分の細胞を採取する必要があります。
- ・患者が痛いという力強くぬぐうことが大切です。
- ・膿が出ている場合は、清潔な綿棒でまず膿をぬぐい去った後、別の綿棒で細胞を擦過して下さい。

③ 採取した検体 (擦過細胞) を、無蛍光スライドガラス T 又は U のウェル内に円を描くように、綿棒を回転させながら塗抹します。

この時、こすったりせず軽く叩くように塗抹して下さい。



④ 綿棒を捨てる前に検体がウェル内に均一に広がっているかどうか確認します。均一になっていればウェルが不透明に見えます。透明に見える部分があればそこに綿棒をあてて再び塗抹します。


⑤ そのままよく風乾します。

完全に乾燥させないと後の処理の途中で、検体がはがれ落ちる原因となります。

⑥ アセトンで固定します。

無蛍光スライドガラスの検体を塗抹した面を上にし水平に置き、検体の上に約 0.5mL のアセトンを滴下し、アセトンを蒸発させます。

⑦ 提出容器に納め、凍結保存して下さい。



# 免疫学的検査（ウイルス）


## HPV検体採取方法

キ




**採取方法** 妊娠中の女性へは、ブラシタイプのご使用は避けて綿棒タイプをご使用下さい。


### 1 綿棒タイプを用いての検体採取と保存方法



① 1本目のサンプラー（綿棒）を用いて子宮口と周辺の子宮腔部の過剰な粘液を取り除きます。




② 2本目のサンプラー（綿棒）を用いて子宮頸管内に挿入し、5回、交互に180度回転させ、擦過物を採取します。細胞変化領域が見られる場合はその部分をしっかりとこすって採取します。（膈粘膜との接触は避けて下さい。）




③ 検体を採取したサンプラー（綿棒）を輸送用チューブに入れサンプラーの軸を切れ目の入った所で折って、しっかりとキャップします。採取した検体は2～8℃で保存して下さい。


### 2 ブラシタイプを用いての検体採取と保存方法



① 綿棒等を用いて子宮口と周辺の子宮腔部の過剰な粘膜を取り除く。サンプラー（ブラシ）を子宮頸管に1～1.5cm位挿入し、3回、反時計周りに回転させ擦過物を採取します。



② 検体を採取したサンプラー（ブラシ）を輸送用チューブに入れ、サンプラーの軸を切れ目の入ったところで折ります。




③ しっかりとキャップをします。採取した検体は2～8℃で保存して下さい。

**【注意】**

- 妊娠中の女性への使用は避けて下さい。
- 検体採取時に、ブラシの軸が大きく曲がるほど強く押し付けたり、擦過しすぎると切れ目の位置で折れる可能性がありますので、注意して下さい。
- 子宮頸部細胞診を実施する場合には、「HPV-DNA 検出（高リスク）」用の検体より前に採取して下さい。コルポスコピーを実施する場合には、「HPV-DNA 検出（高リスク）」用の検体を採取後に実施して下さい。

ウイルス


### W4 液状検体細胞診（LBC）シンプレップ



① 綿棒等以外の採取器具（ブラシ、スパーテル）を用い検体を採取します。  
 （注） HPV 検査と細胞診を提出される場合、採取した細胞を先にスライドガラスに塗抹します。

**（注意）**

妊婦より検体を採取する場合は安全性を考慮してブラシ等の採取器具の使用は避け、安全性の高い綿棒を使用して下さい。但し、綿棒では適切な細胞量が採取できないこともあるため取り直しが必要になることもあります。綿棒では無理な力がかかると折れる可能性がありますので十分にご注意下さい。



② ブラシを容器に入れ、容器の底で毛先が広がるように10回程度押し付けます。さらに、強くかき回して、採取した細胞を洗い落とします。



③ ブラシを取り出して廃棄し、しっかりと蓋をして検体を冷蔵保存にて提出して下さい。  
 （注） ブラシの先端は容器に残さないで下さい。

# 血液学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 血液形態・機能検査

2001 2A010	白血球数 (WBC) 2A010-0000-019-309	全血 2.0	B-1 冷蔵	フローサイトメトリー法	M 3900 ~ 9800 F 3500 ~ 9100 /μL	1 2		緊急 (対象: WBC、 (RBC、Hb、PLT))
2002 2A020	赤血球数 (RBC) 2A020-0000-019-309	全血 2.0	B-1 冷蔵	電気抵抗法	M 427 ~ 570 F 376 ~ 500 ×10 <sup>4</sup> /μL	1 2		
2003 2A030	ヘモグロビン (Hb) (血色素量) 2A030-0000-019-309	全血 2.0	B-1 冷蔵	SLS-ヘモグロビン法	M 13.5 ~ 17.6 F 11.3 ~ 15.2 g/dL	1 2		
2004 2A040	ヘマトクリット (Ht) 2A040-0000-019-309	全血 2.0	B-1 冷蔵	赤血球パルス波 高値検出法	M 39.8 ~ 51.8 F 33.4 ~ 44.9 %	1 2	21 血液	
(2103) 2A060	MCV (平均赤血球容積) 2A060-0000-019-919	全血 2.0	B-1 冷蔵	計算法	M 83 ~ 102 F 79 ~ 100 fL	1 2		
(2104) 2A070	MCH (平均赤血球血色素量) 2A070-0000-019-919	全血 2.0	B-1 冷蔵	計算法	M 28.0 ~ 34.6 F 26.3 ~ 34.3 pg	1 2		
(2105) 2A080	MCHC (平均赤血球血色素濃度) 2A080-0000-019-919	全血 2.0	B-1 冷蔵	計算法	M 31.6 ~ 36.6 F 30.7 ~ 36.6 %	1 2		
2005 2A050	血小板数 (PLT) 2A050-0000-019-309	全血 2.0	B-1 冷蔵	電気抵抗法	13.0 ~ 36.9 ×10 <sup>4</sup> /μL	1 2		
(2174) 2A160	白血球像 2A160-0000-019-309	全血 2.0	B-1 冷蔵	自動機械法	下記参照 %	1 3	15 血液	
(2175) 2A160	赤血球像 2A160-0000-019-310	全血 2.0	B-1 冷蔵	鏡検法	赤芽球 (-) 大小不同 (-) 多染性 (-) 奇形 (-)	1 3		


※1 次の場合、鏡検法による精査分類の上NeutroをStab、Segに分けてご報告します。  
①血液疾患加療中の患者、又はその疑いのある患者で特別に指示のある場合、②芽球、異型リンパ球の出現。③好中球左方移動、④有核赤血球の出現、⑤血球計算値に異常が認められたとき、又は百分率が基準値を大きく超えた場合。

※2 好酸球数及び末梢血液像(白血球像、赤血球像)を同時に行った場合は、主たる検査の点数のみを算定する。

※3 白血球像の結果における(+)の報告表現は、百分率：1.0%未満を示します。

### 白血球像基準値(単位：%)

細胞の種類	基準値	
好塩基球 (Baso)	0.0 ~ 3.0	
好酸球 (Eosino)	0.0 ~ 10.0	
好中球 (Neutro)	35.0 ~ 73.0	
※1	桿状核球 (Stab)	0.0 ~ 18.0
	分葉核球 (Seg)	27.0 ~ 72.0
リンパ球 (Lympho)	20.0 ~ 51.0	
単球 (Mono)	2.0 ~ 12.0	








# 血液学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 血液形態・機能検査

2009 2A110	網赤血球数 2A110-0000-019-662	全血 2.0	B-1 冷蔵	フローサイトメトリー法 及び Brecher 法	2 ~ 27 ‰	1 3	12 血液	凍結不可
2010 2A090	好酸球数 2A090-0000-019-919	全血 2.0	B-1 冷蔵	白血球数及び 白血球像による計算法	70 ~ 450 /μL	1 2	17 血液	凍結不可 ※1
2037 2Z030	全血比重 (GB) 2Z030-0000-019-919	全血 2.0	B-1 冷蔵	間接法 (Phillips ら の方法)	M 1.055 ~ 1.063 F 1.052 ~ 1.060	1 2		凍結不可
2100 2Z010	赤血球沈降速度 (ESR) 2Z010-0000-019-096	全血 1.6	P 冷蔵	Westergren 法	M 2 ~ 10 F 3 ~ 15 mm/h	1 2	(9) 血液	凍結不可 当該保険医療機関内で検査 を行った場合に算定する。
1183 3H045	浸透圧 3H045-0000-023-902	血清 0.5	A1-1 冷蔵	氷点降下法	275 ~ 290 mOsm/kgH <sub>2</sub> O	2 4	15 血液	緊急
4449 2C105	チミジンキナーゼ (TK) 活性 2C105-0000-023-051	血清 0.5	A1-1 ↓ G-1 凍結	CLIA 法	7.5 以下 U/L	5 9	233 血液	造血器腫瘍の診断又は治療 効果判定のために行った場 合に算定する。 *1
2043 2A400	マラリア原虫 2A400-0000-019-723	全血 1.0	B-1 冷蔵	鏡検法	(-)	2 4	40 血液	凍結不可 標本による受託も可能です。 血中微生物
2044 2A410	フィラリア原虫 2A410-0000-019-723	全血 1.0	B-1 冷蔵	鏡検法	(-)	2 4	40 血液	凍結不可 標本による受託も可能です。 血中微生物

※1 好酸球数及び末梢血球像(白血球像、赤血球像)を同時に行った場合は、主たる検査の点数のみを算定する。

 <p><b>A1-1</b> 血清分離 冷蔵保存</p>	 <p><b>B-1</b> 採血後、静かに 約 10 回ほど転倒混和 そのまま冷蔵保存 (凍結不可) EDTA-2K 2mL用</p>	 <p><b>G-1</b> 血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用</p>	 <p><b>P</b> 血液 1.6mL を入れ 静かに約 10 回ほど 転倒混和そのまま 冷蔵保存 (特に新鮮血が 必要) (凍結不可) 3.8%クエン酸 ナトリウム0.4mL</p>	 <p><b>X2</b> 常温保存</p>
--	---	---	--	---



# 血液学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実送料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 血液形態・機能検査

2008 2A170	骨髓像 2A170-0000-049-650	骨髓塗抹 標本 (未固定) 2~3枚 注1	X2 常温	鏡検法 (May-Giemsa 染色)		6 ~ 10	788 血液	ご依頼には、骨髓像専用報告書が必要になります。 診断に特殊染色が必要とされる場合、追加検査推奨の連絡をさせていただきます。
(2229) 2A180	曜日指定 アルカリホスファターゼ染色 (ALP 染色) 2A180-0000-049-612	骨髓塗抹 標本 (未固定) 3枚	X2 常温	朝長法	陽性率 陽性指数	% 3 ~ 6	血液	休日の前日は受付できません。 骨髓像の場合加算40点 ※1
(2332) 2A200	曜日指定 PAS 染色 2A200-0000-049-477	骨髓塗抹 標本 (未固定) 3枚	X2 常温	Schiff 法	陽性率	% 3 ~ 6	血液	
(2230) 2A230	曜日指定 ペルオキシダーゼ染色 2A230-0000-049-615	骨髓塗抹 標本 (未固定) 3枚	X2 常温	ICSH 標準法 (改良法)	陽性率	% 3 ~ 6	血液	
(2254) 2A190	曜日指定 エステラーゼ染色 2A190-0000-049-614	骨髓塗抹 標本 (未固定) 3枚	X2 常温	二重染色法 (α-NB・NAS-D 法)	α-NB AS-D α-NB+AS-D NaF 阻止率	% % % % 3 ~ 6	血液	
(2278) 2A240	曜日指定 鉄染色 2A240-0000-049-541	骨髓塗抹 標本 (未固定) 3枚	X2 常温	ベルリン青反応	ジデロプラスト: 20~50	% 3 ~ 6	血液	
(2177) 2A180	曜日指定 アルカリホスファターゼ染色 (ALP 染色) 2A180-0000-034-612	血液塗抹 標本 (未固定) 3枚	X2 常温	朝長法	陽性率 陽性指数	M 60.5~99.5 F 67.5~99.5 % M 170~335 F 189~367 3 ~ 6	血液	
(2299) 2A200	曜日指定 PAS 染色 2A200-0000-034-477	血液塗抹 標本 (未固定) 3枚	X2 常温	Schiff 法	陽性率	% 3 ~ 6	血液	休日の前日は受付できません。 末梢血液像の場合加算27点
(2180) 2A230	曜日指定 ペルオキシダーゼ染色 2A230-0000-034-615	血液塗抹 標本 (未固定) 3枚	X2 常温	ICSH 標準法 (改良法)	陽性率	% 3 ~ 6	血液	
(2060) 2A190	曜日指定 エステラーゼ染色 2A190-0000-034-614	血液塗抹 標本 (未固定) 3枚	X2 常温	二重染色法 (α-NB・NAS-D 法)	α-NB AS-D α-NB+AS-D NaF 阻止率	% % % % 3 ~ 6	血液	
(2279) 2A240	曜日指定 鉄染色 2A240-0000-034-541	血液塗抹 標本 (未固定) 3枚	X2 常温	ベルリン青反応	ジデロサイト: 0~3	% 3 ~ 6	血液	

注1 骨髓像検体提出注意事項 塗抹後できるだけ早く乾燥させて下さい。メイギムザ染色をしますので未固定の状態でお送り下さい。特にペルオキシダーゼ染色は、メタノールなどの固定後は染色できませんので未固定の状態でお送り下さい。

※1 骨髓像と同時依頼された場合、所要日数は6~10日となります。

# 血液学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 凝固系一般検査

2029 2B030	プロトロンビン時間 (PT) 2B030-0000-022-311	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	Quick 変法	PT INR 値 0.88 ~ 1.17 PT 活性 66.0 ~ 127.6 % PT 時間 9.4 ~ 12.2 秒 ※1	1 } 3	18 血液	緊急
2030 2B020	活性化部分トロンボ プラスチン時間 (APTT) 2B020-0000-022-311	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	エラジン酸活性化法	26.5 ~ 37.2 秒	1 } 3	29 血液	緊急

## 凝固因子関連検査

2033 2B100	フィブリノゲン定量 (Fib) 2B100-0000-022-311	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	トロンビン時間法	160 ~ 410 mg/dL	1 } 3	23 血液	緊急
2404 2B350	第II因子 2B350-0000-022-311	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	凝固時間法	70 ~ 120 %	2 } 7	223 血液	
2405 2B370	第V因子 2B370-0000-022-311	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	凝固時間法	70 ~ 120 %	2 } 7	223 血液	
2406 2B380	第VII因子 2B380-0000-022-311	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	凝固時間法	70 ~ 120 %	2 } 7	223 血液	
2407 2B390	第VIII因子 2B390-0000-022-311	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	凝固時間法	70 ~ 150 %	2 } 7	223 血液	

※1 PT時間(秒)：健常者参考値です。PT時間は試薬の力価により若干の変動があります。



# 血液学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 凝固因子関連検査

2408 2B400	第ⅠX因子 2B400-0000-022-311	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	凝固時間法	70 ~ 120 %	2 } 7	223 血液	
2409 2B410	第X因子 2B410-0000-022-311	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	凝固時間法	70 ~ 120 %	2 } 7	223 血液	
2410 2B420	第XⅠ因子 2B420-0000-022-311	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	凝固時間法	70 ~ 120 %	2 } 7	223 血液	
2397 2B430	第XⅡ因子 2B430-0000-022-311	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	凝固時間法	70 ~ 150 %	2 } 7	223 血液	
2257 2B440	第XⅢ因子 2B440-0000-022-062	血漿 0.4	D-1 ↓ G-1 凍結	ラテックス凝集法	63 ~ 131 %	2 } 5	223 血液	
2256 2B450	フォン・ウィルブランド 因子抗原 定量 (v.W 因子抗原 定量) 2B450-0000-022-062	血漿 0.3	D-1 ↓ G-1 凍結	ラテックス凝集法	50 ~ 155 %	4 } 11	147 血液	*4
2052 2B480	フォン・ウィルブランド 因子活性 (v.W 因子活性) (リストセチンコファクター) 2B480-0000-022-316	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	固定血小板凝集法	60 ~ 170 %	4 } 7	129 血液	*4
2709 2B495	ADAMTS13 活性 2B495-0000-022-025	クエン酸 加血漿 0.2	D-1 ↓ G-1 凍結	ELISA 法	0.10 以上 (10% 以上) ※1 IU/mL	4 } 8	400 血液	※2 *1
2707 2B496	ADAMTS13 インヒビター定量 2B496-0000-022-025	クエン酸 加血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	ELISA 法	0.5 未満 B,U/mL	4 } 8	1000 血液	※3 *1

※1 測定値が0.10IU/mL 未満 (10%未満) の場合は、血栓性血小板減少性紫斑病 (TPP) と判定されます。  
TPP 判定基準 健常者参考値: 0.78IU/mL (78%以上)

※2 他に原因を認めない血小板減少を示す患者に対して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的とした測定した場合又はその再発を疑い測定した場合に算定できる。又、血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

※3 ADAMTS13 活性の著減を示す患者に対して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測定した場合に算定できる。又、後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

### 実施料について (出血・凝固)

一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を3項目以上行った場合

3項目又は4項目の場合

1. 出血・凝固 530点

5項目以上




2. 出血・凝固 722点

# 血液学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 凝固・線溶系検査

2222 2B460	第Ⅷ因子インヒビター (第Ⅷ因子-INH) 2B460-0000-022-311	血漿 1.0	D-1 ↓ G-1 凍結	Bethesda 法	1.0 未満 B.U/mL	4 ┌ 7	144 血液	測定1回につき算定する。 *4
2070 2B470	第Ⅸ因子インヒビター (第Ⅸ因子-INH) 2B470-0000-022-311	血漿 1.0	D-1 ↓ G-1 凍結	Bethesda 法	1.0 未満 B.U/mL	4 ┌ 7	144 血液	測定1回につき算定する。 *4
2394 2B260	プラスミノゲン抗原 2B260-0000-022-062	血漿 0.3	D-1 ↓ G-1 凍結	ラテックス凝集法	9.1 ~ 14.5 mg/dL	4 ┌ 7	100 血液	*E
2395 2B260	プラスミノゲン活性 2B260-0000-022-315	血漿 0.3	D-1 ↓ G-1 凍結	合成基質法	80 ~ 130 %	4 ┌ 7	100 血液	*E
2295 2B270	アンチプラスミン (プラスミンインヒビター) 2B270-0000-022-315	血漿 0.4	D-1 ↓ G-1 凍結	発色性合成基質法	77 ~ 120 %	2 ┌ 4	128 血液	
2035 2B200	アンチトロンビン活性 (AT- III) 2B200-0000-022-315	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	発色性合成基質法	75 ~ 135 %	1 ┌ 3	70 血液	
2034 2B120	フィブリン・フィブリノゲン 分解産物 (血漿 FDP) 2B120-0000-022-062	血漿 0.4	D-1 ↓ G-1 凍結	ラテックス凝集法	5.0 未満 μg/mL	1 ┌ 3	80 血液	緊急
2051 2B110	可溶性フィブリンモノマー 複合体 (SFMC) 2B110-0000-022-116	血漿 0.2	D-1 ↓ G-1 凍結	凝集反応	(-)	2 ┌ 4	93 血液	
2049 2B140	D ダイマー 2B140-0000-022-062	血漿 0.4	D-1 ↓ G-1 凍結	ラテックス凝集法	1.0 未満 μg/mL	1 ┌ 3	130 血液	緊急
2067 2B280	プラスミンインヒビター・ プラスミン複合体 (PIC) 2B280-0000-022-062	血漿 0.4	D-1 ↓ G-1 凍結	ラテックス凝集法	0.8 以下 μg/mL	2 ┌ 5	154 血液	



# 血液学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 凝固・線溶系検査

2498 2B210	トロンビン・アンチトロンビン 複合体 (TAT) 2B210-0000-022-052	血漿 0.4	D-1 ↓ G-1 凍結	CLEIA 法	3.0 以下 ng/mL	1 } 3	176 血液	主たるもののみ算定する。
2400 2B700	プロテイン C 活性 2B700-0000-022-315	血漿 0.5	D-1 ↓ G-1 凍結	発色性合成基質法	70 ~ 140 %	2 } 5	234 血液	
2039 2B700	プロテイン C (抗原量) 2B700-0000-022-062	血漿 0.4	D-1 ↓ G-1 凍結	ラテックス凝集法	69 ~ 144 %	2 } 5	232 血液	
2041 2B711	プロテイン S (遊離型抗原量) 2B711-0000-022-062	血漿 0.3	D-1 ↓ G-1 凍結	ラテックス凝集法	M 50 ~ 131 F 49 ~ 133 %	4 } 7	158 血液	*4
2045 2B710	プロテイン S (抗原量) 2B710-0000-022-023	血漿 0.3	D-1 ↓ G-1 凍結	EIA 法	65 ~ 135 %	4 } 9	158 血液	*E
2068 2B710	プロテイン S 活性 2B710-0000-022-311	血漿 0.4	D-1 ↓ G-1 凍結	凝固時間法	M 67 ~ 164 F 56 ~ 126 %	4 } 8	163 血液	*4
2042 2B310	プラスミノゲンアクチベーター インヒビター 1 (PAI-1) 2B310-0000-022-062	血漿 0.4	D-1 ↓ G-1 凍結	ラテックス凝集法	50.0 以下 ng/mL	2 } 4	240 血液	測定対象は総PAI-1 (tPA・PAI-1複合体及び活性型、潜在型PAI-1)です。
2414 2B730	トロンボモジュリン (TM) 2B730-0000-023-052	血清 0.3	A1 ↓ G-1 凍結	CLEIA 法	12.1 ~ 24.9 U/mL	4 } 8	204 血液	膠原病の診断もしくは経過観察又は、DICもしくはそれに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合に限り算定できる。 *1
4445 5B045	C1 インアクチベーター活性 (C1 エステラーゼインヒビター活性) 5B045-0000-022-315	血漿 0.3	D-1 ↓ G-1 凍結	発色性合成基質法	70 ~ 130 %	4 } 7	260 血液	*E

### 実施料について (出血・凝固)

一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を3項目以上行った場合

- 3項目又は4項目の場合  
1. 出血・凝固 530点
- 5項目以上  
2. 出血・凝固 722点






# 血液学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 血小板機能検査

2413 2B620	血小板第4因子 (PF4) 2B620-0000-022-023	血漿 0.3	R ↓ G 下図参照 凍結	EIA法	20 以下 ng/mL	4 ~ 9	178 血液	*4
2412 2B600	β-トロンボグロブリン (β-TG) 2B600-0000-022-023	血漿 0.3	R ↓ G 下図参照 凍結	EIA法	50 以下 ng/mL	4 ~ 9	176 血液	*4

### 〔β-TG、PF-4の採取方法及び注意事項〕

この操作を2分以内に行う																																
																																
<b>採取方法</b> できるだけ20ゲージ(19~23ゲージでも可)の針を用いたポリスチレン注射器で血液2.7mL採取する。 (採血に当たって、専用容器[R]を使用しての直接採血は絶対に行わないで下さい。)	予め専用容器[R]を冷却しておく。次に専用容器のフタを開け血液2.7mLを静かに移し、ゆっくり2~3回反転混和する。	専用容器をすみやかに砕氷と水の入ったラックに入れる。	砕氷水に15~30分間放置後、採取血液を2,000Gで30分間、2~4℃で遠心分離する。(下表は、2,000Gにおけるローターの回転半径と回転数との関係を示す。)	上清の表面よりやや下の部分をマイクロピペットで各0.3mL検体容器へ採取する。検体は必ず凍結保存する。(一ヶ月安定)																												
<b>注意事項</b> 真空採血管、カテーテル及び他の方法は使用しない。 又、脈血帯も使用しない。10mL以上の採血は避け、できるだけ血管壁を損傷しないようにスムーズに採取する。	指定の専用容器以外は使用しない。専用容器は振とうさせない。	砕氷水の水面より専用容器中の血液の液面が下になるようにする。角氷は使用しない。	1時間以内に必ず冷却下で遠心分離する。 <b>換算表</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>半径 (cm)</th> <th>回転数 (rpm)</th> <th>半径 (cm)</th> <th>回転数 (rpm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>4,200</td> <td>22</td> <td>2,800</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>3,800</td> <td>24</td> <td>2,700</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>3,500</td> <td>26</td> <td>2,600</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>3,300</td> <td>28</td> <td>2,500</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>3,100</td> <td>30</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>3,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	半径 (cm)	回転数 (rpm)	半径 (cm)	回転数 (rpm)	10	4,200	22	2,800	12	3,800	24	2,700	14	3,500	26	2,600	16	3,300	28	2,500	18	3,100	30	2,400	20	3,000			血餅に近い部分からの採取は絶対に避ける。
半径 (cm)	回転数 (rpm)	半径 (cm)	回転数 (rpm)																													
10	4,200	22	2,800																													
12	3,800	24	2,700																													
14	3,500	26	2,600																													
16	3,300	28	2,500																													
18	3,100	30	2,400																													
20	3,000																															


**G-1**

血清又は血漿分離  
(必ず凍結保存)  
ポリ試験管使用



**R**

上表参照




#### 実施料について(出血・凝固)

- 一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を3項目以上行った場合
- 3項目又は4項目の場合  
出血・凝固 530点
  - 5項目以上  
出血・凝固 722点

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位 (治療濃度範囲)	所要 日数	実施料 判断料	備考
<b>抗てんかん剤</b>								
5050 3L175	フェノバルビタール 3L175-0000-023-024	血清 0.4	A2-1 冷蔵	EIA 法	10.0 ~ 40.0 μg/mL	1 2	※	緊急 フェノバル フェノバルビタール
5051 3L185	フェニトイン 3L185-0000-023-024	血清 0.4	A2-1 冷蔵	EIA 法	10.0 ~ 20.0 μg/mL	1 2	※	緊急 アレピアチン ヒダントール
5052 3L115	カルバマゼピン 3L115-0000-023-024	血清 0.4	A2-1 冷蔵	EIA 法	4.0 ~ 12.0 μg/mL	1 2	※	緊急 カルバマゼピン テグレートール
5121 3L190	プリミドン 3L190-0000-023-024	血清 0.4	A2-1 冷蔵	EIA 法	5 ~ 12 μg/mL	1 2	※	緊急 プリミドン
5054 3L195	バルプロ酸 3L195-0000-023-025	血清 0.4	A2-1 冷蔵	EIA 法	50.0 ~ 100.0 μg/mL	1 2	※	緊急 セレンカR、デパケン、 バルプロ酸ナトリウム、 パレリン
5096 3L135	エトスクシミド 3L135-0000-023-024	血清 0.5	A2-1 冷蔵	EIA 法	40.0 ~ 100.0 μg/mL	4 11	※	緊急 エピレオプチマル ザロンチン *E
5122 3L205	トリメタジオン 3L205-0000-023-210	血清 0.5	A2 ↓ G-1 凍結	LC-MS/MS 法	300 ~ 500 μg/mL	5 13	※	ミノアレ *1
5120 3L125	クロナゼパム 3L125-0000-023-204	血清 1.1	A2-1 冷蔵	HPLC 法	20 ~ 70 ng/mL	3 5	※	ランドセン リボトリール *イ
5100 3L950	アセタゾラミド 3L950-0000-023-204	血清 0.3	A2-1 冷蔵	HPLC 法	μg/mL	4 12	※	ダイアモックス *4
5532 3L200	スルチアム 3L200-0000-023-204	血清 1.2	A2 ↓ G-1 凍結	HPLC 法	μg/mL	5 13	※	オスポロット *4

分離剤入り試験管は使用しないで下さい。

採血時刻は109頁をご参照下さい。



※印で表記された特定薬剤治療管理料の算定については、108頁をご参照下さい。

# 薬物検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位 (治療濃度範囲)	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------------------	----------	------------	----

## 抗てんかん剤

5371 3L210	ゾニサミド 3L210-0000-023-062	血清 0.3	A2-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	10 ~ 30 μg/mL	1 2	※	エクセグラン ゾニサミド
5099 3L165	ニトラゼパム 3L165-0000-023-210	血清 0.3	A2-1 冷蔵	LC-MS/MS 法	20 ~ 200 ng/mL	4 8	※	ニトラゼパム ネルボン ベンザリン *4
(5670) 3L130	ジアゼパム 3L130-0000-023-204	血清 0.5	A2-1 冷蔵	HPLC 法	Trough 600 ~ 1000 ※ 1 ng/mL	4 8	※	ジアゼパム ジアパックス セルシン セレナミン ホリゾン *4
(5909) 3L145	クロバザム 3L145-0000-023-210	血清 0.3	A2-1 冷蔵	LC-MS/MS 法	※ 2 ng/mL	4 8	※	マイスタン *4
5847 3L220	ラモトリギン 3L220-0000-022-210	血漿 0.3	F-2 ↓ G 冷蔵	LC-MS/MS 法	2.5 ~ 15 μg/mL	4 8	※	ラミクタール *4
5982 3L215	ガバペンチン 3L215-0000-022-210	血漿 0.3	F-3 ↓ G 冷蔵	LC-MS/MS 法	μg/mL	4 8	※	ガバペン *4
5674 3L225	トピラマート 3L225-0000-023-210	血清 0.3	A2 ↓ G 冷蔵	LC-MS/MS 法	Trough 5 ~ 20 μg/mL	4 7	※	トピナ トピラマート *1
5673 3L230	レベチラセタム 3L230-0000-023-210	血清 0.3	A2 ↓ G 冷蔵	LC-MS 法	Trough 12 ~ 46 μg/mL	4 8	※	イーケブラ *1

## 精神神経用剤

5239 3L320	炭酸リチウム 3L320-0000-023-274	血清 0.3	A2-1 冷蔵	原子吸光法	0.60 ~ 1.20 mEq/L	2 4	※	<b>緊急</b> 炭酸リチウム リーマス *イ
5128 3L300	ハロペリドール 3L300-0000-023-024	血清 0.4	A2-1 冷蔵	セディア法	3 ~ 17 注1 ng/mL	1 2	※	セレネース ネオペリドール ハロステン ハロペリドール ハロマンソ
5527 3L302	ブロムペリドール 3L302-0000-023-024	血清 0.4	A2-1 冷蔵	セディア法	有効治療濃度参考値 4.0 ~ 14.3 注1 ng/mL	1 2	※	インプロメン ブロムペリドール

分離剤入り試験管は使用しないで下さい。

採血時刻は109頁をご参照下さい。

注1 ハロペリドールとブロムペリドールを併用している患者検体では、免疫学的交差反応のため正確な濃度は測定できません。

※1 N-デスメチルジアゼパムの濃度も同時にご報告いたします。

※2 代謝産物のデスメチルクロバザムの濃度も同時にご報告いたします。





# 薬物検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位 (治療濃度範囲)	所要 日数	実施料 判断料	備考
<b>抗炎症、リウマチ剤</b>								
5101 3M205	サリチル酸 3M205-0000-023-271	血清 0.4	A2-1 冷蔵	酵素法	(抗炎症剤として) 100 ~ 250 μg/mL	4 ~ 7	※	<b>緊急</b> アスピリン サルソニン ハフトロン ヘパルス *4
<b>強心剤</b>								
5049 3L765	ジゴキシン 3L765-0000-023-024	血清 0.4	A2-1 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	0.8 ~ 2.0 ng/mL	1 ~ 2	※	<b>緊急</b> ジゴキシン ジゴシン ジゴシンエリキシル
<b>不整脈用剤</b>								
(5457) 3L897	プロパフェノン 3L897-0000-023-210	血清 0.3	A2-1 冷蔵	LC-MS/MS 法	ng/mL	5 ~ 9	※	プロノン プロパフェノン塩酸塩 *4
5556 3L896	塩酸ピルジカイニド 3L896-0000-023-204	血清 0.5	A2-1 冷蔵	HPLC 法	Peak 0.2 ~ 0.9 μg/mL	3 ~ 6	※	サンリズム ピルジカイニド塩酸塩 *イ
5175 3L898	シベンゾリン 3L898-0000-023-210	血清 0.3	A2-1 冷蔵	LC-MS/MS 法	Trough 70 ~ 250 ng/mL	4 ~ 8	※	シベノール シベンゾリンコハク酸塩 *4
5448 3L890	プロカインアミド 3L890-0000-023-024	血清 0.3	A2-1 冷蔵	HEIA 法	4 ~ 8 μg/mL	4 ~ 7	※	<b>緊急</b> アミサリン *1

分離剤入り試験管は使用しないで下さい。

採血時刻は109頁をご参照下さい。

薬  
物







※印で表記された特定薬剤治療管理料の算定については、108頁をご参照下さい。

# 薬物検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位 (治療濃度範囲)	所要 日数	実施料 判断料	備考
<b>不整脈用剤</b>								
5469 3L895	プロプラノロール 3L895-0000-023-204	血清 0.3	A2-1 冷蔵	HPLC 法	50 ~ 100 ng/mL	5 ~ 20		インデラル プロプラノロール塩酸塩 *4
5080 3L900	キニジン 3L900-0000-023-024	血清 0.4	A2-1 冷蔵	EIA 法	2.0 ~ 6.0 μg/mL	4 ~ 11	※	硫酸キニジン *4
5370 3L875	リドカイン 3L875-0000-023-024	血清 0.3	A2-1 冷蔵	EIA 法	1.2 ~ 5.0 μg/mL	4 ~ 7	※	<b>緊急</b> オリベス キシロカイン リドカイン *4
5449 3L865	ジソピラミド 3L865-0000-023-024	血清 0.4	A2-1 冷蔵	EIA 法	2 ~ 5 μg/mL	1 ~ 2	※	ジソピラミド ジソピラン リスモダン
5491 3L855	アプリンジン 3L855-0000-023-210	血清 0.3	A2-1 冷蔵	LC-MS/MS 法	0.25 ~ 1.25 μg/mL	4 ~ 8	※	アスペノン アプリンジン塩酸塩 *4
5464 3L880	メキシレチン 3L880-0000-023-204	血清 0.5	A2-1 冷蔵	HPLC 法	0.5 ~ 2.0 μg/mL	3 ~ 8	※	チルミメール メキシチール メキシレチン塩酸塩 *イ
5375 3L905	フレカイニド 3L905-0000-023-210	血清 0.3	A2-1 冷蔵	LC-MS/MS 法	200 ~ 1000 ng/mL	4 ~ 8	※	タンボコール フレカイニド酢酸塩 *4
5767 3L899	ピルメノール 3L899-0000-022-204	血漿 1.3	F-2 ↓ G 冷蔵	HPLC 法	400.0 以上 ng/mL	4 ~ 9	※	ピメノール *4
5770 3L800	アミオダロン 3L800-0000-022-210	血漿 0.3	F-2 ↓ G 冷蔵	LC-MS/MS 法	ng/mL	4 ~ 8	※	アミオダロン塩酸塩 アンカロン *4
5849 3L802	ヘプリジル 3L802-0000-022-210	血漿 0.3	F-2 ↓ G 冷蔵	LC-MS/MS 法	250 ~ 800 ng/mL	4 ~ 8	※	ヘプリコール *4

分離剤入り試験管は使用しないで下さい。

採血時刻は109頁をご参照下さい。

 <p><b>A2-1</b> 血清分離 冷蔵保存</p>	 <p><b>E-2</b> 採血後静かに約 10 回ほど転倒混和 (低温にて血漿分離、 必ず凍結保存) 保存はポリ試験管使用</p> <p>EDTA-2Na 5mL 用</p>	 <p><b>F-2</b> 採血後静かに約 10 回ほど転倒混和 血漿分離 冷蔵保存</p> <p>ヘリン 5mL 用 又は 10mL 用</p>	 <p><b>G-1</b> 血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用</p>
---	--	---	--

# 薬物検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位 (治療濃度範囲)	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------------------	----------	------------	----

## 解熱鎮痛剤消炎剤

5466 3L005	アセトアミノフェン  3L005-0000-023-024	血清 0.4	A2-1 冷蔵	EIA 法	中毒域 200.1 以上 (4 時間) 100.1 以上 (8 時間) 50.1 以上 (12 時間)  μg/mL	4 11	185 生化 I	アセトアミノフェン、 アセリオ、カロナール、 コカール、ピレチノール  同一の患者につき1月以内 に2回以上行った場合は、 第1回目の測定を行ったと きに1回に限り算定する。 *4
---------------	-------------------------------------	--------	------------	-------	---	---------	-------------	---

## 抗悪性腫瘍剤

5467 3M725	メトトレキサート  3M725-0000-023-024	血清 0.5	A2-1 冷蔵	EIA 法	危険限界濃度 24 時間値 10 以上 48 時間値 1 以上 72 時間値 0.1 以上  μmol/L	4 7	※	<b>緊急</b> メソトレキサート *4
5787 3M750	イマチニブ  3M750-0000-022-210	血漿 0.3	E-2 ↓ G 冷蔵	LC-MS/MS 法	    ng/mL	6 14	※	イマチニブ グリベック *1

## 抗生物質

5102 3M606	ゲンタマイシン  3M606-0000-023-024	血清 0.4	A2 ↓ G-1 凍結	EIA 法	Peak 15 ~ 20 Trough 1 未満  μg/mL	4 8	※	エルタシン ゲンタシン ゲンタマイシン硫酸塩  抗菌薬TDM2016に準拠 *4
5452 3M602	トブラマイシン  3M602-0000-023-024	血清 0.4	A2 ↓ G-1 凍結	EIA 法	Peak 15 ~ 20 Trough 1 未満  μg/mL	4 7	※	トブラシン  抗菌薬TDM2016に準拠 *4
5098 3M601	アミカシン  3M601-0000-023-024	血清 0.4	A2 ↓ G-1 凍結	EIA 法	Peak 50 ~ 60 Trough 4 未満  μg/mL	4 8	※	アミカシン硫酸塩 アミカマイシン  抗菌薬TDM2016に準拠 *4
5555 3M613	アルベカシン  3M613-0000-023-062	血清 0.3	A2 ↓ G-1 凍結	ラテックス凝集比濁法	Peak 15 ~ 20 Trough 1 ~ 2 未満  μg/mL	4 7	※	アルベカシン硫酸塩 ハベカシン  *4

分離剤入り試験管は使用しないで下さい。

採血時刻は109頁をご参照下さい。

グラム陰性菌感染症に対する標準治療における目標値(μg/mL)

最小発育阻止濃度 (MIC)	8 μg/mL (重症)		≤4 μg/mL (軽・中等度)	
アミカシン	50~60(ピーク)	4未満(トラフ)	41~49(ピーク)	4未満(トラフ)
最小発育阻止濃度 (MIC)	2 μg/mL (重症)		≤1 μg/mL (軽・中等度)	
ゲンタマイシン	15~20(ピーク)	1未満(トラフ)	8~10(ピーク)	1未満(トラフ)
トブラマイシン				

※基準値は重症における目標値を基準値(治療濃度範囲)として設定いたしました。

抗菌薬TDMガイドライン2016より改変

※印で表記された特定薬剤治療管理料の算定については、  
108頁をご参照下さい。

# 薬物検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位 (治療濃度範囲)	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------------------	----------	------------	----

## 抗生物質

5531 3M530	バンコマイシン 3M530-0000-023-024	血清 0.4	A2-1 冷蔵	EIA 法	Trough 10.0 ~ 15.0 μg/mL	1 2	※	<b>緊急</b> バンコマイシン塩酸塩 抗菌薬TDM2016に準拠
5478 3M532	テイコプラニン 3M532-0000-023-062	血清 0.3	A2-1 冷蔵	ラテックス凝集比濁法	Trough 15 ~ 30 μg/mL	4 7	※	<b>緊急</b> タゴシッド テイコプラニン 重症感染症は10~20μg/ mLを保って下さい。 抗菌薬TDM2016に準拠 *4

## 免疫抑制剤

5465 3M805	シクロスポリン 3M805-0000-019-051	全血 1.0	S 凍結	CLIA 法	ng/mL	2 4	※	サンディミュン シクロスポリン ネオール <b>必ず単独検体で提出して下 さい。</b>
5256 3M810	タクロリムス 3M810-0000-019-051	全血 1.0	S 凍結	CLIA 法	ng/mL	2 4	※	グラセプター タクロリムス プログラフ <b>必ず単独検体で提出して下 さい。</b>
5989 3M815	エベロリムス 3M815-0000-019-053	全血 1.0	E-1 冷蔵	ECLIA 法	免疫抑制剤としてシクロスポリ ンと併用した場合の Trough 3 ~ 8 抗悪性腫瘍剤として使用した 場合の Trough 5~15 ng/mL	4 7	※	アフィニトール サーティカン シロリムス投与歴がある患者 検体は検査不可 *1
5991 3M816	ミコフェノール酸 3M816-0000-022-024	血漿 0.5	E-4 ↓ G 冷蔵	EIA 法	μg/mL	4 8	※	セルセプト ミコフェノール酸モフェチル *4

## その他

5087 3M070	テオフィリン (気管支拡張剤) 3M070-0000-023-024	血清 0.4	A2-1 冷蔵	EIA 法	10.0 ~ 20.0 μg/mL	1 2	※	<b>緊急</b> スローピッド、チルミン、 テオドール、テオフィリン、 テオロング、テルパンス、 ユニコン、ユニフィル
---------------	--	--------	------------	-------	----------------------	--------	---	--

分離剤入り試験管は使用しないで下さい。


採血時刻は109頁をご参照下さい。

**A2-1**  
血清分離  
冷蔵保存



**E-1**  
採血後静かに約 10  
回ほど転倒混和  
そのまま冷蔵保存  
(凍結不可)

**E-4**  
採血後静かに約 10  
回ほど転倒混和  
血漿分離  
冷蔵保存




EDTA-2Na  
5mL 用

**G-1**  
血清又は血漿分離  
(必ず凍結保存)  
ポリ試験管使用



**S**  
採血後静かに  
約 10 回ほど  
転倒混和  
そのまま  
(必ず凍結保存)  
ガラス管の場合は  
ポリ試験管に移して  
凍結  
他の項目との同時依  
頼はできません。



EDTA-2K  
2mL 用

※印で表記された特定薬剤  
治療管理料の算定につ  
いては、108頁をご参照下  
さい。

## [特定薬剤治療管理料]

薬剤名		1~3カ月	4カ月以降	初回目加算点	備考
ジギタリス製剤	ジゴキシン	470	235		心疾患患者 急速飽和を行った場合、1回に限り算定740 初回目加算同時算定不可
	フェノバルビタール フェニトイン カルバマゼピン プリミドン バルプロ酸 エトスクシミド トリメタジオン クロナゼパム アセタゾラミド スルチアム ゾニサミド ニトラゼパム ジアゼパム クロバザム ラモトリギン ガバペンチン トピラマート レベチラセタム	470	470		てんかん患者 複数薬剤測定の場合加算 470 てんかん重積状態の患者に抗てんかん剤の注射等を行った場合、1回に限り算定740 初回目加算同時算定不可
抗てんかん剤	テオフィリン	470	235		気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫又は未熟児無呼吸発作の患者
	プロパフェノン 塩酸ピルジカイニド シベンゾリン プロカインアミド キニジン リドカイン ジソピラミド アブリンジン メキシレチン フレカイニド ピルメノール アミオダロン ペブリジル	470	235		不整脈の患者
テオフィリン製剤	シクロスポリン タクロリムス エベロリムス ミコフェノール酸 シクロスポリン タクロリムス	470	470		臓器移植を行った月から3カ月2740 臓器移植を受けた患者であって臓器移植における拒否反応の抑制を目的として免疫抑制剤を投与しているもの ※1 ※2
免疫抑制剤	サリチル酸系製剤	470	235		若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は慢性関節リウマチの患者
不整脈用剤	ゲンタマイシン トブラマイシン アミカシン アルベカシン バンコマイシン テイコプラニン	470	235		1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。 数日間以上投与している入院中の患者について、投与薬剤の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合、月1回算定
	抗生物質	メトトレキサート イマチニブ エベロリムス	470	235	
抗悪性腫瘍剤	ハロペリドール製剤・プロムペリドール製剤	470	235		統合失調症の患者
ハロペリドール製剤	リチウム製剤	470	235		躁うつ病の患者
	バルプロ酸ナトリウム・カルバマゼピン	470	470		躁うつ病又は躁病の患者
バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸	470	235		1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。 片頭痛の患者
	カルバマゼピン	470	470		

- ※1 ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又はその他の非感染性ぶどう膜炎（既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る。）、再生不良性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者に限る。）若しくはネフローゼ症候群の患者
- ※2 全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎又は間質性肺炎（多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併するものに限る。）の患者
- ※3 結節性硬化症に伴う上下大巨細胞性星細胞腫の患者であって抗悪性腫瘍剤としてエベロリムスを投与しているもの

# 薬物検査

## [主な薬物の採血時刻]

検査項目	採血時刻	検査項目	採血時刻
抗てんかん剤		不整脈用剤	
フェノバルビタール	投与直前(トラフ)	リドカイン	静注：投与後2時間 点滴静注：6～12時間
フェニトイン	経口：投与直前(トラフ) 静注：投与後2～4時間	ジソピラミド	投与直前(トラフ)
カルバマゼピン	投与直前(トラフ)	アプリンジン	経口：投与直前(トラフ) 投与後2～4時間(ピーク) 静注：投与直前(トラフ)
ブリミドン	投与直前(トラフ)	メキシレチン	投与直前(トラフ)
バルプロ酸	投与直前(トラフ)	フレカイニド	投与直前(トラフ)
エトスクシミド	投与直前(トラフ)	ピルメノール	随時
トリメタジオン	投与直前(トラフ)	アミオダロン	投与直前(トラフ)
クロナゼパム	投与直前(トラフ)	ベプリジル	－
アセタゾラミド	－	解熱鎮痛剤消炎剤	
ゾニサミド	投与直前(トラフ)	アセトアミノフェン	－
ニトラゼパム	投与直前(トラフ) 但し、抗てんかん剤として用いる場合	抗悪性腫瘍剤	
ジアゼパム	投与直前(トラフ) 但し、抗てんかん剤として用いる場合	メトトレキサート	メトトレキサート・ロイコボリン救援療法時 24, 48, 72時間
ラモトリギン	次回投与直前(Trough濃度)	エベロリムス(アフィニトール)	投与直前(トラフ)
レベチラセタム	投与直前(トラフ)	抗生物質	
精神神経用剤		ゲンタマイシン	点滴開始1時間後(30分で投与した場合、終了30分後)(ピーク) 投与前30分以内(トラフ)
炭酸リチウム	早朝投与前(トラフ)	トブラマイシン	点滴開始1時間後(30分で投与した場合、終了30分後)(ピーク) 投与前30分以内(トラフ)
ハロペリドール	投与直前(トラフ)	アミカシン	点滴開始1時間後(30分で投与した場合、終了30分後)(ピーク) 投与前30分以内(トラフ)
プロムペリドール	投与直前(トラフ)	アルベカシン	点滴開始1時間後(30分で投与した場合、終了30分後)(ピーク) 投与前30分以内(トラフ)
抗炎症、リウマチ剤		バンコマイシン	点滴静注後1～2時間(ピーク) 投与直前(トラフ)
サリチル酸	投与直前(トラフ)	テイコプラニン	投与前30分以内(トラフ)
強心剤		免疫抑制剤	
ジゴキシン	経口：投与後6時間～投与直前(トラフ) 静注：投与後4時間～投与直前(トラフ)	シクロスポリン	投与直前(トラフ)
不整脈用剤		タクロリムス	投与直前(トラフ)
プロパフェノン	－	エベロリムス(サーティカン)	投与直前(トラフ)
塩酸ピルジカイニド	投与直前(トラフ)又は 経口：投与後1～2時間(ピーク)	その他	
シベンゾリン	朝投与直前(トラフ)	テオフィリン (気管支拡張剤)	投与直前(トラフ) (副作用：ピーク)
プロカインアミド	投与直前(トラフ)		
プロプラノロール	投与直前(トラフ)		
キニジン	投与直前(トラフ)		

### 【採血時刻について】

- 維持投与量の調整のために行う場合の採血時刻を示します。
- 中毒症状を疑う場合は随時測定を実施する必要があります。

# 一般検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 尿中一般物質定性、半定量検査

6001 1A030	比重 1A030-0000-001-903	尿 10.0	C-3 冷蔵	屈折率法又は 試験紙法	1.005 ~ 1.030	1 2	(26)	緊急 (対象: 糖定性、 ケトン体定性 (新生児のみ))  当該保険医療機関内で検査 を行った場合に算定する。
6002 1A035	pH 1A035-0000-001-911			試験紙法	5.0 ~ 8.0	1 2		
6005 1A010	蛋白定性 1A010-0000-001-911			試験紙法	(-)	1 2		
6007 1A020	糖定性 1A020-0000-001-911			試験紙法	(-)	1 2		
6003 1A040	ウロビリノーゲン定性 1A040-0000-001-911			試験紙法	(+-)	1 2		
6009 1A055	ビリルビン定性 1A055-0000-001-911			試験紙法	(-)	1 2		
6010 1A060	ケトン体 (アセトン体) 定性 1A060-0000-001-911			試験紙法	(-)	1 2		
6011 1A100	潜血反応 1A100-0000-001-911			試験紙法	(-)	1 2		
6083 1A075	白血球定性 1A075-0000-001-911			試験紙法	(-)	1 2		
6078 1A080	亜硝酸塩 1A080-0000-001-911			試験紙法	(-)	1 2		

## 尿中特殊物質定性定量検査

6006 1A015	蛋白定量 1A015-0000-004-271 1A015-0000-001-271	蓄尿 3.0 又は 尿 3.0	C-1 又は C-3 冷蔵	ピロガロールレッド法	蓄尿 20 ~ 120 mg/day 随時尿 10 以下 mg/dL	1 2	7 尿・便	
6498 1A015	蛋白定量クレアチニン換算値 (尿蛋白/クレアチニン比) 1A015-0000-001-271	尿 3.0	C-3 冷蔵	計算法	0.11 以下 g/g・CRE	1 2	7 尿・便	蛋白定量と尿中クレアチニンも同時報告。 CKDの重症度分類 (2012) による判定基準は検査案内 24頁参照。 ※1
6016 4E060	VMA 定性 4E060-0000-001-901	尿 3.0	C-3 冷蔵	佐藤法	(-)	1 2	9 尿・便	
6017 1A110	ベンスジョーンズ蛋白定性 1A110-0000-001-920	尿 5.0	C-3 冷蔵	Putnum 法	(-)	1 2		
5069 3J040	コプロポルフィリン定性 3J040-0000-001-204	尿 5.0	I-1 遮光 冷蔵	HPLC 法	(-)	6 11		*4

※ 1 蛋白定量と尿中クレアチニンも同時に測定しますので、報告書上に表記される実施料 (点数) は 18 点になります。

C-1

冷所に 24 時間蓄尿  
混和、必要量提出  
冷蔵保存  
(尿量明記)

C-3

蓄尿又は部分尿  
必要量提出、冷蔵保存  
(尿量記載の必要なし)

I-1


蓄尿又は部分尿  
必要量提出、冷蔵保存  
(遮光保存)

# 一般検査


項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 尿中特殊物質定性定量検査

(6008) 1A025	糖定量 1A025-0000-004-272 1A025-0000-001-272	蓄尿 3.0 又は 尿 3.0	C-1 又は C-3 冷蔵	HK-G-6-PDH 法	蓄尿 0.040 ~ 0.085 g/day 随時尿 0.020 以下 g/dL	1 2	9 尿・便	
1184 3H045	浸透圧 3H045-0000-001-902	尿 3.0	C-3 冷蔵	氷点降下法	50 ~ 1300 mOsm/kgH <sub>2</sub> O	2 4	16 尿・便	
6018 3B330	NAG 3B330-0000-001-271	尿 5.0	C-3 冷蔵	MPT-NAG 法	11.5 以下 U/L	1 2	41 尿・便	
2119 2B120	線維素分解産物 (尿中 FDP) 2B120-0000-001-062	尿 2.0 ↓ 上清 0.5	Q ↓ G-1 凍結	LPIA 法	100 以下 ng/mL	4 6	72 尿・便	*4
5067 3J075	δ - アミノレブリン酸 (δ -ALA) 3J075-0000-004-204	蓄尿 1.0	I-2 遮光 冷蔵	HPLC 法	2.0 以下 mg/day	3 6	109 尿・便	17 頁参照 *イ
5068 3J065	ポルフォビリノーゲン定量 3J065-0000-004-271	蓄尿 3.0	I-2 遮光 凍結	比色法 (M・G 変法)	2.0 以下 mg/day	5 10	191 尿・便	*E
5071 3J050	ウロポルフィリン定量 3J050-0000-001-204	尿 2.0	I-1 遮光 冷蔵	HPLC 法	36 以下 μg/g・クレアチニン	5 10	105 尿・便	*4
5299 3J040	コプロポルフィリン定量 3J040-0000-001-204	尿 2.0	I-1 遮光 冷蔵	HPLC 法	170 以下 μg/g・クレアチニン	5 10	131 尿・便	*4
5902 3A015	尿中アルブミン定量 3A015-0000-004-061 3A015-0000-001-061	蓄尿 1.0	C-1 冷蔵	TIA 法	30.0 未満 mg/day	2 4	99 尿・便	尿中トランスフェリン、尿中アルブミン定量及び尿中IV型コラーゲンは、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。
5922 3A015		尿 1.0	C-3 冷蔵		27.0 未満 mg/g・クレアチニン			

	<b>C-1</b> 冷所に 24 時間蓄尿 混和、必要量提出 冷蔵保存 (尿量明記)	<b>C-3</b> 蓄尿又は部分尿 必要量提出、冷蔵保存 (尿量記載の必要なし)
	<b>C-7</b> 冷蔵保存 (凍結不可)	

	<b>G-1</b> 血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用
---	---

	<b>I-1</b> 蓄尿又は部分尿 必要量提出、冷蔵保存 (遮光保存)	<b>I-2</b> 冷所に 24 時間蓄尿 尿量測定、混和 必要量提出 冷蔵保存 (遮光保存) (尿量明記)
--	---	---



# 一般検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 尿中特殊物質定性定量検査

5357 5C134	尿中IV型コラーゲン 5C134-0000-001-023	尿 5.0 (起床第1)	コ 冷蔵	EIA 法	30 歳代 4.0 以下 40 歳以上 4.9 以下 (随時尿参考値 7.3 以下) μg/g・クレアチニン	4 12	184 尿・便	尿中トランスフェリン、尿中アルブミン定量及び尿中IV型コラーゲンは、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。) に対して行った場合に、3月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。 *E
(5429) 5C060	尿中トランスフェリン 5C060-0000-004-062 5C060-0000-001-062	蓄尿 1.0 又は 尿 1.0	C-1 又は C-3 冷蔵	ラテックス凝集比濁法	蓄尿 0.6 以下 mg/day 随時尿 1.0 以下 mg/g・クレアチニン	2 4	101 尿・便	
5162 5C100	L-FABP (L 型脂肪酸結合蛋白) 5C100-0000-001-052	尿 2.0	C-7 冷蔵	CLEIA 法	(クレアチニン換算値) 8.4 以下 μg/gCr	4 7	210 尿・便	・凍結及び、他項目との重複依頼はできません。 ・酸性蓄尿は検査値に影響を及ぼす場合がありますので避けて下さい。 ・室温保存ではデータに影響が認められるため、すみやかに冷蔵にて提出して下さい。 ※1 *4

## 尿沈渣顕微鏡検査

6020 1A105	尿沈渣 (尿沈渣顕微鏡検査) 1A105-0000-001-701	尿 10.0	C-7 冷蔵	顕鏡法	赤血球 4 以下 /HPF 白血球 4 以下 /HPF	1 2	(27) 尿・便	凍結不可 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。同一検体について当該検査と排泄物、滲出物又は、分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
6085 1A105	尿沈渣 (尿沈渣顕微鏡検査) (染色した場合) 1A105-0000-001-735	尿 10.0	C-7 冷蔵				1 2	


注 尿中細菌顕微鏡検査は細菌の項に準ずる

## 糞便検査

6025 1B010	虫卵検査	虫卵 (塗抹) 1B010-0000-015-701	糞便 拇指頭大	イ 冷蔵	直接塗抹法	(-)	2 4	20 尿・便	(検出可能な主要虫卵) 回虫卵、広節裂頭条虫卵、鞭虫卵など
6037 1B015		虫卵 (集卵)	糞便 拇指頭大	イ 冷蔵	浮遊法	( - )	2 4	15 尿・便	(検出可能な主要虫卵) 鉤虫卵など
6026 1B015									1B015-0000-015-701 1B015-0000-015-701

※1 原則として3月に1回に限り算定する。但し、医学的な必要からそれ以上算定する場合においては、その詳細な利用を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

**Q**




尿 2mL を入れ静かに 10 回ほど転倒混和 (上清分離) 凍結保存  
ポリ試験管使用  
(ヘパリン使用者は) その旨明記  
抗プラスミン剤入り

**イ**



新鮮糞便を小指頭大容器に取りしっかりフタを閉める

**コ**



1. 安静就寝後の起床第1尿を検体として下さい。
2. 採取後すみやかに専用容器に移し、添加剤が溶けるまで混和後、冷蔵保存して下さい。
3. 他項目との重複依頼は避けて下さい。

# 一般検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 糞便検査


6032 1B020	虫体検出 1B020-0000-015-701	※1	※2	目視及び鏡検法	(-)	2 4	23 尿・便	(虫体) 鑑別した上でご報告します。 (虫体の存在が疑われる材料) 有無を確認し虫体が認められ た場合、鑑別してご報告します。			
6036 1日法 (6120) 2日法 1B040	ヘモグロビン(潜血LA) 定性 1B040-1351-015-062 1B040-1351-015-062	糞便 専用容器	□ 冷蔵	ラテックス凝集 比濁法	( - )	2 4	37 尿・便				
6090 1日法 (6117) 2日法 1B040	ヘモグロビン(潜血LA) 定量 1B040-1352-015-062 1B040-1352-015-062								100 以下 ( - ) ng/mL	2 4	41 尿・便
6521 1日法 (6522) 2日法 1B040	ヘモグロビン(潜血金コロイド) 定性 1B040-1351-015-195 1B040-1351-015-195	糞便 専用容器 ※3	ヒ 冷蔵	金コロイド法	( - )	2 4	37 尿・便				
6526 1日法 (6527) 2日法 1B040	ヘモグロビン(潜血金コロイド) 定量 1B040-1352-015-195 1B040-1352-015-195								100 未満 ( - ) ng/mL	2 4	41 尿・便
6532 1日法 (6533) 2日法 1B042	ヘモグロビン・トランスフェリン (Hb・Tf) 定性 1B042-1351-015-195 1B042-1351-015-195								判定 ( - ) Hb ( - ) Tf ( - )	2 4	56 尿・便
6544 1日法 (6545) 2日法 1B042	ヘモグロビン・トランスフェリン (Hb・Tf) 定量 1B042-1352-015-195 1B042-1352-015-195	判定 ( - ) Hb 100 未満 ( - ) Tf 50 未満 ( - ) ng/mL	56 尿・便								

※1 虫体又は虫体の存在が疑われる材料をご提出下さい。

※2 虫体の場合、10%ホルマリン又は70%アルコールにて固定して、虫体の大きさにあうサイズの容器でご提出下さい。虫体の存在が疑われる材料の場合、その材料に適合した容器をご使用下さい。

※3 1本の採便容器でヘモグロビンとトランスフェリンの測定が可能です。

□




1. 専用容器のラベルに必要な事項を記入して下さい。
2. キャップを引き抜きキャップに付いている採便スティックで便の表面をまんべんなくこすり先端のらせん部分の溝が埋まる程度採取して下さい。
3. キャップを容器に差し込みしっかりと閉めて下さい。

(容器内の液を捨てないで採取して下さい)  
冷蔵保存

1日目(青ラベル)      2日目(赤ラベル)

ヒ



1. 採便スティックを回し、容器より抜く。
2. 採便スティックの溝が埋まる程度に便の表面をまんべんなくこすり取る。(取りすぎ、少なすぎは不可)
3. 容器に採便スティックを1回で差し込み、しっかりと閉める。

1日法用      2日法用

# 一般検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 精液一般検査

(6497)	量	1Z992-0000-060-920	精液全量	X-3 常温		(参考基準) 2.0 以上	1 2	70 尿・便	120頁参照
					※1	mL			
	pH	1Z992-0000-060-901			試験紙法	(参考基準) 7.2 以上	1 2		
					※1				
	精子濃度	1Z992-0000-060-920			鏡検法	(参考基準) $20 \times 10^6$ 以上	1 2		
		※1	/mL						
	奇形精子率	1Z992-0000-060-920	鏡検法	(参考基準) 15 以下	1 2				
		※1	%						
	運動率	1Z992-0000-060-920	鏡検法	(参考基準) 50 以上	1 2				
		※1	%						

※1 射精後 2 時間以内に検査した場合の基準となります。



# 一般検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
<b>髄液一般検査</b>								
4529 5A150	オリゴクローナルバンド 〔等電点電気泳動法〕 5A150-0000-098-236	血清 1.0 及び 髄液 1.0 注1	G-2 又は X2 冷蔵	等電点電気泳動法	検出せず	11 17	522 尿・便	他項目との重複依頼は避けて下さい。 多発性硬化症の診断の目的で行った場合に算定する。 *4
6044 1C020	比重 1C020-0000-041-903	髄液 5.0	X-1 冷蔵	屈折計法	1.005 ~ 1.007	1 2	62 尿・便	凍結不可
6045 1C025	pH 1C025-0000-041-920			PHメーター法	7.4 ~ 7.6	1 2		
6046 1C045	ノンネアペルト反応 1C045-0000-041-920			ノンネアペルト法	(-)	1 2		
6047 1C040	パンディ反応 1C040-0000-041-920			パンディ法	(-) ~ (1+)	1 2		
6048 1C030	細胞数 1C030-0000-041-920			鏡検法	5 以下 /μL	1 2		
6055 1C050	トリプトファン反応 1C050-0000-041-920			里見変法	(-)	1 2		
6073 1C035	細胞種類 1C035-0000-041-920			鏡検法	単核球 多核球 その他 %	1 2		
6050 1C010	蛋白定量 1C010-0000-041-271			ピロガロールレッド法	10 ~ 40 mg/dL	11 2 生化I		
6051 1C015	糖定量 1C015-0000-041-262			電極法	50 ~ 75 mg/dL	11 2 生化I		
6052 3H010	ナトリウム (Na) 3H010-0000-041-261			電極法	130 ~ 150 mEq/L	11 2 生化I		
6054 3H020	クロール (Cl) 3H020-0000-041-261	電極法	120 ~ 125 mEq/L	11 2 生化I				
6053 3H015	カリウム (K) 3H015-0000-041-261	電極法	2.5 ~ 3.5 mEq/L	11 2 生化I				

注1 他の検査と重複しないよう、単独検体で提出して下さい。

# 一般検査


項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## その他の穿刺液・採取液検査


6038	ムチン塊形成試験	関節液 5.0	X-1 冷蔵	酢酸加反応	正常 (3 +)	1 2		
6039 1Z050	ルンベルグ反応 1Z050-0000-040-920	穿刺液 1.0	X-1 冷蔵	硝酸沈降反応		1 2		
6041 1Z035	リバルタ反応 1Z035-0000-040-920	穿刺液 0.5	X-1 冷蔵	酢酸沈殿法		1 2		
6040 1Z020	比重 1Z020-0000-040-903	穿刺液 0.5	X-1 冷蔵	屈折計法		1 2		
6088	pH	穿刺液 1.0	X-1 冷蔵	PHメーター法		1 2		
6043 1Z045	沈渣 1Z045-0000-040-920	穿刺液 5.0	X-1 冷蔵	鏡検法	/HPF	1 2		
6086 1Z030	細胞種類 1Z030-0000-040-920	穿刺液 5.0	F-5 冷蔵	ライト染色鏡検	%	1 2		凍結不可
6087 1Z025	細胞数 1Z025-0000-040-920	穿刺液 5.0	F-5 冷蔵	鏡検法	/ $\mu$ L	1 2		

一般

**G-2**  
血清分離  
冷蔵保存  
(ゴム栓不可)  
ポリ試験管使用




**F-5**  
採血後静かに約10  
回ほど転倒混和  
そのまま冷蔵保存  
(凍結不可)




ヘパリン5mL用  
又は10mL用

**X-1**  
必要量採取  
冷蔵保存  
(凍結不可)



**X2**  
常温保存



**実施料について(生化I)**



一回に採取した血液を用いて  
青色で表記されている検査を  
5項目以上行った場合

1.	5項目以上7項目以下の場合	生化I	93点
2.	8項目又は9項目の場合	生化I	99点
3.	10項目以上の場合	生化I	109点

# 一般検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
その他の穿刺液・採取液検査								
6042 1Z010	蛋白定量 1Z010-0000-040-903	穿刺液 0.5	X-1 冷蔵	屈折計法	g/dL	1 2	11 生化I	
6089 1Z015	糖定量 1Z015-0000-040-262	穿刺液 1.0	X-1 冷蔵	電極法	mg/dL	1 2	11 生化I	
6107 1Z505	関節液結晶 1Z505-0000-044-920	関節液 1.0	X-1 冷蔵	鏡検法	ピロリン酸 Ca (-) 尿酸 Na (-)	1 2	50 尿・便	
2152 1Z025	有核細胞数 1Z025-0000-046-920	骨髓液 1.0	B-1 冷蔵	鏡検法	100,000 ~ 250,000 /μL	1 3		凍結不可
2053 1Z025	巨核細胞数 1Z025-1301-046-920	骨髓液 1.0	B-1 冷蔵	鏡検法	50 ~ 150 /μL	1 3		
6063 2A300	鼻汁中好酸球 2A300-0000-094-603	鼻汁 塗抹標本	X2 常温	ライト染色鏡検法	(-)	2 4	15 血液	脱脂スライドガラス使用
6067 2A090	喀痰中好酸球 2A090-0000-094-603	喀痰 塗抹標本	X2 常温	ライト染色鏡検法	(-)	2 4	15 血液	脱脂スライドガラス使用

一般



実施料について(生化I)	
一回に採取した血液を用いて青色で表記されている検査を5項目以上行った場合	
1.	5項目以上7項目以下の場合 生化I 93点
2.	8項目又は9項目の場合 生化I 99点
3.	10項目以上の場合 生化I 109点

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## その他の穿刺液・採取液検査

5174 5C111	癌胎児性フィブロネクチン 定性 (頸管腔分泌液) 5C111-0000-067-023	腔分泌液	マ2 凍結	EIA 法	(-)	2 5	204 免疫	破水の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の者を対象として測定した場合又は切迫早産の診断のために妊娠満22週以上満33週未満の者を対象とした場合のみ算定する。 *イ
5372 3B200	顆粒球エラスターゼ (子宮頸管粘液) 3B200-0000-058-062	子宮頸管 粘液	テ 凍結	ラテックス凝集 比濁法	1.6 以下  μg/mL	4 7	119 尿・便	絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して行った場合算定する。 *E

### マ2

- ① 専用綿棒を後腔円蓋に挿入し、約10秒間回して分泌物を吸収させます。(腔表面を強くこすらないで下さい。)
- ② 検体抽出容器の白色キャップをはずし、分泌物を吸収させた綿棒を浸けて、5回程度綿棒を回します。(この際、容器から液がこぼれないよう注意して下さい。)
- ③ 綿棒を検体抽出容器から引き抜きます。
- ④ 検体抽出容器に検体通過フィルターを取り付けます。
- ⑤ 検体抽出液の全量を検体保存チューブに滴下し、チューブの蓋を締めて下さい。シールを貼り、凍結保存して下さい。
- ⑥ 測定試料

注意事項

- ・ 検体の採取は腔洗浄前に行ってください。
- ・ 検体中に精液が混入しているときは、その検体は使用しないで下さい。
- ・ 検体中に0.1%以上の血液混入が認められた場合、正確な結果が得られない可能性があります。

### テ

(検体採取・保存上の注意事項)

1. 検体採取は腔部洗浄前に行う。
2. 検体採取前に腔部の粘液を綿球で丁寧にぬぐい取る。
3. 専用採取セットの綿棒で、子宮頸管部より粘液が綿棒全体に浸み込むように採取する。綿棒に固形物が付着した場合は検体採取をやり直す。
4. 採取した検体は15分以内に右記の抽出操作を行う。

- ① 抽出液の液面が、抽出容器にある2本の液量確認線の間にいることを確認する(キャップ中栓に付着していることあり)。抽出液の入った抽出容器の青色キャップをはずします。
- ② 頸管粘液を採取した綿棒を抽出容器に入れ、2~3分間放置する。その後、綿棒を約20回細かく上下させ、検体を抽出する。
- ③ 抽出容器を指で押しつぶし、綿棒に浸み込んだ検体を絞り出した後、綿棒を取り出す。
- ④ 抽出容器にフィルターを取り付ける。
- ⑤ 抽出容器を指で押し、抽出液をフィルターを介して検体保存容器に移す。加圧は1回のみとし、5~7滴(約300μL)を分取します。得られた濾過検体を抽出検体とする。検体保存容器にキャップをして測定まで冷凍にて保存する。

# 一般検査



## 一般検査検体の採取方法と注意事項

### 虫卵検査

- 虫卵（塗抹）、（集卵）検査では、拇指頭大の自然排泄便を糞便検査汎用容器（イ）に入れて下さい。  
採集後は冷蔵保存して下さい。

### 便潜血検査：ヘモグロビン（潜血 LA）

- 1) 専用容器のラベルに必要事項を記入し、キャップを引き抜いて下さい。
- 2) キャップに付いている採便スティックで便の表面をまんべんなくこすり、先端のらせん部分の溝が埋まる程度採取して下さい。
- 3) キャップを容器に差し込みしっかり閉めて下さい。  
（容器内の液を捨てないで下さい。）
- 4) 採集後は冷蔵保存して下さい。




### 精液一般検査

- 1) 4～5日の禁欲後、陰茎を洗浄し、マスターベーションによって精液を清潔な乾いた密封容器に採取して、室温で保存して下さい。
- 2) 採取に当たっては、コンドームやティッシュペーパーを用いて採取しないで下さい。
- 3) 射精後、2時間以上経過した検体での検査は不適です。

### 便潜血検査：ヘモグロビン（潜血金コロイド） ヘモグロビン・トランスフェリン

- 1) 採便スティックを回し、容器より抜く。
- 2) 採便スティックの溝が埋まる程度に便の表面をまんべんなくこすり取る。  
（取り過ぎ、少なすぎは不可）
- 3) 容器に採便スティックを1回で差し込み、しっかり閉める。  
（容器内の液を捨てないで下さい。）
- 4) 採集後は冷蔵保存して下さい。



### 髄液一般検査

- 1) 髄液一般検査は抗凝固剤が入っていない滅菌容器に採取し、提出まで冷蔵保存して下さい。  
（ヘパリンは、細胞数算定時にサムソン液と反応し、微粒子が生じて検査の障害になります）
- 2) 細胞数・細胞種類検査時には変性や崩壊の影響を避けるため、緊急検査でのご依頼をお勧めします。

### その他の穿刺液・採取液検査

- 1) その他の穿刺液・採取液は滅菌容器に採取し、冷蔵保存して下さい。  
血液が混入している場合は、抗凝固剤（クエン酸 Na、EDTA、又はヘパリンなど）を加えて下さい。
- 2) 関節液は抗凝固剤が入っていない滅菌容器を使用して下さい。  
抗凝固剤の EDTA を加えた場合はピロリン酸 Ca 結晶が溶解することがあります。



# 染色体・遺伝子／細胞性免疫・HLA検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------


## 先天性疾患 染色体検査

7291 8B200	倫理指針対象 曜日指定 予約検査 <b>染色体 G-Banding</b> 8B200-0000-019-403	全血 5.0	F-5 冷蔵	G-band 法		8 } 19	2553 + 397 遺伝子	*4
7819 8B453	倫理指針対象 曜日指定 予約検査 <b>15 染色体</b> (プラダーウィリ症候群) 8B453-0000-019-841	全血 3.0		FISH 法		9 } 13	2553 遺伝子  凍結不可 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り遺伝学的検査5,000点を算定する。検査の実施に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月)及び関係学会による「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(平成23年2月)の遵守が必要です。	*4
7818 8B454	倫理指針対象 曜日指定 予約検査 <b>15 染色体</b> (アンジェルマン症候群) 8B454-0000-019-841	全血 3.0				9 } 13		
7820 8B523	倫理指針対象 曜日指定 予約検査 <b>22 染色体</b> (22q11 欠失) 8B523-0000-019-841	全血 3.0				9 } 13		

休日の前日は受付できません。

※1 予約連絡後専用容器をお届けします。

●先天性疾患の検査依頼に当たりますは、検査実施前に被検者（親権者、代諾者）に対して、検査の目的、方法、精度、限界、結果の開示方法等について十分な説明がなされ、被検者の自由意志による同意（インフォームド・コンセント）が文書により得られている確認のご署名を、依頼書へお願いいたします。



# 染色体・遺伝子／細胞性免疫・HLA検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 血液疾患 染色体検査

### ● G-Banding (Myeloid系)

7099	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> MDS( 骨髄異形成症候群 ) 8B220-0000-046-403 8B220-0000-019-403	骨髄液 1.0 又は 全血 5.0	H1 冷蔵 又は F-5 冷蔵	G-band 法		9 17	2553 + 397 血液	*4
7103	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> MPN( 骨髄増殖性腫瘍 ) 8B220-0000-046-403 8B220-0000-019-403	骨髄液 1.0 又は 全血 5.0	H1 冷蔵 又は F-5 冷蔵	G-band 法		9 17	2553 + 397 血液	*4
7104	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> AML( 急性骨髄性白血病 ) 8B220-0000-046-403 8B220-0000-019-403	骨髄液 1.0 又は 全血 5.0	H1 冷蔵 又は F-5 冷蔵	G-band 法		9 17	2553 + 397 血液	*4
7105	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> BMT( 骨髄移植 ) 8B220-0000-046-403 8B220-0000-019-403	骨髄液 1.0 又は 全血 5.0	H1 冷蔵 又は F-5 冷蔵	G-band 法		9 17	2553 + 397 血液	*4
7106	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> その他 8B220-0000-046-403 8B220-0000-019-403	骨髄液 1.0 又は 全血 5.0	H1 冷蔵 又は F-5 冷蔵	G-band 法		9 17	2553 + 397 血液	*4

### ● G-Banding (Lymphoid系)

7276	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> ALL( 急性リンパ性白血病 ) 8B220-0000-046-403 8B220-0000-019-403	骨髄液 1.0 又は 全血 5.0	H1 冷蔵 又は F-5 冷蔵	G-band 法		9 17	2553 + 397 血液	*4
7277	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> CLL( 慢性リンパ性白血病 ) 8B220-0000-046-403 8B220-0000-019-403	骨髄液 1.0 又は 全血 5.0	H1 冷蔵 又は F-5 冷蔵	G-band 法		9 17	2553 + 397 血液	*4
7278	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> ML( 悪性リンパ腫 ) 8B220-0000-046-403 8B220-0000-019-403	骨髄液 1.0 又は 全血 5.0	H1 冷蔵 又は F-5 冷蔵	G-band 法		9 17	2553 + 397 血液	*4
7279	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> MM/PL( 多発性骨髄腫 / 形質細胞性白血病 ) 8B220-0000-046-403 8B220-0000-019-403	骨髄液 1.0 又は 全血 5.0	H1 冷蔵 又は F-5 冷蔵	G-band 法		9 17	2553 + 397 血液	*4
7280	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> その他 8B220-0000-046-403 8B220-0000-019-403	骨髄液 1.0 又は 全血 5.0	H1 冷蔵 又は F-5 冷蔵	G-band 法		9 17	2553 + 397 血液	*4

#### ▼ご依頼時の注意点

- ・受託可能日は(血液、骨髄液共に)月～金曜日です。なお、検体は採取後、当日中にご提出ください。
- ・該当する疾患名にてご依頼ください。判定に時間を要する場合は、所要日数が20日を超えることがあります。

#### ○血液疾患染色体検査(G-Banding)留意事項

1. G-bandingの判定には、性別情報が必要なため、性別を必ず依頼書にご記入ください。
2. 骨髄染色体検査には有核細胞1000万個( $1 \times 10^7$ 個)が必要です。この量を充分満たすように骨髄液を無菌的に採取してください。
3. ステロイド系薬剤、アルキル化薬剤、および代謝拮抗薬剤の投与中は染色体分裂像が得られず検査ができない場合があります。
4. 末梢血液でご依頼の際、血中に幼若細胞(blast)の出現がみられない場合、また寛解期患者の血液では染色体分裂像が得られず検査ができない場合があります。無菌的に採取し、よく混和させ冷蔵保存してください。

# 染色体・遺伝子／細胞性免疫・HLA検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 血液疾患 染色体検査


7300 8B395	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> BCR-ABL1 t(9;22) 転座 8B395-0000-019-841 8B395-0000-046-841	全血 5.0	F-5 冷蔵	interphase-FISH 法		8 13	2553 遺伝子	凍結不可 左記の項目以外をご希望の場合は 担当営業員までご相談下さい。
		骨髓液 1.0	H1 冷蔵					
7299 8B455	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> PML-RARA t(15;17) 転座 8B455-0000-019-841 8B455-0000-046-841	全血 5.0	F-5 冷蔵			7 12		
		骨髓液 1.0	H1 冷蔵					
7821 8B385	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> RUNX1-RUNX1T1(AML1-MTG8) t(8;21) 転座 8B385-0000-019-841 8B385-0000-046-841	全血 5.0	F-5 冷蔵			8 13		
		骨髓液 1.0	H1 冷蔵					
7596 8B475	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> TP53 del(17) 短腕欠失 8B475-0000-019-841 8B475-0000-046-841	全血 5.0	F-5 冷蔵			8 13		
		骨髓液 1.0	H1 冷蔵					
7595 8B344	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> IGH-FGFR3 t(4;14) 転座 8B344-0000-019-841 8B344-0000-046-841	全血 5.0	F-5 冷蔵			8 13		
		骨髓液 1.0	H1 冷蔵					
7594 8B445	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> IGH-MAF t(14;16) 転座 8B445-0000-019-841 8B445-0000-046-841	全血 5.0	F-5 冷蔵			8 13		
		骨髓液 1.0	H1 冷蔵					
7865 8B414	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> IGH-CCND1 t(11;14) 転座 8B414-0000-019-841 8B414-0000-046-841	全血 5.0	F-5 冷蔵	8 13				
		骨髓液 1.0	H1 冷蔵					
7423 8B384	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> IGH-MYC t(8;14) 転座 8B384-0000-019-841 8B384-0000-046-841	全血 5.0	F-5 冷蔵	8 13				
		骨髓液 1.0	H1 冷蔵					
7597 8B434	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> D13S319 del(13) 長腕欠失 8B434-0000-019-841 8B434-0000-046-841	全血 5.0	F-5 冷蔵	8 13				
		骨髓液 1.0	H1 冷蔵					
7667 8B317	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> CKS1B 1q21 増幅 8B317-0000-019-841 8B317-0000-046-841	全血 5.0	F-5 冷蔵	8 13				
		骨髓液 1.0	H1 冷蔵					

休日の前日は受付できません。

※1 その他検体材料で提出される場合は、事前に担当営業員までご相談下さい。

FISH法 対象となる主な疾患

BCR-ABL1 t(9;22) 転座	t(9;22) (q34;q11.2) を有するCML、ALL、AML
PML-RARA t(15;17) 転座	t(15;17) (q22;q21) を有するAML
RUNX1-RUNX1T1 (AML1-ETO) t(8;21) 転座	t(8;21) (q22;q22) を有するAML




\*4

# 染色体・遺伝子／細胞性免疫・HLA検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
細胞表面マーカー								
7012 51021	曜日指定 予約検査 B細胞表面免疫グロブリン (Sm-Ig) IgG 51021-0000-019-662	全血 1.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	1～3 %	4 ～ 8	157 免疫	※1
7013 51022	曜日指定 予約検査 B細胞表面免疫グロブリン (Sm-Ig) IgA 51022-0000-019-662	全血 1.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	1～3 %	4 ～ 8		
7014 51023	曜日指定 予約検査 B細胞表面免疫グロブリン (Sm-Ig) IgM 51023-0000-019-662	全血 1.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	3～12 %	4 ～ 8		
7094 51024	曜日指定 予約検査 B細胞表面免疫グロブリン (Sm-Ig) IgD 51024-0000-019-662	全血 1.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	1～10 %	4 ～ 8		
7015 51025	曜日指定 予約検査 B細胞表面免疫グロブリン (Sm-Ig) K 51025-0000-019-662	全血 1.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	3～8 %	4 ～ 8		
7016 51026	曜日指定 予約検査 B細胞表面免疫グロブリン (Sm-Ig) L 51026-0000-019-662	全血 1.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	1～5 %	4 ～ 8		
(7007) 51020	曜日指定 予約検査 T細胞・B細胞百分率 (CD3、CD19) 51020-0000-019-662	全血 3.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	T細胞 (CD3) 66～89 B細胞 (CD19) 4～13 %	4 ～ 8	198 免疫	休日の前日は受付できません。
(7391) 51070 51082	曜日指定 予約検査 T細胞サブセット (CD4、CD8) 51702-0000-019-662	全血 3.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	CD4: 25.0～54.0 CD8: 23.0～56.0 CD4/CD8: 0.40～2.30 %	4 ～ 8	190 免疫	※1 *4

※1 細胞性免疫検査のご依頼について

1. 検体は常温で保存して下さい。
2. 曜日指定・予約検査となりますので、採血前に必ず担当営業員にご連絡下さい。受付可能日は月～金曜日です。休日の前日は受付できません。
3. 検体は採取後、当日中にご提出下さい。
4. リンパ球が少ない場合は多めに採血して下さい。



# 染色体・遺伝子／細胞性免疫・HLA検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 細胞表面マーカー

( )	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">曜日指定</div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">予約検査</div> モノクローナル抗体による リンパ球表面マーカーの自動解析	全血 3.0	F-4 <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">常温</div>	フローサイトメトリー法	下頁参照	4 ~ 8		※1 実施項目一覧は下表を ご参照下さい。 *4
-----	--	--------	--	-------------	------	-------------	--	-----------------------------------

### ●モノクローナル抗体によるリンパ球表面マーカーの自動解析

	コードNO.	CDnumber	基準値(%)	特異性
T細胞	7090	CD1a	1.0以下	胸腺皮質細胞
	7083	CD2	71.0~91.0	汎T細胞・Eロゼット形成細胞
	7080	CD3	58.0~84.0	成熟T細胞
	7081	CD4	25.0~54.0	インデューサー / ヘルパー T細胞
	7314	CD5	60.0~90.0	汎T細胞・一部のB細胞
	7340	CD7	72.0~90.0	汎T細胞
	7082	CD8	23.0~56.0	サブレッサー / サイトトキシクT細胞
	7098	CD25	8.0~34.0	IL-2レセプター / p55Tac
B細胞	7096	CD19	5.0~24.0	汎B細胞
	7092	CD20	3.0~20.0	汎B細胞
	7088	CD21	3.0~18.0	C3d/EBVレセプター・成熟B細胞
骨髄細胞	7084	CD11b	18.0~49.0	NK細胞・サブレッサー T細胞の一部
	7315	CD13	9.0以下	単球・顆粒球・骨髄細胞
	7316	CD14	5.0以下	単球
	7317	CD33	5.0以下	未熟顆粒球・APL・AML

	コードNO.	CDnumber	基準値(%)	特異性
特殊細胞	7093	CD10	1.0以下	common-ALL・好中球
	7089	CD16	6.0~39.0	NK細胞(Fcγレセプター)
	7087	CD38	18.0~59.0	活性化および増殖細胞
	7091	CD57	4.0~45.0	NK細胞・サブレッサー T細胞の一部
	7097	HLA-DR	11.0~46.0	B細胞・活性化T細胞(HLA-DR抗原)

1) 免疫調節のパラメーター  
 CD4/CD8比は免疫調節機能の指標として有用性が認められています。  
 CD4とCD8を同一検体で同時に依頼された場合はCD4/CD8比も報告させていただきます。

#### ※1 細胞性免疫検査のご依頼について

1. 検体は常温で保存して下さい。
2. 曜日指定・予約検査となりますので、採血前に必ず担当営業員にご連絡下さい。受付可能日は月～金曜日です。休日の前日は受付できません。
3. 検体は採取後、当日中にご提出下さい。
4. リンパ球が少ない場合は多めに採血して下さい。

# 染色体・遺伝子／細胞性免疫・HLA検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
( )	<div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">曜日指定</div> <div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">予約検査</div> Two-color解析によるリンパ球表面マーカー検査	全血 3.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	Two-color解析によるリンパ球表面マーカー検査一覽参照	4 8 %		※1 実施項目一覽は「Two-color解析によるリンパ球表面マーカー検査一覽」をご参照下さい。 *4

## 細胞表面マーカー

### ● Two-color 解析によるリンパ球表面マーカー検査一覽

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
7303 51701	<div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">曜日指定</div> <div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">予約検査</div> CD4 / CD29 51701-0000-019-662	全血 3.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	CD4-CD29+ 22.0~59.0 CD4-CD29- 12.0~38.0 CD4+CD29- 9.0~34.0 CD4+CD29+ 11.0~26.0	4 8	190 免疫	休日の前日は受付できません。 ※1 *4
7308 51700	<div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">曜日指定</div> <div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">予約検査</div> CD4 / CD45RA 51700-0000-019-662	全血 3.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	CD4-CD45RA+ 30.0~57.0 CD4-CD45RA- 5.0~23.0 CD4+CD45RA- 15.0~34.0 CD4+CD45RA+ 9.0~37.0	4 8	190 免疫	休日の前日は受付できません。 ※1 *4
7260 51721	<div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">曜日指定</div> <div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">予約検査</div> CD57 / CD16 51721-0000-019-662	全血 3.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	CD57-CD16+ 1.0~15.0 CD57-CD16- 49.0~87.0 CD57+CD16- 2.0~40.0 CD57+CD16+ 2.0~27.0	4 8	190 免疫	休日の前日は受付できません。 ※1 *4
7321 51710	<div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">曜日指定</div> <div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">予約検査</div> CD11b / CD8 51710-0000-019-662	全血 3.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	CD11b-CD8+ 11.0~40.0 CD11b-CD8- 29.0~64.0 CD11b+CD8- 8.0~32.0 CD11b+CD8+ 6.0~27.0 Bright 20.0以下 Dull 3.0~17.0以下	4 8	190 免疫	休日の前日は受付できません。 ※1 *4
7326 51706	<div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">曜日指定</div> <div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">予約検査</div> HLA-DR / CD4 51706-0000-019-662	全血 3.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	HLA-DR+CD4- 8.0~37.0 HLA-DR-CD4- 24.0~61.0 HLA-DR+CD4+ 22.0~51.0 HLA-DR-CD4+ 1.0~12.0	4 8	190 免疫	休日の前日は受付できません。 ※1 *4
7331 51707	<div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">曜日指定</div> <div style="background-color: #e0f0e0; padding: 2px;">予約検査</div> HLA-DR / CD8 51707-0000-019-662	全血 3.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	HLA-DR-CD8+ 15.0~49.0 HLA-DR-CD8- 28.0~62.0 HLA-DR+CD8- 6.0~25.0 HLA-DR+CD8+ 2.0~27.0	4 8	190 免疫	休日の前日は受付できません。 ※1 *4

#### ※1 細胞性免疫検査のご依頼について

1. 検体は常温で保存して下さい。
2. 曜日指定・予約検査となりますので、採血前に必ず担当営業員にご連絡下さい。受付可能日は月～金曜日です。休日の前日は受付できません。
3. 検体は採取後、当日中にご提出下さい。
4. リンパ球が少ない場合は多めに採血して下さい

#### 【Two-color 解析によるリンパ球表面マーカー検査のご依頼について】

- ・予約検査となりますので、採血前に必ず担当営業員にご連絡下さい。

**F-4**

採血後静かに約10回ほど転倒混和  
そのまま常温保存  
(必ず無菌採血)  
(採血後24時間)  
(以内に検査)  
(凍結不可)

ヘパリン5mL用  
又は10mL用

**H1**

指定の採取量を採取し、よく混和させ、冷蔵保存して下さい。  
検体は採取後、当日中にご提出下さい。

**H2**

リンパ節 5×5×5mm  
を容器に浮遊させ、冷蔵保存して下さい。  
検体は採集後、当日中にご提出下さい。

# 染色体・遺伝子／細胞性免疫・HLA検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 細胞表面マーカー

7742 5D596	曜日指定 予約検査	全血 5.0	F-4 常温	フローサイトメトリー法	陰性	3 } 5	10000 血液	休日の前日は受付できません。 検体は採取後、当日中にご提出 下さい。 ※1、3 ※2	*4
	CCR4 タンパク [FCM] 5D596-0000-019-662								

## 細胞表面マーカーセット検査

7107	造血器悪性腫瘍細胞検査	曜日指定 予約検査	骨髓液 1.0 又は 全血 5.0	H1 冷蔵 又は F-4 常温	フローサイトメトリー法	4 } 8	1940 血液	休日の前日は受付できません。 検体は採取後、当日中にご提出 下さい。 リンパ球の少ない患者の場合、 採血量を増やして下さい。	*4
		悪性リンパ腫解析検査 (MLA) CD45 ゲーティング							
7109		曜日指定 予約検査	リンパ節 又は 全血 5.0	H2 冷蔵 又は F-4 常温	フローサイトメトリー法	4 } 8		実施項目は下記の一覧表を ご参照下さい。	*4

※1 「ボテリジオ（一般名：モガムリズマブ）」を投与された検体で実施した際には、正しい結果が得られないことがありますので、ご注意ください。本検査結果は、臨床症状や他の検査結果などを考慮して総合的に判断して下さい。

※2 CCR4 蛋白 [FCM] 及び CCR4 蛋白 [IHC] を同一の目的で行った場合には、原則としていずれか一方のみを算定する。但し、医学的な必要性がある場合には、併せて実施した場合であっても、いずれの点数も算定できる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

※3 CCR4 タンパク (FCM) の注意事項

モガムリズマブ (遺伝子組換え) の適応を判定するための補助に用います。ATL (Adult T-cell leukemia-lymphoma、成人 T 細胞白血病リンパ腫) の診断や治療効果の確認を目的とした使用については有効性が確認されていないので、そのような目的で使用しないで下さい。(試薬添付文書より)

【CCR4 タンパク [FCM]、白血病・リンパ腫、悪性リンパ腫解析検査 CD45 ゲーティングのご依頼について】

・予約検査となりますので、採血前に必ず担当営業員にご連絡下さい。

### ●造血器悪性腫瘍細胞検査 セット内容一覧

NO.	検査項目	セット内容
7107	白血病・リンパ腫解析検査 (LLA) CD45ゲーティング	CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD13, CD14, CD19, CD20, CD33, CD34, CD41, CD56, GP-A, 抗HLA-DR
7109	悪性リンパ腫解析検査 (MLA) CD45ゲーティング	CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD11c, CD16, CD19, CD20, CD23, CD25, CD30, CD34, CD56, κ-chain, λ-chain

# 染色体・遺伝子／細胞性免疫・HLA検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
(7025) 5K160	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> MLC (リンノバ球混合培養試験) 5K160-0000-019-814	(受給者) 全血 20.0 (提供者) 全血 10.0 (非血縁者) 全血 10.0	F-4 常温	<sup>3</sup> H-サイジン取り込み能		10 ┆ 14		休日の前日は受付できません。  *4
7223	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> HLA-A, B (血清対応型タイピング)	全血 2.0	E-6 冷蔵	PCR-rSSO 法		4 ┆ 7		凍結不可 休日の前日は受付できません。 予約検査となりますので、 採血前に必ず担当営業所に ご連絡下さい。 続柄・臨床診断名・投与薬 剤名・輸血歴・移植歴は必 ず明記して下さい。 HLA検査2項目以上同時依 頼の場合は全血2.0mLで検 査可能です。 検体採取にあたっては取り 扱いにご注意下さい。  ※1、※2、※3、※4
7379	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> HLA-DR (血清対応型タイピング)	全血 2.0	E-6 冷蔵	PCR-rSSO 法		4 ┆ 8		
7531 5K116	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> HLA-A (DNA タイピング) 5K116-0000-019-899	全血 2.0	E-6 冷蔵	PCR-SBT 法		7 ┆ 10		
7532 5K117	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> HLA-B (DNA タイピング) 5K117-0000-019-899	全血 2.0	E-6 冷蔵	PCR-SBT 法		7 ┆ 10		
7259 5K118	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> HLA-C (DNA タイピング) 5K118-0000-019-899	全血 2.0	E-6 冷蔵	PCR-SBT 法		7 ┆ 10		
7808 5K121	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> HLA-DPB1 (DNA タイピング) 5K121-0000-019-899	全血 2.0	E-6 冷蔵	PCR-SBT 法		7 ┆ 10		
7806 5K120	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> HLA-DRB1 (DNA タイピング) 5K120-0000-019-899	全血 2.0	E-6 冷蔵	PCR-SBT 法		7 ┆ 10		
7807 5K130	<b>曜日指定</b> <b>予約検査</b> HLA-DQB1 (DNA タイピング) 5K130-0000-019-899	全血 2.0	E-6 冷蔵	PCR-SBT 法		7 ┆ 10	*4	

※1 HLA-A、B、C、DPB1、DRB1、DQB1 (DNA タイピング) 検査は、必要に応じて PCR-SSP 法、PCR-rSSO 法も併用させていただきます。

※2 必ず専用容器にて規定量を採血して下さい。やむを得ず規定量に満たない場合は、陰圧を解除して下さい。

※3 HLA DNA タイピングの種類について  
下記日本組織適合性学会のホームページにて最新情報をご確認下さい。  
<http://jshi.umin.ac.jp/databank/index.html>

- ※4 HLA・移植関連検査の検体について
1. 検体は冷蔵で保存し、凍結保存は避けて下さい。
  2. 曜日指定・予約検査となりますので、採血前に必ず担当営業員にご連絡下さい。受付可能日は月～金曜日です。
  3. 続柄・臨床診断名・投与薬剤名・輸血歴・移植歴は必ず明記して下さい。
  4. 本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに充分ご注意下さい。
  5. 必ず専用容器にて規定量を採血して下さい。やむを得ず規定量に満たない場合は、蓋を開けて陰圧を解除して下さい。ただし、MLC (リンノバ球混合培養) と同時依頼の場合は、無菌であることが重要となりますので必ず規定量を採血して下さい。
  6. 移植後のHLAタイピングをご依頼の場合は、レシピエントとドナーのアリルが混在し判定できない場合がありますのであらかじめご了承下さい。

【ご注意】

移植後のHLAタイピングをご依頼の場合は、移植前のHLAの結果と提供者のHLAの結果を必ず依頼書にご記入下さい。

【MLC、HLA タイピングのご依頼について】

・予約検査となりますので、採血前に必ず担当営業員にご連絡下さい。



# 染色体・遺伝子／細胞性免疫・HLA検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
<b>細胞機能検査</b>								
7008 51010	曜日指定 予約検査 PHAによるリンパ球幼若 化検査 51010-0000-019-814	全血 5.0	F-4 常温	<sup>3</sup> H-サイミジン取り込み能	PHA+ 20500 ~ 56800 CONTROL 127 ~ 456 cpm	8 11	345 免疫	休日の前日は受付できません。 検体は採血後、当日中に ご提出下さい。 リンパ球の少ない患者の場合、 採血量を増やして下さい。
7009 51011	曜日指定 予約検査 Con-Aによるリンパ球幼 若化検査 51011-0000-019-814	全血 5.0	F-4 常温	<sup>3</sup> H-サイミジン取り込み能	Con-A+ 20300 ~ 65700 CONTROL 127 ~ 456 cpm	8 11	345 免疫	※1 *4
(7027) 51014	曜日指定 薬剤によるリンパ球刺激 試験 (DLST) 51014-0000-019-814	1薬剤 血液 12.0	F-4 常温	<sup>3</sup> H-サイミジン取り込み能	陰性	10 13	イ1薬剤 345 ロ2薬剤 425 ハ3薬剤 以上 515 免疫	休日の前日は受付できません。 1薬剤増ごとに血液5.0mL必要 となります。 血液と同時にご依頼薬剤もご提 出ください。(原則として皮内 反応注射薬は検査できません。) ヘパリンが起因薬剤と疑われる 場合は、すべての採血管にNK 細胞活性化用の専用容器を使用し てください。 ※1 *4
7718 51900	曜日指定 予約検査 NK細胞活性 51900-0000-019-907	全血 5.0	NK 冷蔵	<sup>51</sup> Cr 遊離法	(参考値) 18 ~ 40 %	4 8		予約検査 休日の前日は受付できません。 検体は採血後、当日中に ご提出下さい。 *4

※1 リンパ球刺激試験 (DLST) (一連につき) は、Con-A、PHA 又は薬疹の被疑医薬品によるものである。

【PHA によるリンパ球幼若化検査、Con-A によるリンパ球幼若化検査、NK 細胞活性のご依頼について】



・予約検査となりますので、採血前に必ず担当営業員にご連絡下さい。

【薬剤によるリンパ球刺激試験 (DLST) のご依頼について】

- ※1. 1薬剤増ごとに血液5.0mL必要となります。
- ※2. 1薬剤で500万個のリンパ球が必要となります。場合により検査に必要なリンパ球数が得られず、検査不能となる場合があります。
- ※3. 目安として白血球数が3000mm<sup>3</sup>以下の場合は倍量程度を採血しご提出ください。
- ※4. 2項目以上ご依頼の場合は、必ず優先順位をご指示ください。
- ※5. 血液と同時にご依頼薬剤もご提出ください。  
錠剤(1錠)、カプセル(1カプセル)、粉末(1回投与量程度1包)、リキッドタイプの飲み薬(0.5mL程度)、注射薬(1バイアル【アンプル】)。  
皮内反応用テストアンプルは微量のため検査できません。
- ※6. ヘパリンが起因薬剤と疑われる場合は、NK細胞活性化用の専用容器に採血し、ご提出ください。
- ※7. 「麻薬及び向精神薬取締法」第一章第二条及び「覚せい剤取締法」第三章及び別表に掲げられている規制対象薬剤の受領はできません。
- ※8. ご依頼の際は、麻薬、覚せい剤が含まれていないことをご確認いただき、依頼書等へご署名をお願いいたします。  
ご署名のない場合は、受領致しかねます。

検体は採取後、当日中にご提出ください。

その他、ご不明点については、担当営業員までご連絡ください。



# 染色体・遺伝子／細胞性免疫・HLA検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 癌関連遺伝子検査

7691 8C051	EGFR 遺伝子変異解析 《血漿》 8C051-9951-022-862	血漿 5.0	サ 凍結	リアルタイムPCR法		4 ～ 9	2100 遺伝子	※1、※2、※3  *イ
---------------	--	--------	---------	------------	--	-------------	-------------	--------------------

### 【EGFR遺伝子変異解析《血漿》のご依頼上の留意事項】

- ①EDTA-2Kの採血管を用いて採血後、必ず8時間以内に血漿分離を実施し、別容器(滅菌スピッツ)に分取して凍結保存して下さい。
  - ②別容器(滅菌スピッツ)に血漿を分取する際には、白血球成分由来のゲノムDNAの混入を防ぐため、デカンテーションを行わないで下さい。
  - ③他項目との重複依頼は避けて下さい。
  - ④本検査はコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取および遠心分離後の血漿分取にあたっては取扱いに十分ご注意ください。
  - ⑤血漿検査が先に実施され、EGFR 遺伝子変異陰性の結果が得られた場合には、可能な限り組織検査の実施を考慮して下さい。
  - ⑥組織検査でEGFR T790M 変異陰性且つ血漿検査でEGFR T790M 変異陽性の集団が少なからず存在しますが、当該集団におけるオシメルチニブメシル酸塩の有効性は確認されていません。
  - ⑦血漿検査は組織検査と完全に置き換わる検査ではありません。
  - ⑧血漿検査とその結果の解釈の際には、日本肺癌学会が発出している「肺癌患者におけるEGFR 遺伝子変異検査の手引き」等の最新の情報を参考にして下さい。
- ※本検査で検出可能な変異のタイプにつきましては131頁の【EGFR遺伝子変異解析《血漿》／リアルタイムPCR法】により検出が可能な変異のタイプをご参照下さい。

### ▼採血時の注意点

- ・専用EDTA-2K真空採血管をご使用ください。
- ・採血管の規定量の血液を採取してください。
- ・採血直後、ゆるやかに5～6回転倒混和を行ってください。
- ・転倒混和後の試験管を激しく振ったり、衝撃を加えたりしないでください。
- ・採血前に激しい運動は避けてください。



### ▼採血後処理の注意点

- ・採血後は常温にて遠心分離(1,300g、10分間)を実施してください。
- ・白血球由来のゲノムDNAの混入を避けるため、  
①専用採血管ごとに滅菌スポイトを用いて、血漿2.5mL以上を滅菌スピッツに移し換えてください。パフィーコートの混入が無いよう十分にご注意願います。  
②デカンテーションによる分取は絶対に行わないでください。

### ▼血漿検体保存の注意点

- ・滅菌スピッツに分取した血漿は-20℃以下の冷凍庫にて凍結し、検体提出まで保存してください。
- ・採血から凍結保存までの作業は8時間以内に完了してください。

- ※1 肺癌の詳細な診断及び治療法を選択する場合、又は肺癌の再発や増悪により、EGFR 遺伝子変異の2 次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する場合に、患者1人につき診断及び治療法を選択する場合には1回、再度治療法を選択する場合には2回に限り算定できる。ただし、医学的な理由により、肺癌の組織を検体として、EGFR 遺伝子検査(リアルタイムPCR法)又はEGFR 遺伝子検査(リアルタイムPCR法以外)を行うことが困難な場合に限る。
- ※2 EGFR 遺伝子検査(血漿)を実施した場合には、肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- ※3 肺癌の組織を検体とした「EGFR 遺伝子変異解析」と「EGFR 遺伝子変異解析《血漿》」を同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。



# 染色体・遺伝子／細胞性免疫・HLA検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 癌関連遺伝子検査

7570 8C051	EGFR 遺伝子変異解析 〔リアルタイム PCR 法〕 8C051-9951-099-862	未染スライド 5～10枚 下記参照	X2 常温	リアルタイム PCR 法		4 12	2500 遺伝子	他の検査と重複しないよう、 単独検体で提出して下さい。 ※1 *イ
3658 8C241	RAS/BRAF 変異解析 8C241-0000-099-898	未染スライド 5～10枚 下記参照	X2 常温	PCR-rSSO 法		4 9	4000 遺伝子	他の検査と重複しないよう、 単独検体で提出して下さい。 *イ

### 【EGFR遺伝子変異解析の留意事項】

- 未染スライドは、組織のホルマリン固定によりDNAが断片化されているため、固定の種類や固定時間などの条件、保存年数によっては解析不能なことがありますので、予めご了承下さい。
- 材料は予め病理組織的に鏡検され、腫瘍組織の存在が確認されていることが必要です。
- スライドの作成は、腫瘍細胞の確認されたホルマリン固定パラフィン包埋組織ブロックより、連続切片にて作成願います。
- スライドの厚さは、DNA抽出用として10μmを5～10枚を提出して下さい。

※1 肺癌および大腸癌における本検査については、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った場合、患者1人につき1回に限り算定する。但し、肺癌における本検査については、再発や増悪により、2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できる。なお、当該検査を算定するに当たっては、その目的、結果及び選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

### 【EGFR遺伝子変異解析《血漿》／〔リアルタイムPCR法〕により検出が可能な変異のタイプ】


EGFR遺伝子のエクソン18～21の42タイプの変異※の検出が可能です。

エクソン18	頻度	エクソン19	頻度	エクソン19	頻度	エクソン19	頻度	エクソン20	頻度	エクソン21	頻度
G719A <sup>6239</sup>	1.0%	Del <sup>6223</sup>	17.0%	Del <sup>12387</sup>	0.2%	Del <sup>13550</sup>	<0.1%	T790M <sup>6240</sup>	5.7%	L858R <sup>6224</sup>	41.3%
G719S <sup>6252</sup>	0.5%	Del <sup>6225</sup>	8.0%	Del <sup>6210</sup>	0.1%	Del <sup>12386</sup>	<0.1%	S768I <sup>6241</sup>	0.6%	L858R <sup>12429</sup>	<0.1%
G719C <sup>6253</sup>	0.8%	Del <sup>12370</sup>	2.7%	Del <sup>126038</sup>	0.1%	Del <sup>13552</sup>	<0.1%	Ins <sup>12376</sup>	0.2%	L861Q <sup>6213</sup>	1.5%
		Del <sup>12382</sup>	1.6%	Del <sup>13556</sup>	<0.1%	Del <sup>12385</sup>	<0.1%	Ins <sup>13428</sup>	0.3%		
		Del <sup>12369</sup>	0.9%	Del <sup>12422</sup>	<0.1%	Del <sup>12416</sup>	0.1%	Ins <sup>12378</sup>	<0.1%		
		Del <sup>12384</sup>	1.1%	Del <sup>6220</sup>	0.1%	Del <sup>18427</sup>	<0.1%	Ins <sup>12377</sup>	0.2%		
		Del <sup>6255</sup>	0.7%	Del <sup>13551</sup>	<0.1%	Del <sup>13551</sup>	<0.1%	Ins <sup>13558</sup>	<0.1%		
		Del <sup>12383</sup>	0.5%	Del <sup>12367</sup>	<0.1%	Del <sup>12571</sup>	0.1%				
		Del <sup>12678</sup>	0.4%	Del <sup>12419</sup>	<0.1%	Del <sup>12403</sup>	<0.1%				
		Del <sup>6218</sup>	0.3%	Del <sup>12728</sup>	0.1%						
		Del <sup>6254</sup>	0.5%								

※ COSMIC v.73.20150730

### 【RAS/BRAF変異解析のご依頼時の留意事項】

- 未染スライドの厚さは、DNA抽出用として10μm厚で5～10枚を提出して下さい。
- 材料は予め病理組織的に鏡検され、腫瘍組織の存在が確認されていることが必要です。
- スライドの作成は、腫瘍細胞の確認されたホルマリン固定パラフィン包埋組織ブロックより、連続切片にて作成願います。
- 未染スライドは組織のホルマリン固定により、DNAが断片化されているため、固定時間などの条件や保存年数によっては解析不能なことがありますので、予めご了承下さい。



# 染色体・遺伝子／細胞性免疫・HLA検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 癌関連遺伝子検査

3669 8C986	倫理指針対象 マイクロサテライト不安定性検査 (HNPCC・リンチ症候群) 8C986-0000-070-856	未染スライド 5～10枚 又は 腫瘍組織 50mg	X2 常温 又は X-5 凍結	マルチプレックスPCR- フラグメント解析		7 ～ 14	2100 遺伝子	
3676 8C986	マイクロサテライト不安定性 (MSI) 検査 (CDX) 8C986-0000-070-856	未染スライド 5～10枚 又は 腫瘍組織 50mg	X2 常温 又は X-5 凍結	マルチプレックスPCR- フラグメント解析		7 ～ 14	2500 遺伝子	*イ

### 【ご依頼時の注意事項】

1. 病理報告書(腫瘍細胞が認められていること)のコピーを添付して下さい。
2. 新鮮凍結腫瘍組織で提出の場合、腫瘍部の割合が50%以上の組織をご提出下さい。又、未染スライドで提出の場合、腫瘍部の割合が50%未満の場合には腫瘍部位をマーキングしたHE染色スライドを添付してご提出下さい。
3. 尚、測定の結果、腫瘍部位のみの解析では判定できないパターンが認められた場合には、正常部位検体(正常部FFPE切片あるいは全血EDTA-2Na採血管3mL)の追加提出をお願いすることがあります。その場合、所要日数も延長になりますことを予めご了承下さい。
4. 未染スライドは、固定状態(固定液の種類、固定時間、保存状態)によっては、DNAが断片化してPCR増幅不良となり解析不可能となる場合があります。
5. 総合判定は、5種類のマーカー (BAT25、BAT26、NR21、NR24、MONO27) について解析して行います。
6. 「マイクロサテライト不安定性検査(HNPCC・リンチ症候群)」のご依頼には、「遺伝学的検査汎用依頼書」をご利用下さい。尚、ご報告は別紙報告書(親展)になります。
7. 「マイクロサテライト不安定性(MSI)検査(CDX)」のご依頼には、汎用の依頼書(総合依頼書4など)をご利用下さい。


### ○マイクロサテライト不安定性検査の留意事項

本検査実施に当たっては、「家族性非ポリポーシス大腸癌\*におけるマイクロサテライト不安定性検査の実施についての見解と要望」(日本家族性腫瘍学会)より、「被験者に対して事前に遺伝性腫瘍の可能性について十分説明を行い、検査結果陽性の場合、家族性非ポリポーシス大腸癌における遺伝カウンセリング及び原因遺伝子の遺伝子検査が受けられる機会を提供する。また自施設で実施が困難な場合においては、対応可能な施設を紹介する等の配慮が必要と考えられる」とされております。

\*家族性非ポリポーシス大腸癌：一般に遺伝性非ポリポーシス(性)大腸癌(Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer : HNPCC)あるいはリンチ症候群等の病名で呼ばれる常染色体優性遺伝性疾患。

## 薬剤関連遺伝子検査

7462 8C933	UGT1A1 遺伝子多型解析 8C933-9956-019-999	全血 2.0	E-6 冷蔵	Quenching Probe (QP) 法		3 ～ 7	2004 遺伝子	*イ
---------------	--------------------------------------	--------	-----------	---------------------------	--	-------------	-------------	----



# 微生物学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検査材料	容器 保存方法	検査方法	基準値	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	------	------------	------	-----	----------	------------	----

## 塗抹鏡検

\*ア

8003 6A010	細菌顕微鏡検査	一般細菌 6A010-0000-099-704	喀出痰、尿/他	冷蔵 ※	グラム染色	1 3	64 微生	※1、2、3	
		クリプトコッカス 6A105-0000-041-735	髄液		墨汁染色			陰性	※1、2、3
		真菌 6A105-0000-099-735	皮膚、爪、毛、落屑		KOH法			陰性	対象：糸状菌 (滅菌スピッツにて提出して下さい) ※1、2、3
		疥癬虫 6A010-0000-200-735	皮膚						対象：疥癬虫(ヒゼンダニ) (滅菌スピッツにて提出して下さい) ※1、2、3

## 培養検査

\*ア

8004 6B010	口腔・気道・呼吸器からの検体 6B010-6001-099-741	喀出痰、咽頭ぬぐい液/他	冷蔵 ※ ※5 ※6	培養同定	3 7	170 微生	緊急	
8005 6B010	消化管からの検体 6B010-6002-099-741	糞便、胆汁、胃粘膜/他				190 微生		
8006 6B010	泌尿器・生殖器からの検体 6B010-6003-099-741	尿、尿道分泌物、膈分泌物/他				180 微生		血液・髄液・穿刺液など無菌的部位由来の検体からの菌検出時 1~3類感染症原因菌及び、感染対策として重要且つ緊急性が高い菌種などの検出時にすみやかにご報告いたします。 ※4
8007 6B010	血液・穿刺液 6B010-6004-099-741	血液、腹水/他				220 微生		
8008 6B010	その他の部位からの検体 6B010-6005-099-741	褥瘡、耳漏/他				170 微生		

## 特殊培養

\*ア

8010 6B010	嫌気培養 6B010-0000-099-743		冷蔵 ※	嫌気培養		3 14	加算 122 微生	※4
8216 6B050	MRSA 培養 6B050-0000-099-741		冷蔵 ※	CLSI 準拠		3 7	微生	採取部位ごとの培養検査点数に準ずる。
8217	百日咳菌培養	鼻咽腔/他	冷蔵 ※	培養同定	陰性	6 10	微生	

※141頁参照

※1 同一検体について当該検査と尿沈渣（鏡検法）又は尿沈渣（フローサイトメトリー法）を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。

※2 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。

※3 当該検査と尿沈渣（鏡検法）又は尿沈渣（フローサイトメトリー法）を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なる複数の部位又は同一部位の複数の箇所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1箇所のみを所定点数を算定する。

※4 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみを所定点数を算定する。但し、血液を2か所以上から採取した場合に限り、血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、嫌気培養の加算は2回算定できる。

※5 血液は血液培養ボトルで提出して下さい。

※6 血液培養ボトルは常温で保存して下さい。

# 微生物学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検査材料	容器 保存方法	検査方法	基準値	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	------	------------	------	-----	----------	------------	----

## 特殊培養

\*ア

8018 6B405	マイコプラズマ培養 6B405-0000-099-741	喀出痰、咽頭ぬぐい液、 ／他	冷蔵 ※	培養同定	陰性	2 W	微生物	採取部位ごとの培養検査点数に準ずる。	
8218	ジフテリア菌培養	咽頭ぬぐい液、鼻粘膜 ／他	冷蔵 ※	培養同定	陰性	3 7	微生物		
8219 6B940	レジオネラ培養	喀出痰、胸水／他	冷蔵 ※	培養同定	陰性	7 14	微生物		
8220	エルシニア培養	糞便／他	冷蔵 ※	培養同定	陰性	3 7	微生物		
8010	クロストリジoides・デフィシル(嫌気培養)	糞便／他	冷蔵 ※	嫌気培養、同定		3 14	加算 122 微生物		※4
8223	カンピロバクター培養	糞便／他	冷蔵 ※	微好気培養、同定	陰性	3 7	微生物		採取部位ごとの培養検査点数に準ずる。
8222 6B575	ヘリコバクター・ピロリ培養 6B575-0000-071-745	胃粘膜 十二指腸粘膜	冷蔵 ※	微好気培養、同定	陰性	5 8	190 微生物		ヘリコバクターにて提出して下さい。 ※4
8224 6B080	髄膜炎菌培養 6B080-0000-099-744	髄液、咽頭ぬぐい液 ／他	※	CO <sub>2</sub> 培養、同定	陰性	3 7	微生物		採取部位ごとの培養検査点数に準ずる。
8225	淋菌培養	尿道分泌物、 子宮頸管粘液／他	※	CO <sub>2</sub> 培養、同定	陰性	3 7	微生物	採取部位ごとの培養検査点数に準ずる。 グラム染色も同時にご依頼されることをお勧め致します。	
8229 6B072	B群連鎖球菌(GBS)培養 6B072-0000-099-741	膈分泌物、尿道分泌物	冷蔵 ※	培養同定	陰性	3 7	微生物	採取部位ごとの培養検査点数に準ずる。	

## 真菌培養

\*ア

8210 6B105	酵母様真菌培養 6B105-0000-085-741 6B105-0000-067-741		冷蔵 ※	培養同定		3 7	微生物	採取部位ごとの培養検査点数に準ずる。
8211 6B105	糸状菌培養 6B105-0000-200-741 6B105-0000-078-741 6B105-0000-077-741	皮膚、爪、毛、落屑 ／他	冷蔵 ※	培養同定		13 19	微生物	
8212 6B105	クリプトコッカス培養 6B105-0000-041-741	髄液／他	冷蔵 ※	培養同定		3 10	微生物	

※141頁参照

# 微生物学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検査材料	容器 保存方法	検査方法	基準値	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	------	------------	------	-----	----------	------------	----

## 原虫・アメーバ

\*ア

8021 6B505	トリコモナス培養 6B505-0000-099-743	腔分泌物 尿道分泌物、尿/他	保温 ※	培養同定	陰性	4 7	180 微生	トリコモナス培地に提出して下さい。
8060 1B080	赤痢アメーバ 1B080-0000-015-735	生鮮便・肝膿瘍	備考	鏡検	陰性	2 4	64 微生	10%ホルマリンで固定した検体とホルマリンで固定していない検体の両方を提出して下さい。

## 免疫学的細菌検査

\*ア

8099 6B830	大腸菌血清型別 6B830-0000-015-121	糞便/他	冷蔵 ※	血清抗体法		3 7	175 免疫	依頼が無くても、腸管出血性大腸菌〔ペロ毒素産生性大腸菌〕が検出された場合実施します。 ※1
8098 5E115	大腸菌ベロトキシン〔RPLA〕 5E115-0000-015-116	糞便/他	冷蔵 ※	RPLA 法	VT1 (-) VT2 (-)	3 7	189 微生	培養同定の結果、「大腸菌血清型別」が陽性となった大腸菌が検出された場合、実施します。「大腸菌血清型別」と併せて依頼して下さい。 ※2、※3、※4
8273 5E115	大腸菌ベロトキシン〔ELISA〕 5E115-0000-015-023	糞便 1.0g	冷蔵 ※	ELISA 法	陰性	2 3	189 微生	糞便より直接検査します。採便容器にて提出して下さい。 ※2、※4、※5
8045 5E110	クロストリジオイデス・ディフィシル抗原 (トキシンA・B) 5E110-0000-015-190	糞便 1.0g	冷蔵 ※	イムノクロマト法	陰性	2 4	80 免疫	糞便より直接検査します。採便容器にて提出して下さい。

※141頁参照

- ※1 細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、大腸菌ベロトキシン定性により毒素を確認又は腸管出血性大腸菌用の選択培地に菌の発育が確認され、並びに血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合に、使用した血清の数、菌種等に関わらず算定する。この場合、細菌培養同定検査の費用は別に算定できない。
- ※2 細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。
- ※3 大腸菌血清型別の結果、ベロトキシン産生の報告が多い血清型(O157、O26、O111)の検出時、及びベロトキシン産生を疑う所見があった場合、ベロトキシンの検査を実施いたします。(加算)
- ※4 腸管出血性大腸菌を認めた場合、すみやかにご報告いたします。
- ※5 細菌培養を行うことなく糞便から直接検出する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、細菌培養同定検査を踏まえることなく行った場合にも算定できる。

# 微生物学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検査材料	容器 保存方法	検査方法	基準値	所要 日数	実施料 判断料	備 考
<b>薬剤感受性検査</b> <span style="float: right;">*ア</span>								
8351 6C010	1 菌種 6C010-1301-080-761	(菌株)		ディスク拡散法 微量液体希釈法		3 ~ 7	180 微生物	CLSI準拠 対象薬剤 144頁参照
8352 6C010	2 菌種 6C010-1302-080-761						230 微生物	
8353 6C010	3 菌種 6C010-1303-080-761						290 微生物	
8369 6C205	ヘリコバクター・ピロリ 感受性検査 6C205-0000-080-762			E-test		8 ~ 15	180 微生物	アモキシシリン、クラリスロ マイシンの2薬剤を実施しま す。

●報告形態

表示方法	結果の解釈 (CLSI準拠)
S	Susceptible：感受性 「感受性」との判定には、当該感染部位の治療として推奨されている用法でその抗菌薬を使用した場合に、通常到達可能な濃度で菌株の発育を阻止できるという意味が含まれます。
I	Intermediate：中間 「中間」との判定には、通常到達可能な血中・組織内濃度に近いMIC で、その効果が感受性の菌株よりは低いと思われる菌株が含まれます。「中間」に分類されれば、抗菌薬が生理的に濃縮される部位 (尿中のキノロン系薬やβ-ラクタム系薬など) や通常よりも多い用量で使用することのできる抗菌薬 (β-ラクタム系薬など) で、臨床的效果が得られることを意味します。この分類には「緩衝域」も含まれます。それによって、特に薬理効果と副作用の間の範囲が狭い抗菌薬には、管理しきれない技術的要因により解釈に重大な影響がおよぶことを防ぐことが可能なはずですが。
R	Resistant：耐性 耐性株は、通常の投与スケジュールでその抗菌薬が通常到達し得る体内濃度において増殖を阻止されません。そして、MIC または阻止円直径がこの範囲に入っているものは、特定の耐性メカニズムを有すると考えられます (β-ラクタマーゼなど)。また、耐性と判定されたものに対する臨床効果は治療研究において明確にされていません。
N	No Data：弊社規程 被検菌に対し、化学構造的に抗菌スペクトルが及ばない、又は抗菌作用を有しないなどの根拠により、臨床的な効果を期待しえない場合に表示します。
MIC値	MIC値：最小発育阻止濃度 (Minimum Inhibitory Concentration) 抗菌薬の2倍連続希釈されている培地に菌を接種し培養した場合、低濃度から高濃度に向かって観察したときに菌の発育が最初に阻止された濃度



# 微生物学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検査材料	容器 保存方法	検査方法	基準値	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	------	------------	------	-----	----------	------------	----

## 抗酸菌検査

\*ア

8049 6A205	抗酸菌塗抹鏡検 チールネルゼン染色 6A205-0000-061-717	喀出痰/他	冷蔵 ※	チールネルゼン染色	(-) 表 1 参照	1 3	64 微生	緊急 スクリーニングには蛍光染色(集菌塗抹法)を依頼して下さい。陽性時にはすみやかにご報告いたします。 ※1、※4	
8050 6A205	抗酸菌塗抹鏡検 蛍光染色(直接塗抹法) 6A205-0000-061-718			蛍光染色 直接塗抹法					50 + 35 微生
8034 6A206	抗酸菌塗抹鏡検 蛍光染色(集菌塗抹法) 6A206-0000-061-718			蛍光染色 集菌塗抹法					
8048 6B305	抗酸菌分離培養検査 2 6B305-0000-061-746	喀出痰/他	冷蔵 ※	小川培地	(-) 表 2 参照	8 W	209 微生	緊急 4週で中間報告、8週で最終報告します。 ※2、※3、※4	
8061 6B305	抗酸菌分離培養検査 1 6B305-0000-061-747			液体培地 (酸素感受性蛍光センサー法)					(-) 表 3 参照

※141頁参照

- ※1 同一検体について当該検査と尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
- ※2 検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連として検体を採取した場合は、1回のみ所定点数を算定する。
- ※3 結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。
- ※4 結核が疑われる場合は、連続した3日間の喀痰採取をお勧めいたします。

(表1)抗酸菌塗抹鏡検(蛍光染色、チールネルゼン染色)結果記載法

記載法	検出菌数		備考 (相当するガフキー号数)
	蛍光染色(200倍)	チールネルゼン染色(1,000倍)	
(-)	0/30 視野	0/300 視野	G0
(+-)	1 ~ 2/30 視野	1 ~ 2/300 視野	G1
(1+)	1 ~ 19/10 視野	1 ~ 9/100 視野	G2
(2+)	>20/10 視野	>10/100 視野	G5
(3+)	>100/1 視野	>10/1 視野	G9

(表2)抗酸菌分離培養検査 2(小川培地)結果記載法

記載法	集落数に関する所見	集落数
(-)	集落を認めない	0
(1+) 実数	集落が200未満	1 ~ 199
(2+)	大多数の集落は個々に分離しているが、一部融合	200 ~ 499 *
(3+)	初期には分離しているが、発育に伴いほとんどが融合	500 ~ 1,999 *
(4+)	融合 集落が極めて多く、培地全体を覆う	2,000以上

(表3)抗酸菌分離培養検査 1(液体培地)結果記載法

記載法	判定
(+)	陽性
(-)	陰性

\* 定量的な実験結果より導かれた推定値であり、実際は所見の記述を参考に大きめに区分します。

# 微生物学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検査材料	容器 保存方法	検査方法	基準値	所要 日数	実施料 判断料	備考
<b>抗酸菌検査</b> <span style="float: right;">*ア</span>								
8056 6B325	結核菌群抗原定性  6B325-0000-080-190 6B325-0000-099-190	菌株 (専用輸送容器)	常温 ※	免疫クロマトグラフィー法		2 ~ 4	291 免疫	判定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果等と合わせて担当医師が総合的に判断して下さい。
		生検体 ※培養陽性時実施	冷蔵 ※			培養 陽性後 2 ~ 4		
8085 6B315	抗酸菌同定〔質量分析法〕  6B315-0000-080-299 6B315-0000-099-299	菌株 (専用輸送容器)	常温 ※	質量分析法 (MALDI-TOF-MS: マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析法)		2 ~ 8	361 微生物	<b>緊急</b>  結核菌群が検出された場合は、すみやかにご報告いたします。 ※5、※7
		生検体 ※培養陽性時実施	冷蔵 ※			培養 陽性後 2 ~ 8		
8054 6C105	抗酸菌薬剤感受性検査  6C105-0000-080-764 6C105-0000-099-764	菌株 (専用輸送容器)	常温 ※	一濃度比率法		4 ~ 8 W	400 微生物	薬剤指定がない場合は、10剤について検査します。 ① SM ⑤ KM ⑨ PAS ② INH ⑥ EVM ⑩ LVFX ③ RFP ⑦ TH ④ EB ⑧ CS ※6、※7
		生検体 ※培養陽性時実施	冷蔵 ※			培養 陽性後 4 ~ 8 W		

抗酸菌検査を菌株でご依頼される場合は、必ず専用輸送容器をご使用下さい(容器は担当営業員にお申し付け下さい)。

※141頁参照

※5 当該検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の症状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。

※6 当該検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検査を行った薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。

※7 菌の発育状況により、延長する場合があります。

(表4) 抗酸菌薬剤感受性検査 結果記載法

記載法	判定
S	感受性
R	耐性

# 微生物学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検査材料	容器 保存方法	検査方法	基準値	所要 日数	実施料 判断料	備 考
衛生（検便検査） <span style="float: right;">*ア</span>								
8650	赤痢菌・サルモネラ	糞便	冷蔵 ※	培養同定	陰性	4 ~ 7		3類感染症原因菌が検出された場合、すみやかにご報告いたします。 ※1、※2、※3
8650	赤痢菌・サルモネラ・ ビブリオ							
8650 8671	赤痢菌・サルモネラ・ EHEC O157							
8650 8671	赤痢菌・サルモネラ・ ビブリオ・EHEC O157							
8670 6B831	EHEC O157							
8673	腸管出血性大腸菌							

※141頁参照

※1 衛生（検便検査）は、衛生・環境検査依頼書6Bにて、ご依頼して下さい。

※2 食品関連従事者等に対する検便検査です。

※3 目的とされる菌種だけを検査し、その陽性、陰性を報告します。チフス菌、パラチフス菌、コレラ菌、黄色ブドウ球菌、カンピロバクターの検査をご依頼される場合は、別途依頼書にマークして下さい。この項目以外の検査をご希望される場合は、担当営業員にお申し付け下さい。

# 微生物学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検査材料	容器 保存方法	検査方法	基準値	所要 日数	実施料 判断料	備 考
衛生（保菌検査） <span style="float: right;">*ア</span>								
8612 6B050	MRSA	鼻腔、咽頭ぬぐい液 ／他						
8613	緑膿菌	鼻腔、咽頭ぬぐい液 ／他						
8614	ESBL（基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ） 産生菌	糞便 1.0g /他						
8615	MBL（メタロβ-ラクタマーゼ）産生菌	糞便 1.0g /他						
			冷蔵 ※	培養同定	陰性	3 〜 7		※4、※5、※6
8616	CRE（カルバペネム耐性腸内細菌科）	糞便 1.0g /他						
8617	MDRP（多剤耐性緑膿菌）	糞便 1.0g /他						
8618	MDRA（多剤耐性アシネトバクター）	喀出痰、尿 /他						
8619	VRE（バンコマイシン耐性腸球菌）	糞便 1.0g /他						

※141頁参照

※4 衛生（保菌検査）は、衛生・環境検査依頼書6Bにて、ご依頼をして下さい。

※5 医療従事者、諸施設入所時に対する保菌検査です。

※6 目的とされる菌種だけを検査し、その陽性、陰性を報告します。

# 微生物学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検査材料	容器 保存方法	検査方法	基準値	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	------	------------	------	-----	----------	------------	----

## 環境検査

\*ア

8601	空中浮遊菌検査	環境材料	常温 ※	落下法	個	表1 参照	4 { 7	
8602				衝突法	CFU/m <sup>3</sup>			
8605	表面付着菌検査	環境材料	常温 ※	スタンプ法	個/25cm <sup>2</sup>	表2 参照	4 { 7	
8606				拭き取り法	個			
8610	細菌培養検査	環境材料	冷蔵 ※	培養同定	個		5 { 7	
8611								
8074	無菌試験	環境材料	冷蔵	直接法		陰性	14 { 17	5日目で中間報告、14日目で最終報告します。
8078		環境材料 (200mL)	又	メンブランフィルター法		陰性		
8079	透析液細菌検査 塗抹平板培養法 (生菌数)	透析液、透析用水 (5～9mL)	冷蔵	塗抹平板培養法	CFU/mL		9 { 12	R2A寒天培地を使用し、検査します。
8080	透析液細菌検査 メンブランフィルター法 (生菌数)	透析液、透析用水 (200mL)	又	メンブランフィルター法	CFU/mL			R2A寒天培地を使用し、検査します。
8070	透析液細菌検査 同定検査	透析液、透析用水 (5～9mL) または (200mL)	冷蔵 ※ 又は 又	培養同定			培養 陽性後 3 { 7	透析液細菌検査 (生菌数) を同時に依頼下さい。

※141頁参照

環境検査は、衛生・環境検査依頼書6Bにて、ご依頼をして下さい。

### ● 空中浮遊菌検査

(表1) 落下法判定基準

判定基準	細菌数 (落下法5分間露出)
A	<29
B	30～74
C	75～149
D	150～299
E	>300




















### ● 表面付着菌検査

(表2) スタンプ法の汚染度評価

スタンプ培地(面積25cm <sup>2</sup> )/Ten cateの汚染度合(標準寒天培地において)			
	集落数(個/25cm <sup>2</sup> )	判定表示	汚染度合
判定値	発育なし	(-)	非常に清潔
	20個>	(+-)	ごく軽度の汚染
	20～60個	(1+)	軽度の汚染
	60～200個	(2+)	中等度の汚染
	200個<	(3+)	やや激しい汚染
	無数	(4+)	激しい汚染

# 微生物学的検査

## 微生物・輸送培地・輸送容器一覧

容器	材料	喀出痰	咽頭拭い液	鼻腔・鼻粘膜	舌苔	気管洗浄液	副鼻腔	上顎洞	糞便	腸洗浄液	胃液・肝臓	尿	腺分泌物	尿道分泌物	精液・月経血	生殖器膿	腹水・関節液	動脈血・静脈血	髄液	閉鎖・非閉鎖性膿	耳漏	皮膚	その他	容器・培地 (使用前) 保存可能期間	検体採取時 輸送条件	その他 注意事項
	喀痰用容器	●				●		●																3年	冷蔵	淋菌、髄膜炎菌が疑われる場合は保温又は常温にて輸送して下さい。
	滅菌スピッツ(スクリューキャップ)					●		●		●	●	●			●				●			●	●	3年	冷蔵	淋菌、髄膜炎菌が疑われる場合は保温又は常温にて輸送して下さい。
	採便容器								●															3年	冷蔵	
	キャリープレア								●															1年 常温	冷蔵	
	シードスワブ1号								●	●														容器に記載 常温	冷蔵	淋菌、髄膜炎菌が疑われる場合は保温又は常温にて輸送して下さい。146頁参照
	シードスワブ2号		●	●									●	●	●						●			容器に記載 常温	冷蔵	淋菌、髄膜炎菌が疑われる場合は保温又は常温にて輸送して下さい。146頁参照
	トランスワブ	●	●	●	●								●	●	●						●	●		容器に記載 5~25℃	冷蔵	淋菌、髄膜炎菌が疑われる場合は保温又は常温にて輸送して下さい。146頁参照
	トランスワブネーザル			●				●					●		●									容器に記載 5~25℃	冷蔵	
	カルチャースワブEZ																							容器に記載 常温	冷蔵	
	嫌気ポーター	●					●	●	●								●	●	●	●	●			1年 常温	冷蔵	淋菌、髄膜炎菌が疑われる場合は保温又は常温にて輸送して下さい。146頁参照
	HK半流動培地																				●			6ヶ月 常温	保温 常温	
	FA Plusボトル(好気)																				●			ボトルに記載 常温避光	常温	敗血症の疑いのある患者で、抗菌薬の投与前に使用して下さい。通常、好気・嫌気の2本1組で使用して下さい。検体10mL(最大接種量)を無菌的に注入し、常温にて提出して下さい。なお、最大接種量を超えると結果に影響をおよぼすことがあります。
	FN Plusボトル(嫌気)																				●			ボトルに記載 常温避光	常温	小児など採血量4mLまでの少量検体の場合は、PFボトルを使用し、4mL(最大接種量)を無菌的に注入し、常温にて提出して下さい。
	PF Plusボトル(小児用)																				●			ボトルに記載 常温避光	常温	小児など採血量4mLまでの少量検体の場合は、PFボトルを使用し、4mL(最大接種量)を無菌的に注入し、常温にて提出して下さい。
	ヘリコポーター																						胃生検	容器に記載 冷蔵	冷蔵	ヘリコバクター専用の輸送培地です。生検材料を培地の表面より0.5~1.5cmの深さまで入れ提出して下さい。
	トリコモナス培地										●	●	●											3ヶ月 冷蔵	保温	尿道分泌物や腺分泌物はそのまま、尿は遠心後の沈渣物を培地深部に接種して下さい。
	ぺたんチェック																							4ヶ月 2~10℃	常温	スタンプ法のサンプリングに使用して下さい。
	ふきふきチェックII																							1年 常温	冷蔵	拭き取り検査のサンプリングに使用して下さい。
	標準寒天																							3ヶ月 2~10℃	常温	空中浮遊菌検査(落下法)のサンプリングに使用して下さい。

※上記以外の培地、容器についてはお問い合わせ下さい。シャーレ、その他の指定外の容器での採取はご遠慮下さい。

# 微生物学的検査

## 薬剤感受性検査

### ● 依頼方法

一般細菌感受性検査	細菌感染の現状から複数菌感染(混合感染)の場合、判断が困難な事例が多く、基本的に3菌種にご依頼して頂くのが最良と思われます。依頼菌種数より検出菌数が超過した場合、弊社にて検査実施菌種を選択し、依頼菌種数内で実施します。
指定(院内)薬剤セット	グラム陰性桿菌(腸内細菌科)、ブドウ糖非発酵菌(緑膿菌を含む)、ブドウ球菌、連鎖球菌、腸球菌、グラム陽性菌(前述の3菌種を除く)、ヘモフィルス、カンピロバクター、嫌気性菌、グラム陰性双球菌(淋菌を含む)に分けて、ご指定の薬剤をセット登録(最大19セット)し、検査を実施いたします。登録薬剤につきましては、営業担当にお尋ね下さい。
弊社薬剤セット	指定(院内)薬剤セットの登録が無い場合は、下記の保健科学研究所薬剤セットにて実施いたします。

### ● 検査方法

ディスク拡散法	寒天培地に菌液を塗布し、感受性ディスクをその培地表面に配置し、培養します。培養後、感受性ディスクの周囲に形成される阻止円を計測し、判定する方法です。
微量液体希釈法	あらかじめ、規格された濃度に調整された抗菌薬と、液体培地(ミューラーヒントン)を分注したマイクロプレートに、被検菌液を接種し培養します。培養後、抗菌薬による菌の発育阻止状態(どの濃度で発育を阻止しているか)により、判定する方法です。
Etest®	被検菌を塗布した寒天培地上にストリップを接地し、培養後に阻止帯とストリップの交差した目盛を判読し、MIC(最小発育阻止濃度)を判定する方法です。(ヘリコバクター・ピロリ感受性検査のみ実施)

### ● 保健科学研究所薬剤セット内容

系統名	ペニシリン系				セフェム系						カルバペネム系		マクロライド系		リンコマイシン系		キノロン系		テトラサイクリン系		アミノグリコシド系		グリコペプチド系		その他	
	PC	ABPC	PIPC	SBT/ABPC	TAZ/PIPC	CEZ	CAZ	CTX	CTX	CFDN	CFPM	LMOX	IPM	MEPM	EM	CAM	CLDM	CPF	LVF	MINO	GM	AMK	ABK	VCM	FOM	
グラム陰性桿菌 (腸内細菌科)	※1	○	○		○	○	○				○	○	○					○	○	○	○	○				○
ブドウ糖非発酵菌 (緑膿菌含む)	※1		○		○	○	○						○	○				○	○	○	○	○				
ブドウ球菌	※1	○	○	○		○				○	○		○		○		○	○	○	○	○		○	○		○
連鎖球菌	※1	○	○			○		○	○	○			○	○	○		○		○	○					○	
腸球菌	※1	○	○										○		○				○	○					○	
グラム陽性菌 (上記の3菌種を除く)	※1	○	○			○		○		○	○		○		○			○	○	○	○	○			○	
ヘモフィルス	※1		○	○				○	○	○	○		○	○		○		○	○	○						
カンピロバクター	※2		○												○	○		○	○	○						○
嫌気性菌	※2		○	○					○			○	○				○									
グラム陰性双球菌 (淋菌含む)	※2	○	○						○							○		○	○	○						

※ 1 カテゴリー (S: 感受性、I: 中間、R: 耐性、N: No Data) に加え、MIC値(最小発育阻止濃度; Minimum Inhibitory Concentration) を併記して報告いたします。

※ 2 カテゴリー (S: 感受性、I: 中間、R: 耐性、N: No Data) のみ報告いたします。

# 微生物学的検査

## 薬剤感受性検査

### 感受性薬剤一覧

コード	略号	抗菌薬名
ペニシリン		
1001	PC	ペニシリン
1111	MPIPC	オキサシリン
1201	ABPC	アンピシリン
1202	AMPC	アモキシシリン
1401	PIPC	ピペラシリン
1501	CVA/AMPC	クラバン酸/ アモキシシリン
1511	SBT/ABPC	スルバクタム/ アンピシリン
1521	TAZ/PIPC	タゾバクタム/ ピペラシリン
セフェム		
2101	CET	セファロチン
2103	CEZ	セファゾリン
2151	CEX	セファレキシン
2152	CCL	セファクロル
2201	CXM	セフロキシム
2202	CTM	セフォチアム
2251	CMZ	セフメタゾール

コード	略号	抗菌薬名
2302	CPZ	セフォペラゾン
2303	CZX	セフチゾキシム
2304	CMX	セフメノキシム
2311	CAZ	セフトアジジム
2312	CTX	セフォタキシム
2313	CTRX	セフトリアキソン
2331	CFTM	セフテラム
2332	CFDN	セフジニル
2336	CDTR	セフジトレン
2337	CPDX	セフボドキシム
2353	CMNX	セフミノクス
2361	FMOX	フロモキセフ
2362	LMOX	ラタモキセフ
2371	SBT/CPZ	スルバクタム/セフォペラゾン
2401	CPR	セフピロム
2402	CFPM	セフェピム
2403	CZOP	セフォゾプラン
2405	CFPN	セフカペン
2406	CFIX	セフィキシム
モノバクタム		
4001	AZT	アズトレオナム
ペネム		
4101	FRPM	ファロペネム

コード	略号	抗菌薬名
カルバペネム		
3001	IPM	イミペネム
3003	MEPM	メロペネム
3004	BIPM	ピアペネム
3005	DRPM	ドリペネム
3006	TBPM	テビペネム
マクロライド		
5001	EM	エリスロマイシン
5002	CAM	クラリスロマイシン
5003	RXM	ロキシスロマイシン
5101	JM	ジョサマイシン
5201	AZM	アジスロマイシン
リンコマイシン		
5901	LCM	リンコマイシン
5902	CLDM	クリンダマイシン
キノロン		
6001	NA	ナリジクス酸
6003	CINX	シノキサシン
6102	LFLX	ロメフロキサシン
6103	NFLX	ノルフロキサシン
6104	OFLX	オフロキサシン
6105	CPFX	シプロフロキサシン
6106	TFLX	トスフロキサシン
6109	LVFX	レボフロキサシン
6111	ERFX	エンフロキサシン
6112	GFLX	ガチフロキサシン
6113	PZFX	バズフロキサシン
6114	PUFX	ブルリフロキサシン
6115	MFLX	モキシフロキサシン
6116	GRNX	ガレノキサシン
6117	STFX	シタフロキサシン

コード	略号	抗菌薬名
テトラサイクリン		
7001	TC	テトラサイクリン
7003	DOXY	ドキシサイクリン
7004	MINO	ミノサイクリン
アミノグリコシド		
8001	SM	ストレプトマイシン
8101	KM	カナマイシン
8103	TOB	トブラマイシン
8104	DKB	ジベカシン
8105	AMK	アミカシン
8106	ABK	アルベカシン
8201	GM	ゲンタマイシン
8205	ISP	イセパマイシン
その他		
9101	CL	コリスチン
9102	PLB	ポリミキシン-B
9201	VCM	バンコマイシン
9202	TEIC	テイコプラニン
9301	CP	クロラムフェニコール
9401	ST	SMX/TMP
9501	FOM	ホスホマイシン
9601	MUP	ムピロシン
9602	RFP	リファンピシン
9604	LZD	リネゾリド
9607	DAP	ダプトマイシン




## 検体採取にあたっての注意事項

- 原則として抗菌薬投与前に採取して下さい。投与後の採取の場合、24時間以上経過または次回投与直前に採取して下さい。
- 細菌学検査の場合は特に雑菌の混入を避けるため、採取器具、検体容器とも必ず滅菌されたものをご使用下さい。
- 血液や穿刺液の採取にあたっては採取部位を十分消毒し、常在菌が混入しないようにご配慮下さい。(下記をご参照下さい)
- 材料、検査項目等により所定の容器をご使用下さい。
- 喀痰の採取にあたっては、口腔内常在菌による汚染を防ぐため、2〜3回がいてから、できるだけ唾液・鼻粘膜の混入を避けるようにして喀痰を採取して下さい。
- 便の採取にあたっては、急性期の排出便を数ヶ所採取し、1g程度採取して下さい。
- 容器・採取後の保存方法の詳細は、142頁の輸送培地・輸送容器一覧をご参照下さい。但し、以下の菌種においては採取容器によって保存条件が異なるのでご注意ください。  
\* *Neisseria gonorrhoeae* (淋菌)  
*Neisseria meningitidis* (髄膜炎菌)  
淋菌、髄膜炎菌が疑われる場合は保温又は常温にて輸送して下さい。146頁参照

## 血液培養のための採血方法


### ①準備



確実に原因菌を検出するために、血液培養では好気用と嫌気用のボトルを1本ずつ(2本=1セット)を用意します。


採血の10〜20分前から病室のドアを閉め、空調機を止めます。ボトルのゴム栓を10%ポピドンヨード液(イソジン®)または70%エタノールで消毒します。

### ②消毒




70%エタノールで穿刺箇所を30秒ほど消毒します。

10%ポピドンヨード液(イソジン®)に浸した滅菌綿球で穿刺箇所を中心に、同心円ないし渦巻状に広範囲に塗布し、自然乾燥します。ポピドンヨードに過敏な場合は70%エタノールで消毒します。




消毒した皮膚には触れないようにします。又、採血施行者は手指を消毒するか、滅菌手袋を着用します。

### ③採血・ボトルへの接種




滅菌ディスプレイの注射器を使用します。

必要量採血します。




血管の穿刺に失敗した場合、注射器ごと新しいものに替えて下さい。**針刺し事故には充分気をつけて下さい。**採血後、ボトルに血液を接種する前に注射針が汚染されないように注意して下さい。



用意した2本のボトルに等量の血液を接種します。**各ボトルに10mL接種します。**(嫌気⇒好気の間)

### ④接種後



ボトル内容物を静かに混和します。

ボトルに採血日時・患者名等を記入します。



採血後のボトルはすぐご提出下さい。

### ご注意

- ボトルへの最大接種量は**好気・嫌気ボトルは10mL、小児用ボトルは4mL**です。血液接種量が多い程、検出率が向上するという報告がありますので、最大接種量を接種するよう推奨しています。但し、それを超えると結果に影響を及ぼすことがありますのでご注意ください。
- ボトルをすぐに提出できない場合は、常温で保存し、なるべく早く提出して下さい。
- バーコードラベルには、上から記載やラベルを貼付しないでください。
- CUMITECH1B blood culture IIIを参考にしています。

# 微生物学的検査


## 嫌気ポーターの使用法

\* 正確に安全に嫌気性菌を輸送・保管するために、検体の採取は下記の手順に従い十分注意して行って下さい。


**A**

**ゴム栓を  
外さない場合**


注射器による方法  
(胸水、腹水、尿、  
穿刺液など)



消毒用アルコール綿などを用いてゴム栓の刺通部を消毒して下さい。



注射針を刺通部に刺し検体を注入して下さい。




すみやかに輸送するか、冷蔵庫に保管して下さい。


**B**

**ゴム栓を  
外す場合**


綿棒などによる方法  
(便、膿、組織片  
など)



容器を立てたままの状態で見守り深くゴム栓を外して下さい。



ゴム栓を外し、すみやかに検体を入れ、ゴム栓を閉めて下さい。この時、傾けないように注意して下さい。



すみやかに輸送するか、冷蔵庫に保管して下さい。

### 注意事項

- インジケーター付き寒天の表面に通常、凝固水が溜まりますが、菌の輸送・保管には支障ありません。
- 検体採取後数分経過すると、僅かに着色する場合がありますが、使用に差し支えありません。
- ゴム栓を外す時は、ゴム栓に付着した検体が飛散するおそれがあるため、ゆっくり外して下さい。
- 輸送する場合は、極力立てた状態で行って下さい。
- 本品は輸送・保管容器のため、培養には使用できません。

## ●細菌顕微鏡検査（一般細菌 グラム染色）結果記載法

報告様式

細菌の染色性	細胞所見	菌量または細胞数
グラム陰性桿菌	白血球	陰性
グラム陰性双球菌	上皮細胞	1+
グラム陽性桿菌		2+
グラム陽性球菌		3+
酵母様真菌		4+

菌量等の表現

表現	細菌数(鏡検倍率×1000)	細胞数(鏡検倍率×100)
陰性	認めず	認めず
1+	1視野あたり <1	1視野あたり <1
2+	1視野あたり 1~5	1視野あたり 1~9
3+	1視野あたり 6~30	1視野あたり 10~25
4+	1視野あたり >30	1視野あたり >25

## ●培養検査結果記載法

培地に発育した菌量の表現

表現	培地発育状態
陰性	コロニーの形成が認められなかった場合
1+	コロニーの培地に占める割合が、1/3未満の場合
2+	コロニーの培地に占める割合が、およそ1/3以上~2/3未満の場合
3+	コロニーの培地に占める割合が、およそ2/3以上の場合
4+	コロニーの形成が培地、全面に及んでいる場合

※血液培養検査、ヘリコバクター・ピロリ培養の場合、菌量の表現を行いません。

## ●喀出痰の品質評価

Miller & Jones の分類(肉眼的)

分類	性状
M1	唾液、完全な粘性痰
M2	粘性痰の中に少量の膿性痰を含む
P1	膿性部分が1/3以下の痰
◎P2	膿性部分が1/3 ~ 2/3の痰
◎P3	膿性痰が2/3以上の痰

◎が最も検査に適した検体と評価されます。

Geckler の分類(顕微鏡的)

分類	細胞数/1視野(100倍)	
	白血球(好中球)	扁平上皮細胞
1	<10	>25
2	10 ~ 25	>25
○3	>25	>25
◎4	>25	10 ~ 25
◎5	>25	<10
6	<25	<25

# 微生物学的検査

## ● 口腔・気道・呼吸器からの検体

①

検査材料	喀出痰	吸引痰	咽頭拭い液	鼻腔	舌苔	扁桃	気管支洗浄液	気管チューブ	鼻粘膜	鼻汁
主な検出可能菌種	<i>Streptococcus pyogenes</i> (A群連鎖球菌)		<i>Streptococcus pneumoniae</i> (肺炎球菌)		<i>Streptococcus agalactiae</i> (B群連鎖球菌)		<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)			
	Enterococcus spp. (腸球菌)		Escherichia coli (大腸菌)		Klebsiella pneumoniae (肺炎桿菌)		Enterobacteriaceae (腸内細菌科)			
	Pseudomonas aeruginosa (緑膿菌)		Pseudomonadaceae (シュードモナス科)		Pasteurella multocida		Neisseria meningitidis (髄膜炎菌)			
	Acinetobacter baumannii		Moraxella catarrhalis (カタル球菌)		Haemophilus influenzae (インフルエンザ菌)					
*追加必要菌	Bordetella pertussis (百日咳菌)		Bordetella parapertussis (パラ百日咳菌)		Corynebacterium diphtheriae (ジフテリア菌)		Legionella pneumophila (レジオネラ)			
	Mycoplasma spp.		酵母様真菌		糸状菌		嫌気性菌			
常在菌	Compromised hostにマークがない検体 (臨床微生物学検査依頼書、C.臨床症状)									
	$\alpha$ -Streptococcus		Neisseria spp. (淋菌、髄膜炎菌を除く)			Micrococcus spp.		Bacillus spp. (セレウス菌を除く)		
	Corynebacterium spp. (ジフテリア菌以外かつ純培養的菌量2+以下の場合)				coagulase negative Staphylococcus (菌量1+以下の場合)					
	Moraxella spp. (カタル球菌を除く)		Capnocytophaga spp.		Lactobacillus spp.		他 口腔内常在菌			
常在菌	Compromised hostにマークがある検体 (臨床微生物学検査依頼書、C.臨床症状)									
	$\alpha$ -Streptococcus		Neisseria spp. (淋菌、髄膜炎菌を除く)			Micrococcus spp.		Bacillus spp. (セレウス菌を除く)		
注意事項	※Compromised hostで有るか否かが不明のときは、Compromised hostにマークがない検体として判断させていただきます。 ※原則的に常在菌として設定された菌叢が検出された場合、菌名の報告は致しません。報告形態は下記の通りです。 「常在菌叢(菌量)」 ※嫌気性菌の感染を疑う場合、嫌気培養(加算)の依頼をし、嫌気ポーターで提出して下さい。									

②

検査材料	副鼻腔	上顎洞	TTA採痰					
主な検出可能菌種	<i>Streptococcus pyogenes</i> (A群連鎖球菌)		<i>Streptococcus pneumoniae</i> (肺炎球菌)		<i>Streptococcus agalactiae</i> (B群連鎖球菌)		<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)	
	Enterococcus spp. (腸球菌)		Escherichia coli (大腸菌)		Klebsiella pneumoniae (肺炎桿菌)		Pseudomonas aeruginosa (緑膿菌)	
	Pseudomonadaceae (シュードモナス科)		Acinetobacter baumannii		Moraxella catarrhalis (カタル球菌)		Haemophilus influenzae (インフルエンザ菌)	
	Pasteurella multocida		嫌気性菌					
*追加必要菌	Bordetella pertussis (百日咳菌)		Bordetella parapertussis (パラ百日咳菌)		Corynebacterium diphtheriae (ジフテリア菌)		Legionella pneumophila (レジオネラ)	
	Mycoplasma spp.		酵母様真菌		糸状菌			
常在菌	上気道常在菌の混入を避けて採取された検体や膿瘍から検出された菌は起炎菌の可能性が疑われるものとして取扱います。							
注意事項	嫌気培養も実施いたします。(加算)							

### 検体採取・依頼に関する注意事項

※喀出痰は2~3回うがいをし、口腔内を清潔にして、常在菌の混入を避けて採取して下さい。

※上気道からの検体採取は、老廃物や常在菌の混入を避け、病巣部より採取して下さい。

※鼻腔は鼻腔内を清潔してから、採取して下さい。

※検体は通常冷蔵保存(2~8℃)とし、乾燥を避けて提出して下さい。(淋菌、髄膜炎菌が疑われる生検体の保存は保温または室温として下さい。但し、スワブ類で採取された場合の保存は、冷蔵して下さい。)

\* 通常の培養検査で使用している培地では検出困難な菌です。目的とされる場合は必ず依頼して下さい。

## ●消化管からの検体

①

検査材料	固形便			
主な検出可能菌種	Shigella spp. (赤痢菌) 腸管出血性大腸菌 Aeromonas spp. Pseudomonas aeruginosa (緑膿菌)	Salmonella serovar Typhi (チフス菌) Vibrio parahaemolyticus (腸炎ビブリオ) Plesiomonas shigelloides Staphylococcus aureus (黄色ブドウ球菌)	Salmonella serovar Paratyphi A (パラチフス菌) Vibrio cholerae (コレラ菌) Edwardsiella tarda Bacillus cereus (セレウス菌)	Salmonella spp. Vibrio spp. Yersinia spp.
*追加必要菌	Clostridium perfringens (ウェルシュ菌) 糸状菌	Clostridium difficile (ディフィシル菌)	Campylobacter spp.	酵母様真菌
注意事項	食中毒菌検索、海外渡航歴の有にマークがある場合は、カンピロバクター培養を実施いたしますので、Campylobacter spp.は検出可能菌種となります。			

②

検査材料	下痢便	水様便	血便	粘血便	腸洗浄液	腸内容物	大腸粘膜	小腸粘膜
主な検出可能菌種	Shigella spp. (赤痢菌) 腸管出血性大腸菌 Aeromonas spp. Yersinia spp. Bacillus cereus (セレウス菌)	Salmonella serovar Typhi (チフス菌) Vibrio parahaemolyticus (腸炎ビブリオ) Plesiomonas shigelloides Klebsiella oxytoca	Salmonella serovar Paratyphi A (パラチフス菌) Vibrio cholerae (コレラ菌) Campylobacter spp. Pseudomonas aeruginosa (緑膿菌)	Salmonella spp. Vibrio spp. Edwardsiella tarda Staphylococcus aureus (黄色ブドウ球菌)				
*追加必要菌	Clostridium perfringens (ウェルシュ菌)	Clostridioides difficile (ディフィシル菌)	酵母様真菌	糸状菌				

③

検査材料	胆汁	胃液	脾液	十二指腸液	肝膿瘍
主な検出可能菌種	Salmonella serovar Typhi (チフス菌) Pseudomonas aeruginosa (緑膿菌)	Salmonella serovar Paratyphi A (パラチフス菌) Staphylococcus aureus (黄色ブドウ球菌)	Salmonella spp. Enterococcus spp. (腸球菌)	Enterobacteriaceae (腸内細菌科) Streptococcus spp. (連鎖球菌)	
*追加必要菌	Clostridium perfringens (ウェルシュ菌) 糸状菌	Clostridioides difficile (ディフィシル菌)	Campylobacter spp.	酵母様真菌	

### 報告

※検体が①②の場合、通常下痢原因菌とされている菌のみの報告とし、常在菌の報告はいたしません。常在菌のみが検出された場合は、報告書には「下痢原因菌は認められませんでした。」とコメントいたします。

### 検体採取・依頼に関する注意事項

※検便検査(食品関連従業者)の依頼は、衛生・環境検査依頼書6Bにて、ご依頼をして下さい。

※家族に下痢原因菌の保菌者がいる場合や下痢原因菌が前回検出された場合は、検出された旨と検出菌名をコメント欄に明記して下さい。

※特に臨床症状が腸管出血性大腸菌、下痢原性大腸菌を疑う場合、および前回検出された場合にはコメント欄に明記するとともに大腸菌血清型別を依頼して下さい。

※細菌性の感染性腸炎では、急性期の新鮮な糞便を採取して下さい。

※嫌気性菌の感染を疑う場合、嫌気培養(加算)の依頼をし、嫌気ポーターで提出して下さい。

検体①②での嫌気培養は Clostridium perfringens の検出となります。他の菌種を依頼されたい場合は追加項目欄に明記して下さい。

\* 通常の培養検査で使用している培地では検出困難な菌です。目的とされる場合は必ず依頼して下さい。

# 微生物学的検査

## ● 泌尿器・生殖器からの検体

①

検査材料	尿	初尿	中間尿	導尿	カテーテル尿
主な検出可能菌種	<i>Escherichia coli</i> (大腸菌)	<i>Enterobacteriaceae</i> (腸内細菌科)		<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (緑膿菌)	<i>Pseudomonadaceae</i> (シユードモナス科)
	<i>Streptococcus pyogenes</i> (A群連鎖球菌)	<i>Streptococcus agalactiae</i> (B群連鎖球菌)		<i>Enterococcus</i> spp. (腸球菌)	<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)
	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>				
*追加必要菌	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (淋菌)	酵母様真菌	糸状菌	嫌気性菌	

②

検査材料	膣分泌物	子宮頸管粘液	バルトリン腺液	前立腺液	尿道分泌物	精液	陰のう水	帯下	月経血	羊水
主な検出可能菌種	<i>Escherichia coli</i> (大腸菌)	<i>Enterobacteriaceae</i> (腸内細菌科)		<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (緑膿菌)	<i>Pseudomonadaceae</i> (シユードモナス科)					
	<i>Streptococcus pyogenes</i> (A群連鎖球菌)	<i>Streptococcus agalactiae</i> (B群連鎖球菌)		<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (淋菌)					
	<i>Neisseria meningitidis</i> (髄膜炎菌)	<i>Lactobacillus</i> spp.		<i>Gardnerella vaginalis</i>	<i>Haemophilus influenzae</i> (インフルエンザ菌)					
*追加必要菌	酵母様真菌		糸状菌	嫌気性菌						

③

検査材料	生殖器膿	悪露	ダグラス窩膿瘍			
主な検出可能菌種	<i>Escherichia coli</i> (大腸菌)	<i>Enterobacteriaceae</i> (腸内細菌科)		<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (緑膿菌)	<i>Pseudomonadaceae</i> (シユードモナス科)	
	<i>Streptococcus pyogenes</i> (A群連鎖球菌)	<i>Streptococcus agalactiae</i> (B群連鎖球菌)		<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (淋菌)	
	<i>Neisseria meningitidis</i> (髄膜炎菌)	<i>Gardnerella vaginalis</i>		<i>Haemophilus influenzae</i> (インフルエンザ菌)	嫌気性菌	
*追加必要菌	酵母様真菌		糸状菌			
注意事項	嫌気培養を実施いたします。(加算)					

### 報告

※検体①の場合、尿定量培養を実施します。但し、スワブで提出された場合や尿沈渣物の場合は、定量培養は実施しません。

### 検体採取・依頼に関する注意事項

※尿道口、外陰部には、皮膚常在菌が生息しており、これらが混入しないように採取して下さい。

\* 通常の培養検査で使用している培地では検出困難な菌です。目的とされる場合は必ず依頼して下さい。

# 微生物学的検査

## ●血液・穿刺液

### ①培養ボトル

検査材料	動脈血 静脈血			
主な検出可能菌種	<i>Salmonella</i> serovar Typhi (チフス菌)	<i>Salmonella</i> serovar Paratyphi A (パラチフス菌)	<i>Escherichia coli</i> (大腸菌)	Enterobacteriaceae (腸内細菌科)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (緑膿菌)	Pseudomonadaceae (シュードモナス科)	<i>Vibrio vulnificus</i>	<i>Campylobacter</i> spp.
	<i>Streptococcus pyogenes</i> (A群連鎖球菌)	<i>Streptococcus agalactiae</i> (B群連鎖球菌)	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (肺炎球菌)	<i>Streptococcus</i> spp. (連鎖球菌)
	<i>Enterococcus</i> spp. (腸球菌)	<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)	<i>Listeria monocytogenes</i> (リステリア)	<i>Neisseria meningitidis</i> (髄膜炎菌)
	<i>Haemophilus influenzae</i> (インフルエンザ菌)	<i>Bordetella bronchiseptica</i> (気管支敗血症菌)	<i>Elizabethkingia meningoseptica</i>	<i>Candida albicans</i>
	<i>Cryptococcus neoformans</i>	嫌気性菌		
注意事項	①既に抗菌薬が投与されている場合、血中濃度が最も低下する時期(次の投与前)にFA Plus・FN Plusに採取して提出して下さい。 ②細菌塗抹検査を依頼される場合、生検体と一緒に提出して下さい。(培養ボトルでの塗抹検査はできません。) ③嫌気培養も実施いたします(加算) ④血液成分を含まない検査材料については、一部の菌種において発育できない可能性があるため、培養ボトルでの受付はできません。			

### ②(生検体)

検査材料	胸水	腹水	心のう液	リンパ節	髄液	関節液	臍帯血
主な検出可能菌種	<i>Escherichia coli</i> (大腸菌)	<i>Enterobacteriaceae</i> (腸内細菌科)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (緑膿菌)	<i>Pseudomonadaceae</i> (シュードモナス科)			
	<i>Vibrio vulnificus</i>	<i>Haemophilus influenzae</i> (インフルエンザ菌)	<i>Enterococcus</i> spp. (腸球菌)	<i>Streptococcus pyogenes</i> (A群連鎖球菌)			
	<i>Streptococcus agalactiae</i> (B群連鎖球菌)	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (肺炎球菌)	<i>Streptococcus</i> spp. (連鎖球菌)	<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)			
	coagulase negative <i>Staphylococcus</i>	<i>Elizabethkingia meningoseptica</i>	<i>Listeria monocytogenes</i> (リステリア)	<i>Neisseria meningitidis</i> (髄膜炎菌)			
	<i>Bordetella bronchiseptica</i> (気管支敗血症菌)	嫌気性菌					
*追加必要菌	<i>Legionella pneumophila</i> (レジオネラ)	酵母様真菌	糸状菌				
注意事項	嫌気培養を実施いたします。(加算) 増菌培養を実施いたします。						

### ③(生検体)

検査材料	胸腔ドレーン	腹腔ドレーン	脳室ドレーン	硬膜外ドレーン
主な検出可能菌種	<i>Escherichia coli</i> (大腸菌)	<i>Enterobacteriaceae</i> (腸内細菌科)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (緑膿菌)	<i>Pseudomonadaceae</i> (シュードモナス科)
	<i>Vibrio vulnificus</i>	<i>Haemophilus influenzae</i> (インフルエンザ菌)	<i>Enterococcus</i> spp. (腸球菌)	<i>Streptococcus pyogenes</i> (A群連鎖球菌)
	<i>Streptococcus agalactiae</i> (B群連鎖球菌)	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (肺炎球菌)	<i>Streptococcus</i> spp. (連鎖球菌)	<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)
	coagulase negative <i>Staphylococcus</i>	<i>Elizabethkingia meningoseptica</i>	<i>Listeria monocytogenes</i> (リステリア)	<i>Neisseria meningitidis</i> (髄膜炎菌)
	<i>Bordetella bronchiseptica</i> (気管支敗血症菌)	嫌気性菌		
*追加必要菌	<i>Legionella pneumophila</i> (レジオネラ)	酵母様真菌	糸状菌	
注意事項	嫌気培養を実施いたします。(加算) 増菌培養を実施いたします。			

### ④(生検体)

検査材料	髄液			
主な検出可能菌種	<i>Escherichia coli</i> (大腸菌)	<i>Enterobacteriaceae</i> (腸内細菌科)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (緑膿菌)	<i>Pseudomonadaceae</i> (シュードモナス科)
	<i>Haemophilus influenzae</i> (インフルエンザ菌)	<i>Enterococcus</i> spp. (腸球菌)	<i>Streptococcus pyogenes</i> (A群連鎖球菌)	<i>Streptococcus agalactiae</i> (B群連鎖球菌)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (肺炎球菌)	<i>Streptococcus</i> spp. (連鎖球菌)	<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)	coagulase negative <i>Staphylococcus</i>
	<i>Elizabethkingia meningoseptica</i>	<i>Listeria monocytogenes</i> (リステリア)	<i>Neisseria meningitidis</i> (髄膜炎菌)	<i>Bordetella bronchiseptica</i> (気管支敗血症菌)
	嫌気性菌	<i>Candida albicans</i>	<i>Cryptococcus neoformans</i>	
	*追加必要菌	<i>Legionella pneumophila</i> (レジオネラ)	<i>Campylobacter</i> spp.	
注意事項	嫌気培養を実施いたします。(加算) 増菌培養を実施いたします。			

\* 通常の培養検査で使用している培地では検出困難な菌です。目的とされる場合は必ず依頼して下さい。

# 微生物学的検査

## ●その他の部位からの検体

①

検査材料	開放性膿	非開放性膿	分泌物	褥瘡	浸出液	膿瘍ドレーン	乳汁	カテーテル先端
主な検出可能菌種	<i>Escherichia coli</i> (大腸菌)		<i>Enterobacteriaceae</i> (腸内細菌科)		<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (緑膿菌)		<i>Pseudomonadaceae</i> (シュードモナス科)	
	<i>Pasteurella</i> spp.		<i>Moraxella catarrhalis</i> (カタル球菌)		<i>Enterococcus</i> spp. (腸球菌)		<i>Streptococcus pyogenes</i> (A群連鎖球菌)	
	<i>Streptococcus agalactiae</i> (B群連鎖球菌)		<i>Streptococcus pneumoniae</i> (肺炎球菌)		<i>Streptococcus</i> spp. (連鎖球菌)		<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)	
	coagulase negative <i>Staphylococcus</i>							
*追加必要菌	酵母様真菌		糸状菌		嫌気性菌			
注意事項	上記検査材料は、嫌気性菌の関与することが多いため、嫌気培養(加算)をご依頼されることをお勧めいたします。 HK半流動培地にて提出された場合、最大1週間まで増菌培養を行います。 検査材料がカテーテル先端の場合、増菌培養を実施いたします。							

②

検査材料	耳漏	眼脂		
主な検出可能菌種	<i>Escherichia coli</i> (大腸菌)		<i>Enterobacteriaceae</i> (腸内細菌科)	
	<i>Pasteurella</i> spp.		<i>Moraxella catarrhalis</i> (カタル球菌)	
	<i>Streptococcus pyogenes</i> (A群連鎖球菌)		<i>Streptococcus agalactiae</i> (B群連鎖球菌)	
	<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)		coagulase negative <i>Staphylococcus</i>	
*追加必要菌	酵母様真菌		糸状菌	
			<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (緑膿菌)	
			<i>Enterococcus</i> spp. (腸球菌)	
			<i>Streptococcus pneumoniae</i> (肺炎球菌)	
			<i>Streptococcus</i> spp. (連鎖球菌)	
			<i>Vibrionaceae</i> (ビブリオ科)	
			嫌気性菌	

③

検査材料	皮膚	爪	毛	落屑
主な検出可能菌種	<i>Escherichia coli</i> (大腸菌)		<i>Enterobacteriaceae</i> (腸内細菌科)	
	<i>Enterococcus</i> spp. (腸球菌)		<i>Streptococcus pyogenes</i> (A群連鎖球菌)	
	酵母様真菌		糸状菌	
			<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (緑膿菌)	
			<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌)	
			coagulase negative <i>Staphylococcus</i>	

\* 通常の培養検査で使用している培地では検出困難な菌です。目的とされる場合は必ず依頼して下さい。



# 微生物学的検査

## 感染症法における感染症の分類

感染症 類型	疾 病 名	届出の要否			届出方法			法に基づく入院勧告の可否			就業制限通知の可否		
		患 者	疑似症	無症状病原 体保有者	定点種別	時 期	内 容	患 者	疑似症	無症状病原 体保有者	患 者	疑似症	無症状病原 体保有者
1	エボラ出血熱	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
	クリミア・コンゴ出血熱	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
	痘そう	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
	南米出血熱	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
	ペスト	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
	マールブルグ病	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
2	ラッサ熱	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○
	急性灰白髄炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	○	×	×	○	×	○
	結核	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	×	○	○	×
	ジフテリア	○	×	○	(全数)	直ちに	a	○	×	×	○	×	○
	重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス 属SARSコロナウイルスであるものに限る。)	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	×	○	○	○
	中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイル ス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	×	○	○	○
3	鳥インフルエンザ(H5N1)	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	×	○	○	○
	鳥インフルエンザ(H7N9)	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	×	○	○	○
	コレラ	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	○	×	○
	細菌性赤痢	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	○	×	○
	腸管出血性大腸菌感染症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	○	×	○
	腸チフス	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	○	×	○
4	パラチフス	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	○	×	○
	E型肝炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	ウエストナイル熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	A型肝炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	エキノコックス症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	黄熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	オウム病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	オムスク出血熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	回帰熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	キャサナル森林病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	Q熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	狂犬病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	コクシジオイデス症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	サル痘	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	ジカウイルス感染症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイル ス属SFTSウイルスであるものに限る。)	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	腎症候性出血熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	西部ウマ脳炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	ダニ媒介脳炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	炭疽	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	チクングニア熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	つつが虫病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	デング熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	東部ウマ脳炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及 びH7N9)を除く。)	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	ニパウイルス感染症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	日本紅斑熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	日本脳炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	ハンタウイルス肺症候群	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	Bウイルス病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	鼻疽	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	ブルセラ症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	ペネズエラウマ脳炎	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	ヘンドラウイルス感染症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	発しんチフス	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	ボツリヌス症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	マラリア	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	野兔病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	ライム病	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	リッサウイルス感染症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	リフトバレー熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	類鼻疽	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
レジオネラ症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×	
レプトスピラ症	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×	
ロッキー山紅斑熱	○	×	○	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×	

# 微生物学的検査

## 感染症法における感染症の分類

感染症 類型	疾病名	届出の要否			届出方法			法に基づく入院勧告の可否			就業制限通知の可否		
		患者	疑似症	無症状病原体保有者	定点種別	時期	内容	患者	疑似症	無症状病原体保有者	患者	疑似症	無症状病原体保有者
5	アメーバ赤痢	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	RSウイルス感染症	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
	咽頭結膜熱	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
	インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)	○	×	×	1カ所(※1)	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
	ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	感染性胃腸炎	○	×	×	小児科(※2)	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
	急性出血性結膜炎	○	×	×	眼科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
	急性弛緩性麻痺	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	クラミジア肺炎(オウム病を除く。)	○	×	×	基幹	次の月曜	c2	×	×	×	×	×	×
	クリプトスポリジウム症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	クロイツフェルト・ヤコブ病	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	後天性免疫不全症候群	○	×	○	(全数)	7日以内	b2	×	×	×	×	×	×
	細菌性髄膜炎(侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症及び侵襲性肺炎球菌感染症を除く。)	○	×	×	基幹	次の月曜	c2	×	×	×	×	×	×
	ジアルジア症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	侵襲性髄膜炎菌感染症	○	×	×	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×
	侵襲性肺炎球菌感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	水痘	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
	水痘(入院例に限る。)	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	性器クラミジア感染症	○	×	×	STD	翌月初日	c1	×	×	×	×	×	×
	性器ヘルペスウイルス感染症	○	×	×	STD	翌月初日	c1	×	×	×	×	×	×
	尖圭コンジローマ	○	×	×	STD	翌月初日	c1	×	×	×	×	×	×
	先天性風しん症候群	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	手足口病	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
	伝染性紅斑	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
	突発性発しん	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×
	梅毒	○	×	○	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	播種性クリプトコックス症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
	破傷風	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×	
百日咳	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×	
風しん	○	×	×	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×	
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	○	×	×	基幹	翌月初日	c2	×	×	×	×	×	×	
ヘルパンギーナ	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×	
マイコプラズマ肺炎	○	×	×	基幹	次の月曜	c2	×	×	×	×	×	×	
麻しん	○	×	×	(全数)	直ちに	a	×	×	×	×	×	×	
無菌性髄膜炎	○	×	×	基幹	次の月曜	c2	×	×	×	×	×	×	
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	○	×	×	基幹	翌月初日	c2	×	×	×	×	×	×	
薬剤耐性アシネトバクター感染症	○	×	×	(全数)	7日以内	b1	×	×	×	×	×	×	
薬剤耐性緑膿菌感染症	○	×	×	基幹	翌月初日	c2	×	×	×	×	×	×	
流行性角結膜炎	○	×	×	眼科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×	
流行性耳下腺炎	○	×	×	小児科	次の月曜	c1	×	×	×	×	×	×	
淋菌感染症	○	×	×	STD	翌月初日	c1	×	×	×	×	×	×	
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されものに限る。))であるものに限る。)	○	○	○	(全数)	直ちに	a	○	○	○	○	○	○	

(届出事項) a : 氏名、年齢、性別、職業、住所、所在地、病名、症状、診断方法、初診・診断・推定感染年月日、感染原因、感染経路、感染地域、診断した医師の住所及び氏名、その他、(保護者の住所氏名)  
 b1 : 年齢、性別、病名、症状、診断方法、初診年月日、診断年月日、推定感染年月日、感染原因、感染経路、感染地域、診断した医師の住所及び氏名  
 b2 : 年齢、性別、病名、症状、診断方法、初診年月日、診断年月日、推定感染年月日、感染原因、感染経路、感染地域、診断した医師の住所及び氏名、最近数年間の主な居住地、国籍  
 c1 : 年齢、性別  
 c2 : 年齢、性別、原因病原体の名称、検査方法

※1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の基幹定点の届出については、届出対象は入院したもので、届出内容は入院時の対応を加える。

※2 感染性胃腸炎の基幹定点の届出については、届出対象は病原体がロタウイルスであるもので、届出内容は原因病原体の名称及び検査方法を加える。

厚生労働省ホームページ 感染症法に基づく医師の届出のお願い より引用(2021年6月1日時点)

(<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000631585.pdf>)

# 病理学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 病理組織顕微鏡検査

8126 8129 7B010	病理組織顕微鏡検査 7B010-0000-070-432	次頁参照		ヘマトキシリン エオジン染色 その他染色		6 10	一臓器 につき 860 病理	注意事項参照 *1 *6
8130 7B020	免疫抗体法による病理組織 顕微鏡検査 7B020-0000-070-666	次頁参照		酵素抗体法 (間接法)		7 12	860 + 400 病理	注意事項参照 *1 *6
8124 7D010	病理組織電子顕微鏡検査 7D010-0000-070-671	次頁参照		透過電顕法		30 60	860 + 2000 病理	注意事項参照 *6

- 注 (1) 病理組織顕微鏡検査の検体検査実施料は3臓器 2,580点が限度です。  
 (2) 免疫抗体法による検査は400点を加算します。又、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対し、標本作製を実施した場合は、1,600点を所定点数に加算します。  
 (3) 免疫抗体法、切り出し処理、脱脂処理、脱灰処理が必要な場合は所要日数が延長します。ご報告日につきましてはお問い合わせ下さい。  
 (4) 各種ブロック作製、標本作製、スライド作製、キャビネット写真作製も承っております。

## 細胞診検査

8030 7A020	婦人科材料細胞診 7A020-0000-094-433	次頁参照		パパニコロウ染色		4 6	150 病理	注意事項参照 *1 *6
(8110) 7A010	その他一般材料細胞診 7A010-0000-094-433 7A010-0000-094-477 7A010-0000-094-602 7A010-0000-094-650	次頁参照		パパニコロウ染色 PAS染色 ギムザ染色 その他染色		4 6	190 病理	注意事項参照 *1 *6

## 注意事項

病理組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>●10%~20%のホルマリンを使用します。特別な場合にはご連絡下さい。検体容器はゆったりした入れ物をご使用下さい。</li> <li>●依頼書には「性別、年齢、採取部位(材料名)、臨床診断、臨床経過及び手術、所見」等を必ずご記入下さい。記載がない場合、問い合わせ等による報告遅延を生じることがあります。</li> </ul>
電子顕微鏡用検体の固定	●0~4℃の2~2.5%グルタルアルデヒドを使用します。
免疫抗体用検体	●使用抗体につきましては直接ご連絡下さい。提出方法は通常の病理組織検査と同じです。
細胞診	<ul style="list-style-type: none"> <li>●体腔液(胸水・腹水等)は採取時に抗凝固剤(ヘパリン・クエン酸ナトリウム等)を1滴加えて下さい。</li> <li>●液状検体(体腔液・尿・髄液・胆汁・洗浄液等)は、採取後直ちに遠沈(2,000~3,000rpm 3~5分間。髄液は700~900rpm 3~5分間)し、塗抹後、乾燥させることなく直ちに95%エタノール液に30分間固定又はコーティング固定剤で固定して下さい。</li> <li>●湿潤固定標本は2枚以上作成して下さい。液状検体及びリンパ節やその他タッチスメアの場合は、湿潤固定標本以外に乾燥固定標本(塗抹後急速冷風乾燥)ギムザ染色用を1枚作成し提出して下さい。</li> <li>●95%エタノール固定の場合は、輸送する前に液から取り出し直ちに固定スプレー等をかるく噴きかけてください。ポリエチレングリコールの被膜が保護します。</li> <li>●依頼書には性別、年齢、採取部位(材料名)、臨床所見(婦人科の場合は最終月経も)を明記して下さい。</li> </ul>

# 病理学的検査

## 検体提出方法


### 病理組織

#### ●小物検体




10～20%ホルマリン

#### ●大物検体




固定 (10～20%ホルマリン)

\* 固定液から出して専用袋に入れ  
時間がたつと表面が乾燥しますので  
乾燥防止にホルマリン液に浸したガーゼをおかけ下さい。



タッパウェア  
(固定液中)



10～20%ホルマリン

提出

提出


#### ●電子顕微鏡用検体

グルタルアルデヒド1滴



アイスノン

乾燥は絶対不可



細切  
(1mm<sup>3</sup>程度)

0～4℃、  
2～3時間



前固定  
(グルタルアルデヒド)

各0～4℃、20～30分、3回



洗浄 (リン酸緩衝液)

0～4℃リン酸緩衝液



提出  
(0～4℃)

### 細胞診

#### ①婦人科検体



ブラシ

乾燥は絶対不可



塗抹




固定

95%  
エタノール  
約30分間



固定



ケース

提出

#### ②喀痰検体



喀痰容器

すり合せ法




塗抹




固定

95%  
エタノール  
約30分間



固定



ケース

提出

提出

#### ③蓄痰検体 (YM式・ポストチューブ式)



YM式



ポストチューブ式 (郵送用)

3日間蓄痰

提出

#### ④液状検体


2,000～3,000rpm 3～5分間 乾燥は絶対不可  
髄液は700～900rpm 3～5分間



試験管



遠沈




沈渣塗抹




固定

95%エタノール  
約30分間



固定




ケース

提出


提出

#### ⑤穿刺・タッチスメア検体 (乳腺・甲状腺・リンパ節等)

乾燥は絶対不可




塗抹



固定


95%エタノール  
約30分間



固定

15～20cm

固定スプレー



ケース

提出

# 病理学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 腫瘍関連免疫組織検査

8801 4H010	エストロゲンレセプター 4H010-0000-070-666	腫瘍組織	下記参照	酵素抗体法 (IHC 法) (－)		7 10	720 病理	同一月に併せて実施した場合 は一方のみ算定する。
8802 4H015	プロゲステロンレセプター 4H015-0000-070-666	腫瘍組織	下記参照	酵素抗体法 (IHC 法) (－)		7 10	690 病理	
8642 8C053	乳癌 HER2 遺伝子 (FISH) 8C053-0000-099-841	未染スライド 4 枚	X2 常温 下記参照	FISH 法		6 14	2700 病理	パラフィンブロックでも受託可。但し、所要日数は概ね 2日程度加算される。 ※1
8643 8C053	胃癌 HER2 遺伝子 (FISH) 8C053-0000-099-841	未染スライド 4 枚	X2 常温 下記参照	FISH 法		6 14	2700 病理	*6
8107 8C053	大腸癌 HER2 遺伝子 (FISH) 8C053-0000-099-841	未染スライド 4 枚	X2 常温 下記参照	FISH 法		6 14	2700 病理	※1、※3 *6
8743 5D596	CCR4 蛋白 (IHC) 5D596-0000-099-666 5D596-0000-076-666	未染スライド 6 枚 又は パラフィンブロック	X2 常温	酵素抗体法		5 7	10000 病理	ホルマリン固定病理組織も受託可。但し、所要日数は概ね 2日程度加算される。 ※2 *6

### 【エストロゲンレセプター・プロゲステロンレセプターのご依頼時の留意事項】

1. 本検査は病理検査により確定診断がなされた症例について治療の方針を判定するための検査ですので病理組織依頼書に病理診断名・組織型をご記入の上、ご依頼下さい。
2. 癌細胞の有無、組織型が不明な場合もありますので、検査依頼時に病理診断書(コピー)の添付をお願いいたします(但し、弊社で病理検査を実施している場合は不要です)。なお、諸事情により添付できない場合には、病理診断名、組織型その他、臨床情報等可能な範囲で記載をお願いいたします。
3. 検査材料は10%ホルマリン固定液に6~72時間の固定を行った組織をパラフィン包埋したブロックです。固定組織、未染色スライド等での依頼は、予めご相談下さい。

### 【乳癌・胃癌・大腸癌HER2遺伝子(FISH)のご依頼時の留意事項】


1. ご依頼時に「病理診断書のコピーを添付」又は、「依頼書に診断名を記入」の上、ご依頼下さい。
2. 推奨固定液は10%中性緩衝ホルマリンです。推奨固定時間は乳癌6~72時間(6時間未満の検体は避ける)、胃癌6~72時間(生検検体は大きさに準ずるが6時間以上が望ましい)、大腸癌24~48時間です。
3. 標本はシランなどのコーティングスライドを使用して、37℃恒温槽で乾燥させて下さい。なお、薄切後長時間放置(薄切から6週間以上)された未染標本、浸潤癌が含まれないもの、厚い組織切片などは適しません。
4. 過去の種々の条件で作成された標本でFISH法検査をする場合、必ずしも全ての標本でFISH法が可能とは限りません。

### 【CCR4 蛋白(IHC)のご依頼時の留意事項】

1. 「ボテリジオ(一般名:モガムリズマブ)」を投与された検体で実施した際には、正しい結果が得られないことがありますので、ご注意下さい。本検査結果は、臨床症状や他の検査結果などを考慮して総合的に判断して下さい。
2. 「再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫」について、投与等の治療方針を判定するための検査です。つきましては、依頼時に「病理診断書のコピーを添付」又は、「依頼書に診断名を記入」の上、ご依頼下さい。
3. 病理組織片は10~20%ホルマリン(中性緩衝ホルマリン推奨)固定液にて24~48時間程度固定し、包埋して下さい。
4. 未染標本スライドは3~4μmの厚さに薄切し、シランなどの接着力の向上しているコーティングスライドに貼り付けて下さい。薄切後のスライドは37℃の恒温槽で充分に乾燥させて下さい。
5. 固定不良や過固定の場合、正しい結果が得られない場合がありますのでご留意下さい。
6. 未染標本スライドは遮光下(常温)で保管し、できるだけすみやか(遅くとも4週間以内)にご提出下さい。

### 【ご依頼上の注意事項】

1. ご依頼時に「病理診断書のコピーを添付」又は、「依頼書に診断名を記入」の上、ご依頼下さい。
2. 推奨固定液は、10%中性緩衝ホルマリンです。推奨固定時間は大腸癌24~48時間です。
3. 切片は4μmの厚さで薄切し、シランなどのコーティングスライドを使用して、37℃恒温槽で乾燥させて下さい。なお、薄切後長時間放置(薄切から6週間以上)された未染標本、浸潤癌が含まれないもの、厚い組織切片などは適しません。
4. 過去の種々の条件で作成された標本でFISH法検査をする場合、必ずしも全ての標本でFISH法が可能とは限りません。



- ※1 抗HER2 ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。HER2 タンパクの免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を併せて行った場合は、3,050点を算定できる。
- ※2 CCR4 蛋白 (FCM) 及び (IHC) を同一の目的でおこなった場合には、原則としていずれか一方のみを算定する。但し、必要があって併せて行った場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的必要性を記載し、いずれの点数も算定できる。
- ※3 HER2 陽性の進行、再発した切除不能な結腸・直腸癌患者に対して「トラスツマブ(商品名ハーセプチン®)、ペルツマブ(商品名パーゼタ®)」の併用療法の適応を判定するために HER2 タンパクの発現、HER2 遺伝子の増幅を検査します。

# 病理学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## 腫瘍関連免疫組織検査

8031 5D590	HER2/neu タンパク 5D590-8757-070-666	腫瘍組織	下記参照	酵素抗体法 (IHC 法)	表 1・2 参照	6 14	690 病理	*1 *6
8106 5D590	HER2/neu タンパク (大腸癌) 5D590-0000-070-666	未染スライド 4 枚	X2 常温 下記参照	酵素抗体法 (IHC 法)	表 3 参照	7 9	690 病理	*1、*2 *6

- ※1 抗HER2 ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として遺伝子増幅標本作製を行った場合に当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。HER2 タンパクの免疫染色(免疫抗体法) 病理組織標本作製を併せて行った場合は、3,050 点を算定できる。
- ※2 HER2 陽性の進行、再発した切除不能な結腸・直腸癌患者に対して「トラスツズマブ(商品名ハーセプチン®)、ペルツズマブ(商品名パージェタ®)」の併用療法の適応を判定するためにHER2 タンパクの発現、HER2 遺伝子の増幅を検査します。

### 【HER2/neuタンパク ご依頼方法】

- 検査ご依頼に際しては、必ず所定の「病理検査依頼書」をご使用下さい。「病理診断書のコピーを添付」又は、「依頼書に診断名を記入」の上、ご依頼下さい。
- 先に病理組織検査をご依頼されている場合は保存ブロックで実施します。報告年月日と検体番号を記入してご依頼下さい。

### ◎乳癌の場合

- 検体はホルマリン固定のパラフィン包埋された乳癌の原発巣または転移巣の組織です。
  - 初発乳癌の原発巣ないし、転移巣の切開生検、針生検/手術標本。
  - 転移性乳癌では過去に手術された原発巣の組織標本ないし転移巣の生検/手術標本。
- 推奨固定方法
  - 推奨固定液：10%中性緩衝ホルマリン
  - 推奨固定時間：6～7時間(※6時間未満の検体は避ける)
 抗原性保持の点から上記固定方法が推奨されますが、20%で固定する場合や緩衝でなく純水で希釈した10%、20%ホルマリンを用いた場合、わずかに抗原性の低下する可能性がありますありますが判定に差し支えはないと考えられます。但し、アセトン系、アルコール系固定液は抗原性保持の点から検査不能となります。
- 生検体から実施する場合は、先に通常の病理組織検査を実施の上、悪性所見の場合に実施します。

### ◎胃癌の場合

- 検体はホルマリン固定のパラフィン包埋された胃癌の原発巣又は転移巣の組織です。
- 推奨固定方法
  - 推奨固定液：10%中性緩衝ホルマリン
  - 推奨固定時間：切除標本 6～7時間  
生検検体 検体の大きさに準ずる(6時間以上が望ましい)
- 生検体から実施する場合は、先に通常の病理組織検査を実施の上、悪性所見(腺癌)の場合に実施します。

### ◎大腸の場合

- 推奨固定液は、10%中性緩衝ホルマリンです。推奨固定時間は大腸癌24～48時間です。
- 切片は4μの厚さで薄切し、シランなどのコーティングスライドを使用して、37℃恒温槽で乾燥させて下さい。なお、薄切後長時間放置(薄切から6週間以上)された未染標本、浸潤癌が含まれないもの、厚い組織切片などは適しません。
- 過去の種々の条件で作成された標本でFISH法検査をする場合、必ずしも全ての標本でFISH法が可能とは限りません。

(表1)HER2/neuタンパク (IHC法)乳癌の判定基準

スコア	染色パターン
3+	強い完全な全周性の膜染色が認められる >10%
2+	不完全および/又は弱/中程度の全周性の膜染色が認められる >10%、又は強い完全な全周性の膜染色が認められる ≤10%
1+	かすかな/かろうじて部分的な膜染色が認められる >10%
0	染色像が認められない、又は不完全およびかすかな/かろうじて膜染色が認められる ≤10%

(表2)HER2/neuタンパク (IHC法)胃癌の判定基準

染色強度 スコア	切除標本の 染色パターン	生検標本の 染色パターン	HER2過剰発現 判定
0	細胞膜に陽性染色なし、あるいは細胞膜の陽性染色があるがん細胞が一切に10%未満である	陽性染色なし、あるいは細胞膜の陽性染色があるがん細胞なし	陰性
1+	弱/ほとんど識別できないほどかすかな細胞膜の染色があるがん細胞が一切に10%以上認められる。 がん細胞は細胞膜のみが部分的に染色されている	がん細胞の染色割合に関係なく、弱/ほとんど識別できないほどかすかな細胞膜の陽性染色があるがん細胞クラスター(集塊)* が1つ以上あり	陰性
2+	弱～中程度の完全な側方あるいは側方・基底膜側の細胞膜の陽性染色があるがん細胞が一切に10%以上認められる	がん細胞の染色割合に関係なく、弱～中程度の完全な側方あるいは側方・基底膜側の細胞膜の陽性染色があるがん細胞クラスター(集塊)* が1つ以上あり	境界域 (Equivocal)
3+	強い完全な側方あるいは側方・基底膜側の細胞膜の陽性染色があるがん細胞が一切に10%以上認められる 全周性に認められない場合もある	がん細胞の染色割合に関係なく、強い完全な側方あるいは側方・基底膜側の細胞膜の陽性染色があるがん細胞クラスター(集塊)* が1つ以上あり	陽性

\* 5個以上のがん細胞の集塊と定義される

(表3)HER2/neuタンパク (IHC法)大腸癌の判定基準

IHC スコア	手術材料	生検材料
3+	>10%の腫瘍細胞について、側方の完全な細胞膜または全周の細胞膜において、強い染色強度で染色陽性像が認められる。判定に細胞基底側の陽性像を求めない。	染色陽性腫瘍細胞の割合に関わらず、側方の完全な細胞膜または全周の細胞膜において、強い染色強度で染色陽性像が認められる。
2+	>10%の腫瘍細胞について、側方の不完全な細胞膜または全周の細胞膜において、弱から中等度の染色強度で染色陽性像が認められる。または≤10%の腫瘍細胞について、側方の完全な細胞膜または全周の細胞膜において、強い染色強度で染色陽性像が認められる。判定に細胞基底側の陽性像を求めない。	染色陽性腫瘍細胞の割合に関わらず、側方の不完全な細胞膜または全周の細胞膜において、弱から中等度の染色強度で染色陽性像が認められる。
1+	>10%の腫瘍細胞について、側方の不完全な細胞膜または全周の細胞膜において、かすかな/かろうじて認識できる染色強度で染色陽性像が認められる。判定に細胞基底側の陽性像を求めない。	染色陽性腫瘍細胞の割合に関わらず、細胞膜において、かすかな/かろうじて認識できる染色強度で染色陽性像が認められる。
0	染色陽性像を求めない。または≤10%の腫瘍細胞について、側方の不完全な細胞膜または全周の細胞膜において、かすかな/かろうじて認識できる染色強度で染色陽性像が認められる。判定に細胞基底側の陽性像を求めない。	細胞膜における陽性像を示す細胞を認めない。

ベンタナ ultraView パスウェー HER2(4B5)の添付文書(第9版)より引用

# 病理学的検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 腫瘍関連免疫組織検査

8032 5D595	EGFR タンパク 5D595-0000-070-666	腫瘍組織	下記参照	酵素抗体法 (IHC 法)	表 1 参照	6 14	690 病理	*6
---------------	---------------------------------	------	------	---------------	--------	---------	-----------	----

### 【EGFRタンパク ご依頼方法】

1. 検査ご依頼に際しては、必ず所定の「病理検査依頼書」をご使用下さい。
2. 先に病理組織検査をご依頼されている場合は保存ブロックで実施します。報告年月日と検体番号を記入してご依頼下さい。
3. 検体はホルマリン固定のパラフィン包埋された進行・再発の結腸・直腸癌の手術材料です。(生検材料や、転移組織についてのデータは少なく、検査に適した腫瘍細胞数等から明らかなデータはありません。)
4. 推奨固定方法
  - ・推奨固定液：10%中性緩衝ホルマリン
  - ・推奨固定時間：24～48時間以内(手術材料)
 10%中性緩衝ホルマリンの使用が推奨されておりますが、10%又は、20%非緩衝ホルマリン液による固定においても、固定が適切にされていれば、検査対象として使用可能です。

(表1)EGFRタンパクの判定基準

判定	定義
陰性	全ての腫瘍細胞において細胞膜への染色が認められない。
陽性	染色態度が連続性或いは不連続性に係らず、腫瘍細胞の細胞膜に染色が認められる。



# その他・研究検査


項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
4086	HCV 検診セット (C型肝炎ウイルス検診)	血清 0.6 及び 全血 8.0 注1 (同時提出)	A1-1 冷蔵 及び 力 凍結 (下記参照)	HCV抗体の検出: LPIA法 HCV抗体検査: CLEIA法 HCV核酸増幅検査 :リアルタイムPCR法	HCV抗体の検出: (-) HCV抗体検査: 1.0未満 cut off index HCV核酸増幅検査: (-)	2 6		※1,2  *ア

注1 「HCV抗体の検出」、「HCV抗体検査」は一般生化学と同じ採血管を使用できます。「HCV核酸増幅検査」については他の項目と重複しないよう、単独検体で提出して下さい。


※1 「HCV抗体の検出」より検査を開始します。「HCV抗体検査」より開始する検査については、担当営業所へお問い合わせ下さい。  
 ※2 「HCV抗体の検出」、「HCV抗体検査」は保健科学研究所本社ラボラトリー、「HCV核酸増幅検査」は第2ラボラトリーで実施します。

## ■判定結果 (C型肝炎ウイルス検診)

- 「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定されました。  
判定理由 ①、②
- 「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定されました。  
判定理由 ③、④、⑤



健発 0208 第 11 号「健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診等の実施について」の一部改正について(別添)肝炎ウイルス検診実施要領の別紙 3 より





# その他・研究検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	----

## その他特殊検査

7677 8C896	<b>倫理指針対象</b> <b>Y染色体微小欠失</b> (AZF欠失) 8C896-0000-019-898	全血 5.0	E-1 冷蔵	PCR-rSSO法		4 9		*イ
7994	<b>脳梗塞リスク評価</b> (A6C)	血漿 2.0	F-3 ↓ G-1 凍結	※1	脳梗塞リスク値 高 値：0.80～1.0 境界値：0.44～0.79 低 値：0.0～0.43	6 13	※2	*T

※1 アクロレイン：ELISA法、IL-6：ELISA法、CRP：ラテックス凝集比濁法の3項目の結果を組み合わせ算出いたします。

※2 必ず、専用問診票をご提出下さい(性別、年齢必須)。又、検体は採血当日にご提出下さい。

### 【倫理指針対象検査について】

○本検査は倫理指針対象の遺伝学的検査となりますので、検査の実施に際しては、医師により被験者に対して検査の目的や方法、限界等について十分説明され、又、必要に応じて遺伝カウンセリングを受けたうえで、被験者の自由意志による同意（インフォームド・コンセント）が得られていることが必要です。

○検査のご依頼にあたっては、「遺伝学的検査汎用依頼書」をご利用下さい。検査結果は匿名番号にて、ご担当医師宛てに親展扱いの封書でお届けいたします。

### ○研究検査

通常の検査項目とは異なり、研究を目的とした検査です。基準値や臨床的意義等が必ずしも明確ではない項目もあることをご理解のうえ、ご利用いただけますようお願いいたします。

### 【Y染色体微小欠失（AZF欠失）のご依頼時と結果報告に関する注意点】


①他項目との重複依頼は避けて下さい。

②本検査はコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取に当たっては取扱いに十分ご注意下さい。

③ご依頼時は弊社「遺伝学的検査汎用依頼書」をご利用下さい。検査結果は匿名番号にて、ご担当医師宛てに親展扱いの封書でお届けいたします。

④本検査は倫理指針対象の遺伝学的検査となりますので、検査の実施に際しては、医師により被験者に対して検査の目的や方法、限界等について十分説明され、又、必要に応じて遺伝カウンセリングを受けた上で、被験者の自由意志による同意（インフォームド・コンセント）が得られていることが必要です。



### ●脳梗塞リスク評価(A6C)の結果評価



脳梗塞リスク	健常者群 (%)	無症候性脳梗塞群 (%)	
高 値	0.80～1.0	3.0	51.9
境界値	0.44～0.79	13.5	32.2
低 値	0.0～0.43	83.5	15.9

#### 〔注意事項〕

当検査項目は脳梗塞リスクに関する情報を提供するものであり、脳梗塞を診断するものではありません。



# その他・研究検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
<b>自己抗体</b>								
4411 5G335	抗ランゲルハンス島細胞抗体 (ICA)  5G335-0000-023-162	血清 2.0	A1 ↓ G-1 凍結	FA 法	1.25 未満  JDFU	13 ~ 20		JDFU : Juvenile Diabetes Foundation Units  *8

○研究検査

通常の検査項目とは異なり、研究を目的とした検査です。基準値や臨床的意義等が必ずしも明確でない項目もあることをご理解の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

# その他・研究検査

## ●抗核抗体染色型と主な自己抗体

染色型	対応抗原	関連疾患	主な自己抗体	コード	測定法
Homogeneous 型 (均質型)	DNA	SLE	抗 DNA 抗体	4075	RIA
			抗 ss-DNA - IgG 抗体	4366	EIA
			抗 ds-DNA-IgG 抗体	4368	EIA
			抗 ss-DNA - IgM 抗体	4367	EIA
			抗 ds-DNA-IgM 抗体	4369	EIA
	Histons	SLE、DIL	抗ヒストン抗体	—	未受託
Peripheral 型 (辺縁型)	DNA	SLE	抗 DNA 抗体	4075	RIA
			抗 ds-DNA-IgG 抗体	4368	EIA
			抗 ds-DNA-IgM 抗体	4369	EIA
Speckled 型 (斑紋型)	U1RNP	MCTD, SLE	抗 RNP 抗体 (抗 n-RNP 抗体)	4140 4689	MO CLEIA
	U1,U2,U4-6RNP	SLE	抗 Sm 抗体	4141 4667	MO CLEIA
	RNA polymerase III 転写終結因子	SjS	抗 SS-B/La 抗体	4143 4664	MO CLEIA
	DNA topoisomerase I	SSc	抗 Scl-70 抗体	4188 4692	MO CLEIA
	RNA polymerase III	SSc	抗 RNA ポリメラーゼ III 抗体	4807	ELISA
	70k/80kDa DNA-PK regulatory subunit	PM-SSc, SLE	抗 Ku 抗体	—	未受託
	*****	SLE	抗 Ki 抗体	—	未受託
細胞周期関連型	DNA polymerase δ 補助因子	SLE	抗 PCNA 抗体	—	未受託
	*****	SLE	抗 Na 抗体	—	未受託
Nucleolar 型 (核小体型)	7-2/8-2RNP	SSc	抗 Th/To 抗体	—	未受託
	U3RNP	SSc	抗 U3RNP 抗体	—	未受託
	RNA polymerase III	SSc	抗 RNA ポリメラーゼ III 抗体	4807	ELISA
	核小体蛋白複合体	PM-SSc	抗 PM-Scl 抗体	—	未受託
	Ribosomal P 蛋白	SLE	抗 r-RNP 抗体 (抗リボソーム P 抗体)	—	未受託
セントロメア型 (Discrete-Speckled 型)	CENP-B(80kD)	CREST, PBC	抗セントロメア抗体	4627	ELISA
Granular 型	Cajal body 結合蛋白	PBC, SjS	抗 p80 coilin 抗体	—	未受託
	multiple nuclear dot(100kD)		抗 Sp-100 抗体	—	未受託
核膜型	Lamina associated polypeptide 2	PBC, AIH	抗核膜ラミン (LAP2) 抗体	—	未受託
	核膜孔複合体(gp210)		抗 gp210 抗体	—	未受託
	p62 complex		抗 p62 抗体	—	未受託
Cytoplasmic (細胞質抗体)	Ribosomal P 蛋白	SLE	抗 r-RNP 抗体 (抗リボソーム P 抗体)	—	未受託
	ゴルジ体 (golgin-97)	SjS, AIH	抗 golgin-97 抗体※	—	未受託
	Y1-Y5 RNP	SjS, SLE	抗 SS-A/Ro 抗体※	4142 4661	MO CLEIA
	48kDa tRNA 結合蛋白	SSc	抗 Wa 抗体※	—	未受託
	*****	CTD	抗 Tu 抗体※	—	未受託
	Signal recognition particle	PM	抗 SRP 抗体※	—	未受託
	Histidyl-tRNA synthetase	PM/DM	抗 Jo-1 抗体※	4189 4883	MO CLEIA
	Threonyl-tRNA synthetase	PM/DM	抗 PL-7 抗体※	—	未受託
	Alanyl-tRNA synthetase	PM/DM, IP	抗 PL-12 抗体※	—	未受託
	Glycyl-tRNA synthetase	PM/DM, IP	抗 EJ 抗体※	—	未受託
	Isoleucyl-tRNA synthetase	PM/DM	抗 OJ 抗体※	—	未受託
	Asparaginyl-tRNA synthetase	PM/DM, IP	抗 KS 抗体※	—	未受託
	M1 ~ M9	PBC	抗ミトコンドリア抗体 抗ミトコンドリア M2 抗体	4125 4399	FA CLEIA
その他の自己免疫性肝炎 自己抗体	p97/valosin containing protein	PBC	抗 p97/VCP 抗体	—	未受託
	*****	AIH	抗 MM 抗体	—	未受託
	actin	AIH	抗平滑筋抗体	4126	FA
	CYP II D6	AIH	抗 LKM1 抗体	4115 —	EIA 未受託

SLE：全身性エリテマトーデス、DIL：薬剤誘発性ループス、MCTD：混合性結合組織病、SjS：シェーグレン症候群、SSc：強皮症  
PM：多発性筋炎、DM：皮膚筋炎、CREST：限局性強皮症、PBC：原発性胆汁性肝硬変、CTD：膠原病  
IP：間質性肺炎、AIH：自己免疫性肝炎、RA：関節リウマチ

※：対応抗原は細胞質に局在しますが蛍光抗体法での染色性は弱い

【参考文献】

- 1) (株) 医学微生物学研究所：自己免疫疾患の診断基準と治療指針，第5版，2009
- 2) 保健科学グループ：Cefiro 自己免疫疾患 - 病態と治療 -，No.10，2009
- 3) 宮地清光，他：原発性胆汁性肝硬変と自己抗体．日本臨床免疫学会誌 31：47-55，2008

監修：慶進会 慶宮医院 宮地 清光

# その他・研究検査

項目コード 統一コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器 保存方法 (安定性)	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備 考
----------------	------	---------------	---------------------	------	--------	----------	------------	--------

## 感染症遺伝子検査

7551	結核菌 Nested PCR	《髄液》 6B620-0000-041-852	髄液 1.0 注1	X-5 凍結	Nested PCR 法 (-)	4 12		※1
7552		《胸水》 6B620-0000-042-852	胸水 1.0 注1	X-5 凍結				

注1 コンタミネーションの影響がより大きい為、検体採取にあたっては取り扱いにご注意下さい。又、他項目との重複依頼は避けて下さい。

※1 M.Bovis BCGの一部の亜株は検出できない可能性があります。判定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果等と併せて担当医師が総合的に判断して下さい。

○研究検査

- 通常の検査項目とは異なり、研究を目的とした検査です。基準値や臨床的意義等が必ずしも明確でない項目もあることをご理解の上、ご利用いただけますようお願いいたします。
- 本検査の結果をもって診断及び、保険請求を行うことはできません。
- 試薬の供給状況の変化等により急遽、受託できない場合もあります。又、多数の検体をご依頼の場合やお急ぎの場合には事前にご相談下さい。

\*イ



▶直射日光、高温多湿を避けて下さい。


容 器	記号	保 存 方 法	検 査 項 目
<b>A1 普通採血管(分離剤入り)</b>  <p><b>添加剤・内容物</b></p> <p><b>採血量</b></p> <p><b>貯蔵方法</b> 常温</p> <p><b>有効期限</b> 分離剤入り試験管 1年</p> <p><b>備 考</b> 血清を分離して凍結する場合はG試験管を使用して下さい。血球を用いる検査及び薬物検査の場合は分離剤入り試験管は使用しないで下さい。</p>	A1-1	血清分離 冷蔵保存	生化学的検査、他
	A1-2	血清分離 冷蔵保存 (凍結不可)	コレステロール分画、レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C)、リポ蛋白分画、アポリ蛋白、リポ蛋白(a)、乳酸脱水素酵素(LDH)
	A1-3	採血後血清分離まで (必ず保温) 血清分離 冷蔵保存	寒冷凝集反応、クリオグロブリン
	A1-4	血清分離 常温保存 (凍結不可)	LD アイソザイム
<b>A2 普通採血管(分離剤無し)</b>  <p><b>添加剤・内容物</b></p> <p><b>採血量</b></p> <p><b>貯蔵方法</b> 常温</p> <p><b>有効期限</b> プレーン試験管 2年</p> <p><b>備 考</b> 血清分離が必要な場合には、G試験管に移し替えて提出して下さい。</p>	A2-1	血清分離 冷蔵保存	薬物検査、他
	A2-2	そのまま冷蔵保存 (血清分離不可) (凍結不可)	
	A2-3	抗凝固剤を入れずに採血 そのまま冷蔵保存 (血清分離不可)	間接クームス試験、クームス定量試験、不規則抗体
	A2-4	抗凝固剤を入れずに採血 そのまま (常温に保存) (血清分離不可)	交差適合試験
<b>B EDTA-2K採血管</b>  <p><b>添加剤・内容物</b> EDTA2K</p> <p><b>採血量</b> 2mL</p> <p><b>貯蔵方法</b> 常温</p> <p><b>有効期限</b> 2年</p> <p><b>備 考</b></p>	B-1	採血後、静かに約10回ほど転倒混和 そのまま冷蔵保存 (凍結不可)	血液形態・機能検査、有核細胞数、巨核細胞数
	B-2	採血後、静かに約10回ほど転倒混和 そのまま (常温に保存)	

▶直射日光、高温多湿を避けて下さい。

容 器	記号	保 存 方 法	検 査 項 目
<b>B2 血液型検査専用採血管</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>添加剤・内容物 EDTA2K</li> <li>採血量 2mL</li> <li>貯蔵方法 常温</li> <li>有効期限 2年</li> <li>備 考</li> </ul>	B2-1	採血後、静かに約 10 回ほど転倒混和 そのまま冷蔵保存 (凍結不可)	ABO 血液型、Rh(D)血液型
	B2-2	採血後、静かに約 10 回ほど転倒混和 そのまま (常温に保存)	直接クームス試験

C 尿検査用容器	記号	保 存 方 法	検 査 項 目
 <ul style="list-style-type: none"> <li>添加剤・内容物</li> <li>採取量・容量 10mL 又は 50mL</li> <li>貯蔵方法 常温</li> <li>有効期限 3年</li> <li>備 考 蓄尿の場合は尿量を明記して下さい。</li> </ul>	C-1	冷所に 24 時間蓄尿、尿量測定 混和、必要量提出 冷蔵保存 (尿量明記)	尿生化学検査、17-ケトステロイド分画 (17-KS 分画)、プレグナンジオール (P2)、プレグナントリオール(P3)
	C-2	午前第 2 尿 冷蔵保存 (尿量記載の必要なし)	デオキシピリジノリン (DPD)、NTX (I 型コラーゲン架橋 N- テロペプチド)
	C-3	蓄尿又は部分尿 必要量提出 冷蔵保存 (尿量記載の必要なし)	尿生化学検査、尿水銀(Hg)、他
	C-5	必要量を採取 冷蔵保存 (採尿時間、尿量明記)	クリアランステスト
	C-7	冷蔵保存(凍結不可)	尿沈渣
	C-9	6N 塩酸 20mL (小児 5 ~ 10mL) を予め 入れた容器に 24 時間蓄尿、尿量測定、 混和、必要量提出 (尿量明記) (市販の塩酸を水で 2 倍に希釈する：6N 塩酸)	メタネフリン分画、他

▶直射日光、高温多湿を避けて下さい。

容 器	記号	保 存 方 法	検 査 項 目																							
<b>D 凝固検査用採血管</b>  <p><b>添加剤・内容物</b> 3.2%クエン酸ナトリウム 0.2mL</p> <p><b>採血量</b> 1.8mL</p> <p><b>貯蔵方法</b> 常温</p> <p><b>有効期限</b> 1年</p> <p><b>備 考</b> 血漿を分離して凍結する場合はG試験管を使用して下さい。</p>	D-1	血液を正確に1.8mL入れ静かに約10回ほど転倒混和 (血漿分離) (必ず凍結保存) ポリ試験管使用	出血・凝固検査、ビタミンK分画、第Ⅷ因子様抗原																							
	D-3	血液を正確に1.8mL入れ転倒混和後、すみやかに室温にて1,500G以上15分間遠心後、上清の表面よりやや下の部分を1.0mL採取し、凍結保存にてご提出下さい。血小板の混入は、測定結果に影響しますので注意して下さい。 ※遠心機回転数の計算式 $G = 1.118 \times 10^{-5} \times r \times n^2$ $r = \text{ローター半径 (cm)}$ $n = \text{回転数 (rpm)}$	ループスアンチコアグラント 遠心力換算一覧表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>半径 (cm)</th> <th>1,700G / 回転数 (rpm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6</td><td>5,000</td></tr> <tr><td>8</td><td>4,400</td></tr> <tr><td>10</td><td>3,900</td></tr> <tr><td>11</td><td>3,700</td></tr> <tr><td>12</td><td>3,600</td></tr> <tr><td>13</td><td>3,400</td></tr> <tr><td>14</td><td>3,300</td></tr> <tr><td>15</td><td>3,200</td></tr> <tr><td>16</td><td>3,100</td></tr> <tr><td>19</td><td>2,800</td></tr> <tr><td>20</td><td>2,800</td></tr> </tbody> </table>	半径 (cm)	1,700G / 回転数 (rpm)	6	5,000	8	4,400	10	3,900	11	3,700	12	3,600	13	3,400	14	3,300	15	3,200	16	3,100	19	2,800	20
半径 (cm)	1,700G / 回転数 (rpm)																									
6	5,000																									
8	4,400																									
10	3,900																									
11	3,700																									
12	3,600																									
13	3,400																									
14	3,300																									
15	3,200																									
16	3,100																									
19	2,800																									
20	2,800																									

容 器	記号	保 存 方 法	検 査 項 目																								
<b>E EDTA-2Na採血管</b>  <p><b>添加剤・内容物</b> EDTA-2Na</p> <p><b>採血量</b> 2mL 又は 5mL</p> <p><b>貯蔵方法</b> 常温</p> <p><b>有効期限</b> 2年</p> <p><b>備 考</b></p> <p>(E-6)</p>	E-1	採血後静かに約10回ほど転倒混和 そのまま冷蔵保存 (凍結不可)	サイトメガロウイルス抗原 (C10、C11) CMV (C10、C11)、PTH-Intact																								
	E-2	採血後静かに約10回ほど転倒混和 (低温にて血漿分離、必ず凍結保存) 保存はポリ試験管使用	EDTA 血漿内分泌検査、他																								
	E-3	採血後静かに約10回ほど転倒混和 そのまま (必ず凍結保存) ガラス管の場合はポリ試験管に移して凍結																									
	E-4	採血後静かに約10回ほど転倒混和、血漿分離 冷蔵保存																									
	E-5	採血後静かに約10回ほど転倒混和 低温にて180G 20分間遠心 多血小板血漿を分取し (必ず凍結保存) 保存はポリ試験管使用	セロトニン(多血小板血漿) 遠心力換算一覧表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>半径 (cm)</th> <th>180G / 回転数 (rpm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6</td><td>1,600</td></tr> <tr><td>8</td><td>1,400</td></tr> <tr><td>10</td><td>1,300</td></tr> <tr><td>11</td><td>1,200</td></tr> <tr><td>12</td><td>1,200</td></tr> <tr><td>13</td><td>1,100</td></tr> <tr><td>14</td><td>1,100</td></tr> <tr><td>15</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>16</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>19</td><td>900</td></tr> <tr><td>20</td><td>900</td></tr> </tbody> </table>	半径 (cm)	180G / 回転数 (rpm)	6	1,600	8	1,400	10	1,300	11	1,200	12	1,200	13	1,100	14	1,100	15	1,000	16	1,000	19	900	20	900
	半径 (cm)	180G / 回転数 (rpm)																									
6	1,600																										
8	1,400																										
10	1,300																										
11	1,200																										
12	1,200																										
13	1,100																										
14	1,100																										
15	1,000																										
16	1,000																										
19	900																										
20	900																										
E-6	採血後静かに約10回ほど転倒混和 PCR専用ラベルでキャップに封をし、 そのまま冷蔵保存 (開栓不可)	HLA 抗原 ABC HLA 抗原 DR																									

▶直射日光、高温多湿を避けて下さい。

容 器	記号	保 存 方 法	検 査 項 目
<b>F ヘパリン採血管</b>  添加剤・内容物 ヘパリンナトリウム  採血量 5mL 又は 10mL  貯蔵方法 常温  有効期限 2年  備 考 血漿を分離して凍結する場合はG試験管を使用して下さい。	F-1	採血後静かに約10回ほど転倒混和そのまま (必ず凍結保存) (溶血してもよい) ガラス管の場合はポリ試験管に移して凍結	エタノール
	F-2	採血後静かに約10回ほど転倒混和、血漿分離 冷蔵保存	ピルメノール、アミオダロン
	F-3	採血後静かに約10回ほど転倒混和、血漿分離 (必ず凍結保存) 保存はポリ試験管使用	リポ蛋白リパーゼ(LPL)、脂肪酸4分画、 血漿アミノ酸分画定量
	F-4	採血後静かに約10回ほど転倒混和そのまま常温保存 (必ず無菌採血) (凍結不可) (採血後24時間以内に検査)	細胞性免疫検査
	F-5	採血後静かに約10回ほど転倒混和そのまま冷蔵保存 (凍結不可)	ニコチン酸、赤血球コプロポルフィリン、 プロトポルフィリン定量(血中)、鉛(Pb)全血、 カドミウム(Cd)全血、クロム(Cr)全血、 水銀(Hg)全血、マンガン(Mn)全血、 穿刺液細胞種類、穿刺液細胞数、染色体検査
	F-6	採血後静かに約10回ほど転倒混和、必ず常温保存	結核菌特異的インターフェロン- $\gamma$ 産生能 (T-SPOT.TB)
	F-7	採血後静かに約10回ほど転倒混和し、 PCR専用ラベルでキャップに封をして下さい。 そのまま冷蔵保存(開栓不可)	

容 器	記号	保 存 方 法	検 査 項 目
<b>G 汎用容器</b>  添加剤・内容物  採取量・容量  貯蔵方法 常温  有効期限  備 考 血漿を分離して凍結する場合はG試験管を使用して下さい。	G-1	血清又は血漿分離 (必ず凍結保存) ポリ試験管使用	血清又は血漿凍結項目
	G-2	血清又は血漿分離 冷蔵保存 (ゴム栓不可) ポリ試験管使用	亜鉛(Zn)血清、マンガン(Mn)血清、 ニッケル(Ni)血清
	G-5	冷所に24時間蓄尿 尿量測定、混和、 必要量提出(尿量明記) (必ず凍結保存)	尿アミノ酸分析定量、尿アルドステロン
	G-6	蓄尿又は部分尿 必要量提出 (必ず凍結保存) (尿量記載の必要なし)	尿生化学検査、尿中レジオネラ抗原定性、 他
G-7	トルエン1~2mLを加え 冷所に24時間蓄尿 尿量測定、混和、 必要量提出(尿量明記) (必ず凍結保存)	尿サイクリックAMP(c-AMP)	



▶直射日光、高温多湿を避けて下さい。

容 器	記 号	保 存 方 法	検 査 項 目
<b>I 尿検査用遮光容器</b>  添加剤・内容物  採取量・容量 10mL 又は 50mL  貯蔵方法 常温  有効期限 2 年  備 考 蓄尿の場合は尿量を明記して下さい。  	I-1	蓄尿又は部分尿 必要量提出、冷蔵保存 (遮光保存)	総三塩化物、三塩化(トリクロル) 酢酸、マンデル酸、馬尿酸、メチル馬尿酸、N-メチルホルムアミド、2,5-ヘキサンジオン、ウロポルフィリン定量、コプロポルフィリン定量
	I-2	冷所に 24 時間蓄尿、尿量測定、混和、必要量提出 冷蔵保存 (遮光保存) (尿量明記)	デルタアミノレブリン酸定量、ポルフォビリノーゲン定量
	I-3	6N 塩酸 20mL(小児 5 ~ 10mL)を予め入れた容器に 24 時間蓄尿、尿量測定、混和、必要量提出 (必ず凍結保存) (尿量明記) (市販の塩酸を水で 2 倍に希釈する：6N 塩酸)	尿カテコールアミン分画、尿 5- ハイドロキシインドール酢酸 (5-HIAA)、尿ホモパニリン酸 (HVA)、尿パニールマンデル酸 (VMA)

X 汎用滅菌容器	記 号	保 存 方 法	検 査 項 目
添加剤・内容物  採取量・容量 10mL  貯蔵方法 常温  有効期限 3 年  備 考 PCR 法などは PCR 専用ラベルでキャップに封をして下さい。  	X-1	必要量採取 冷蔵保存(凍結不可)	穿刺液・採取液検査
	X-2	必要量採取 冷蔵保存	オリゴクローナルバンド、ウイルス抗体検査(骨髄液)など
	X-3	必要量採取 冷蔵保存(凍結不可)	精液一般検査
	X-4	必要量採取 冷蔵保存	
	X-5	必要量採取 (必ず凍結保存)	髄液カテコールアミン分画、髄液 5- ハイドロキシインドール酢酸 (5-HIAA)、髄液ホモパニリン酸 (HVA)、髄液パニールマンデル酸 (VMA)、ミエリンベースック蛋白 (MBP)

▶直射日光、高温多湿を避けて下さい。

## H1 細胞性免疫検査用容器(骨髓液)

添加剤・内容物

RPMI-1640、FBS、硫酸カナマイシン、ノボヘパリン Na、炭酸水素、HEPES

採取量・容量

5mL

貯蔵方法

凍結

有効期限

色が薄いピンクの状態で使用して下さい。(凍結時は淡黄色ですが解凍すると薄いピンク色に戻ります)

検査項目

白血病・リンパ種解析検査(LLA) CD45 ゲーティング

備考

指定の採取量を採取し、よく混和させ、冷蔵保存して下さい。検体は採取後、当日中にご提出下さい。



## H2 細胞性免疫検査用容器(リンパ節)

添加剤・内容物

FBS、PBS、硫酸カナマイシン

採取量・容量

10mL

貯蔵方法

凍結

有効期限

1年

検査項目

悪性リンパ種解析検査 (MLA) CD45 ゲーティング

備考

リンパ節 5 × 5 × 5mm を容器に浮遊させ、冷蔵保存して下さい。検体は採集後、当日中にご提出下さい。



## J 血糖・HbA1c検査専用採血管

添加剤・内容物

フッ化ナトリウム

採血量

2mL

貯蔵方法

常温

有効期限


2年

検査項目

血糖、HbA1c

備考

血液 2mL を入れ静かに約 10 回ほど転倒混和そのまま 4 ~ 6℃ 保存 (凍結不可)



## L 乳酸・ピルビン酸検査専用容器

添加剤・内容物

過塩素酸除蛋白液 1.0mL

採取量・容量

1.0mL

貯蔵方法

冷蔵

有効期限

調整後 6 ヶ月

検査項目

乳酸・ピルビン酸

備考

血液を正確に 1.0mL 入れ、激しく振とう混和、すみやかに遠心分離し上清を凍結用ポリ試験管 (G) に移し、凍結保存



## M アンモニア検査除蛋白専用採血管

添加剤・内容物

タングステン酸ナトリウム 4mL

採血量

1mL

貯蔵方法

常温 (約 15 ~ 25℃)

有効期限

(ラベルに記載)

検査項目

アンモニア

備考

真空採血厳禁  
血液を正確に 1mL 入れ十分に振とう混和すみやかに遠心分離後 (上清を直ちに凍結保存) 保存はポリ試験管 容器に移すとき、沈殿物が混ざらないよう注意して下さい。



## P 血沈検査専用採血管

添加剤・内容物

3.8% クエン酸ナトリウム 0.4mL

採血量

1.6mL

貯蔵方法

常温

有効期限


1年

検査項目

血沈

備考

転倒混和後、冷蔵保存



## Q 尿中FDP検査専用採取容器

添加剤・内容物

抗プラスミン剤

採取量・容量

尿 2mL

貯蔵方法

常温

有効期限


1年

検査項目

尿中 FDP

備考

尿 2mL を入れ静かに 10 回ほど転倒混和 (上清分離) 凍結保存ポリ試験管使用 (ヘパリン使用者はその旨明記)



## R 血小板第 4 因子・β-トロンボグロブリン検査専用採血管

添加剤・内容物

抗血小板剤

採血量

2.7mL

貯蔵方法

遮光・冷蔵

有効期限

1年

検査項目


血小板第 4 因子、β-トロンボグロブリン

備考

本文 101 頁参照

換算表

半径 (cm)	回転数 (rpm)	半径 (cm)	回転数 (rpm)
10	4,200	22	2,800
12	3,800	24	2,700
14	3,500	26	2,600
16	3,300	28	2,500
18	3,100	30	2,400
20	3,000		



## S EDTA-2K 採血管 凍結用

添加剤・内容物

EDTA-2K

採血量

2.0mL

貯蔵方法

常温

有効期限

1年

検査項目

ビタミン B1 (チアミン)、ビタミン B2 (リボフラビン)、セロトニン (全血)、シクロスポリン、タクロリムス


備考

採血後静かに約 10 回ほど転倒混和そのまま (必ず凍結保存) ガラス管の場合は、ポリ試験管に移して凍結。他の検査項目との同時依頼はできません。



▶直射日光、高温多湿を避けて下さい。

### T 無蛍光スライドグラス(1ウェル)



綿棒

添加剤・内容物
採取量・容量
貯蔵方法 常温
有効期限 2年
検査項目 水痘帯状ヘルペス抗原 FA 法
備考 91頁参照

### U 無蛍光スライドグラス(2ウェル)



綿棒

添加剤・内容物
採取量・容量
貯蔵方法 常温
有効期限 2年
検査項目 単純ヘルペスウイルス抗原
備考 91頁参照

### UB ユービット用呼気採取バック




添加剤・内容物
採取量・容量 呼気 200 ~ 250mL
貯蔵方法 常温
有効期限
検査項目 尿素呼気試験 (UBT) (ユービット)
備考 61頁参照

### W1 液状検体細胞診[LBC]シュアパス



添加剤・内容物 エタノール18-30%、メタノール1-2%、 イソプロパノール1~1.8%含有
採取量・容量
貯蔵方法 常温
有効期限 容器に記載
検査項目
備考

### W3



添加剤・内容物 メタノール 35%含有
採取量・容量
貯蔵方法 常温
有効期限 1年6ヶ月
検査項目
備考 ブラシの先端は容器に残さないで下さい。

### W4 液状検体細胞診[LBC]シンプレップ




添加剤・内容物 メタノール 55%含有
採取量・容量
貯蔵方法 常温
有効期限 1年6ヶ月
検査項目 HPV-DNA ジェノタイプ (ハイ リスク13種)、HPV-DNA 型別
備考 ブラシの先端は容器に残さないで下さい。

### X2 オブジェクトケース




添加剤・内容物
採取量・容量
貯蔵方法 常温
有効期限
検査項目
備考

### Y (1→3)-β-D-グルカン検査専用採血管



添加剤・内容物
採血量 3mL
貯蔵方法 常温
有効期限 2年
検査項目 (1→3)-β-D-グルカン
備考 採血部位をよく消毒して採 血し、栓を開けずに血液を 注入 汚染を避けて冷蔵保存

### Y2 エンドトキシン検査専用採血管



添加剤・内容物 ヘパリン Na
採血量 2mL
貯蔵方法 常温
有効期限 製造後1年
検査項目
備考

▶直射日光、高温多湿を避けて下さい。

## Z ビタミンC検査専用容器



添加剤・内容物	0.8N 過塩素酸 0.5mL
採取量・容量	
貯蔵方法	冷蔵
有効期限	1年
検査項目	ビタミンC
備考	

採血後、直ちに血清分離し、正確に血清 0.5mL を専用容器「Z」に加え、混和後、遠心分離し、その上清をポリスピッツ（遮光）にてご提出下さい。


## イ 糞便検査汎用容器



添加剤・内容物	
採取量・容量	
貯蔵方法	常温
有効期限	3年
検査項目	糞便一般検査
備考	

新鮮糞便を小指頭大容器に取りしっかりフタを閉める。

## ロ 糞便ヘモグロビン(潜血 LA)検査専用容器




1日目 2日目

添加剤・内容物	保存液
採取量・容量	
貯蔵方法	常温
有効期限	ラベルに記載
検査項目	糞便ヘモグロビン(潜血 LPIA)
備考	

1. 専用容器のラベルに必要な事項を記入して下さい。  
2. キャップを引き抜きキャップに付いている採便スティックで便の表面をまんべんなくこすり先端のらせん部分の溝が埋まる程度採取して下さい。  
3. キャップを容器に差し込みしっかり閉めて下さい。(容器内の液を捨てないで採取して下さい) (冷蔵保存)

## ニ 専用採便容器



添加剤・内容物	
採取量・容量	
貯蔵方法	冷蔵
有効期限	18ヶ月
検査項目	ノロウイルス抗原〔BLEIA〕
備考	

1. 専用容器のラベルに必要な事項を記入して下さい。  
2. キャップを回転させて抜き取りキャップに付いている採便棒で便の表面を幅広くこするか、5～6ヶ所を突き刺して先端の溝が埋まるように糞便を採取して下さい。  
3. キャップをしっかり締め、容器を縦に数回強く振って下さい。

## ホ HIV-1RNA定量検査用採血管(血漿)



分離剤入り

添加剤・内容物	EDTA-2K
採血量	8mL
貯蔵方法	常温
有効期限	1年
検査項目	HIV-1 RNA 定量
備考	

指定の採血量(8mL)を採取後、4～5回静かに転倒混和して下さい。  
遠心機にて遠心(1,200G ± 400G、20分)したのち冷蔵保存して下さい。(凍結厳禁)  
他の項目との重複依頼は受付できません。

## ト ウイルス分離・同定検査用培養細胞試験管



添加剤・内容物	ウイルス専用保存液
採取量・容量	
貯蔵方法	冷蔵
有効期限	6ヶ月
検査項目	ウイルス分離・同定
備考	本文 90 頁参照

## リ 病理組織検査容器



添加剤・内容物	
採取量・容量	
貯蔵方法	常温
有効期限	
検査項目	病理組織・虫体検出
備考	

提出物の大きさに合う容器を選択し、指定の固定液で固定して提出して下さい。  
容器には必ず医薬用外劇物の表示をして提出して下さい。

## ヌ 滅菌採水容器



添加剤・内容物	
採取量・容量	
貯蔵方法	常温
有効期限	容器に表示(製造日より3年)
検査項目	透析液細菌培養
備考	

採水方法で影響を受けやすく、不適になる場合があります。  
容器には必ず医薬用外劇物の表示をして提出して下さい。

## ワ PCR検査用滅菌喀痰容器



添加剤・内容物	
採取量・容量	
貯蔵方法	常温
有効期限	3年
検査項目	TB-PCR、MAC DNA (PCR)
備考	

うがいをした後滅菌喀痰容器に痰出し、密栓後 PCR 専用シールにて封をし、冷蔵保存して下さい。

▶直射日光、高温多湿を避けて下さい。

## カ リアルタイムPCR法専用採血管



添加剤・内容物
採血量
8.0mL
貯蔵方法
常温
有効期限
1年
検査項目
HCV-RNA 定量ほか

分離剤入り 10mL 管

### 備考

直接採血後 4～5 回静かに転倒混和し常温にて 30～60 分放置して下さい。  
凝固完了を確認後遠心器にて 10～15 分遠心し血餅を分離剤の下へ移行させ、分離を確認したのち専用容器のまま凍結保存して下さい。  
他の項目との重複依頼は受付できません。

## カ2 遺伝子検査専用採血管



添加剤・内容物
採血量
5.0mL
貯蔵方法
常温
有効期限
1年
検査項目

### 備考

直接採血後 4～5 回静かに転倒混和し常温にて 30～60 分放置して下さい。  
凝固完了を確認後遠心器にて 10～15 分遠心し血餅を分離剤の下へ移行させ、分離を確認したのち専用容器のまま凍結保存して下さい。  
他の項目との重複依頼は受付できません。

## ソ アルミニウム検査専用試験管



添加剤・内容物
採取量・容量
貯蔵方法
常温
有効期限
3年
検査項目
アルミニウム

### 備考

2mL 採血そのまま冷蔵保存 (ガラス器具は絶対使用しないで下さい。)

## ネ アプロチニン入りEDTA 試験管




添加剤・内容物
EDTA-2Na・トラジオール (アプロチニン)
採血量
2mL
貯蔵方法
常温
有効期限
製造後 12 ヶ月
検査項目
HANP、副甲状腺ホルモン関連蛋白 (PTHrP)、他

### 備考

採血後静かに約 10 回ほど転倒混和 (低温にて血漿分離、必ず凍結保存) 保存はポリ試験管使用

## ナ 尿 C-ペプチド検査専用容器 (尿 C-ペプチド安定化剤使用)



専用安定化剤
添加剤・内容物
採取量・容量
貯蔵方法
常温
有効期限
3年
検査項目
C-ペプチド (尿)

### 備考

予め専用安定化剤を蓄尿容器に一袋全量 (10g/袋 最終濃度約 0.5%) を入れて 24 時間蓄尿を行って下さい。  
尿量測定、混和、凍結用容器に「尿 CPR 安定化剤入り」のラベルを貼り、必要量提出 (尿量明記) (凍結保存)

### ■特長

1. 予めの安定化剤添加により、常温蓄尿が可能
2. 蓄尿サンプルで他項目の検査依頼は不可

## オ 金属分析用容器



添加剤・内容物
採取量・容量
貯蔵方法
冷蔵
有効期限
検査項目
マンガン、ニッケル

### 備考

## ヤ2 透析液エンドトキシン採取管 (HDチューブ)



添加剤・内容物
安定化剤
採取量・容量
4mL
貯蔵方法
冷蔵
有効期限
ラベルに記載
検査項目
備考

## マ2 癌胎児性フィブロネクチン検査専用容器



添加剤・内容物
保存液
採取量・容量
貯蔵方法
常温
有効期限
1年
検査項目
癌胎児性フィブロネクチン
備考
117 頁参照

## フ 尿中NMP22検査専用容器



添加剤・内容物
牛血清アルブミン、糖類、抗菌剤、塩類、色素
採取量・容量
貯蔵方法
遮光・常温
有効期限
容器に表示
検査項目
尿中 NMP22
備考
46 頁参照

▶直射日光、高温多湿を避けて下さい。

## コ 尿中IV型コラーゲン検査専用容器

添加剤・内容物  
1.5M Tris-HCl 0.5mL


採取量・容量

貯蔵方法  
常温

有効期限  
容器に表示

検査項目  
尿中IV型コラーゲン

備考  
112 頁参照



## エ1 淋菌・クラミジア(PCR)検査擦過細胞専用容器

添加剤・内容物  
グアニジン塩酸塩


採取量・容量

貯蔵方法  
常温

有効期限  
1 年

検査項目  
クラミジア・トラコマチス DNA (PCR)、淋菌/クラミジア・トラコマチス DNA (PCR)、淋菌 DNA (PCR)

備考  
72 頁参照



## エ2 淋菌・クラミジア(PCR)検査尿/うがい液専用容器

添加剤・内容物  
グアニジン塩酸塩


採取量・容量

貯蔵方法  
常温

有効期限  
1 年

検査項目  
クラミジア・トラコマチス DNA (PCR)、淋菌/クラミジア・トラコマチス DNA (PCR)、淋菌 DNA (PCR)

備考  
73・74 頁参照



## テ 顆粒球エラストーゼ検査専用容器

添加剤・内容物  
抽出液 (リン酸バッファー)


採取量・容量

貯蔵方法  
冷蔵

有効期限  
容器に記載

検査項目  
子宮頸管粘液顆粒球エラストーゼ

備考  
117 頁参照



## ア ミオグロビン検査尿専用容器

添加剤・内容物  
安定化剤

採取量・容量

貯蔵方法  
常温

有効期限  
容器に表示

検査項目  
ミオグロビン尿

備考  
採尿した尿を入れよく混和させ、4～6℃保存



## サ EGFR遺伝子変異解析(血漿)検査専用容器

添加剤・内容物


採取量・容量

貯蔵方法  
常温


有効期限

検査項目  
EGFR 遺伝子変異解析(血漿)

備考



EDTA-2K 真空採血管 (6mL用、2本)



滅菌スピッツ 滅菌スポイト (15mL用、2本)

## キ HPV DNA 検出(高リスク)検査専用容器

ブラシタイプ  
綿棒タイプ

添加剤・内容物


採取量・容量

貯蔵方法  
常温

有効期限  
容器に表示

検査項目  
HPV DNA 検出 (高リスク)

備考  
妊婦中の女性には、ブラシタイプを使用せず、綿棒タイプをご使用下さい。



## メ ヘリコバクター・ピロリ抗原検査専用容器

添加剤・内容物


採取量・容量

貯蔵方法  
常温

有効期限  
容器に表示

検査項目  
ヘリコバクター・ピロリ抗原

備考  
61 頁参照



## ミ 染色体・遺伝子検査専用容器

添加剤・内容物  
RPMI-1640 他


採取量・容量

貯蔵方法  
凍結

有効期限  
(ラベルに記載)

検査項目  
染色体・遺伝子検査

備考  
サンプルを無菌的に容器に入れ冷蔵保存して下さい。採取当日に横浜メインラボに搬入されるようご手配下さい。



▶直射日光、高温多湿を避けて下さい。

**ヒ** 糞便ヘモグロビン・トランスフェリン (潜血金コロイド) 検査専用容器

**添加剤・内容物**

**採取量・容量**


**貯蔵方法**  
常温

**有効期限**  
1年

**検査項目**  
糞便ヘモグロビン・トランスフェリン (潜血金コロイド)

**備考**

1. 採便スティックを回し、容器より抜く。
2. 採便スティックの溝が埋まる程度に便の表面をまんべんなくこすり取る。(取りすぎ、少なすぎは不可)
3. 容器に採便スティックを1回で差し込み、しっかり閉める。



**モ** 血小板関連 IgG (PA-IgG) 検査専用採血管

**添加剤・内容物**  
ACD-A 保存液入り

**採取量・容量**

**貯蔵方法**  
常温

**有効期限**  
1年  
(アルミシート開封後1ヶ月)

**検査項目**  
血小板関連 IgG (PA-IgG)

**備考**

血液 7.5mL を入れ静かに約 10 回ほど転倒混和し、そのまま冷蔵保存して下さい。(凍結不可)  
(注) 末梢血の血小板が  $3 \text{ 万} / \mu\text{L}$  以下の場合は、専用容器を 2 本使用し必ず 10mL 以上採血して下さい。



**FL** ヘパリンリチウム採血管

**添加剤・内容物**  
ヘパリンリチウム

**採取量・容量**  
6mL


**貯蔵方法**  
常温

**有効期限**  
ラベルに記載

**検査項目**  
結核菌特異的インターフェロン- $\gamma$ 産生能 (QFT プラス)

**備考**

採血後、静かに約 10 回ほど転倒混和  
そのまま冷蔵保存



**NK** NK細胞活性専用採血管

**添加剤・内容物**  
保存液 0.7mL

**採血量**  
5mL

**貯蔵方法**  
冷蔵

**有効期限**  
1年  
(アルミシート開封後1ヵ月)

**検査項目**  
NK細胞活性

**備考**

よく混和させ冷蔵保存して下さい。検体は採取後、当日中にご提出下さい。







## BLEIA 法：生物化学発光免疫測定法

Bioluminescent Enzyme Immunoassay

生物発光の一種であるホタルルシフェラーゼ発光を検出原理とした、高感度な検査方法。ホタルルシフェラーゼによる生物発光法は、従来の ELISA 法やイムノクロマト法の化学発光法と比較して感度が数倍から数十倍高く、PCR 法と同等の高感度な方法である。

## CF 法：補体結合反応

Complement Fixation Test

抗原抗体複合物に結合し、しかも抗体と協同で溶血反応を引き起こすという補体の性質を応用した抗体価の測定法である。補体の存在下で検体中の抗体に抗原を作用させると、抗原抗体複合物ができ補体はそれに結合してしまう（第 1 相）。続いて抗体の一種である溶血素を結合させたヒツジ赤血球（感作赤血球）を加えても、補体はすでに消費されているため溶血は起こらない（第 2 相）。検体中に抗体がないときは、抗原と補体を作用させても抗原抗体複合物ができないため補体は消費されず、感作赤血球を加えると溶血が起こることになる。すなわち、補体結合反応では溶血が起これば陰性、起こらなければ陽性である。

## CLEIA 法：化学発光酵素免疫測定法

Chemiluminescent Enzyme Immunoassay

抗原抗体反応を利用し、標識物質として酵素を使い、その活性測定に化学発光反応を用いている。原理的には EIA 法と同様であるが、最終段階の酵素反応が呈色反応ではなく化学発光反応である点が異なっている。CLEIA 法の代表的な測定手法としては、磁性粒子に結合した抗体と標識抗体で抗原をサンドイッチする方法である。

## CLIA 法：化学発光免疫測定法

Chemiluminescent Immunoassay

免疫反応を使用したイムノアッセイで、標識体にアクリジニウムエステルを用いている。アクリジニウムエステルは、酵素標識法で利用されている酵素に比べて分子が非常に小さく、また量子収率が 0.12 との非常に高いため、このような化学発光物質を標識体として使用することにより、薬物のような低分子からホルモンなどの高分子（タンパク質、核酸、抗体、細胞、ウイルス、ほか）まで測定対象を広げた、より高感度に測定を可能にする方法である。

## ELISPOT 法

Enzyme - Linked ImmunoSpot

特定のサイトカインを産生する細胞をスポット（点）として可視化し、サイトカイン産生細胞数を測定する方法。単一細胞レベルで分泌されたサイトカインを検出できる、非常に高感度なイムノアッセイ。

## FA 法：蛍光抗体法

Fluorescent Antibody Method

蛍光色素を標識した一次抗体、二次抗体と反応させて、蛍光顕微鏡下で特異的な蛍光を観察する方法である。バックグラウンドが暗黒に近いため、検出感度が他の観察法に比べ高く、抗原量と蛍光量との相関も比較的良好に定量的に優れている。

## FISH 法

Fluorescent In Situ Hybridization

蛍光色素標識のクローン化 DNA 断片をプローブとし、標本上の染色体 DNA との分子雑種を形成させることにより、プローブと相補性のある染色体上の特定部位を、蛍光シグナルとして検出する方法。

## GC 法：ガスクロマトグラフィー法

Gas Chromatography

適当な充填剤をつめた数メートル以上の細管に気体試料または気化した液体試料を不活性な気体とともに通過させると、充填剤に対する吸着性・溶解性の差異によって各成分ガスの通過速度に差が出る。これを利用して試料の成分ガスを分離し、定性と定量とを行う方法。

## HA 法：赤血球凝集反応

Hemagglutination Test

赤血球の表面に存在する抗原と検体中の抗体とを反応させ、抗原抗体反応により起こる赤血球の凝集の有無により抗体を検出する。

## HI 法：赤血球凝集抑制反応

Hemagglutination Inhibition Test

ウイルス抗体価測定法の一つ、ある種のウイルス（インフルエンザ、アデノ、ムンプス、麻疹、風疹、日本脳炎など）は赤血球凝集能を有しているが、検体中にそれぞれのウイルスに対する抗体があれば凝集反応は特異的に抑制されるということを用いたものである。一般に補体結合反応（CF）より感度は高く、早期診断に有用であるが、赤血球凝集能を有するウイルスしか検査できず、ウイルスごとに使用する赤血球が異なり煩雑な面もある。

## HPLC 法：高速液体クロマトグラフィー法

High Performance Liquid Chromatography

疎水基あるいは陽イオン交換基をもった硬質ゲルや親水基をもったシリカゲルを高密度に充填したカラムと、高圧ポンプで液体の移動相を用い、高速、高精度の分離を可能とした液体クロマトグラフィーで、超微量分析に適している。

## IFA 法：間接蛍光抗体法

Indirect Fluorescent Antibody Technique

抗原を固定したスライドガラス上に検体を添加し、抗原・抗体反応（一次反応）をさせる。洗浄後、FITC 標識抗体を添加して反応（二次反応）させ、抗原・抗体・FITC 標識抗体の複合物を形成させる。FITC の蛍光を蛍光顕微鏡で観察する。

## LAMP 法：ループ介在等温増幅法

Loop-Mediated Isothermal Amplification

標的遺伝子の 6 つの領域に対して 4 種類のプライマーを設定し、鎖置換反応を利用して一定温度で反応させることを特徴とする。サンプルとなる遺伝子、プライマー、鎖置換型 DNA 合成酵素、基質等を混合し、一定温度（65℃ 付近）で保温することによって反応が進み、検出までの工程を 1 ステップで行うことができる。DNA を 15 分～1 時間で  $10^9 \sim 10^{10}$  倍に増幅することができるため、簡易検出（スクリーニング）に適する。

## LA 法：ラテックス凝集比濁法

Latex Agglutination Immunoassay

希薄溶液においてラテックスに抗体（又は抗原）を結合させ、抗原抗体反応を起こさせてその生成物による濁度を吸光度としてとらえ、測定する方法である。現在、白色光を用いる方法（LA 法）と近赤外光を用いる方法（LPIA 法）が実用化されている。このほか、いわゆる免疫比濁法ではないがラテックス粒子を用いた測定法として粒子凝集法（PA 法）や粒子カウンティング法（PAMIA 法）や積分球濁度方式による測定法などが開発されている。

## LIA 法：ラインプロット法

Line Immunoassay

抗原を機械的にメンブレン上に点着し、抗原に対する特異的抗体を反応させたあと、酵素で標識した抗体を 2 次反応させ、抗体の検出を行う方法。反応後に出現するラインの有無および強度により判定する。

## LC-MS/MS 法：液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析法

Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry

液体クロマトグラフ (LC) により分離した分析対象成分を専用のインターフェース (イオン源) を介してイオン化し、生成するイオンを質量分析計 (MS) で分離して特定の質量イオンを解離・フラグメント化させ、それらのイオンを質量分析計で検出する分析方法。

## MO 法：二重免疫拡散法

Micro Ouchterlony

ゲル平板内で抗原と抗体を拡散させ、抗原抗体反応が起きると沈降線を生じる。沈降線により抗体を検出同定でき、同一抗原に対する 2 種の抗体の沈降線の形態から、抗体の特異性を知ることが可能。

## NT 法：中和反応

Neutrazation Test

ウイルス粒子に抗体が付着すると、そのウイルス粒子の感染性が失われることを利用した抗体の測定法である。既知抗体を用いて分離ウイルスの同定にも利用される。最も特異性が高く、感度もよい血清学的検査法である。多くの場合、培養細胞における細胞変性 (CPE) の有無を指標にして抗体の有無を判定するが、CPE の代わりにプラーク形成を指標にすることもあり、又、培養細胞の代わりに実験動物、発育鶏卵を用いることもある。

## PCR 法

Polymerase Chain Reaction

DNA の特定の領域を増幅する技術。DNA を加熱して 2 重鎖から 1 重鎖に解離させ、これを冷却する過程で 2 本の DNA 鎖のそれぞれ特定の領域に相補的なプライマーを結合させる。これを DNA ポリメラーゼの伸長反応でプライマーの下流の DNA 配列を合成させる。これを繰り返すことで特定の DNA 領域を増幅することができる。

## PHA 法：受身赤血球凝集反応

Passive Hemagglutination Test

動物赤血球表面に目的とする抗体に対する抗原を感作させた感作赤血球に試料を加えると、試料中の抗体と抗原抗体反応が起こり、赤血球の凝集が認められる。この凝集の有無で抗体の存在を判定する

## RIA 法：放射免疫測定法

Radioimmunoassay

抗原抗体反応を利用し、RI (放射性同位元素) を標識物質として微量物質の濃度を測定する方法である。抗体の一定量に対して、RI 標識抗原の一定量と非標識抗原とをインキュベートして競合的に結合させると、標識抗原のうち抗体とくっついた結合型 bound (B) は非標識抗原の量が多くなるほど少なくなり、抗体と結合していない遊離型 free (F) が増える。したがって、予め既知量の非標識抗原を用いて標準曲線 (standard curve) を作成しておけば、未知検体を測定したときの B 又は F の RI カウントより未知の抗原濃度を知ることができる。又、B と F の分離方法として、固相法 (ビーズ法、チューブ法、ディスク法など)、2 抗体法、DCC (dextran coated charcoal) 法、

PEG (polyethyleneglycol) 法、DAPS (double antibody precipitin suspension) 法などがある。なお、RIA における抗体の代わりに、目的とする物質の特異的結合蛋白、たとえば、T4 測定時なら TBG (サイロキシン結合グロブリン) を用いる方法を CPBA (competitive protein binding assay) とよび、抗体の代わりにレセプター (受容体) を用いる方法をラジオレセプターアッセイ (radio receptor assay : RRA) とよぶ。

## RPLA 法：逆受身ラテックス凝集反応法

Reversed Passive Latex Agglutination Test

検出目的の抗原に対応する抗体をラテックス粒子に吸着させさせたものと試料を反応させると、試料中の抗体と抗原抗体反応が起こり、ラテックスの凝集が認められる。この凝集の有無で抗体の存在を判定する。

## RT-PCR 法

Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction

RNA は DNA の様に直接 PCR によって増幅することができない。一度 RNA を逆転写反応によって cDNA (相補的 DNA : complementary DNA) に変換し、これを PCR によって増幅する技術。

## SDA 法

Strand Displacement Amplification

DNA を鋳型として、DNA ポリメラーゼと制限酵素を用いて行う核酸増幅法。これらの酵素が等温条件下で反応し、鎖置換型の核酸増幅産物を生じる。目的増幅産物の検出は、2 種類の蛍光物質で修飾したステムループ状のプロンプを用いて、増幅と同時に進行。

## TIA 法：免疫比濁法

Turbidimetric Immunoassay

被検検体中の目的物質に対する抗原もしくは抗体を加えると抗原抗体反応による混濁が生じる。この濁度を標準物質により作成された検量線により濃度を求める。

## UV 法：紫外吸収スペクトル法

Ultraviolet Absorption Spectrophotometry

試料に紫外単色光を照射し、各波長での吸光度より得られた紫外外部吸収スペクトルを用いて、定性や定量を行う方法、通常 200 ~ 400nm の近紫外線の波長が最もよく用いられる。

## WB 法：ウェスタンブロット法

Western Blot Metho

電気泳動法により蛋白質混合物を分離し、これらの蛋白質を蛋白質と高い結合能のある膜上に転写する。調べようとする蛋白質に特異抗体 (一次抗体) を反応させたのち、二次抗体を作用させ、結合した二次抗体を検出する方法。二次抗体の検出には、酵素を結合させて基質を発色させる方法や <sup>125</sup>I 標識プロテイン A 等が用いられる。DNA を電気泳動後検出するサザンブロット法、mRNA を検出するノーザンブロット法との類似性から蛋白質を検出する方法をウェスタンブロット法と呼ぶ。

## イオン電極法

Ion Electrode Method

目的とするイオンに選択的に反応するイオン選択電極（イオンセンサー）と比較電極とを試料中に挿入して、両電極間に生じる電位差によりイオン濃度を測定する。臨床化学分析では、体液電解質の測定が行われており、これらの測定に用いられている電極は、ナトリウムではガラス電極、カリウムではニュートラルキャリアー含有液膜電極、クロールでは個体膜型電極などである。

## 酵素法

Enzymatic Method

酵素反応を利用して目的とする物質を定量する方法で、終点測定法（end point assay）と初速度測定法（rate assay）とがある。終点測定法は、酵素反応が平衡状態に達した時点、すなわち単位時間当たりの基質の減少または生成物の増加などを測定する方法である。

## 酵素免疫測定法

Enzyme Immunoassay(EIA)

Enzym-linked Immunosorbent Assay(ELISA)

Fluorescence Enzymes Immunoassay(FEIA)

Enzyme Multiplied Immunoassay Technique(EMIT)

抗原抗体反応を利用し、酵素を標識物質として目的とする物質を測定する方法または発蛍性の基質を用いる EIA 法（FEIA 法）で、酵素によって分解される基質又は生成物より酵素活性を測り、間接的に測定値を求めるものであり、原理的には競合反応を用いる方法と用いない方法とがある。前者では、抗体の一定量に対して酵素標識抗原の一定量と未知検体中の非標識抗原とを競合させた後、抗原抗体結合物の酵素活性を測り、既知濃度の標準抗原を用いて、得られた標準曲線から非標準抗原濃度を求める。後者では固相化抗体に未知検体中の抗原を結合させ、さらに酵素標識抗体を結合させてその酵素活性を測ったり、酵素標識抗体に検体中の抗原を結合させ、余分の標識抗体を除去した後酵素活性を測る方法などがある。

## 電気泳動法

Electrophoresis

溶液中で荷電したコロイド粒子に直流電圧を加えると、正に荷電した粒子は陰極に、負に荷電した粒子は陽極へ移動するが、この現象を利用して物質の分離精製や均一性の測定を行うのが電気泳動法である。荷電した粒子の移動速度（易動度）は、粒子の荷電の強弱・粒子の大きさや形状・溶媒中の電解質の種類・イオン強度・pH・電圧など多くの因子に左右される。又、電気泳動法は、移動界面電気泳動法（Tiselius の電気泳動法）と支持体電気泳動法（ゾーン電気泳動法：zone electrophoresis）とに大別される。前者は、U 字管内で試料中の荷電粒子が緩衝液中を移動する際の境界面を光学的に分析するものであり、後者は、濾紙・セルロースアセテート・寒天・デンプン・ポリアクリルアミドゲルなどを支持体とし、その上に試料をつけて電圧をかけることにより試料中の物質を移動させ、染色して定量するものである。

## 発色性合成基質法

ヘパリンを加えて AT-III - ヘパリン複合体を形成させ、そのトロンビン不活化能をトロンビンに対する発色性合成基質を用いて測定する方法。

## 比色法

Colorimetry

溶液の色の濃さを標準液の色の濃さと比較して溶液濃度を求める方法で、最も簡単な方法は肉眼で比較する方法である。しかし、通常は、溶液の吸光度はその濃度と液層の幅に比例するというランベルト - ベーアの法則（Lambert-Beer law）に基づき、光電光度計を用いて試料溶液の吸光度を測定し、標準液の吸光度と比較することによって測定値を求める。溶液が無色の場合は、発色試薬を加えるか、目にみえない紫外線や赤外線を調べる。

## 比濁法

Turbidimetry

抗原抗体反応溶液に光を入射させ、透過する光の強さを測定する方法を比濁法（turbidimetry）とよび、標準抗原と抗体の反応液の透過光の強さ、又は散乱強度から作成した検量線を用いることにより、未知検体中の抗原の定量が可能となる。

## 比濁法：ネフェロメトリー法

Nephelometry

沈降物によって散乱した光の強さを入射光と直角の方向から測定する方法は比濁法（ネフェロメトリー：nephelometry）とよばれる。これらの方法では、標準抗原と抗体の反応液の透過光の強さ、又は散乱強度から作成した検量線を用いることにより、未知検体中の抗原の定量が可能となる。なお、最近では光の特性の優れた（直進性が良くエネルギーが高い）レーザー光線を光源としたレーザーネフェロメトリーが行われている。

## フローサイトメトリー法

Flow Cytometry

細胞浮遊液を高速度で流し、レーザー光を照射して、前方散乱光と測方散乱光を検出する。前方散乱光の強さは細胞の大きさ、測方散乱光は細胞内構造を反映する。得られた情報をコンピュータで処理し、個々の細胞を解析する。

## リアルタイム PCR

Real Time Polymerase Chain Reaction

PCR の増幅をリアルタイムに測定する方法。TaqMan 法では蛍光色素を標識したオリゴヌクレオチドを用いる。このオリゴヌクレオチドは伸長反応の過程で分解され、蛍光強度が増加する性質を持つ。PCR サイクル毎に蛍光強度を測定することで DNA の増幅を測定し、また、特定の DNA 配列を特異的に定量することができる。

## 原子吸光法

Atomic Absorption Method

原子の吸光現象を利用した測定法、試料に熱エネルギーを加え、分子間の結合や原子間の結合を切断し、バラバラの遊離原子にすると、ガス状になる。これに可視光線や紫外線を通させると、基底状態の原子が、その原子固有の波長の光を吸収し励起状態になる。したがって、そのときの吸光度を測定すれば、試料中の目的とする元素の濃度を求めることができる。

## 参考文献

1. 河合忠、水島裕：今日の臨床検査，南江堂，1990.
2. 臨床検査医学事典編集委員会：臨床検査医学事典，朝倉書店，1987.
3. 試薬製造元資料

# 検査方法参考文献一覧

頁 項 目

文 献 名

1 総蛋白 (TP)  
1 アルブミン  
1 蛋白分画  
1 A/G比  
1 フェリチン定量  
1 プレアルブミン (トランスサイレチン)  
1 セルロプラズミン (CP)  
1 プロコラーゲン-III-ペプチド (P-III-P)  
1 IV型コラーゲン A5  
1 IV型コラーゲン  
2 肝細胞増殖因子 (HGF)  
2  $\alpha_1$ -マイクログロブリン ( $\alpha_1$ -MG) (血清)  
2  $\alpha_1$ -マイクログロブリン ( $\alpha_1$ -MG) (尿)  
2  $\beta_2$ -マイクログロブリン ( $\beta_2$ -MG) (血清)  
2  $\beta_2$ -マイクログロブリン ( $\beta_2$ -MG) (尿)  
2 ミオグロビン定量  
2 ミオグロビン定量 (尿)  
2 H-FABP定量 (ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白)  
2 心室筋ミオン軽鎖 I  
2 心筋トロポニン T (TnT)  
3 血糖 (グルコース)  
3 グリコアルブミン (GA)  
3 1,5-アンヒドロ-D-グルシトール (1,5-AG)  
3 HbA1c (NGSP)  
3 総コレステロール (T-Chol)  
3 LDL-コレステロール (LDL-C)  
3 HDL-コレステロール (HDL-C)  
3 non HDL-コレステロール  
3 コレステロール分画  
4 尿中硫酸抱合型胆汁酸 (USBA)  
4 レムナント標リポ蛋白コレステロール (RLP-C)  
4 遊離コレステロール (F-Chol)  
4 中性脂肪 (TG)  
4 総脂質 (TL)  
4 リン脂質 (PL)  
4 遊離脂肪酸 (FFA・NEFA)  
4  $\beta$ -リポ蛋白 ( $\beta$ -LP)  
4 リポ蛋白分画  
5 アポリポ蛋白 A-I  
5 アポリポ蛋白 A-II  
5 アポリポ蛋白 B  
5 アポリポ蛋白 C-II  
5 アポリポ蛋白 C-III  
5 アポリポ蛋白 E  
5 リポ蛋白 (a) [LP (a)]  
5 総胆汁酸 (TBA)  
6 尿酸窒素 (UN) (血清)  
6 尿酸窒素 (UN) (蓄尿)  
6 クレアチニン (血清)  
6 クレアチニン (蓄尿)  
6 シスタチンC  
6 クレアチン (血清)  
6 クレアチン (蓄尿)  
6 尿酸 (UA) (血清)  
6 尿酸 (UA) (蓄尿)  
7 アンモニア (NH<sub>3</sub>)  
7 総ビリルビン (T-Bil)  
7 直接ビリルビン (D-Bil)  
7 ハプトグロビン (型判定含む)  
7 ハプトグロビン (型判定なし)  
7 赤血球コプロポフィリン  
7 プロトポフィリン定量 (血中)  
8 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST) (GOT)  
8 アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT) (GPT)  
8 ALP/IFCC (アルカリホスファターゼ)  
8 LD/IFCC (乳酸脱氢酵素)  
8 コリンエステラーゼ (ChE)  
8  $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -グルタミルトランスペプチダーゼ)  
9 LAP (ロイシンアミノペプチダーゼ)  
9 アルドラーゼ (ALD)  
9 CK (クレアチンキナーゼ)  
9 CK-MB  
9 アミラーゼ (AMY) (血清)  
9 アミラーゼ (AMY) (尿)  
9 膵アミラーゼ (P-AMY)  
9 リパーゼ  
9 リポ蛋白リパーゼ (LPL)  
10 アデニンデアミナーゼ (ADA)  
10 グアナーゼ (GU)  
10 リゾチーム (血清)  
10 リゾチーム (尿)  
10 トリプシン  
11 膵ホスホリパーゼ A<sub>2</sub> (PLA<sub>2</sub>)  
11 ペプシノゲン I・II (PG I・II)  
11 BAP (骨型アルカリホスファターゼ)  
11 total PINP (I型プロコラーゲン-N-プロペプチド)  
11 LDアイソザイム  
11 ALPアイソザイム (IFCC)  
12 アミラーゼアイソザイム (AMYアイソザイム)  
12 CKアイソザイム  
12 ケトン体分画<<動脈血>>  
12 ケトン体分画<<静脈血>>  
12 乳酸  
12 ビルビン酸  
12 ヒアルロン酸  
13 ナトリウム (Na) (血清)  
13 ナトリウム (Na) (蓄尿)  
13 クロール (Cl) (血清)  
13 クロール (Cl) (蓄尿)  
13 カリウム (K) (血清)  
13 カリウム (K) (蓄尿)  
13 カルシウム (Ca) (血清)  
13 カルシウム (Ca) (蓄尿)  
A.G.Gornall, et al.: Biol.Chem., 177:751, 1949  
村本 良三, 他: 臨床化学 26:38-43, 1997  
セバックス SP (赤動脈) パンフレット  
浅井 孝道: 検査と技術 7:815, 1979  
田口 隆由, 他: 医療と検査機器・試薬 26 (4): 305, 2003  
古田島伸雄, 他: JJCLA 32 (1): 84, 2007  
櫻林 郁之介, 他: 臨床病理 特 (53): 71~81, 1983.  
北原 志穂, 他: 医学と薬学 72 (9): 1579~1590, 2015.  
大高木結媛, 他: 医学と薬学 77 (5): 785~792, 2020  
試薬添付文書  
武藤泰敏, 他: 肝胆臓 25, 541, 1992.  
徳山昌司郎: 医学と薬学 39:835, 1998  
徳山昌司郎: 医学と薬学 39:835, 1998  
望月 照次, 他: 臨床検査機器・試薬 8 (5): 1244, 1985  
望月 照次, 他: 臨床検査機器・試薬 8 (5): 1244, 1985  
試薬添付文書  
吉川 文雄, 他: 医学と薬学 37 (5): 1255, 1997  
藤田 孝, 他: 機器・試薬 33 (5): 629, 2010  
宮崎 修一, 他: 医学と薬学 52 (3): 443, 2004  
桜井みどり: 『生物試料分析』第37巻・第2号 (2014) 別冊  
H.U.Bergmeyer, ed.: Methods of Enzymatic Analysis, Academic Press, New York and London: 117, 1963  
藤田 知代, 他: 医学と薬学 47 (1): 141, 2002  
森脇 貴美, 他: 臨床検査機器・試薬 24 (2): 139, 2001  
藤本 一満, 他: 機器・試薬 36 (4): 525, 2013  
Allain, C.C., et al.: Clin. Chem. 20:470, 1974  
井上 郁夫, 他: 医学と薬学 69 (1): 163, 2013  
田中 忍, 他: 医学検査 58 (5): 402, 2009  
試薬添付文書  
山根 寛, 他: 神大医保健紀要 第13号: 1, 1997  
滝野 豊, 他: 医学と薬学 56 (2): 269, 2006  
Allain, C.C., et al.: Clin. Chem. 20:470, 1974  
松宮 和人: Medical Technology 11 (12): 1201, 1983  
Cheek, C.S., et al.: Clin. Chem. 15 (2): 102, 1969  
仁科 甫啓: 検査と技術 15 (4): 333, 1987  
Shimizu.S., et al.: Anal Biochem 98:341, 1979  
柴田 進: 臨床化学診断法 金芳堂, 1965  
金井 正光, 他: 臨床検査法提要 金原出版 32:548, 2009  
藤田 誠一, 他: 臨床検査 29:1401, 1985  
藤田 誠一, 他: 臨床検査 29:1401, 1985  
藤田 誠一, 他: 臨床検査 29:1401, 1985  
藤田 誠一, 他: 臨床検査 29:1401, 1985  
藤田 誠一, 他: 臨床検査 29:1401, 1985  
藤田 誠一, 他: 臨床検査 29:1401, 1985  
吉岡 成人, 他: ホルモンと臨床 41:1119, 1993  
吉田 雅明, 他: 臨床検査機器・試薬 17 (2): 335, 1994  
太田 拔徳, 他: 臨床病理 21 (補冊): 303, 1973  
太田 拔徳, 他: 臨床病理 21 (補冊): 303, 1973  
大澤 進: Medical Technology 26 (4): 389, 1998  
大澤 進: Medical Technology 26 (4): 389, 1998  
平田 昭彦, 他: 日本臨床 60巻 増刊号 8:519, 2002  
林 泰之, 玄番 昭夫: 正常値ガイドブック-その臨床応用-: 224-225 (1985)  
林 泰之, 玄番 昭夫: 正常値ガイドブック-その臨床応用-: 224-225 (1985)  
岩田 一郎, 他: 臨床検査 20:941, 1976  
岩田 一郎, 他: 臨床検査 20:941, 1976  
美崎 英生: 検査と技術 27 (8): 973, 1999  
徳田 邦明, 他: 臨床化学 22:116, 1993  
徳田 邦明, 他: 臨床化学 22:116, 1993  
櫻林郁之介, 他: 臨床病理 53 (特集号): 71, 1983  
加野象次郎, 他: Medical Technology 7 (13): 1345, 1979  
Salmi, M. et al.: Clin.Chem. 26, 1832, 1980.  
Salmi M et al: Clinical Chemistry 26 (13): 1832~1835, 1980.  
日本臨床化学会: 臨床化学 18 (4): 226, 1989  
日本臨床化学会: 臨床化学 18 (4): 250, 1989  
日本臨床化学会: 臨床化学 19 (2): 209, 1990  
日本臨床化学会: 臨床化学 19 (2): 228, 1990  
高木 康: 総合臨床 27:2392, 1978  
日本臨床化学会: 臨床化学 24:106, 1995  
Recommendations of the German Society for Clinical Chemistry: Z.Klin.Chem.Klin.Biochem., 10: 280, 1972  
三浦 雅一, 他: 臨床検査機器・試薬 12 (5): 1005, 1989  
日本臨床化学会: 臨床化学 19 (2): 184, 1990  
初山 弘幸, 他: 医学と薬学 29 (3): 675, 1993  
白井 秀明: 医学と薬学 59 (6): 1093, 2008  
白井 秀明: 医学と薬学 59 (6): 1093, 2008  
野村 博, 他: 臨床検査機器・試薬 19 (1): 27, 1996  
引地 飯 篤塚 直美: 生物試料分析 40 (5): 255, 2017  
Watanabe. H. et al.: Atherosclerosis 145, 45, 1999.  
江頭 静摩, 他: 現代の診療 24 (4): 131, 1982  
手登根 稔, 他: 検査と技術13 (10): 901, 1985  
北村 元仕, 他: 実践臨床化学 医歯薬出版: 432, 1983  
北村 元仕: 実践臨床化学 増補 432~436 1982  
河野 幹彦, 他: 医学と薬学 53 (5): 635, 2005  
武田 昌弘, 他: ホルモンと臨床 38, 729-734, 1990  
三木 一正: 医学と薬学 49 (3): 519, 2003  
倉澤健太郎, 他: 医学と薬学 55 (2): 279, 2006  
日高 好博: 医学と薬学 70 (2): 357, 2013  
試薬添付文書  
松下 誠: 検査と技術 33 (12): 1359, 2005  
星野 忠, 他: JJCLA 35 (4): 773, 2010  
Galen RS.: HUMAN PATHOLOGY 6 (2): 141, 1975  
菊野 晃, 他: 臨床検査 41:963, 1997  
菊野 晃, 他: 臨床検査 41:963, 1997  
浅沼 和子, 他: 生物試料分析 8 (3): 16, 1985  
浅沼 和子, 他: 生物試料分析 8 (3): 16, 1985  
島村 朗, 他: 医学と薬学 44 (6): 1441, 2000  
関口 光夫: 検査と技術 17 (9): 1167, 1989  
関口 光夫: 検査と技術 17 (9): 1167, 1989  
関口 光夫: 検査と技術 17 (9): 1167, 1989  
関口 光夫: 検査と技術 17 (9): 1167, 1989  
関口 光夫: 検査と技術 17 (9): 1167, 1989  
関口 光夫: 検査と技術 17 (9): 1167, 1989  
関口 光夫: 検査と技術 17 (9): 1167, 1989  
第54回 神奈川県医学検査学会 抄録 (2005.11)  
第54回 神奈川県医学検査学会 抄録 (2005.11)

頁 目 文 献 名

13 イオン化カルシウム  
 14 マグネシウム (Mg) (血清)  
 14 マグネシウム (Mg) (嚔尿)  
 14 無機リン (IP) (血清)  
 14 無機リン (IP) (嚔尿)  
 14 鉄 (Fe) (血清)  
 14 鉄 (Fe) (尿)  
 14 総鉄結合能 (TIBC) [比色法]  
 14 不飽和鉄結合能 (UIBC) [比色法]  
 15 銅 (Cu) (血清)  
 15 銅 (Cu) (尿)  
 15 アルミニウム (Al)  
 15 亜鉛 (Zn) (血清)  
 15 亜鉛 (Zn) (尿)  
 15 鉛 (Pb) (全血)  
 15 鉛 (Pb) (尿)  
 15 カドミウム (Cd) (全血)  
 15 カドミウム (Cd) (尿)  
 16 クロム (Cr) (全血)  
 16 クロム (Cr) (尿)  
 16 水銀 (Hg) (全血)  
 16 水銀 (Hg) (尿)  
 16 マンガン (Mn) (全血)  
 16 マンガン (Mn) (血清)  
 16 マンガン (Mn) (尿)  
 16 ニッケル (Ni)  
 17 総三塩化物 (TTC)  
 17 三塩化 (トリクロル) 酢酸 (TCA)  
 17 マンデル酸 (MA) 及びフェニルグリオキシン酸総量  
 17 馬尿酸 (HA)  
 17 メチル馬尿酸 (MHA)  
 17 δ-アミノレブリン酸 (δ-ALA)  
 17 N-メチルホルムアミド  
 17 2,5-ヘキサジオン (2,5-HD)  
 18 エタノール  
 18 ビタミン A (レチノール)  
 18 レチノール結合蛋白  
 18 ビタミン B<sub>1</sub> (チアミン)  
 18 ビタミン B<sub>2</sub> (リボフラビン)  
 18 ビタミン B<sub>6</sub>  
 18 ビタミン B<sub>12</sub>  
 18 葉酸  
 18 ビタミン C (アスコルビン酸)  
 18 25OHビタミンD (ECLAIA)  
 19 1 α-25-(OH)<sub>2</sub> ビタミン D (1,25-ジヒドロキシビタミン D3)  
 19 ビタミン E (トコフェロール)  
 19 ビタミン K分画  
 19 カルニチン  
 19 ニコチン酸 (ナイアシン)  
 19 脂肪酸4分画  
 20 結石分析  
 20 全脂質脂肪酸分画  
 20 総ホモステイン  
 20 アミノ酸分析定量 (血漿)  
 20 アミノ酸分析定量 (嚔尿、尿)  
 20 BTR (総分岐鎖アミノ酸/酸ノチロシンモル比)  
 20 M2BPGi (MAC2結合蛋白糖鎖修飾異性体)  
 22 KL-6  
 22 SP-A (肺サーファクタントプロテインA)  
 22 SP-D (肺サーファクタントプロテインD)  
 22 グレアチンクリアランス  
 22 グレアチンクリアランス (24時間内因性)  
 22 尿酸クリアランス (Ccr、尿酸Ccrも含む)  
 22 PFD (PABA排出率) (肝機能)  
 22 eGFRcreat  
 22 eGFRcys  
 25 成長ホルモン (GH)  
 25 ソマトメジン C (IGF-1)  
 26 甲状腺刺激ホルモン (TSH)  
 26 黄体形成ホルモン (LH)  
 26 卵胞刺激ホルモン (FSH)  
 26 副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)  
 26 プロラクチン (PRL)  
 26 AVP (アルギニンバソプレシン)  
 27 トリヨードサイロニン (T<sub>3</sub>)  
 27 遊離トリヨードサイロニン (F-T<sub>3</sub>)  
 27 サイロキシニン (T<sub>4</sub>)  
 27 遊離サイロキシニン (F-T<sub>4</sub>)  
 27 サイロキシニン結合グロブリン (TBG)  
 27 サイログロブリン (Tg)  
 27 カルシトニン  
 27 【副甲状腺ホルモン】PTH-Intact  
 27 【副甲状腺ホルモン】Whole-PTH  
 27 副甲状腺ホルモン関連蛋白 (PTHrP)  
 28 インスリン (IRI)  
 28 C-ペプチド (CPR) (血清)  
 28 C-ペプチド (CPR) (嚔尿)  
 28 隣グルカゴン  
 28 カテコールアミン分画 (血漿)  
 28 カテコールアミン分画 (嚔液)  
 28 カテコールアミン分画 (嚔尿)  
 29 ドーパミン総  
 29 L-ドーパ  
 29 5-ハイドロキシインドール酢酸 (5-HIAA)  
 29 ホモバニリン酸 (HVA) (血漿)  
 30 パニールマンデル酸 (VMA)  
 30 メタネフリン・ノルメタネフリン分画  
 31 17-ケトステロイド分画 (17-KS分画)  
 31 11-ハイドロキシコルチコステロイド (11-OHCS)  
 31 コルチゾール  
 31 尿中コルチゾール  
 32 デハイドロエピアンドロステロンサルフェート (DHEA-S)  
 32 アルドステロン (血清、血漿)  
 桑 克彦: 検査と技術 19 (2) : 119, 1991  
 北村 元仕, 他: 実践臨床化学 医歯薬出版: 166, 1983  
 北村 元仕, 他: 実践臨床化学 医歯薬出版: 166, 1983  
 Daly, J. A. and Ertingshausen, G.: Clin. Chem., 18: 263, 1972  
 Daly, J. A. and Ertingshausen, G.: Clin. Chem., 18: 263, 1972  
 徳井 健志, 奥田 潤: 臨床化学 16 (1) : 48, 1987  
 山田 満廣, 他: JJCLA13, 659-665, 1988  
 斉藤 宏: 基礎と臨床 8 (11) : 408, 1974  
 山田 満廣, 他: JJCLA 13 (5) : 659, 1988  
 金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 31: 604, 1998  
 奥田 稔, 他: 臨床病理 (特17) , 84-98, 1970  
 Varian Techtron Pty Limited: Analytical Method for Graphit Tube Atomizers, 1988  
 松本 和子: 臨床検査 (増刊号) 34 (11) : 1367, 1990  
 松本 和子: 臨床検査 (増刊号) 34 (11) : 1367, 1990  
 原田 章, 他: 鉛健康診断のすすめ方: 56, 1990  
 原田 章, 他: 鉛健康診断のすすめ方: 56, 1990  
 Varian Techtron Pty Limited: Analytical Method for Graphit Tube Atomizers, 1988  
 Lsgesson, V. and Andrasco, L.: Clin.Chem.25, 1948, 1979  
 田中俊行, 他: 医学と生物学101, 277-281, 1980.  
 Veillon, C.: Clin.Chem.28, 2309, 1982.  
 宮永 昭一, 他: 食品衛生学雑誌 25, 30, 1984  
 宮永 昭一, 他: 食品衛生学雑誌 25, 30, 1984  
 加地 浩, 他: 日本災害医学会誌 37, 195, 1989  
 加地 浩, 他: 日本災害医学会誌 37, 195, 1989  
 加地 浩, 他: 日本災害医学会誌 37, 195, 1989  
 Mikac-Devic, D. et al.: Clin. Chem. 23 (6) : 948, 1977  
 全国労働衛生団体連合会: 有機溶剤健康診断のすすめ方 全衛連, 1990  
 全国労働衛生団体連合会: 有機溶剤健康診断のすすめ方 全衛連, 1990  
 全国労働衛生団体連合会: 有機溶剤健康診断のすすめ方 全衛連, 1990  
 全国労働衛生団体連合会: 有機溶剤健康診断のすすめ方 全衛連, 1990  
 全国労働衛生団体連合会: 有機溶剤健康診断のすすめ方 全衛連, 1990  
 岡山 明: 労働衛生管理 3 (4) : 45, 1992  
 全国労働衛生団体連合会: 有機溶剤健康診断のすすめ方 全衛連, 1990  
 全国労働衛生団体連合会: 有機溶剤健康診断のすすめ方 全衛連, 1990  
 馬嶋 正隆, 他: 北里医学 14: 424~430, 1984.  
 須原 聡, 他: 臨床検査 36 (3) : 235, 1992  
 三浦 信樹, 他: 臨床病理 57 (3) , 195, 2009.  
 安田 和人, 他: 臨床病理 XXIX: 564, 1981  
 安田 和人, 他: 日本臨床 62 (12) : 148, 2004  
 吉田 継親, 他: 薬学雑誌 98 (10) : 1319~1326, 1978.  
 河口 行雄, 他: 医学と薬学 41 (1) : 145, 1999  
 安田 和人, 他: 医療と検査機器・試薬 25 (5) : 441, 2002  
 Lykkesfeldt J et al.: Analytical Biochemistry 229: 329, 1995.  
 糸賀 仁美, 畑 伸順, 他: 医学と薬学 76 (9) : 1303~1310, 2019.  
 高田 朋玲, 他: 医学と薬学 37 (5) : 1205, 1997  
 阿部 皓一, 他: 栄養と食糧 28: 277, 1975  
 Langenberg, J.P., et al.: J. Chromatogr. 305: 61, 1984  
 市本 景子, 他: 新薬と臨牀 66 (9) : 1176, 2017  
 宮沢 滋: ビタミン 56 (9-10) : 487, 1982  
 小沢 昭夫, 他: 分析化学 31: 87, 1981  
 神 ちひろ, 分析化学 53 (7) : 735, 2004.  
 金井 晃, 他: ふんせき 11: 774, 1978, 内山 充: 臨床化学 1, 398, 1972, 芝原 章, 他: 油化学 27, 233, 1978  
 山田 昭弘, 他: 臨床小児学37, 109-113, 1989.  
 遠藤 治郎, 他: 日本臨床 50 (7) : 69, 1992  
 遠藤 治郎, 他: 日本臨床 50 (7) : 69, 1992  
 飯塚 誠一, 他: 現代医療 26 (増1) : 99, 1994  
 久野 敦: 医学のあゆみ. 249 (8) : 666~670, 2014  
 高松久美子, 他: 医学と薬学 62 (3) : 491-499, 2009  
 大木 卓, 他: 医学と薬学 71 (1) : 161, 2014  
 村田 誠, 他: 医学と薬学 71 (12) 2303-2308, 2014  
 大澤 進: Medical Technology 26 (4) : 389, 1998  
 大澤 進: Medical Technology 26 (4) : 389, 1998  
 藤森 新, 他: 臨床検査 34 (9) : 1121, 1990  
 Yamato C et al: Analytical Biochemistry 98: 13, 1979  
 CKD診療ガイド 2012: 日本腎臓病学会編  
 CKD診療ガイド 2012: 日本腎臓病学会編  
 小山 紗世, 他: 医学と薬学 68 (5) : 899-910, 2012  
 T.Isojima et al, : Endocrine Journal59 (9) : 771-780, 2012  
 川崎 芳正, 他: 医学と薬学 63 (2) : 325-329, 2010  
 井本 祐司, 他: 医療と検査機器・試薬 25: 557-563, 2002  
 井本 祐司, 他: 医療と検査機器・試薬 25: 557-563, 2002  
 阿部 正樹, 他: 医学と薬学 57 (2) : 239, 2007  
 井本 祐司, 他: 医療と検査機器・試薬 25: 557-563, 2002  
 田中 誠仁, 他: 医学と薬学 72 (8) , 1379, 2015.  
 上條 桂一, 他: 医学と薬学 40 (2) : 387-394, 1998  
 川崎 芳正, 他: 医学と薬学 63 (2) : 325-329, 2010  
 上條 桂一, 他: 医学と薬学 40 (2) : 387-394, 1998  
 川崎 芳正, 他: 医学と薬学 63 (2) : 325-329, 2010  
 海瀬 信子, 他: 核医学 16 (5) : 777, 1979  
 北川 亘, 他: 医学と薬学 71 (9) 1655-1666, 2014  
 北川 亘, 他: 医学と薬学 72 (1) : 97-108, 2015  
 山岡 美穂, 他: 医学と薬学 46 (5) : 753, 2001  
 森山 和重, 他: 医学と薬学 70 (4) : 829, 2013  
 福本 誠二, 他: ホルモンと臨牀 40 (12) : 1309~1314, 1992.  
 前畑 英介, 他: 医学と薬学 44 (6) : 1069, 2000  
 J Schultess, et, al.: Clin Chem Lab Med 47: 834-841, 2009, 石倉はる美, 他: 医学検査 59 (4) : 402, 2010  
 J Schultess, et, al.: Clin Chem Lab Med 47: 834-841, 2009, 石倉はる美, 他: 医学検査 59 (4) : 402, 2010  
 稲垣貞之, 他: 医学と薬学 72, 491-497, 2015, . 菊池唯史, 他: 医学と薬学 75, 417-424, 2018.  
 西村 千江, 他: 臨床検査機器・試薬 16: 1169, 1993  
 西村 千江, 他: 臨床検査機器・試薬 16: 1169, 1993  
 西村 千江, 他: 臨床検査機器・試薬 16: 1169, 1993  
 守 和子: 産業医学 17: 170, 1975  
 守 和子: 産業医学 17: 170, 1975  
 白川 淳二, 他: 日本臨床・広範囲血尿・尿化学検査免疫学の検査下巻 .175, 1990  
 東海林哲郎, 他: 臨床検査ガイド 2013~2014・420~422, 2013  
 東海林哲郎, 他: 臨床検査ガイド 2013~2014・423~425, 2013  
 Clark ZD.et al: Journal of Chromatography B 879 (31) : 3673~3680, 2011  
 石田 孝, 他: 臨床化学 15: 13, 1986  
 宇田川美佐子, 他: 臨床化学 5 (3) : 321, 1977  
 関口 昌江, 他: 医学と薬学 69 (6) : 985-991, 2013  
 関口 昌江, 他: 医学と薬学 69 (6) : 985-991, 2013  
 増戸 梨恵, 他: 医学と薬学 56 (3) : 443, 2006  
 佐藤 文俊, 他: 医学と薬学 76 (12) : 1819~1826, 2019, 猿田 享男: 日本臨床 63 (増刊号) : 328~331, 2005



## 頁 項 目 文 献 名

胃がんリスク層別化検査 (ABC分類)  
 胃がんリスク層別化検査 (ABC分類) (除菌歴あり)  
 プロカルシニン定量 (PCT)  
 エンドトキシン  
 (1→3)-β-D-グルカン  
 透析液エンドトキシン  
 カンジダ・マンナン抗原  
 クリプトコッカス抗原定性  
 アスペルギルス抗原  
 肺炎球菌莢膜抗原定性  
 尿中レジオネラ抗原定性  
 結核菌 DNA (PCR) (TB-PCR)  
 MAC DNA (PCR) (マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセラー核酸検出)  
 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能 (QFTプラス)  
 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能 (T-SPOT. TB)  
 クラミジア・トラコマチス DNA (PCR)  
 淋菌DNA (PCR)  
 淋菌/クラミジア・トラコマチス同時測定DNA (PCR)  
 塵トリコモナス/マイコプラズマジェネリウム同時測定DNA (PCR) (初原)  
 塵トリコモナス/マイコプラズマジェネリウム同時測定DNA (PCR) (産物濃縮及び高感度増強法)  
 糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原定性  
 尿素呼吸試験 (UBT) (ノービット)  
 リウマトイド因子 (RF) 定性  
 リウマトイド因子 (RF) 定量  
 抗CCP抗体定量 (抗シトルリン化ペプチド抗体)  
 IgG型リウマトイド因子 (IgG-RF)  
 抗ガラクトース欠損IgG抗体 (CA-RF)  
 MMP-3 (マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)  
 モノクローナルRF結合免疫複合体 (mRF-IC)  
 抗サイログロブリン抗体 (抗Tg抗体)  
 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (抗TPO抗体)  
 TSH レセプター抗体 (第3世代)  
 TShAb (TSH刺激性レセプター抗体)  
 抗核抗体半定量 (ANA)  
 抗RNAポリメラーゼIII抗体  
 抗セントロメア抗体 (EIA (ELISA) 法)  
 抗DNA抗体定量  
 抗ss-DNA-IgG抗体定量  
 抗ds-DNA-IgG抗体定量  
 抗ss-DNA-IgM抗体  
 抗ds-DNA-IgM抗体  
 抗RNP抗体定量  
 抗Sm抗体定量  
 抗SS-A/Ro抗体定量  
 抗SS-B/La抗体定量  
 抗Scl-70抗体定量  
 抗Jo-1抗体定量  
 抗アセチルコリンレセプター抗体 (抗AChR抗体)  
 抗アクアポリン4抗体  
 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体 (抗MuSK抗体)  
 抗カルシオリピン-β<sub>2</sub>-グリコプロテイン1複合体抗体 (抗CL-β<sub>2</sub>GP1抗体)  
 抗カルシオリピンIgG抗体  
 抗カルシオリピンIgM抗体  
 ループスアンチコアグラント (LA) (DRVVT法)  
 ループスアンチコアグラント (LA) (リン脂質中和法)  
 PR3-ANCA (C-ANCA, 抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体)  
 MPO-ANCA (P-ANCA, 抗好中球細胞質ミロペルオキシダーゼ抗体)  
 抗デスマogleイン1抗体 (抗Dsg1抗体)  
 抗デスマogleイン3抗体 (抗Dsg3抗体)  
 抗BP180抗体 (抗BP180NC16a抗体)  
 抗皮膚抗体  
 抗糸球体基底膜抗体 (抗GBM抗体)  
 精子不動化抗体  
 ロイシンリッチα2グリコプロテイン (LRG)  
 抗LKM1抗体  
 抗ミトコンドリア抗体 (AMA)  
 抗ミトコンドリアM2抗体 (AMA-M2)  
 抗平滑筋抗体  
 抗胃壁細胞抗体  
 抗インスリン抗体  
 抗GAD抗体 (抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体)  
 抗IA-2抗体  
 IgG  
 IgG2  
 IgG4/LA  
 IgA  
 IgM  
 C<sub>3</sub> (β<sub>1</sub> C/β<sub>2</sub> A) グロブリン)  
 C<sub>4</sub> (β<sub>1</sub> E) グロブリン)  
 C1q  
 血清補体価 (CH50)  
 C反応性蛋白 (CRP) 定性  
 C反応性蛋白 (CRP) 定量  
 血清アミロイドA蛋白 (SAA)  
 クリオグロブリン定性  
 トランスフェリン (Tf)  
 遊離L鎖κ/λ比  
 免疫電気泳動 (抗ヒト全血清による定性)  
 免疫電気泳動 (免疫固定法によるM蛋白同定)  
 尿中免疫電気泳動 (免疫固定法によるベス・ジョンズ蛋白 (β<sub>2</sub> JP) 同定)  
 α<sub>1</sub>-アンチトリプシン  
 IgE  
 IgEシングルアレルゲン (ハウスダスト1)  
 IgEマルチアレルゲン  
 Viewアレルギー39  
 アトピー鑑別試験  
 TARC (Th2グモカイン)  
 13アレルゲンセット  
 10アレルゲンセット  
 HBs抗原定性  
 HBs抗体定性  
 HBs抗体半定量  
 HBs抗原  
 吉岡 範, 他: 医学と薬学 74:1119-1127, 2017  
 八重樫泰法, 他: エンドトキシン血症救命治療研究会誌7, 25-28, 2009  
 吉田耕一郎, 他: 医学と薬学 67 (6): 895, 2012  
 生井 梨愛, 他: 腎と透析 別冊:74, 2003  
 新崎 晃弘, 他: 臨床検査機器・試薬23, 197-203, 2000.  
 二見 修平, 他: Jpn. J. Med. Mycol, 30 (3): 211, 1989  
 堀口 裕司: 感染症学雑誌78, 566-573, 2004.  
 小林 隆夫, 他: 感染症学雑誌76 (12): 995, 2002  
 山口 育夫, 他: 医学検査 64 (2): 221, 2015  
 田口 直子, 他: 医学と薬学 62 (1): 121, 2009  
 田口 直子, 他: 医学と薬学 62 (1): 121, 2009  
 福島善代康, 他: 結核 93 (10): 517, 2018  
 Meier T.et al.: European Journal of Clinical Microbiology & Infections Diseases 24:529-536, 2005  
 熊本 悦明, 他: 医学と薬学 66 (6): 1007, 2011  
 熊本 悦明, 他: 医学と薬学 66 (6): 1007, 2011  
 熊本 悦明, 他: 医学と薬学 66 (6): 1007, 2011  
 Higuchi, R. et al.: Biotechnology (NY) 10, 413-417, 1992., Heid, C.A. et al.: Genome Research 6, 986-994, 1996., Longo, M.C. et al.: Gene 93, 125-128, 1990.  
 Higuchi, R. et al.: Biotechnology (NY) 10, 413-417, 1992., Heid, C.A. et al.: Genome Research 6, 986-994, 1996., Longo, M.C. et al.: Gene 93, 125-128, 1990.  
 栄谷 直美, 他: Helicobacter Research 10 (5): 426, 2006  
 吉田 純一, 他: 日本臨床 51 (12): 126, 1993  
 櫻林郁之介, 他 ラテックス凝集比濁法 検査と技術 16 (7): 607, 1988  
 櫻林郁之介, 他 ラテックス凝集比濁法 検査と技術 16 (7): 607, 1988  
 玉井 慎美, 他: 医学と薬学 64 (5): 779, 2010  
 中國 清: 医学と薬学 45 (3): 481, 2001  
 山田 雄二, 他: 基礎と臨床 31 (1): 81, 1997  
 田中 敬典, 他: 日本臨床検査自動化学会誌 36 (4): 666, 2011  
 柴崎 光衛, 他: 医学検査 43, 897-903, 1994.  
 森田 新二, 他: 医学と薬学 55 (5): 775, 2006  
 森田 新二, 他: 医学と薬学 55 (5): 775, 2006  
 吉村 弘, 他: 医学と薬学 59 (6): 1111, 2008  
 上條 桂一, 他: 医学と薬学 71 (5): 903, 2014  
 林 伸英, 他: 臨床病理 64 (2) 別冊:142-151, 2016  
 桑名 正隆: リウマチ科 40 (3): 239~245, 2008  
 宮脇 昌二, 他: 医学と薬学 45 (1): 129, 2001  
 鈴木 洋平, 他: 臨床免疫 25 (8): 1096, 1993  
 陣内 記代, 他: 日本臨床検査自動化学会誌 26 (6): 747~753, 2001  
 陣内 記代, 他: 日本臨床検査自動化学会誌 26 (6): 747~753, 2001  
 山下 雅樹, 他: 医学と薬学58 (5): 763~767, 2007  
 山下 雅樹, 他: 医学と薬学58 (5): 763~767, 2007  
 西山 進, 他: 医学と薬学 68 (2): 345, 2012  
 西山 進, 他: 医学と薬学 68 (2): 345, 2012  
 西山 進, 他: 医学と薬学 68 (2): 345, 2012  
 西山 進, 他: 医学と薬学 68 (2): 345, 2012  
 小島 和夫, 他: 医学と薬学 69 (4): 677, 2013  
 松下 雅和, 他: 医学と薬学 70 (1): 109-117, 2013  
 太田 光照, 他: ホルモンと臨床 40 (1): 89~93, 2000.  
 高橋 利幸, 他: 医学と薬学 73 (10): 1297-1300, 2016.  
 本村 政勝, 他: 医学と薬学 70 (2): 421-428, 2013  
 小池 隆夫, 他: 医学と薬学 26 (3): 535, 1991  
 鎌木 淳一, 他: 医学と薬学 31, 771-776, 1994.  
 鎌木 淳一, 大矢 和彦: 医学と薬学 43 (6): 1183~1188, 2000  
 金井 正光, 他: 臨床検査法提要 金原出版 34:424, 2015  
 藤岡 貴: 医学と薬学73 (5): 621~626, 2016  
 松下 雅和, 他: 医学と薬学 66 (5): 823, 2011  
 松下 雅和, 他: 医学と薬学 66 (5): 823, 2011  
 吉田かおり, 他: 医学と薬学 70 (5・6): 989, 2013  
 吉田かおり, 他: 医学と薬学 70 (5・6): 989, 2013  
 黒田 慶子, 他: 医学と薬学 57 (5): 751, 2007  
 吉岡 順子: 皮膚 23 (1): 29, 1981  
 臼井 丈一, 他: 医学と薬学 68 (4): 697, 2012  
 磯島 晋三, 他: 日本産婦人科学会雑誌 31:1906, 1979  
 Serada S.et al.: Inflamm Bowe Dis 18, 2169-2179, 2012.  
 竹村 眞理, 他: 医学と薬学46 (1): 109~114, 2001.  
 長島 秀夫: 日本臨床 43:222, 1985  
 丹野 瑞木, 他: 医学と薬学 67 (3): 485, 2012  
 長島 秀夫: 日本臨床 40:935, 1982  
 長島 秀夫: 日本臨床 40:937, 1982  
 村山 寛, 他: 医学と薬学 60 (2): 289, 2008  
 及川 洋一, 他: 医学と薬学 72 (9), 2015  
 川崎 英二, 他: 医学と薬学 66 (2): 345~352, 2011  
 黒澤 弘美, 他: 医療と検査機器・試薬 25 (2): 159, 2002  
 川 茂幸, 他: 医学と薬学 74 (4): 463, 2017.  
 川 茂幸, 他: 医学と薬学 64 (1): 95, 2010  
 黒澤 弘美, 他: 医療と検査機器・試薬 25 (2): 159, 2002  
 黒澤 弘美, 他: 医療と検査機器・試薬 25 (2): 159, 2002  
 黒澤 弘美, 他: 医療と検査機器・試薬 25 (2): 159, 2002  
 黒澤 弘美, 他: 医療と検査機器・試薬 25 (2): 159, 2002  
 櫻林 郁之助, 他: 臨床病理 特 (53): 71~81, 1983.  
 中藤 聡子, 他: 臨床検査機器・試薬 19 (4): 609, 1996  
 田中 元彦, 他: 臨床検査機器・試薬 27 (3): 195, 2004  
 田中 元彦, 他: 臨床検査機器・試薬 27 (3): 195, 2004  
 永徳 広美, 他: 生物物理化学 37:19, 1993  
 金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 31:831, 1998  
 日高 宏哉, 他: 検査と技術 30 (13): 1377, 2002  
 守田 由香, 他: 医学と薬学74 (8), 945, 2017.  
 櫻林 郁之介: 電気泳動法のすべて, p. 126, 医歯薬出版, 東京, 1981.  
 櫻林 郁之介: 電気泳動法のすべて, p. 126, 医歯薬出版, 東京, 1981.  
 長縄 謙子: 検査と技術 12: 401, 1984  
 山下 順香, 他: 医学と薬学 29 (5): 1239, 1993  
 島津伸一郎, 他: アレルギーの領域2 (7): 62, 1995  
 我妻 義則, 他: 医学と薬学 23:83, 1990  
 我妻 義則, 他: 医学と薬学 23:83, 1990  
 張田 聖恵: 医学と薬学 73 (6): 721-726, 2016  
 奥平 博一, 他: アレルギー 40:544, 1991  
 石田 俊雄, 他: 医学と薬学 58 (6): 901~ 907, 2007  
 我妻 義則, 他: 医学と薬学 23:83, 1990  
 我妻 義則, 他: 医学と薬学 23:83, 1990  
 赤羽 賢浩, 他: 基礎と臨床 19 (5): 515 - 525, 1985  
 吉村英理子, 他: 基礎と臨床 29 (17): 4545, 1995  
 吉村英理子, 他: 基礎と臨床 29 (17): 4545, 1995  
 関口 仁, 他: 臨床検査機器・試薬 22 (4): 283, 1999

# 検査方法参考文献一覧

頁	項目	文献名
78	HBs抗体	出口 松夫, 他: 医学と薬学 74 (9) :1137 - 1144, 2017
78	HBe抗原	宮川 正明, 他: 医学と薬学 52 (4) :621, 2004
78	HBe抗体	宮川 正明, 他: 医学と薬学 52 (4) :621, 2004
78	HbC抗体	飯田 健一, 他: Prog.Med. 22:1037, 2002
78	HbC-IgM抗体	中尾瑠美子, 他: 医学と薬学 52 (5) :847, 2004
79	HBV-DNA定量 (リアルタイムPCR法)	菅原 昌章, 他: 医学と薬学 別冊 73 (10) :1329 - 1339, 2016
79	B型肝炎ウイルスコア関連抗原 (HbCrAg)	田中 靖人, 他: 臨床病理 54 (7) :692, 2006
79	HBVゲノタイプ (判定)	田中 靖人, 他: 臨床病理 57 (1) :42, 2009
79	HBVコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査 (HBV-DNA PC-PC)	松山 和弘, 他: 肝胆膵 41:59, 2000
79	HA-IgG抗体	田中 英介, 他: 医学と薬学 46 (6) :1017, 2001
79	HA-IgM抗体	田中 英介, 他: 医学と薬学 46 (6) :1017, 2001
80	HCV抗体	小柳 博明, 他: 医学と薬学 55 (3) :467, 2006. 近平 佳美, 他: 医学と薬学 37 (2) :521, 1997
80	HCVコア抗原	八橋 弘, 他: 医学と薬学 68 (1) :157, 2012
80	HCV群別	長谷川 瞳, 他: 医学と薬学 70 (3) :633, 2013
80	HCV-RNA定量 (リアルタイムPCR法)	菅原 昌章, 他: 医学と薬学 別冊 73 (10) :1329-1339, 2016
80	ジェノタイプHCV-RNA-PCR	Okamoto H. et al.: J.General Virology 74:2385, 1993
81	HTLV-1抗体 (第3世代) (ATLA)	有馬 直道, 他: 医学と薬学 65 (5) :651, 2011
81	HTLV-1 (ATLV)抗体 (ライソプロット法・LIA法)	Zrein M, et al: Clin Diagn Lab Immunol 5 (1) :45~49, 1998
81	HIV抗原・抗体	新田 幸一, 他: 医学と薬学 57 (2) :231, 2007
81	HIV-1/2抗体確認検査	日本エイズ学会: 日本臨床検査医学会: 診療におけるHIV-1/2感染症の診断ガイドライン 2020版
81	HIV-1RNA定量 (リアルタイムPCR法)	目崎 和久, 他: 医学と薬学 73 (6) :705, 2016
83	単純ヘルペス (HSV) (CF)	金井 興美, 他: 微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊, 日本公衆衛生協会:31, 1987
83	水痘・帯状ヘルペス (VZV) (CF)	金井 興美, 他: 微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊, 日本公衆衛生協会:31, 1987
83	サイトメガロ (CMV) (CF)	金井 興美, 他: 微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊, 日本公衆衛生協会:31, 1987
83	ムンプス (CF)	金井 興美, 他: 微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊, 日本公衆衛生協会:31, 1987
83	アデノ (CF)	金井 興美, 他: 微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊, 日本公衆衛生協会:31, 1987
83	インフルエンザA型 (CF)	金井 興美, 他: 微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊, 日本公衆衛生協会:31, 1987
83	インフルエンザB型 (CF)	金井 興美, 他: 微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊, 日本公衆衛生協会:31, 1987
83	RS (CF)	金井 興美, 他: 微生物検査必携 ウイルス・クラミジア・リケッチア検査 第3版 第1分冊, 日本公衆衛生協会:31, 1987
83	日本脳炎 (CF)	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル, 文光堂:880, 1988
83	コクサッキーA群9型 (CF)	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル, 文光堂:880, 1988
83	コクサッキーB群1型 (CF)	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル, 文光堂:880, 1988
83	コクサッキーB群2型 (CF)	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル, 文光堂:880, 1988
83	コクサッキーB群3型 (CF)	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル, 文光堂:880, 1988
83	コクサッキーB群4型 (CF)	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル, 文光堂:880, 1988
83	コクサッキーB群5型 (CF)	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル, 文光堂:880, 1988
83	コクサッキーB群6型 (CF)	北村 元仕, 他: 臨床検査マニュアル, 文光堂:880, 1988
84	ムンプス (HI)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:214, 1973
84	風疹 (HI)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:214, 1973
84	インフルエンザA型 (H1N1) (H3N2) (HI)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:214, 1973
84	インフルエンザB型 (山形系統) (ビクトリア系統) (HI)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:214, 1973
84	パラインフルエンザ1型 (HI)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:214, 1973
84	パラインフルエンザ2型 (HI)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:214, 1973
84	パラインフルエンザ3型 (HI)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:214, 1973
84	エコー3型 (HI)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:214, 1973
84	エコー7型 (HI)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:214, 1973
84	エコー11型 (HI)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:214, 1973
84	エコー12型 (HI)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:214, 1973
84	日本脳炎 (JaGAR株) (HI)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:214, 1973
85	単純ヘルペス1型 (HSV) (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	単純ヘルペス2型 (HSV) (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	ムンプス (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	アデノ1型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	アデノ2型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	アデノ3型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	アデノ4型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	アデノ5型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	アデノ6型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	アデノ7型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	アデノ8型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	アデノ11型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	アデノ19型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	アデノ21型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	アデノ37型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	RS (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
85	麻疹 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーA群2型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーA群3型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーA群4型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーA群5型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーA群6型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーA群7型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーA群9型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーA群10型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーA群16型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーB群1型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーB群2型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーB群3型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーB群4型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーB群5型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	コクサッキーB群6型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー1型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー3型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー4型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー5型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー6型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー7型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー9型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー11型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー12型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー13型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー14型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー16型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー17型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー18型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー19型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー21型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー22型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー24型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー25型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
86	エコー30型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
87	エンテロ70型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973
87	エンテロ71型 (NT)	国立予防衛生研究所学友会: ウイルス実験学 総論 2版, 丸善:260, 1973







頁	項目	文献名
115	カリウム (K) (髄液)	金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 30:228, 1993
116	ムチン塊形成試験 (関節液)	金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 32:246, 2005
116	リンパ球反応 (穿刺液)	金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 30:212, 1993
116	リバルタ反応 (穿刺液)	金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 32:239, 2005
116	比重 (穿刺液)	金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 32:239, 2005
116	pH (穿刺液)	金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 32:662, 2005
116	沈渣 (穿刺液)	金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 32:205, 2005
116	細胞種類 (穿刺液)	金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 32:241, 2005
116	細胞数 (穿刺液)	金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 32:241, 2005
117	蛋白定量 (穿刺液)	金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 32:240, 2005
117	糖定量 (穿刺液)	金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 32:240, 2005
117	関節液結晶	金井 泉, 他: 臨床検査法提要 金原出版 32:246, 2005
117	有核細胞数	金井 正光, 他: 臨床検査法提要 金原出版 34:278, 2015
117	巨核細胞数	金井 正光, 他: 臨床検査法提要 金原出版 34:278, 2015
117	鼻汁中好酸球	奥田 稔: 臨床検査 29 (3): 267, 1985
117	喀痰中好酸球	奥田 稔: 臨床検査 29 (3): 267, 1985
118	産胎児性フィブリンゲノゲン定性 (頭蓋腔分泌液)	一條 元彦, 他: 産婦人科治療 67 (2): 212, 1993
118	顆粒球エラスターゼ (子宮頸管粘液)	北村 光, 他: 臨床検査機器・試薬 21, 357-361, 1998
120	G-band法 (先天性疾患)	Seabright M: The Lancet 2: 971~972, 1971.
120	15染色体 (フラダーウイ症候群)	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
120	15染色体 (アンジェルマン症候群)	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
120	22染色体 (22q11 欠失)	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
121	G-band法 (血液疾患)	Seabright M: The Lancet 2: 971~972, 1971.
122	BCR-ABL t (9;22) 転座 (フィラデルフィア染色体)	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
122	PML-RARA t (15;17) 転座	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
122	RUNX1-RUNX1T1 (AML1-MTG8) t (8;21) 転座	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
122	TP53 del (17) 短腕欠失	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
122	IGH-FGFR3t (4;14) 転座	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
122	IGH-MAF t (14;16) 転座	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
122	IGH-CCND1 t (11;14) 転座	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
122	IGH-MYC t (8;14) 転座	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
122	D13S319 del (13) 長腕欠失	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
122	CKS1B 1q21 増幅	福澤 譲治: 臨床FISHプロトコール阿部 達生監修 (秀潤社): 90~95, 1997
123	B細胞表面免疫グロブリン (Sm-Ig) IgG	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905~1909, 1982
123	B細胞表面免疫グロブリン (Sm-Ig) IgA	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905~1909, 1982
123	B細胞表面免疫グロブリン (Sm-Ig) IgM	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905~1909, 1982
123	B細胞表面免疫グロブリン (Sm-Ig) IgD	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905~1909, 1982
123	B細胞表面免疫グロブリン (Sm-Ig) K (カッパー)	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905~1909, 1982
123	B細胞表面免疫グロブリン (Sm-Ig) L (ラムダ)	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905~1909, 1982
123	T細胞・B細胞百分率 (CD3, CD19)	Wauwe JV, et al: Immunology 44: 865~871, 1981
123	T細胞サブセット (CD4, CD8)	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905, 1982
124	モノクローナル抗体によるリンパ球表面マーカーの自動解析	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905, 1982
125	Two-color解析によるリンパ球表面マーカー検査	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905, 1982
125	CD4×CD29	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905, 1982
125	CD4×CD45RA	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905, 1982
125	CD57×CD16	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905, 1982
125	CD11b×CD8	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905, 1982
125	HLA-DR×CD4	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905, 1982
125	HLA-DR×CD8	Ip SH et al: Clinical Chemistry 28 (9): 1905, 1982
126	CCR4 タンパク [FCM]	Ishida T, et al: Clin Cancer Research 9: 3625, 2003
126	造血器悪性腫瘍細胞検査 白血球・リンパ球解析検査 (LLA) CD45 ゲーティング	Browits MJ, et al: Am J Clin Pathol 100: 534, 1993
126	造血器悪性腫瘍細胞検査 悪性リンパ球解析検査 (MLA) CD45 ゲーティング	Browits MJ, et al: Am J Clin Pathol 100: 534, 1993
127	MLC (リンパ球混合培養試験)	Brain, B., et al: Blood 23: 108, 1964
127	HLA-A,B (血清対応型タイピング)	佐藤 克行: MHC 5 (1), 57: 1998
127	HLA-DR (血清対応型タイピング)	伊藤 正晴, 他: 今日の移植 7 Suppl: 71, 1994
127	HLA-A (DNAタイピング)	石川 善英: MHC 5 (2), 96: 1998
127	HLA-B (DNAタイピング)	石川 善英: MHC 5 (2), 96: 1998
127	HLA-C (DNAタイピング)	石川 善英: MHC 5 (2), 96: 1998
127	HLA-DPB1 (DNAタイピング)	成瀬 妙子, 他: MHC 5 (2): 101, 1998
127	HLA-DRB1 (DNAタイピング)	成瀬 妙子, 他: MHC 5 (2): 101, 1998
127	HLA-DQB1 (DNAタイピング)	成瀬 妙子, 他: MHC 5 (2): 101, 1998
128	PHAによるリンパ球幼若化検査	笠原 忠, 他: 臨床検査 23 (7): 660, 1979
128	Con-Aによるリンパ球幼若化検査	笠原 忠, 他: 臨床検査 23 (7): 660, 1979
128	薬剤によるリンパ球刺激試験 (DLST)	中島 一格: Medical Technology 21 (7): 722, 1993
128	NK細胞活性	康 浩一, 他: Medical Technology 21 (7) 574, 1993
129	EGFR遺伝子変異解析 (血漿)	Weber B, et al: BMC Cancer 14: 294, 2014
130	EGFR遺伝子変異解析 (リアルタイムPCR法)	林 海美子, 他: 検査と技術 42 (5): 504, 2014
130	RAS/BRAF 変異解析	T.Yoshino et al. / EBioMedicine2 (2015) 317 - 323
131	マイクロナサテライト不安定性検査 (HNPCR-リンチ症候群)	Buhard O, et al.: J Clin Oncol 24: 241, 2006
131	マイクロナサテライト不安定性 (MSI) 検査 (CDX)	Buhard O, et al.: J Clin Oncol 24: 241, 2006
131	UGT1A1遺伝子多型解析	Shun-ichi Suzuki, et al.: Sensors 2012, 12, 16614 - 16627
132	細菌顕微鏡検査 一般細菌	永田 邦昭: 感染症診断に役立つグラム染色 日本製薬株式会社 2006
132	細菌顕微鏡検査 クリプトコッカス	永田 邦昭: 感染症診断に役立つグラム染色 日本製薬株式会社 2006
132	細菌顕微鏡検査 真菌	永田 邦昭: 感染症診断に役立つグラム染色 日本製薬株式会社 2006
132	細菌顕微鏡検査 疥癬虫	永田 邦昭: 感染症診断に役立つグラム染色 日本製薬株式会社 2006
132	嫌気培養	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
132	MRSA培養	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
132	百日咳菌培養	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
133	マイコプラズマ培養	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
133	ジフテリア培養	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
133	レジオネラ培養	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
133	エルシニア培養	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
133	クロストリジウム・ディフィシル (嫌気培養)	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
133	カンピロバクター培養	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
133	ヘリコバクター・ピロリ培養	Helicobacter pylori感染の診断と治療のガイドライン 第3版
133	髄膜炎菌培養	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
133	淋菌培養	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
133	B群連鎖球菌 (GBS) 培養	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
133	酵母様真菌培養	D.H. ラローン: 医真菌同定の手引き (第5版) 2013
133	糸状菌培養	D.H. ラローン: 医真菌同定の手引き (第5版) 2013
133	クリプトコッカス培養	D.H. ラローン: 医真菌同定の手引き (第5版) 2013
134	トリコモナス培養	別冊 日本臨床感染症症候群IIIと微生物学 臨床検査微生物学
134	赤痢アメーバ	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
134	大腸菌血清型別	坂崎 利一: Escherichia 属, 腸内細菌<下巻>第3版 1992
134	大腸菌ペロトキシン [RPLA]	甲斐 明美, 他: 感染症誌 71: 248, 1997
134	大腸菌ペロトキシン [ELISA]	渡辺 昌三, 他: 医学と薬学 39 (2): 341-349, 1998
134	クロストリジウム・ディフィシル抗原 (トキシンA・B)	加藤 はる, 他: 日本臨床微生物学雑誌 12: 115 - 122, 2002
135	薬剤感受性検査1菌種	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
135	薬剤感受性検査2菌種	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
135	薬剤感受性検査3菌種	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
135	ヘリコバクター・ピロリ感受性検査	小栗 豊子: 臨床微生物検査ハンドブック第5版 2017
136	抗酸菌塗抹鏡検チルネールゼン染色	日本結核・非結核性抗酸菌症学会: 抗酸菌検査ガイド 2020 南江堂 2020
136	抗酸菌塗抹鏡検 蛍光染色 (直接塗抹法)	日本結核・非結核性抗酸菌症学会: 抗酸菌検査ガイド 2020 南江堂 2020

# 検査方法参考文献一覧

頁	項目	文献名
136	抗酸菌塗抹鏡検 蛍光染色(集菌塗抹法)	日本結核・非結核性抗酸菌症学会:抗酸菌検査ガイド 2020 南江堂 2020
136	抗酸菌分離培養検査2	日本結核・非結核性抗酸菌症学会:抗酸菌検査ガイド 2020 南江堂 2020
136	抗酸菌分離培養検査1	日本結核・非結核性抗酸菌症学会:抗酸菌検査ガイド 2020 南江堂 2020
137	結核菌群抗原定性	日本結核・非結核性抗酸菌症学会:抗酸菌検査ガイド 2020 南江堂 2020
137	抗酸菌核酸同定(質量分析法)	日本結核・非結核性抗酸菌症学会:抗酸菌検査ガイド 2020 南江堂 2020
137	抗酸菌薬剤感受性検査	日本結核・非結核性抗酸菌症学会:抗酸菌検査ガイド 2020 南江堂 2020
154	病理組織顕微鏡検査	佐野 豊:細胞学検査法 南山堂, 1976
154	細胞診	井上 良夫:細胞診とその技術 医歯薬出版, 1981
156	エストロゲンレセプター	野村 雅夫:ホルモンと臨床 31:1191, 1983
156	プロゲステロンレセプター	中尾 誠, 他:ホルモンと臨床 36:189, 1988
156	乳癌HER2遺伝子(FISH)	胃癌・乳癌 HER2 病理診断ガイドライン第1版, 2015
156	胃癌HER2遺伝子(FISH)	胃癌・乳癌 HER2 病理診断ガイドライン第1版, 2015
156	大腸癌HER2遺伝子(FISH)	D.L.Persons, et al: Ann Clin Lab Sci 30 (1) : 41~48, 2000.
156	CCR4蛋白(IHC)	Ishida T, et al.: Clin Cancer Research 9:3625, 2003
157	HER2/neuタンパク	胃癌・乳癌 HER2 病理診断ガイドライン第1版, 2015
157	HER2/neuタンパク(大腸癌)	D.L.Persons, et al: Ann Clin Lab Sci 30 (1) : 41~48, 2000.
158	EGFRタンパク	試薬添付文書
160	Y染色体微小欠失(AZF欠失)	高 栄哲, 他:Journal of Mammalian Ova Research 30 (4) :135 - 144, 2013.
160	脳梗塞リスク評価(A6C)	Madoka Yoshida et al.: Atherosclerosis 203:557, 2009
161	抗ラングルハンス島細胞抗体(ICA)	桜美 武彦:免疫と疾患 4:21, 1982
163	結核菌 Nested PCR	T.Takahashi, et al.: Neurology 64:1789, 2005















# 登録衛生検査所一覧

## 保健科学研究所

衛生検査所名称	業務内容	所在地	連絡先	登録番号	医療関連サービスマーク認定
保健科学 総合研究所	(清・血・寄・生)	〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町 106 番地	045-333-1661	神奈川県第 7 号	E(12)-1802140111
保健科学 第 2 ラボラトリー	(微・清)	〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町 56	045-333-1661	神奈川県第 62 号	E(12)-1810140343
保健科学 第 3 ラボラトリー	(微・清・血・病・生)	〒240-0003 横浜市保土ヶ谷区天王町 2-44-42	045-337-1748	神奈川県第 75 号	
保健科学 北見ラボラトリー	(清・血・生)	〒090-0817 北見市常盤町 3-4-15	0157-69-3881	北海道第 113 号	
保健科学 札幌ラボラトリー	(清・血・生)	〒065-0022 札幌市東区北 22 条東 7-1-25	011-704-3131	札幌医第 4 号	
保健科学 釧路ラボラトリー	(清・血・生)	〒085-0821 釧路市鶴ヶ岱 2 丁目 2 番 10 号 メディカルモール シロアム 2F	0154-43-1191	北海道第 121 号	
保健科学 酒田ラボラトリー	(清・血・生)	〒998-0841 酒田市松原南 6 番 5	0234-24-2961	山形県第 2 号	
保健科学 湯沢ラボラトリー	(清・血・生)	〒012-0804 湯沢市杉沢字森道下 89-11	0183-78-0183	秋田県第 30 号	
保健科学 仙台ラボラトリー	(微・清・血・寄・生)	〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 1 丁目 1 番 6 号	022-236-9345	宮城県第 26 号	E(12)-1802040046
保健科学 新潟ラボラトリー	(微・清・血・寄・生)	〒950-0054 新潟市東区秋葉 1 丁目 6 番 31 号	025-275-0161	新市衛第 17 号	
保健科学 長岡ラボラトリー	(清・血・生)	〒940-2105 長岡市緑町 1 丁目 38-1	0258-27-5633	新潟県第 73 号	
保健科学 松戸ラボラトリー	(清・血・生)	〒270-0034 松戸市新松戸 2-8 石井ビル 3F	047-374-5770	千葉県第 55 号	
保健科学 東日本総合ラボラトリー	(清・血・生・微・寄・病)	〒365-8585 鴻巣市天神 3-673	048-543-4000	第 86 号	
保健科学 千葉ラボラトリー	(清・血・生)	〒266-0011 千葉市緑区鎌取町 2813-13	043-263-3311	千保第 14 号	
保健科学 栃木ラボラトリー	(清・血・生)	〒320-0851 宇都宮市鶴田町 1476-1	028-647-1781	宇 7	
保健科学 東京ラボラトリー	(清・血・生)	〒160-0001 新宿区片町 3 番 3 号	03-3357-3611	東京都第 58 号	E(13)-1902130089
保健科学 県央ラボラトリー	(清・血・生)	〒252-0004 座間市東原 2-14-3	046-298-5544	神奈川県第 91 号	
保健科学 三島ラボラトリー	(清・血・生)	〒411-0917 駿東郡清水町徳倉 999-1	055-932-8007	東保登録第 16 号	
保健科学 静岡ラボラトリー	(清・血・病・生)	〒422-8021 静岡市駿河区小鹿 2-39-15	054-281-5011	第 23-2 号	
保健科学 富山ラボラトリー	(清・血・生)	〒939-8211 富山市二口町 4-3-1 日本健康倶楽部北陸支部 1F	076-491-7611	富第 1 号	
保健科学 浜松ラボラトリー	(清分)	〒430-0806 浜松市中区木戸町 6-17-1F	053-411-1861 053-464-3325	浜松市指令健総第 4-12 号	
保健科学 名古屋ラボラトリー	(清・血・病・生)	〒451-0051 名古屋市中区則武新町 2-20-17	052-582-3201	愛知県第 87 号	
保健科学 大阪ラボラトリー	(清・血・病・生)	〒561-0807 豊中市原田中 1 丁目 2-3	06-6843-5622	大阪府第 150 号	
保健科学 西日本総合ラボラトリー	(微・清・血・寄・生)	〒612-8486 京都市伏見区羽束師古川町 328 番地	075-933-6060	第 1044号	E(14)-2110260209
保健科学 京都ラボラトリー	(清・血・生)	〒600-8216 京都市下京区木津屋橋通新町西入東塩小路町 606-3-2 三旺京都駅前ビル 2 階	075-353-1761	第 1028 号	
保健科学 京都南ラボラトリー	(清・血・生)	〒601-1434 京都市伏見区石田森東町 25-1	075-575-2102	第 1032 号	
保健科学 大阪南ラボラトリー	(清・血・生)	〒541-0011 大阪市平野区長吉出戸 8-12-24	06-6790-9770	第 22 号	
保健科学 神戸ラボラトリー	(清・血・生)	〒650-0022 神戸市中央区元町通り 2 丁目 8-14 オルタンスピアビル 5F	078-391-9980	第 4-4 号	
保健科学 和田山ラボラトリー	(清・血・生)	〒669-5202 朝来市和田山町東谷 385	079-672-5331	但馬(朝健)第 1539 号	
保健科学 広島ラボラトリー	(清・血・生)	〒730-0805 広島市中区十日市町 2 丁目 2-34 アーバンライフ高田 2F	082-233-9321	広島県第 30343 号	
保健科学 北九州ラボラトリー	(清分)	〒800-0228 北九州市小倉南区長野 1-7-3 鶴田建設ビル 4F	093-472-3521	北九第 19 号	
保健科学 沖縄ラボラトリー	(清・血・生)	〒901-0241 豊見城市豊見城 466-3	098-856-6451	沖縄県第 34 号	

[注] (微:微生物学的検査 清:血清学的検査 血:血液学的検査 病:病理学的検査 寄:寄生虫学的検査 生:生化学的検査 清分:血清分離)

