

# 活動リスト

更新日 2023.09.01

|       |             |
|-------|-------------|
| 記録コード | T01T01-R07A |
| 制定日   | 2023年9月1日   |
| 運用開始日 | 2023年9月1日   |

| 項目   | サンプル種類 | 測定方法 (測定試薬)  | SOP番号   | 変更点 | 変更日 |
|--|--------|--|---|-----|-----|
| <b>基幹項目</b>  |        |  |   |     |     |
| 1 尿・糞便等一般検査  |        |  |   |     |     |
| D 0 0 0 尿中一般物質定性半定量検査  |        |  |   |     |     |
| 尿中一般物質定性半定量検査(比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウロビリノゲン、ビリルビン、ケトン体、潜血反応、試験紙法による尿細菌検査(亜硝酸塩)、試験紙法による白血球検査(白血球エステラーゼ)) | 尿      | ウロペーパーαⅢ‘栄研’   | T01S8014,T01S8013,<br>T01S8001,T01S8003,<br>T01S8005,T01S8007,<br>T01S8011,T01S8012,<br>T01S8080,T01S8030 |     |     |
| D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査   |        |  |   |     |     |
| 尿蛋白  | 尿      | マイクロTP-テストワコー (2)  | T01S8002  |     |     |
| 尿グルコース   | 尿      | グルコース用緩衝液Ⅱ   | T01S8004  |     |     |
| D 0 0 2 尿沈渣 (鏡検法)  |        |  |   |     |     |
| 尿沈渣 (鏡検法)  | 尿      | ニューユリステイン  | T01S8156  |     |     |
| 2 血液学的検査   |        |  |   |     |     |
| D 0 0 5 血液形態・機能検査  |        |  |   |     |     |
| 網赤白血球数   | 血液     | セルパックDFL, フルオロセルRET,<br>ニューメチレンブルー, シュウ酸カリウム                                   | T01S2007  |     |     |
| 末梢血液像 (自動機械法)  | 血液     | フルオロセルWDF, フルオロセルWNR,<br>ライザセルWDF, ライザセルWNR,<br>May-Gruenwaid液, Giemsa液, 燐酸緩衝液 | T01S2006  |     |     |
| 好酸球数   | 血液     | May-Gruenwaid液, Giemsa液, 燐酸緩衝液,<br>ライザセルWDF, フルオロセルWDF<br>ライザセルWNR, フルオロセルWNR  | T01S2006  |     |     |
| 末梢血液一般検査(赤白血球数、白血球数、血色素測定(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)、血小板数)   | 血液     | スルホライザ, セルパックDST, セルパックDFL, ライザセルWNR, フルオロセルWNR, フルオロセルPLT                     | T01S2001  |     |     |
| 末梢血液像 (鏡検法)  | 血液     | May-Gruenwaid液, Giemsa液, 燐酸緩衝液   | T01S2006  |     |     |
| ヘモグロビン A1c (HbA1c)   | 血液     | メタボリード HbA1c、<br>溶離液80A-C、溶離液80B-C、溶血・洗浄液80H-C                                 | T01S3255<br>T01S3254  |     |     |
| D 0 0 6 出血・凝固検査  |        |  |   |     |     |
| プロトロンビン時間 (PT)   | 血漿     | デイドイノビン, オーレンペロナール緩衝液  | T01S2012  |     |     |

|            |                            |    |   |   |                    |  |  |
|------------|----------------------------|----|---|---|--------------------|--|--|
|            | フィブリノゲン定量                  | 血漿 |   | トロンボチェックFib, オーレンベロナール緩衝液                             | T01S2014           |  |  |
|            | 活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT)    | 血漿 |   | トロンボチェックAPTT-SLA, 塩化カルシウム液, オーレンベロナール緩衝液              | T01S2020           |  |  |
|            | フィブリン・フィブリノゲン分解産物 (FDP) 定量 | 血漿 |   | エルピアFDP-P, オーレンベロナール緩衝液                               | T01S2013           |  |  |
|            | Dダイマー                      | 血漿 |   | エルピアエースD-Dダイマー II, D-Dダイマー希釈液                         | T01S2559           |  |  |
| 3 生化学的検査 I |                            |    |   |   |                    |  |  |
|            | D007 血液化学検査                |    |   |   |                    |  |  |
|            | 総ビリルビン                     | 血清 |   | 総ビリルビンE-HRワコー   | T01S1026           |  |  |
|            | 直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン          | 血清 |   | 直接ビリルビンE-HRワコー  | T01S1027           |  |  |
|            | 総蛋白                        | 血清 |   | 「セロテック」TP-SL  | T01S1001           |  |  |
|            | アルブミン                      | 血清 |   | 「セロテック」BCP-L  | T01S1012           |  |  |
|            | 尿素窒素                       | 血清 | 尿 | 「セロテック」UN-L   | T01S1039           |  |  |
|            | クレアチニン                     | 血清 | 尿 | シカリキッド-S CRE  | T01S1041           |  |  |
|            | 尿酸                         | 血清 | 尿 | デタミナー C-UA  | T01S1040           |  |  |
|            | アルカリホスファターゼ (ALP)          | 血清 |   | シカリキッド ALP-IFCC                                       | T01S5143           |  |  |
|            | コリンエステラーゼ (ChE)            | 血清 |   | シカリキッド CHE  | T01S1021           |  |  |
|            | γ-グルタミルトランスフェラーゼ (γ-GT)    | 血清 |   | シカリキッド γ-GT J   | T01S1016           |  |  |
|            | 中性脂肪                       | 血清 |   | デタミナー C-TG  | T01S1030           |  |  |
|            | ナトリウム及びクロール                | 血清 | 尿 | ISE バッファ液, ISE MID液, ISE REF液, ELA-IS緩衝液, ELA-IS内部標準液 | T01S1043, T01S1046 |  |  |
|            | カリウム                       | 血清 | 尿 | ISE バッファ液, ISE MID液, ISE REF液, ELA-IS緩衝液, ELA-IS内部標準液 | T01S1044           |  |  |
|            | カルシウム                      | 血清 | 尿 | 「セロテック」Ca-AL  | T01S1045           |  |  |
|            | マグネシウム                     | 血清 | 尿 | 自動分析装置用試薬-HR II マグネシウム-HR II                          | T01S1047           |  |  |
|            | グルコース                      | 血漿 |   | 「セロテック」GLU-HL   | T01S1075           |  |  |
|            | 乳酸デヒドロゲナーゼ (LD)            | 血清 |   | シカフィット LD-IFCC  | T01S5144           |  |  |
|            | アミラーゼ                      | 血清 | 尿 | シカリキッド AMY  | T01S1024, T01S1025 |  |  |
|            | ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)         | 血清 |   | Lタイプワコー LAP   | T01S1015           |  |  |
|            | クレアチンキナーゼ (CK)             | 血清 |   | シカリキッド CK   | T01S1018           |  |  |
|            | 鉄 (Fe)                     | 血清 |   | クイックオートネオFe   | T01S1049           |  |  |
|            | 不飽和鉄結合能 (UIBC) (比色法)       | 血清 |   | クイックオートネオUIBC   | T01S1100           |  |  |
|            | 総鉄結合能 (TIBC) (比色法)         | 血清 |   | クイックオートネオFe、クイックオートネオUIBC                             | T01S1100           |  |  |
|            | HDL-コレステロール                | 血清 |   | メタボロード HDL-C  | T01S1070           |  |  |

|                 |                           |     |    |  |                       |          |           |
|-----------------|---------------------------|-----|----|--|-----------------------|----------|-----------|
|                 | 無機リン(及びリン酸)               | 血清  | 尿  | 自動分析装置用試薬-HRⅡ無機リン-HRⅡ  | T01S1048              |          |           |
|                 | 総コレステロール                  | 血清  |    | デタミナー C-TC   | T01S1009              |          |           |
|                 | アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT)    | 血清  |    | シカリキッド ALT   | T01S1008              |          |           |
|                 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST) | 血清  |    | シカリキッド AST   | T01S1007              |          |           |
|                 | LDL-コレステロール               | 血清  |    | メタボリ-ド LDL-C   | T01S1191              |          |           |
|                 | 蛋白分画                      | 血清  |    | セレカ-VSP  | T01S1011              |          |           |
|                 | アンモニア                     | その他 |    | シカリキッドNH3  | T01S1069              | 検査法・試薬変更 | 2023年6月1日 |
|                 | グリオアルブミン                  | 血清  |    | ルシカGA-L  | T01S3165              |          |           |
| 5 免疫学的検査        |                           |     |    |  |                       |          |           |
| D011 免疫血液学的検査   |                           |     |    |  |                       |          |           |
|                 | ABO血液型                    | 血液  | 血漿 | オーソバイオクロン抗A, オーソバイオクロン抗B, レファレンセルA1, レファレンセルA2, レファレンセルB, レファレンセルO, オーソA1レクチン, オーソH1レクチン                   | T01S2009              |          |           |
|                 | Rh(D)血液型                  | 血液  |    | オーソバイオクロン抗D, 抗Dモノクロー「三光」, Rhコントロール, オーソ抗D血清, オーソRhコントロール, オーソグリーンクームス血清バイオクロン, オーソクームスコントロール, モノクロナール抗Dワコー | T01S2009              |          |           |
|                 | Coombs試験(直接、間接)           | 血液  |    | オーソグリーンクームス血清バイオクロン, オーソクームスコントロール, オーソバイオビュークームスカセット, オーソO.A.E.S, オーソバイオビュースクリーン                          | T01S4023              |          |           |
| D012 感染症免疫学的検査  |                           |     |    |  |                       |          |           |
|                 | 梅毒血清反応(STS)定性             | 血清  |    | RPRテスト"三光",<br>メディエースRPR (H)   | T01S4050,<br>T01S8376 |          |           |
|                 | 抗streptolysin O(ASO)定量    | 血清  |    | LZテスト'栄研'ASO   | T01S4001              |          |           |
|                 | 梅毒トレポネーマ抗体定性              | 血清  |    | セロディアTP・PA,<br>メディエースTPLA(H)   | T01S4044,<br>T01S1917 | 試薬変更     | 2023年4月1日 |
|                 | HTLV-I抗体定性                | 血清  |    | セロディアHTLV- I   | T01S3712              |          |           |
|                 | HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性        | 血清  |    | Alinity HIV Ag/Abコンボアッセイ・アボット  | T01S2456              |          |           |
| D013 肝炎ウイルス関連検査 |                           |     |    |  |                       |          |           |
|                 | HBs抗原                     | 血清  |    | Alinity HBsAgQT・アボット   | T01S3672              |          |           |
|                 | HBs抗体                     | 血清  |    | Alinity オーサブ・アボット  | T01S3673              |          |           |
|                 | HCV抗体定性・定量                | 血清  |    | ルミバルスⅡ オーソHCV,<br>オーソHCV Ab LPIA テストⅢ  | T01S3895,<br>T01S3898 |          |           |
| D014 自己抗体検査     |                           |     |    |  |                       |          |           |
|                 | リウマトイド因子(RF)定量            | 血清  |    | N-アッセイ LA RF-K ニットーボー  | T01S4000              |          |           |

|                              |   |     |     |   |  |  |
|------------------------------|---|-----|-----|---|--|--|
| D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査           |   |     |     |   |  |  |
|                              | C反応性蛋白(CRP)                                 | 血清  |     | LZテスト'栄研'CRP-HG   | T01S4002   |  |
|                              | 免疫グロブリン (IgG, IgA, IgM)                     | 血清  |     | N-アッセイ TIA IgG-SH ニットーポー、<br>N-アッセイ TIA IgA-SH ニットーポー、<br>N-アッセイ TIA IgM-SH ニットーポー  | T01S3261,<br>T01S3262,<br>T01S3263   |  |
|                              | C3  | 血清  |     | N-アッセイ TIA C3-SH ニットーポー   | T01S3622   |  |
|                              | C4  | 血清  |     | N-アッセイ TIA C4-SH ニットーポー   | T01S3623   |  |
| 6 微生物学的検査                    |   |     |     |   |  |  |
| D 0 1 7 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 |   |     |     |   |  |  |
|                              | 蛍光顕微鏡を使用するもの                                | 喀痰  | その他 | オーラミンO染色  | T01S9501   |  |
|                              | その他のもの                                      | 喀痰  | その他 | フエイバ-G染色, 水酸化カリウム, 墨汁染色, チールネルゼン染色  | T01S9201, T01S9230,<br>T01S9501  |  |
| D 0 1 8 細菌培養同定検査             |   |     |     |   |  |  |
|                              | 細菌培養同定検査 (口腔・気道・呼吸器、消化管、血液・穿刺液、泌尿器・生殖器、その他) | 喀痰  | その他 | ウマ血液/BTB寒天培地, チオグリコロート培地,<br>5%ヒツジ血液寒天培地, サブロー寒天培地, サイアマーチン (TM) 寒天培地, クロムアガーカンジダ寒天培地, BCYE-アルファ寒天培地, ボルデテラCFDN寒天培地, PPLO寒天培地, サルモネラシグラ寒天培地, BTB乳糖加寒天培地, SMAC寒天培地, 変法スキロー寒天培地, TCBS寒天培地, コロンビアCAヒツジ血液寒天培地, PF PLUS 培養ボトル, FA PLUS 培養ボトル, FN PLUS 培養ボトル, TSI培地, SIM培地, シモンズクエン酸培地, LIM培地, ヘモテストQ培地, IDテストEB-20「ニッスイ」, IDテストNF-18「ニッスイ」, バイテック2 GN, バイテック2 GP, バイテック2 YST, バイテック2 NH, BD BBL CRYSTAL GP, 過酸化水素, チトクロム・オキシダーゼ, PSラテックス'栄研', ストレプトLA「生研」, コレラ菌免疫血清「生研」, サルモネラ免疫血清「生研」, 赤痢菌免疫血清「生研」, レジオネラ免疫血清「生研」, 病原大腸菌免疫血清「生研」, HCCA ポージョンド | T01S9410, T01S9105,<br>T01S9106,<br>T01S9107, T01S9108,<br>T01S9109,<br>T01S9480 |  |
|                              | 簡易培養検査                                      | 分泌液 |     | CHROMagar Candida   | T01S9410   |  |
|                              | 嫌気性培養                                       | 穿刺液 | その他 | アナエロBSR寒天培地, CCMA寒天培地, バイテック2 ANC   | T01S9410   |  |
| D 0 1 9 細菌薬剤感受性検査            |   |     |     |   |  |  |

|              |                                      |     |     |  |                    |  |  |
|--------------|--------------------------------------|-----|-----|--|--------------------|--|--|
|              | 細菌薬剤感受性検査                            | 喀痰  | その他 | ミューラーヒントン寒天培地, KBディスク'栄研', ドライプレート'栄研'                                   | T01S9001           |  |  |
|              | <b>D 0 2 0 抗酸菌分離培養検査</b>             |     |     |  |                    |  |  |
|              | 抗酸菌同定                                | その他 |     | ギ酸, アセトニトリル, エタノール, ジルコニア/シリカペース, HCCAポーションド                             | T01S7800           |  |  |
|              | 抗酸菌分離培養(それ以外のもの)                     | 喀痰  | その他 | 3%小川培地 "ニチビー", MGIT  | T01S9508           |  |  |
| <b>非基幹項目</b> |                                      |     |     |  |                    |  |  |
| 11 尿・糞便等一般検査 |                                      |     |     |  |                    |  |  |
|              | <b>D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査</b>          |     |     |  |                    |  |  |
|              | VMA定性(尿)                             | 尿   |     | p-ニトロアニリン, 亜硝酸ナトリウム, 炭酸カリウム  | T01S8016           |  |  |
|              | Bence Jones蛋白定性(尿)                   | 尿   |     | 酢酸   | T01S8028           |  |  |
|              | 尿浸透圧                                 | 尿   |     | 氷点降下法  | T01S1083           |  |  |
|              | N-アセチルグルコサミナーゼ(NAG)(尿)               | 尿   |     | NアッセイL NAG ニット-ポー  | T01S1066           |  |  |
|              | アルブミン定量(尿)                           | 尿   |     | N-アッセイ TIA Micro Alb ニット-ポー E-Type                                       | T01S3243           |  |  |
|              | <b>D 0 0 3 糞便検査</b>                  |     |     |  |                    |  |  |
|              | 虫卵検出(集卵法)(糞便)                        | 便   |     | 浮遊法(硫酸マグネシウム・食塩水浮遊法), 沈澱法(ホルマリン・エーテル法)                                   | T01S8042           |  |  |
|              | 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)         | 便   |     | 直接塗抹法, スダンⅢ染色  | T01S8042, T01S8048 |  |  |
|              | 虫体検出(糞便)                             | 便   | その他 | ヨード染色, コーン染色, 目視及び鏡検   | T01S8042           |  |  |
|              | 糞便中ヘモグロビン定性                          | 便   |     | OC-ヘモディア®オートⅢ'栄研'  | T01S9735           |  |  |
|              | 虫卵培養(糞便)                             | 便   |     | ろ紙培養法  | T01S8042           |  |  |
|              | 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量             | 便   |     | ネスコート®ヘモPlus、<br>ネスコート®トランスフェリンPlus、<br>ネスコート®Hbオート、<br>ネスコート®Tfオート      | T01S9571           |  |  |
|              | <b>D 0 0 4 穿刺液・採取液検査</b>             |     |     |  |                    |  |  |
|              | 髄液一般検査(蛋白定量、糖定量、細胞数、比重、グロブリン反応、細胞種類) | 穿刺液 |     | マイクロTP-テストワコー(2), グルコース用緩衝液Ⅱ, サムソン試液, 屈折計法, パンディー試液, ノンネ・アハルト試液, メイギムザ染色 | T01S4051, T01S8201 |  |  |
|              | 胃液又は十二指腸液一般検査                        | 分泌液 |     | ジメチルアミノベンゼン、フェノールフタレイン、水酸化ナトリウム  | T01S9122           |  |  |
|              | 精液一般検査                               | 分泌液 |     | 鏡検法, チュルク染色液, ウロピースS   | T01S8110           |  |  |
| 12 血液学的検査    |                                      |     |     |  |                    |  |  |
|              | <b>D 0 0 5 血液形態・機能検査</b>             |     |     |  |                    |  |  |
|              | 赤血球沈降速度(ESR)                         | 血液  |     | クエン酸三ナトリウム二水和物   | T01S2011           |  |  |

|             |                               |     |    |  |   |         |           |
|-------------|-------------------------------|-----|----|--|---|---------|-----------|
|             | 血液浸透圧                         | 血清  |    | 氷点降下法  | T01S1083  |         |           |
|             | 好酸球(鼻汁・喀痰)                    | 分泌液 | 喀痰 | メイギムザ染色  | T01S8252  |         |           |
|             | 血中微生物検査                       | 血液  |    | メイ・グリュンワルド液, ギムザ液, リン酸緩衝液  | T01S8047  |         |           |
|             | ヘモグロビンF(HbF)                  | 血液  |    | 溶離液70A-C, 溶離液70B-C, 溶離液70C-C,<br>溶血・洗浄液70H-C   | T01S3254  |         |           |
|             | 末梢血液像(特殊染色)                   | 血液  |    | ALP染色キット, PAS染色キット, ペルオキシダーゼ用<br>DAB染色キット, ホルマリン, フェロシアン化カリウム,<br>HCl, 1%サフランinO液, エステラーゼ染色キット, エ<br>ステラーゼAS-D染色キット  | T01S2063  |         |           |
|             | 骨髓像                           | その他 |    | メイ・グリュンワルド液, ギムザ液, リン酸緩衝液  | T01S2060  |         |           |
|             | 骨髓像(特殊染色)                     | その他 |    | PAS染色キット, ペルオキシダーゼ用DAB染色キッ<br>ト, ホルマリン, フェロシアン化カリウム, HCl, 1%サ<br>フランinO液, エステラーゼ染色キット, エステラーゼ<br>AS-D染色キット, ACP染色キット | T01S2063  |         |           |
|             | <b>D006 出血・凝固検査</b>           |     |    |  |   |         |           |
|             | アンチトロンビン活性                    | 血漿  |    | ベリクロームアンチトロンビンⅢオートB, オーレンペロ<br>ナル緩衝液   | T01S4125  |         |           |
| 13 生化学的検査 I |                               |     |    |  |   |         |           |
|             | <b>D007 血液化学検査</b>            |     |    |  |   |         |           |
|             | アルドラーゼ                        | 血清  |    | ネスコートALD-VE  | T01S1019  |         |           |
|             | 遊離コレステロール                     | 血清  |    | デタミナー-L FC   | T01S1111  |         |           |
|             | リン脂質                          | 血清  |    | デタミナー-L PL   | T01S1031  |         |           |
|             | 銅(Cu)                         | 血清  |    | クイックオート ネオ Cu  | T01S1051  |         |           |
|             | リパーゼ                          | 血清  |    | シグナスオート LIP  | T01S1073  |         |           |
|             | アポリポ蛋白(AI, AII, B, E)         | 血清  |    | アポA-I オート・N「第一」、<br>アポA-II オート・N「第一」、<br>アポB オート・N「第一」、<br>アポE オート・N「第一」   | T01S1141,<br>T01S1142,<br>T01S1143,<br>T01S1146 |         |           |
|             | 胆汁酸                           | 血清  |    | アクアオート カイノス TBA試薬  | T01S3241  |         |           |
|             | ケトン体分画                        | 血清  |    | TKB-L試薬カイノス、<br>3HB-L試薬カイノス  | T01S1115  |         |           |
|             | 1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)     | 血清  |    | デタミナー-L 1,5-AG   | T01S1176  |         |           |
|             | CK-MB                         | 血清  |    | シカリキッド CK-MB、<br>ケミルミACS-CK-MB   | T01S3414、<br>T01S3458                           | 削除：外部委託 | 2023年4月1日 |
|             | ALPアイソザイム及び骨型アルカリホスファターゼ(BAP) | 血清  |    | アクセス オスターゼ   | T01S3017  |         |           |
|             | フェリチン定量                       | 血清  |    | LZテスト'栄研'FER   | T01S3285  |         |           |
|             | リポ蛋白(a)                       | 血清  |    | N-アッセイ TIA Lp(a) ニットーボー  | T01S3929  |         |           |

|            |                                  |    |   |                              |          |           |            |
|------------|----------------------------------|----|---|------------------------------|----------|-----------|------------|
|            | KL-6                             | 血清 |   | LZテスト'栄研'KL-6                | T01S3859 |           |            |
|            | 心筋トロポニンT(TnT)定性・定量               | 血清 |   | エクルーシス試薬トロポニンT hs            | T01S3928 |           |            |
|            | シスタチンC                           | 血清 |   | LZテスト'栄研'シスタチンC              | T01S1271 |           |            |
|            | ミオグロビン定量                         | 血清 |   | ケミルミACS-ミオグロビン               | T01S3286 | 削除：外部委託   | 2023年4月1日  |
|            | ビタミンB12                          | 血清 |   | アクセス B12                     | T01S3426 | 試薬変更・機器変更 | 2022年9月1日  |
|            | 葉酸                               | 血清 |   | アクセス 葉酸 (FOLW)               | T01S3427 | 試薬変更・機器変更 | 2022年9月1日  |
|            | ヒアルロン酸                           | 血清 |   | エルピアエース®HA                   | T01S3248 |           |            |
|            | レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C)         | 血清 |   | メタボリード RemL-C                | T01S3934 |           |            |
|            | トリプシン                            | 血清 |   | リプリア トリプシン                   | T01S3224 |           |            |
|            | プロカルシトニン(PCT)定量                  | 血清 |   | Alinity BRAHMS PCT・アボット      | T01S8093 |           |            |
| 14 生化学的検査Ⅱ |                                  |    |   |                              |          |           |            |
|            | D008 内分泌学的検査                     |    |   |                              |          |           |            |
|            | プロラクチン(PRL)                      | 血清 |   | Alinity プロラクチン・アボット          | T01S3009 |           |            |
|            | トリヨードサイロニン(T3)                   | 血清 |   | Alinity T3・アボット              | T01S3023 |           |            |
|            | 甲状腺刺激ホルモン(TSH)                   | 血清 |   | Alinity TSH・アボット             | T01S3008 |           |            |
|            | インスリン(IRI)                       | 血清 |   | Alinity インスリン・アボット           | T01S3131 | 試薬変更・機器変更 | 2023年4月1日  |
|            | サイロキシン(T4)                       | 血清 |   | Alinity T4・アボット              | T01S3022 |           |            |
|            | 卵胞刺激ホルモン(FSH)                    | 血清 |   | Alinity FSH・アボット             | T01S3005 |           |            |
|            | 黄体形成ホルモン(LH)                     | 血清 |   | Alinity LH・アボット              | T01S3003 |           |            |
|            | C-ペプチド(CPR)                      | 血清 | 尿 | Alinity C-ペプチド・アボット          | T01S3141 |           |            |
|            | テストステロン                          | 血清 |   | Alinity テストステロン・アボット         | T01S3101 |           |            |
|            | 遊離サイロキシン(FT4)                    | 血清 |   | Alinity フリーT4・アボット           | T01S3027 |           |            |
|            | 遊離トリヨードサイロニン(FT3)                | 血清 |   | Alinity フリーT3・アボット           | T01S3025 |           |            |
|            | コルチゾール                           | 血清 |   | Alinity コルチゾール・アボット          | T01S3071 |           |            |
|            | サイログロブリン                         | 血清 |   | Alinity Tg・アボット              | T01S4821 | 試薬変更・機器変更 | 2022年10月1日 |
|            | 脳性Na利尿ペプチド(BNP)                  | 血漿 |   | Alinity BNP-JP・アボット          | T01S3870 | 試薬変更・機器変更 | 2023年4月1日  |
|            | 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP) | 血清 |   | Alinity Alere NT-proBNP・アボット | T01S2667 |           |            |
|            | プロゲステロン                          | 血清 |   | Alinity プロゲステロン・アボット         | T01S3111 |           |            |
|            | 骨型アルカリホスファターゼ(BAP)               | 血清 |   | アクセス オスターゼ                   | T01S3017 |           |            |
|            | 副甲状腺ホルモン(PTH)                    | 血漿 |   | エクルーシス試薬PTH                  | T01S3204 |           |            |
|            | エストラジオール(E2)                     | 血清 |   | Alinity エストラジオール・アボット        | T01S3107 |           |            |
|            | 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)                 | 血漿 |   | エクルーシス試薬ACTH                 | T01S3007 |           |            |

|           |                          |    |    |  |                       |  |  |
|-----------|--------------------------|----|----|--|-----------------------|--|--|
|           | 心房性Na利尿ペプチド(ANP)         | 血漿 |    | デタミナー-CL ANP   | T01S3036              |  |  |
|           | <b>D 0 0 9 腫瘍マーカー</b>    |    |    |  |                       |  |  |
|           | 癌胎児性抗原(CEA)              | 血清 |    | Alinity CEA・アボット   | T01S3288              |  |  |
|           | α-フェトプロテイン(AFP)          | 血清 |    | Alinity AFP・アボット   | T01S3290              |  |  |
|           | 扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)         | 血清 |    | Alinity SCC・アボット   | T01S3276              |  |  |
|           | CA15-3                   | 血清 |    | Alinity CA15-3・アボット  | T01S3284              |  |  |
|           | エラスターゼ1                  | 血清 |    | イアトロIRE1 II  | T01S3293              |  |  |
|           | 前立腺特異抗原(PSA)             | 血清 |    | Alinity PSA・アボットアクセス ハイブリテックPSA  | T01S3410              |  |  |
|           | CA19-9                   | 血清 |    | Alinity CA19-9 XR・アボット   | T01S3299              |  |  |
|           | PIVKA- II 定量             | 血清 |    | Alinity PIVKA- II ・アボット  | T01S3754              |  |  |
|           | CA125                    | 血清 |    | Alinity CA125 II ・アボット   | T01S3275              |  |  |
|           | 神経特異エノラーゼ(NSE)           | 血清 |    | エクルーシス試薬NSE  | T01S3281              |  |  |
|           | 遊離型PSA比(PSA F/T比)、       | 血清 |    | アクセス ハイブリテックfreePSA,   | T01S4118,T01S7105     |  |  |
|           | サイトケラチン19フラグメント(シフラ)     | 血清 |    | Alinity シフラ・アボット   | T01S3166              |  |  |
|           | ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)   | 血漿 |    | エクルーシス試薬ProGRP   | T01S3719              |  |  |
| 15 免疫学的検査 |                          |    |    |  |                       |  |  |
|           | <b>D 0 1 1 免疫血液学的検査</b>  |    |    |  |                       |  |  |
|           | 不規則抗体                    | 血清 | 血液 | オーソクームス/ニュートラルカセット, オーソバイオビュー<br>ニュートラルカセット, オーソバイオビュークームスカセッ<br>ト, オーソO.A.E.S, オーソバイオビュースクリーンJ, リ<br>ゾルブパネル, バイオクロン抗P1抗体, バイオクロン<br>抗Le <sup>a</sup> , バイオクロン抗Le <sup>b</sup> , ガンマクロン抗M,<br>ガンマクロン抗N, 抗S血清, 抗s血清, 抗Fya血<br>清, 抗Fyb血清, バイオクロン抗Jka, バイオクロン<br>抗Jkb, ガンマP1血液型物質, ガンマLewis型物<br>質, 寒冷凝集素吸収試薬, バイオクロン抗E血<br>清, バイオクロン抗e血清, バイオクロン抗C血<br>清, バイオクロン抗c血清, ガンマ-クイン, オーソ<br>PEG, オーソ抗IgG血清 (ウサギ) | T01S4071              |  |  |
|           | <b>D 0 1 2 感染症免疫学的検査</b> |    |    |  |                       |  |  |
|           | 梅毒血清反応(STS)半定量           | 血清 |    | RPRテスト"三光"<br>メディエーSRPR (H)  | T01S4050,<br>T01S8376 |  |  |
|           | 梅毒トレポネーマ抗体半定量            | 血清 |    | セロディアTP、<br>メディエーSTPLA (H)   | T01S4044,<br>T01S1917 |  |  |
|           | ロタウイルス抗原定性(糞便)           | 便  |    | ディップスティック栄研'ロタ   | T01S4660              |  |  |

|  |                            |     |   |                                      |                       |           |            |
|--|----------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
|  | ヘリコバクター・ピロリ抗体              | 血清  |   | Eプレート栄研'H.ピロリ抗体Ⅱ、<br>H.ピロリ-ラテックス「生研」 | T01S7995、<br>T01S2421 |           |            |
|  | ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（風疹ウイルス） | 血清  |   | 風疹ウイルス抗体キット R-HI「生研」                 | T01S3664              |           |            |
|  | クロストリジウム・デフィシル抗原定性         | 便   |   | GEテスト イムノクロマト<br>CD GDH/TOX「ニッセイ」    | T01S1385              |           |            |
|  | 肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)           | 尿   |   | BinaxNOW 肺炎球菌                        | T01S7885              |           |            |
|  | 大腸菌血清型別                    | 便   |   | 病原大腸菌免疫血清「生研」                        | T01S9113              |           |            |
|  | グロブリンクラス別ウイルス抗体価（風疹ウイルス）   | 血清  |   | アクセス ルベラIgG                          | T01S2083              |           |            |
|  | レジオネラ抗原定性(尿)               | 尿   |   | イムノキャッチ-レジオネラ                        | T01S4260              |           |            |
|  | 結核菌群抗原定性                   | その他 |   | キャピリアTB-Neo                          | T01S9516              |           |            |
|  | <b>D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査</b>  |     |   |                                      |                       |           |            |
|  | HBs抗原定性・半定量                | 血清  |   | マイセルⅡ HBsAg                          | T01S4015              |           |            |
|  | HBs抗体定性                    | 血清  |   | マイセルⅡ anti-HBs                       | T01S4016              |           |            |
|  | HBe抗原                      | 血清  |   | Alinity HBeAg・アボット                   | T01S3674              |           |            |
|  | HBe抗体                      | 血清  |   | Alinity HBeAb・アボット                   | T01S3675              |           |            |
|  | HBc抗体半定量・定量                | 血清  |   | Alinity HBc・アボット                     | T01S3678              |           |            |
|  | HBc-IgM抗体                  | 血清  |   | Alinity HBc-M・アボット                   | T01S3684              |           |            |
|  | HA抗体                       | 血清  |   | Alinity HAVAB-G・アボット                 | T01S3679              |           |            |
|  | HA-IgM抗体                   | 血清  |   | Alinity HAVAB-M・アボット                 | T01S3680              |           |            |
|  | <b>D 0 1 4 自己抗体検査</b>      |     |   |                                      |                       |           |            |
|  | マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)  | 血清  |   | LZテスト'栄研' MMP-3                      | T01S4239              |           |            |
|  | 抗サイログロブリン抗体                | 血清  |   | Alinity TgAb・アボット                    | T01S4809              | 試薬変更・機器変更 | 2022年10月1日 |
|  | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体             | 血清  |   | Alinity TPOAb・アボット                   | T01S4824              | 試薬変更・機器変更 | 2022年10月1日 |
|  | 抗シトルリニ化ペプチド抗体定量            | 血清  |   | Alinity Anti-CCP・アボット                | T01S7899              |           |            |
|  | 抗TSHレセプター抗体(TRAb)          | 血清  |   | Alinity TRAb・アボット                    | T01S2659              | 試薬変更・機器変更 | 2022年10月1日 |
|  | <b>D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査</b>  |     |   |                                      |                       |           |            |
|  | C反応性蛋白(CRP)定性              | 血清  |   | LZテスト'栄研'CRP-HG                      | T01S4002              |           |            |
|  | トランスフェリン(Tf)               | 血清  |   | N-アッセイ TIA Tf-H ニットーポー               | T01S3279              |           |            |
|  | 非特異的IgE定量                  | 血清  |   | イムノキャップ総IgE                          | T01S3265              |           |            |
|  | β2-マイクログロブリン               | 血清  | 尿 | LZテスト'栄研'β2-M                        | T01S3282              |           |            |
|  | トランスサイレチン(プレアルブミン)         | 血清  |   | N-アッセイ TIA プレアルブミン ニットーポー            | T01S4082              |           |            |

|                |                                    |     |     |  |                       |         |           |
|----------------|------------------------------------|-----|-----|--|-----------------------|---------|-----------|
|                | 特異的IgE半定量・定量                       | 血清  |     | イムノキャップ特異的IgE、Viewアレルギ-39                    | T01S3312、T01S0691     |         |           |
|                | アトピー鑑別試験定性                         | 血清  |     | イムノキャップ特異的IgE                                | T01S3312              |         |           |
| 16 微生物学的検査     |                                    |     |     |  |                       |         |           |
|                | D022 抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）          |     |     |  |                       |         |           |
|                | 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく)               | その他 |     | ビットスペクトル-SR                                  | T01S8901              |         |           |
|                | D023-2 その他の微生物学的検査                 |     |     |  |                       |         |           |
|                | 大腸菌ペロトキシン定性                        | 便   | その他 | オーソ VT1/VT2,VTEC-RPLA「生研」                    | T01S9291,T01S9391     |         |           |
| 17 遺伝子関連・染色体検査 |                                    |     |     |  |                       |         |           |
|                | b 病原体核酸同定（D023微生物核酸同定・定量検査）（NGS以外） |     |     |  |                       |         |           |
|                | HBV核酸定量                            | 血清  |     | コバス TaqMan HBV「オート」v2.0                      | T01S2983              | 削除：外部委託 | 2023年1月4日 |
|                | 結核菌群核酸検出                           | 喀痰  |     | コバス TaqMan MTB                               | T01S4826              |         |           |
|                | マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出  | 喀痰  |     | コバス TaqMan MAI                               | T01S4826              |         |           |
|                | HCV核酸定量                            | 血清  |     | コバス TaqMan HCV「オート」v2.0                      | T01S1976              | 削除：外部委託 | 2023年1月4日 |
| 18 1その他検査      |                                    |     |     |  |                       |         |           |
|                | B001 2 特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）         |     |     |  |                       |         |           |
|                | ジギタリス製剤（ジゴキシン）                     | 血清  |     | ナノピアTDMジゴキシン                                 | T01S3517              |         |           |
|                | 抗てんかん剤（フェニトイン、フェノバルビタール）           | 血清  |     | エミット2000フェニトインアッセイ、<br>エミット2000フェノバルビタールアッセイ | T01S3502、<br>T01S3501 |         |           |
|                | テオフィリン製剤                           | 血清  |     | エミット2000テオフィリンアッセイ                           | T01S3519              |         |           |
|                | バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン                 | 血清  |     | エミット2000バルプロ酸アッセイ、<br>エミット2000カルバマゼピンアッセイ    | T01S3505、<br>T01S3503 |         |           |