

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記の項目につきましては、同一の容器をもって血液一般・形態検査との同時依頼も受託しておりましたが、検査体制に万全を期すために容器に関しては、容器コードを別に設定し専用の扱いと変更させていただきます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえ、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

- ABO式血液型 : 項目コード 2017
- Rh(D)式血液型 : 項目コード 2018
- Rh-Hr式血液型 : 項目コード 2047
- 直接クームス試験 : 項目コード 2022

変更実施日

※ 平成25年6月1日(土)以降、順次、専用容器扱いとしてご提出下さい。

変更内容

- 1) 血液型関連検査(上記の4項目)には新たに血液型検査専用の容器コード(B2)を設定します。
尚、容器自体は、既存の血球計算検査用試験管と同一です。
- 2) 血液型関連検査と同時に、血液一般・形態検査をご依頼される場合には、血液型検査専用として別に、採血及びご提出をお願いします。

詳細につきましては、裏面をご参照願います。

保健科学グループ



株式会社 保健科学研究所

本社	横浜市保土ヶ谷区神戸町 106	TEL 045-333-1661
仙台支社	仙台市宮城野区扇町 1-3-5	TEL 022-236-9345
中部支社	名古屋市西区則武新町 2-20-17	TEL 052-582-3201
大阪支社	豊中市原田中 1-2-3	TEL 06-6843-5622
福岡支社	福岡市博多区山王 2-14-34	TEL 092-452-0851

新潟臨床検査センター

保健科学東日本

日本ノーバメディカル研究所

いかがく

組織科学研究所

ケーアイエー細胞病理研究所

カスタムメディカル研究所

遠州予防医学研究所

日本厚生団衛生科学研究所

湘南医化学検査センター

小田原衛検

相模医研

東部メディカルセンター

平成25年6月1日(土)以降、順次変更

項目コード	検査項目	報告内容	新	現	備考	検査案内書掲載ページ
2017	ABO式血液型	容器コード	B2-1	A2-2 又は B-1	容器コードのみ専用コードに変更いたします。尚、専用として設定させていただきますので、普通試験管(分離剤無し)での受託は中止とさせていただきます。	49
2018	Rh(D)式血液型					
2047	Rh-Hr式血液型					
2022	直接クームス試験		B2-2	B-2		

▼ 新容器の取り扱い方法

B2 血液型検査専用採血管	記号	保存方法	検査項目
 <p>添加剤・内容物 EDTA-2K</p> <p>採血量 2mL</p> <p>貯蔵方法 常温</p> <p>有効期限 2年</p> <p>検査項目</p> <p>備考</p>	B2-1	採血後。静かに約10回ほど転倒混和 そのまま冷蔵保存 (凍結不可)	ABO式血液型、Rh(D)式血液型、Rh-Hr式血液型
	B2-2	採血後。静かに約10回ほど転倒混和 そのまま (常温に保存)	直接クームス試験

※ 容器は、既存の血球計算検査用試験管(容器コード:B)と同一です。血液一般・形態検査の他に血液型検査のご依頼等がある場合には、血液型検査専用として別に採血及びご提出をお願いします。