

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、下記の検査項目につきまして、使用する容器を変更させて頂きたく、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
敬具

記

変更項目

【培養検査】

● 血液・穿刺液

: 項目コード 8007

変更期日

新しい容器のお届け以降、順次

(平成26年8月中旬より出荷予定です。従来品の在庫がなくなり次第、ご利用下さい。)

変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います。

保健科学グループ



株式会社 保健科学研究所

本社 / 横浜市保土ヶ谷区神戸町 106 TEL 045-333-1661
仙台支社 / 仙台市宮城野区扇町 1-1-6 TEL 022-236-9345
中部支社 / 名古屋市西区則武新町 2-20-17 TEL 052-582-3201
大阪支社 / 豊中市原田中 1-2-3 TEL 06-6843-5622
福岡支社 / 福岡市博多区山王 2-14-34 TEL 092-452-0851

新潟臨床検査センター
保健科学東日本
日本ノーバメディカル研究所
いかがく
組織科学研究所
ケーアイエー細胞病理研究所
カスタムメディカル研究所

遠州予防医学研究所
日本厚生団衛生科学研究所
湘南医化学検査センター
小田原衛検
相模医研
東部メディカルセンター

平成26年8月中旬より出庫予定

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	検査案内書掲載ページ
8007	【培養検査】 血液・穿刺液	容器	【ボトル名称】 ・FA Plusボトル(好気用) ・FN Plusボトル(嫌気用) ・PF Plusボトル(小児用)	【ボトル名称】 ・FAボトル(好気) ・FNボトル(嫌気) ・PFボトル(小児用)	使用方法等の変更はありません。 ※	129 137
《 詳細は下記をご参照下さい 》						

※ SAボトル(好気)、SNボトル(嫌気)、抗酸菌ボトルの変更はありません。

▼ 現行と新規の比較

	新規			現行		
ボトル名称	FA Plusボトル (好気用)	FN Plusボトル (嫌気用)	PF Plusボトル (小児用)	FA ボトル (好気用)	FN ボトル (嫌気用)	PF ボトル (小児用)
容器						

※ 現行品が抗菌薬吸着用に黒色の活性炭を用いていたのに対して、新規ボトルではより広域のスペクトルの抗菌薬を吸着する茶褐色透明の吸着ビーズを用いております。

※ 容器(血液培養ボトル)の主要外形および使用方法は変更ありません