

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、下記の検査項目につきまして、検査内容を変更させて頂きたくご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

- 尿中レジオネラ抗原定性 : 項目コード 4964

変更期日

平成26年5月31日(土) 受託分より変更

変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います。

保健科学グループ



株式会社 保健科学研究所

本社 / 横浜市保土ヶ谷区神戸町 106 TEL 045-333-1661
仙台支社 / 仙台市宮城野区扇町 1-3-5 TEL 022-236-9345
中部支社 / 名古屋市西区則武新町 2-20-17 TEL 052-582-3201
大阪支社 / 豊中市原田中 1-2-3 TEL 06-6843-5622
福岡支社 / 福岡市博多区山王 2-14-34 TEL 092-452-0851

新潟臨床検査センター
保健科学東日本
日本ノーバメディカル研究所
いかがく
組織科学研究所
ケーアイイー細胞病理研究所
カスタムメディカル研究所

遠州予防医学研究所
日本厚生団衛生科学研究所
湘南医化学検査センター
小田原衛検
相模医研
東部メディカルセンター

平成26年5月31日(土)受託分より変更

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	検査案内書掲載ページ
4964	尿中レジオネラ抗原定性	検査方法	イムノクロマト法	EIA法	従来試薬の販売中止に伴い委託先において受託中止となった。については、別試薬による内部検査に変更します。	56
		所要日数	2~4日	4~9日		
		検査場所	保健科学研究所 第2ラボラトリー (*ア)	LSIメディエンス (*1)		

▼ 現法と新法の比較

[4964:尿中レジオネラ抗原定性]

		現法		合計
		陽性	陰性	
新法	陽性	24	3	27
	陰性	3	70	73
合計		27	73	100

陽性一致率:88.9%

陰性一致率:95.9%

全体一致率:94.0%

(メーカー資料より抜粋)

▼ 検査方法参考文献

原 哲郎, 他: 機器・試薬 30(6): 519~522, 2007.