

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたび、別掲の検査項目につきまして、委託先より、薬物検査の測定精度向上を目的として測定機器を変更する旨の連絡がありました。この変更に伴い、弊社におきましても検査内容の一部が変更となりますのでご案内申し上げます。

先生方にはご不便をお掛け致しますが、弊社事情をご賢察のうえ、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目および変更内容

※詳細につきましては、次ページ以降の内容をご参照願います。

変 更 期 日

平成 29 年 2 月 23 日（木）受託分より変更



保健科学グループ

保健科学研究所
保健科学東日本
保健科学西日本
保健科学東京
保健科学新潟

〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106
〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673
〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328
〒160-0001 東京都新宿区片町3-3
〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31


TEL. 045-333-1661
TEL. 048-543-4000
TEL. 075-933-6060
TEL. 03-3357-3611
TEL. 025-275-0161

平成29年2月23日（木）受託分より変更


項 目 コード	検 査 項 目		変更内容	新	現	備考	検査案内書 掲載ページ
5099	抗 て ん かん 剤	ニトラゼパム	検体必要量	血清 0.3mL	血清 0.5mL	委託先における 測定機器変 更に伴う変 更です。 新法における 測定法文献は ありません。	108
			検査方法	LC/MS/MS 法	HPLC 法		
(5909)		クロバザム	検体必要量	血清 0.3mL	血清 0.5mL		
			検査方法	LC/MS/MS 法	HPLC 法		
5847		ラモトリギン	検体必要量	血漿 0.3mL	血漿 0.5mL		
			検査方法	LC/MS/MS 法	HPLC 法		
5982		ガバペンチン	検体必要量	血漿 0.3mL	血漿 0.5mL		
			検査方法	LC/MS/MS 法	HPLC 法		
			所要日数	4～8 日	4～9 日		
(5457)	不 整 脈 用 剤	プロパフェノン	検体必要量	血清 0.3mL	血清 1.5mL	109	
			検査方法	LC/MS/MS 法	HPLC 法		
5175		コハク酸シベン ゾリン	検体必要量	血清 0.3mL	血清 0.5mL		
			検査方法	LC/MS/MS 法	HPLC 法		
5491		アプリンジン	検体必要量	血清 0.3mL	血清 0.5mL	110	
			検査方法	LC/MS/MS 法	HPLC 法		
5375		フレカイニド	検査方法	LC/MS/MS 法	HPLC 法		
5770		アミオダロン	検体必要量	血漿 0.3mL	血漿 0.6mL		
			検査方法	LC/MS/MS 法	HPLC 法		
5849	ペプリジル	検体必要量	血漿 0.3mL	血漿 0.5mL			
		検査方法	LC/MS/MS 法	HPLC 法			

▼ 現法と新法の比較（委託先資料）


ニトラゼパム




クロバザム




デスメチルクロバザム (クロバザムの代謝物)




ラモトリギン




ガバペンチン




プロパフェノン




5-OHプロパフェノン (プロパフェノンの代謝物)




コハク酸シベンゾリン




アプリンジン




フレカイニド



ベプリジル



アミオダロン (AMD)



モノデスエチルAMD (アミオダロンの代謝物)

