

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたび、下記検査項目の専用採便容器につきまして、仕様変更を行いますので、ご案内させていただきます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

### 変更項目

● ヘモグロビン(潜血金コロイド)定性 1日法	項目コード 6521
● ヘモグロビン(潜血金コロイド)定性 2日法	項目コード 6522
● ヘモグロビン(潜血金コロイド)定量 1日法	項目コード 6526
● ヘモグロビン(潜血金コロイド)定量 2日法	項目コード 6527
● ヘモグロビン・トランスフェリン(Hb・Tf)定性 1日法	項目コード 6532
● ヘモグロビン・トランスフェリン(Hb・Tf)定性 2日法	項目コード 6533
● ヘモグロビン・トランスフェリン(Hb・Tf)定量 1日法	項目コード 6544
● ヘモグロビン・トランスフェリン(Hb・Tf)定量 2日法	項目コード 6545

### 変更期日







平成30年5月上旬より順次変更

### 変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います



保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL.045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL.048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL.075-933-6060
保健科学東京	〒160-0001 東京都新宿区片町3-3	TEL.03-3357-3611
保健科学新潟	〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31	TEL.025-275-0161

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	検査案内書掲載ページ	
6521 (1日法) 6522 (2日法)	ヘモグロビン(潜血金コロイド)定性	容器仕様	容器コード:ヒ		118	
	容器フタ色					
6526 (1日法) 6527 (2日法)	ヘモグロビン(潜血金コロイド)定量		容器ラベル	 <p>記載必要事項 カナ名 生年月日 採便日 性別 年齢 バーコード付</p>		 <p>記載必要事項 氏名 採便日 性別 年齢</p>
6532 (1日法) 6533 (2日法)	ヘモグロビン・トランスフェリン(Hb・Tf)定性		同封資料	便の正しいとり方(裏面に大腸検査のための注意事項を印刷しました。次ページを参照願います。)		便の正しいとり方
6544 (1日法) 6545 (2日法)	ヘモグロビン・トランスフェリン(Hb・Tf)定量		外袋			

※容器形状、内容液(保存液)につきましては、変更はございません。  
 ※現行容器につきましても、有効期限内であればご利用いただけます。

**必ず  
お読み下さい**

## 【大腸検査のための注意事項】

- ◆ この検査は、便中に含まれる微量な血液の有無を調べる検査です。(免疫学的便潜血検査)
- ◆ **生理中や痔出血がある時の採便は避けて下さい。**  
(目的とする消化管以外の血液と反応し、陽性となります)
- ◆ 原則として、提出前日と当日に採便して下さい。  
(提出日に注意して採便して下さい)
- ◆ 採便容器にカナ名、生年月日、採便日をハッキリ書いて下さい。
- ◆ 便が水につからないように採便シートで受けて下さい。  
(トイレの水に便がつかると正しい結果が出ません)
- ◆ 便の量はすくい取ると多過ぎます。便の表面をまんべんなくこすり取るだけで十分です。(表図の便の正しい採り方②)
- ◆ 水様便(水のような下痢便)の場合は、正しい結果が出ない場合がありますので申し出て下さい。
- ◆ 1本の採便容器に2回分、採らないで下さい。
- ◆ 容器中の溶液(保存液)は**絶対に捨てないで下さい。**
- ◆ 容器は**直射日光を避け涼しい所、子供の手の届かない所に保管**して下さい。(特に車のダッシュボード等は非常に高温となりますので放置しないで下さい)
- ◆ 採便出来なかった容器は、袋には入れないで下さい。
- ◆ 危険ですので、直接肛門より便を採取しないで下さい。  
(採便以外の目的では使用しないで下さい)
- ◆ 誤って溶液が目や口に入った場合は、水で十分に洗い流すなどの処置を行って下さい。また、必要があれば医師の手当てを受けて下さい。