

新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、弊社では皆様のご要望にお応えし、また医療の進歩に寄与するべく絶えず検査領域の拡大に努めておりますが、このたび、下記項目の検査受託を開始することになりました。

取り急ぎご案内させていただきますので、ご利用のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

新規受託項目

- ミオグロビン定量-尿 項目コード：1174
- 尿中コルチゾール 項目コード：5016

受託開始日

2022年3月31日（木）受付分より新規受託開始

※詳細につきましては、裏面をご参照ください。



保健科学グループ

保健科学研究所 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106 TEL. 045-333-1661
保健科学東日本 〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673 TEL. 048-543-4000
保健科学西日本 〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328 TEL. 075-933-6060

新規受託項目

項目コード	検査項目 JLAC10	検体必要量 (mL)	容器 保存方法	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断料	備考欄
1174	ミオグロビン定量-尿 5C090-0000-001-052	随時尿 8.0	ア 冷蔵 ※	CLEIA法	2.0未満 ng/mL	4~7日	139 生化Ⅰ	*E
5016	尿中コルチゾール 4D045-0000-004-051	蓄尿 又は 随時尿 1.0	C 冷蔵	CLIA法	蓄尿：4.3~176.0 μg/day 随時尿：なし μg/L	5~7日	127 生化Ⅱ	*E

委託先：ビー・エム・エル（略号：*E）

※ミオグロビン検査尿専用容器



添加剤・内容物

安定化剤

採取量・容量

貯蔵方法

常温

有効期限

容器に表示

検査項目

ミオグロビン尿

備考

採尿した尿を入れよく混和させ、4～6℃保存

▼参考文献

- ・関口 昌江, 他：医学と薬学 69, 985-991, 2013 〈尿中コルチゾール〉