

細菌の検体バーコードのポイント

①バーコードラベルがありますか？




バーコードラベル無し ✖

- 1:バーコードを必ず貼ってください
- 2:依頼書の名前と同じ名前ですか？



②バーコードラベルの貼り方



試験管に巻き付け ✖

バーコードリーダーで読めません
必ず、縦方向に貼ってください



③2つのバーコードを重ねない



バーコード上にバーコード ✖

血液ボトル本体のバーコード(青枠)
の上に検体バーコード(赤枠)を
重ねないでください

バーコードとバーコードを
重ねないでください



反対面

