

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、別掲の検査項目におきましては、定期的な見直しに伴い検査内容の一部を変更させていただきます。ご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目および変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います。

変更期日

平成 31 年 3 月 30 日 (土) 受託分より変更



保健科学グループ



保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL. 045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL. 048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL. 075-933-6060
保健科学東京	〒160-0001 東京都新宿区片町3-3	TEL. 03-3357-3611
保健科学新潟	〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31	TEL. 025-275-0161

平成31年3月30日(土) 受託分より変更



項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	総合検査案内掲載ページ
4999	IgG 2	検査方法	免疫比濁法	ネフェロメトリー法	委託先より、同一メーカーが販売するラテックス凝集比濁法および免疫比濁法試薬に変更致し、基準値を試薬の添付文書記載値に変更する旨の連絡があった為。	69
		基準値	239～838 mg/dL	208～754 mg/dL		
		報告下限	20.0未満 mg/dL	8.0未満 mg/dL		
		実施料	239点 (D014 自己抗体検査「28」)	388点 (D014 自己抗体検査「39」)		
5162	L-FABP (L型脂肪酸結合蛋白)	報告範囲	L-FABP濃度 0.20未満 0.20～99900000 ng/mL	L-FABP濃度 0.50未満 0.50～99999.99 ng/mL	委託先より、測定範囲が広い代替試薬へ変更する旨の連絡があった為。	113
			L-FABPクレアチニン換算値 0.01未満 0.01～99900000 μg/gCr	L-FABPクレアチニン換算値 (設定なし) 0.01～99999.99 μg/gCr		

▼ L-FABP (L型脂肪酸結合蛋白) の現試薬と新試薬の比較

L-FABP 濃度




L-FABP クレアチニン換算値



(委託先検討資料)

▼ IgG 2 の現法と新法の比較



(委託先検討資料)