

検査連携システム「H-Link」による依頼/報告業務の多様化をはじめ、様々な機能で医療機関の検査業務を省力化します。

## システム特徴

### 検査依頼・結果はオンラインでスピーディに！

H-Linkは、電子カルテから検査センターにダイレクトに検査依頼、そしてオンラインで検査結果を取り込みすることが可能となっています。集配担当者がお届けするUSBやFDなどの電子媒体を待つ必要がありません。集配時間に左右されず、これまでより早くご診察の準備が行えるようになります。

### 作業量を大幅に軽減


電子カルテから依頼データをオンラインで頂くことにより、依頼書を手書きで記入することがなくなります。入力の手間がなくなるだけでなく、入力ミスや入力漏れ、誤読を防止します。H-Linkは、精度の向上に繋がり、スムーズな検査依頼に役立ちます。

### セキュアにデータ送受信

厚生労働省のガイドラインに準拠した安心したネットワーク接続での送受信が可能です。オンラインでの対応のため、紙・電子媒体の紛失による個人情報漏えいの心配がなく、安心してご利用頂けます。

## 機能の紹介

ボタン一つで検査データを簡単に送信・受信することが可能です。送信履歴、受信履歴ともに1か月分保存されます。結果受信に関しては、日付範囲を指定して受信を行うこともできます。



依頼送信画面




結果受信画面


## システム導入パターン

H-Linkを利用することで、お客様に合わせた依頼・報告形態にご対応ができます。

### 例①:【依頼】オンライン + 【報告】オンライン



### 例②:【依頼】紙伝票 + 【報告】オンライン



※上記形態は主たる一例です。尚、細菌・病理/細胞診検査の場合は例②のみの対応となります。